

Cityliner-Probefahrt vereinbaren!

## QUALITÄT ERFAHREN

Kommen Sie in den Genuss einer Cityliner-Probefahrt und erleben Sie, wie sich Entwicklungskompetenz, hervorragendes Material und perfekte Verarbeitung auf das Fahrgefühl auswirken. Es gibt Qualität, die können wir nicht beschreiben – aber zum unverbindlichen Testen anbieten. Überzeugen Sie sich selbst.



### Und so geht's ...

Gehen Sie auf [www.meyra.de/cityliner-probefahrt](http://www.meyra.de/cityliner-probefahrt) oder folgen Sie dem QR-Code und füllen Sie die nötigen Angaben aus. Einer unserer Mitarbeiter wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um gemeinsam mit einem Fachhändler bei Ihnen in der Nähe eine unverbindliche Probefahrt zu vereinbaren.



MEYRA CITYLINER

### MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2  
D-32689 Kalletal-Kalldorf

Tel +49 5733 922 - 311  
Fax +49 5733 922 - 9311

info@meyra.de  
[www.meyra.de](http://www.meyra.de)

MEYRA® | CITYLINER

»FASZINATION MOBILITÄT«



# FASZINIEREND AGIL - DIE CITYLINER VON MEYRA

Mit diesen Scootern wird das Fahren zu einem echten Erlebnis – an jedem Tag! Die kraftvolle Beschleunigung und das perfekt abgestimmte Fahrverhalten sorgen für Begeisterung, das exklusive Design für den richtigen Auftritt. Sicherheit: selbstverständlich. Material: herausragend. Sie werden es spüren.

## Einfach überzeugend

- Optimales Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht
- Leistungsstarke Motoren bis 2500 Watt Spitzenleistung
- Bewährte Motorentechnik und moderner Federungs-Komfort
- Hochwertige Materialien und perfekte Verarbeitung
- Ökonomisch und sparsam durch Elektroantrieb
- Nutzergewicht bis 180 kg


## Umfangreiche Serien- und Sicherheitsausstattung

- Lenksäulen stufenlos verstellbar
- Bequeme verstell- und drehbare Sitze
- Multifunktionsdisplay in 11 Sprachen
- Diebstahlschutz durch programmierbares Codeschloss
- Kurvengeschwindigkeitsreduzierung
- Automatische Fahrlichteinschaltfunktion bei Dunkelheit
- Integrierte Sicherheitsbremssysteme



## Qualität weitergedacht

Deutsche Ingenieurskunst und moderne CAD-Technik aus dem Hause MEYRA – kombiniert mit jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Scootern – gewährleisten den hohen Qualitätsstandard der Cityliner. Aus der ständigen Prüfung und Weiterentwicklung der Baugruppen resultieren praxisorientierte Top-Produkte mit einem außergewöhnlich hohem Sicherheitsanspruch und hervorragenden Fahreigenschaften.



# FREIHEIT PUR IN DER CITY GENIEßESSEN



**Cityliner 412**

Absolut wendig: kompakte Abmessungen mit einer Länge von 1,22 m, passend nach Norm für Fahrstühle konstruiert. Für den vielseitigen City-Einsatz im Innen- und Außenbereich – auch beim Einkaufen in Geschäften und Shopping Centern.

- Geschwindigkeit 12 km/h
- Dauerleistung 400 Watt
- Reichweite bis 35 km
- Gefedertes Fahrwerk
- Nutzergewicht bis 150 kg
- Komfortabler, eleganter und verstellbarer Sitz
- Durchzugsstarker laufruhiger Motor

**Cityliner 415**

Mit seiner Länge von 1,38 m und seinem starken 650 Watt Motor vereint er die Highlights eines City-Scooters mit den nötigen Eigenschaften für lange Touren und starke Steigungen. Exklusiver Sitzkomfort, große Beinfreiheit und ein Tempomat garantieren Fahrfreude – auch auf längeren Ausfahrten.

- Geschwindigkeit 15 km/h
- Dauerleistung 650 Watt
- Reichweite bis 50 km
- Komfort-Fahrwerk
- Nutzergewicht bis 180 kg
- Verstellbarer Luxussitz mit Staufächern
- Abschließbares Staufach im Heck
- Handbremse
- Tempomat



## GRUNDAUSSTATTUNG



**Cityliner 412** 4.999,00 € UVP

**Cityliner 415** 5.999,00 € UVP



### Standard bei den Cityliner 412/415

- Alufelgen
- 2 x Chromspiegel
- Integrierte Stoßfänger und Rammschutz
- Stufenlos einstellbare Lenksäule
- Gefederter Komfort-Sitz mit höhen- und winkelverstellbarer Rückenlehne, drehbar um 360° (nur Cityliner 412)
- Sitztiefen- und Breitenverstellung
- Hochschwenkbare Armlehnen
- Beckengurt
- Fahrhebelwippe für Daumenbetätigung mit Rechts-, Links- oder Einhandbedienung
- Beleuchtung nach StVZO inkl. Blinker, Warnblinklicht und Bremslicht
- Beleuchtetes LCD-Multifunktionsdisplay inkl. Tastenbeleuchtung, Uhr, Codeschloss als Diebstahlsicherung, Tacho, Kilometerzähler und Menüführung in 11 Sprachen
- Verstärkte Hupe
- Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven

### Zusätzlich inklusive nur bei dem Cityliner 415

- Einkaufskorb
- Abschließbares Staufach im Heck
- Luxussitz mit Staufächern, einstellbarer Lordosenstütze, winkelverstellbarer Rückenlehne, drehbar um 360°
- Hochschwenkbare Armlehnen mit Staufach
- Tempomat
- Handbremse

## ZUBEHÖR



Armlehnen-Staufach



Staufach in der Sitzfläche



Frontscheibe




Gasdrehgriff rechts/links



Gehhilfenhalter



Wetterschutz für Einkaufskorb



Heckmarkierungstafel



Getränkhalter




Schlupsack, witterungsbeständig und warm



Einkaufskorb zusätzlich



Hardcase, witterungsbeständig und abschließbar



Halterung für Mobilus-Rollator



Halterung für Ideal-Rollator

### Zubehör für den Cityliner 412 / 415

- Getränkhalter
- Frontscheibe
- Gepäckbox
- Fußgas
- Heckmarkierungstafel nach ECE-R69 (gesetzlich vorgeschrieben im Straßenverkehr > 6 km/h)
- Gasdrehgriff rechts
- Gasdrehgriff links
- Einkaufskorb zusätzlich mit Halterung
- Wetterschutz für Einkaufskorb
- Schlupsack
- Gehhilfenhalter (nicht in Verbindung mit zusätzlichem Einkaufskorb)

### Zubehör nur für den Cityliner 415

- Verbreiterter Luxussitz, Sitzbreite 60 cm
- Einkaufskorb zusätzlich mit Halterung (nicht in Verbindung mit Gehhilfenhalter)
- Halterung für Ideal Rollator
- Halterung für Mobilus-Rollator
- Halterung für weitere Rollator-Modelle (auf Anfrage)

## TECHNISCHE DATEN CITYLINER 412/415

ABMESSUNG/TRANSPORTMASSE	412	415
Länge	122 cm	138 cm
Breite	64 cm	68 cm
Sitzhöhe, verstellbar	45 – 52,5 cm	44 – 54 cm
Sitztiefe	43 cm	48 cm
Sitzbreite, (verstellbar 412)	45 – 66 cm	50 / 60 cm
Rückenhöhe	45 cm	-
Transporthöhe (bei umgeklappter Lenksäule und ohne Sitz)	72 cm	70 cm

FAHRWERK	412	415
Gefedertes Fahrwerk		
Automatische Sicherheitsbremse		
Anzahl der Räder	4	4
Raddurchmesser Lenkrad	29 cm	31,5 cm
Raddurchmesser Antriebsrad	29 cm	31,5 cm
Bodenfreiheit	10 cm	11 cm
Hindernisüberwindung, max.	10 cm	10 cm
Wendekreis (Radius)	1,5 m	1,7 m

ELEKTRONIK	412	415
Motor-Dauerleistung	400 W	650 W
Motor-Spitzenleistung	1.600 W	2.500 W
Batterien	43 Ah (5 h) / 50 Ah (20 h)	70 Ah (5 h) / 79 Ah (20 h)
Ladegerät	6 A	8 A
Elektronik	120 A	140 A

LEISTUNG	412	415
Reichweite, max. (unter Testbedingungen)	35 km	50 km
Zul. Steigungen / Gefälle	10° (18 %)	10° (18 %)

GEWICHTE	412	415
Leergewicht	106 kg	163,5 kg
Zulässiges Nutzergewicht*	bis 150 kg	bis 180 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	260 kg	355 kg

GESCHWINDIGKEIT	412	415
Geschwindigkeit, max.	12 km/h	15 km/h

\* siehe Bedienungsanleitung

## WARTUNG UND SERVICE - EIN FLÄCHENDECKENDES SERVICE-NETZ



OMS  
Doktor-Hell-Straße 6  
24107 Kiel  
Telefon: +49 431 6003-100  
Telefax: +49 431 6003-111



MSC  
Meyra-Ring 2  
32689 Kalletal-Kalldorf  
Telefon: +49 5733 922-311  
Telefax: +49 5733 922-9311



MSC-SÜD Illerrieden  
Im Tal 11  
89186 Illerrieden