



Grundsätzlich sind alle Sitzmaße **ohne Sitzkissen** gemessen!

Anatomische Maße

Zur Bestimmung siehe Skizze in den beiliegenden Informationen!

MESSUNG	AM NUTZER	AM ROLLSTUHL
01 Sitztiefe in mm	Von der Kniekehle bis zum hinteren Bereich des Gesäßes	Vom Rücken bis Vorderkante Sitzplatte
02 Sitzbreite in mm	Breiteste Stelle des Beckens im Sitzen	Breite der Sitzplatte oder Distanz zwischen den Seitenteilen
03 Brustbreite in mm	Distanz zwischen den Achselhöhlen	
04 Brusttiefe in mm	Unter der Achsel, vom Rückenkissen bis Vorderseite Thorax/Brust	
05 Ellenbogenhöhe in mm	Distanz zwischen der oberen Kante der Sitzplatte bis zur unteren Kante vom Ellenbogen (90° Stellung des Ellenbogens)	
06 Achselhöhe in mm	Distanz zwischen der oberen Kante der Sitzplatte bis zu den Achselhöhlen	
07 Rückenhöhe in mm	Sitzplatte bis Oberkante Schulter	Oberkante Sitzplatte bis Oberkante Rückengurt
08 Kopfhöhe in mm	Distanz zwischen der oberen Kante der Sitzplatte und dem höchsten Punkt des Kopfes	
09 Unterarmlänge in mm	Distanz zwischen dem Ellenbogen und dem angewinkeltem Handgelenk	
10 Unterschenkellänge in mm	Von Kniekehle bis Unterkante Ferse (inkl. Schuhe)	Oberkante Fußplatte bis Oberkante Sitzplatte