

iCHAIR MC3

1.612

HMV: 18.50.04.0123

HMV: 18.99.06.1061 (mit Sitzlift)



Zugelassenes Benutzergewicht

150 kg mit Sitzlift CODE 27 (inkl. Zuladung)

160 kg (inkl. Zuladung)





Servicefreundlichkeit: Einfache Batteriewartung durch ausziehbaren Batteriekasten



300 mm Sitzhub



Langlebige LED-Beleuchtung



Allrad-Federung

Design trifft Funktion

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 160 kg

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Ideal zur Mobilitäterhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche
- Verschiedene Sitzsysteme entsprechend der individuellen Bedürfnissen
- Idealer Fahrkomfort für lange Strecken durch die serienmäßige Allrad-Federung
- Der stabile 300 mm-Sitzhub unterstützt die Mobilisierung und die soziale Integration des Betroffenen

EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern

● BESTELLUNG

○ KOSTENVORANSCHLAG

○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com

Kundenservice: +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.04.0123

HMV: 18.99.06.1061 (mit Sitzlift)

**Preis Grundmodell****9.867,00 €****Zugelassenes Benutzergewicht**

150 kg mit Sitzlift CODE 27 (inkl. Zuladung)

160 kg (inkl. Zuladung)

**Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de

Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsdag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

☐ Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift



Technische Daten

Sitzbreiten in mm	380 - 650
Sitztiefe in mm	400 - 560/400 - 560/500/480 - 530
Rückenhöhe in mm	450 - 500 / 530 - 570 / 640 / 640
Unterschenkellänge in mm	280 - 430/350 - 500/350 - 500/350 - 500
Armlehnenhöhe in mm	240 - 350/180 - 290/140 - 250/180 - 290
Sitzhöhe vorne in mm	460 - 520/530 - 590/580 - 640/610 - 670
Länge mit Fußstütze in mm	1170
Länge ohne Fußstützen in mm	870
Breite fahrbereit in mm ab	630
Höhe ohne Kopfstütze in mm	970 - 1140
Transportlänge in mm	870
Transporthöhe in mm	590
Radgröße vorne in mm	260 x 70 (10")
Radgröße hinten in mm	356 x 75 (14")
Hindernishöhe max. in mm	70
Wenderadius in mm	900
Reichweite mit Batterie 38 Ah (5h), 45 Ah (20h)	25 - 30
Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 80 Ah (20h)	35 - 40
Transportleergewicht Grundausstattung min.	108 kg
Personengewicht	160 kg
Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen	320 kg
max. Zuladung	10 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 / 10 km/h
Motorleistung	2 x 220 / 2 x 300
Reichweite	43 Ah(5h) / 50 Ah(20h) max. 25-30 km / 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. 35-40 km
Zulässige Steigungen / Gefälle	8,5° (15%)
Lenkungsart	indirekt
Sitzkantelung elektrisch	-2° bis 33°
Sitzkantelung mechanisch	0° bis 10°
Rückenlehnenwinkel elektrisch	80° - 140° (Code 25)
Rückenlehnenwinkel mechanisch	80° - 120° (Code 401)
Sitzhub elektrisch	300 mm



Technische Daten *** Fortsetzung

Antrieb

Heck

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**00 Fahrwerk/Motorisierung**

CODE	GESCHWINDIGKEIT	REICHWEITE	MOTORLEISTUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 115	6 km/h	max. 40 km	2 x 220 W		0,00
☐ 115/903	6 km/h	max. 40 km	2 x 300 W (verstärkt)		1.126,00
⚠ nur in Verbindung mit R-Net CODE 702 (120 A)					
☐ 117	10 km/h	max. 35 km	2 x 300 W	18.99.99.0999	1.036,00
☐ 117/903	10 km/h	max. 35 km	2 x 350 W (verstärkt)	18.99.99.0999	2.162,00
⚠ nur in Verbindung mit R-Net CODE 702 (120 A)					

Fahrwerkoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 892	Standard-Federung für Nutzergewichte bis 120 kg		0,00
☐ 891	Verstärkte Federung für Nutzergewichte bis 160 kg		0,00

01 Sitzbreite

CODE	BEZEICHNUNG	SITZFLÄCHENBREITE	EUR €
☐ 38	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 500 mm über Armlehnen	380 mm	0,00
⚠ nicht i.V. mit ErgoSeatPRO CODE 2019			
☐ 43	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 430 bis 550 mm über Armlehnen	430 mm	0,00
☐ 48	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 480 bis 600 mm über Armlehnen	480 mm	0,00
⚠ Nicht i.V. mit VSH 460 mm			
☐ 53	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 530 bis 650 mm über Armlehnen	530 mm	0,00
⚠ nicht i.V. mit ErgoSeatPRO CODE 2019			
Nicht i.V. mit VSH 460 mm			

02 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

				Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)		
Code	Ø	Felge	Bereifung	460	490	520
142/146	10"	Alu-Felge	Pannengeschützte Luftbereifung	☐	☐	☐
142/900	10"	Alu-Felge	Pannensichere Bereifung	☐	☐	☐
				228,00	228,00	228,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Lenkradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 816	Spritzschutz für Lenkräder		146,00

03 Antriebsräder

Pannengeschützte Luftbereifung		Pannensichere Bereifung
Code	Ø Felge	
460	14" Alu-Felge	
		☐ 256,00

Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 824	Spritzschutz für Antriebsräder	18.99.99.0999	146,00

04 Farbe Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 908	schwarz	0,00
☐ 909	grau	0,00

05 Sitzkantelung

CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG/HUB	HMV-Nr.	EUR €
☐ 119	Mechanische Sitzkantelung, in Stufen	0° bis +10°		0,00
☐ 118	Elektrische Sitzkantelung stufenlos um 35 Grad	-2° bis +33°	18.99.99.0199	1.618,00

Sitzhub

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 27	Elektrischer Sitzhub 150 kg	18.99.06.1061	5.544,00
	 Nur i. V. mit Bedienmodul R-NET CODE 702		

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**06 Sitztiefe**

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400mm	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm
Sitztiefe	☐	☐	☒	☐	☐	☐
						50,00

07 Sitzsystem

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐	561/4276	Sitzplatte mit Sitzkissen		268,00
☐	4276	Sitzplatte ohne Kissen		104,00
☐	948	ErgoSeat-Sitz		412,00
☐	7206	Netti Uno Seat		344,00
☐	7203	Netti Sit		564,00

 Netti und Ride nicht i.V. mit Sitztiefe 560 mm

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**08 Rückensystem**

CODE	BEZEICHNUNG	RÜCKENHÖHE	HMV-Nr.	EUR €
☐ 608	Rundrohre, 22 mm, einschl. durchgehendem Schiebebügel  vorbereitet für externe Rückensysteme			0,00
☐ 735	Anpassrückengurt ohne Polster	500 mm, umbaubar auf 450 mm		81,00
☐ 736	Anpassrückengurt mit Polster	500 mm, umbaubar auf 450 mm		154,00
☐ 949	ErgoSeat-Rücken	590 mm, umbaubar auf 630 mm	18.99.99.0004	428,00
☐ 2019	ErgoSeat Pro Komfortrücken  nur i.V. mit Sitzbreite 430 und 480 mm	590 mm, umbaubar auf 630 mm		562,00
☐ 7201	Netti Uno Back	620 mm, umbaubar auf 670 mm		477,00
☐ 7209	Netti Smart	620 mm, umbaubar auf 670 mm		475,00
☐ 221/7207	Netti Stabil	620 mm		801,00
☐ 638/7207	Netti Stabil	670 mm	18.99.99.0909	801,00
☐ 221/7210	Netti Super Stabil	620 mm		825,00
☐ 638/7210	Netti Super Stabil	670 mm	18.99.99.0909	825,00
☐ 7205	Netti Kyphotic  Nicht i.V. mit mit Sitzbreite 530 mm	620 mm, umbaubar auf 670 mm		963,00

09 Optionale Sitzeinheiten

CODE	Sitzeinheit	Rücken	
		mechanisch	elektrisch
961	ERGOSTAR anatomisch geformtes Sitzsystem	☐ 1.070,00	
579/567	RECARO S/F kurze Sitzfläche mit wenig ausgeführter Seitenfläche	☐ 4.426,00	☐ 5.918,00
580/578	RECARO M/W lange Sitzfläche mit sehr langen Seitenwangen	☐ 4.038,00	☐ 6.878,00
581/584	RECARO L/X lange Sitzfläche mit ausgeprägter Seitenführung	☐ 4.676,00	☐ 6.878,00

 ERGOSTAR Sitz CODE 961 ist nur mit Sitzbreite 48 cm möglich

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**08 ErgoSeat-Bezüge**

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 237	ErgoSeat-Bezug, Textil, schwarz-grau kariert	0,00
☐ 4980	ErgoSeat-Bezug, Inkontinenz, schwarz	0,00

ErgoSeatPRO Zubehör Rücken

CODE	BEZEICHNUNG	MASSE IN MM (H X B INNEN/AUSSEN X T)	EUR €
☐ 2021	Thoraxpelotten, Paar, groß	310 x 125/70 x 140	334,00
☐ 2032	Thoraxpelotten, Paar, klein	230 x 120/60 x 125	318,00

09 Recaro-Bezüge

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 235	Recaro-Bezug, Textil, schwarz	0,00

10 Rückenoptionen (Verstellungen)

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 814	Durchgehender Schiebebügel		0,00
☐ 410	Einzelschiebegriffe inkl. Stabilisations-Stange	18.99.99.0999	158,00
☐ 2814	Durchgehender Schiebebügel für RECARO Sitzsystem  nur in Verbindung mit RECARO		348,00
☐ 913	Kopfstütze, Kunstleder schwarz	18.99.99.0999	308,00
☐ 589	Vierpunktgurt	18.99.99.0906	378,00
☐ 401	Mechanische Rückenverstellung		0,00
☐ 25	Elektrische Rückenverstellung	18.99.99.0006	1.660,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**11 Seitenteile und Armlehnen**

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
☐ 106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz	1,2,3,4	18.99.99.0203	0,00
☐ 4960	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und leichter Mulde in der Armauflage	1,2,3,4		80,00
☐ 21	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und abgewinkelter Armauflage lang	1,2,3,4		388,00
☐ 24	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, hochschwenkbar und winkelverstellbar Abweichende Armlehnenhöhe 190 - 230 mm  Nur i.V.mit Bedienmodul-Halterung Code 4859			226,00
☐ 14	Hochwertige Armlehnen an der Rückenlehne, in der Breite-, Höhe- und Winkelverstellbar			1.140,00
☐ 769	Satinierter Kleiderschutz ohne Armlehne  nur i. V. mit Seitenteil CODE 24			308,00
☐ 4422	Armlehnenfixierung in Grundbposition  Nur i.V. mit Armlehne CODE 14			63,00

Armlehne Hemiplegie

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 4982	Hemi-Unterarmschale, schwenk- u. höhenverstellbar  nicht i.V. mit CODE 24 Armlehne hochschwenkbar	Für Unteramlänge bis Handmitte 36cm +/- 2cm	440,00
☐ 4983	Verlängerungsstück für Hemi-Unterarmschale  Nur i.V. mit CODE 4983 Hemi-Unterarmschale	Für Unteramlänge bis Handmitte 43cm +/- 2cm	60,00

Handauflagen Hemiplegie

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 4985	Hemi-Handauflage flach		67,00
☐ 4987	Hemi-Handauflage mit ergon. Griff links		67,00
☐ 4986	Hemi-Handauflage mit ergon. Griff rechts		67,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**12 Beinstützen**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 93	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar		0,00
☐ 92	Beinstützen, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar  Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54		288,00
☐ 86	Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar  Nur i. V. mit Bedienmodul R-NET CODE 702 Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54		2.078,00

13 Fußstützen

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	HMV-Nr.	EUR €
☐ 54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar  Nur i. V. mit Beinstütze CODE 93	150mm	280-430mm	18.99.99.0302	358,00
☐ 798	Fußstützen geteilt höhenverstellbar, hochklappbar, Winkelverstellbar	150mm	280-430mm	18.99.99.0303	0,00
☐ 105	Fußbrett Adapter: Abduktion +/- 45 mm je Seite				130,00
☐ 822	Schuhanschnallriemen (Paar)			18.99.99.0305	62,00
☐ 823	Fersenhalter (Paar)			18.99.99.0304	120,00

14 Batterien und Ladegeräte

CODE	BEZEICHNUNG	REICHWEITE	HMV-Nr.	EUR €
☐ 5159	Wartungsfreie Batterien ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	25 km		0,00
☐ 5158	Wartungsfreie Batterien ca.66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	40 km	18.99.99.0999	358,00
☐ 732	Ladegerät 8 A für 50 Ah (20h)			0,00
☐ 733	Ladegerät 12 A empfohlen für 80 Ah (20h)		18.99.99.0999	348,00

15 Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**16 Bedien-/Verstellmodule****Ansteuerung Verstellmotoren**

Code	Bedienmodul	ohne	2-fach / 682	6-fach / 678	8-fach / 780
408	VR2	☐	☐ 418,00		
702/415	R-NET LED			☐ 1.110,00	
702/416	R-NET LCD			☐ 1.528,00	
702/398	R-NET LCD IR/BT			☐ 2.446,00	
702/839	R-NET OMNI II			☐ 4.086,00	

 Code 839 OMNI II Blinkfunktion und Hupfunktion nur über Menü anwählbar

Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 918	ESP - Fahrstabilisierungsmodul  nur i.V.m. R-Net / LCD Farb-Display oder i.V.m. OMNI II (CODE 839)	1.762,00

Bedienmodul Montage

CODE	BEZEICHNUNG	ANSTEUERUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 74	Montage Rechts			0,00
☐ 60	Montage Links			0,00

17 Bedienmodulhalter

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar		0,00
☐ 4566	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar	18.99.99.0999	104,00
☐ 4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)	18.99.99.0999	322,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

75,00

402,00

 Nur i. V. mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814**18 Sonderbedienmodule**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar	18.99.99.0702	762,00
☐ 4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar	18.99.99.0702	762,00
☐ 4789	Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson  inkl. Montage am Rückenrohr	18.99.99.0701	710,00

Externer Ein/Aus-Taster

für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson.

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 596	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, gelb		358,00
☐ 778	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, grün		358,00
☐ 779	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, gelb		340,00

 Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NET OMNI II CODE 702/839**Sonstige**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 4612	MicroGuide Wegejoystick  nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 vorübergehend nicht lieferbar		5.976,00
☐ 4601	MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage  nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 vorübergehend nicht lieferbar		8.642,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Joystickaufsätze

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 553	Tetra-Gabel vertikal	18.99.99.0999	228,00
☐ 556	Tetra-Gabel horizontal	18.99.99.0999	234,00
☐ 734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	18.99.99.0999	156,00
☐ 4589	Pilzgriff	18.99.99.0999	74,00
☐ 4590	Kugelgriff	18.99.99.0999	70,00
☐ 4591	T-Griff	18.99.99.0999	146,00
☐ 4593	Stielgriff	18.99.99.0999	82,00
☐ 4594	Knopfgriff	18.99.99.0999	70,00
☐ 4595	Softball	18.99.99.0999	188,00
☐ 4596	Golfball d=43 mm		76,00

19 Software

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 985	Serienprogrammierung (Standard)	0,00
☐ 998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0,00

20 Rahmenfarben

CODE	RAHMEN	AKZENTE	EUR €
☐ 207	Mattschwarz		0,00
☐ 212	Mattschwarz	Polarweiß	130,00
☐ 186	Mattschwarz	Magic Blue	130,00
☐ 227	Mattschwarz	Redmetallic	130,00
☐ 180	Mattschwarz	Lemonreflex	130,00
☐ 214	Mattschwarz	Sonnengelb	130,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**21 Optionen rund um den Rollstuhl**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 906	Rückspiegel Rechts	18.99.99.0999	110,00
☐ 927	Rückspiegel Links	18.99.99.0999	110,00
☐ 970	Gehhilfenhalter	18.99.99.0909	110,00
☐ 4795	Wegfahrsperre, Schlüssel  nur i.V.m. R-Net		57,00
☐ 589	Vierpunktgurt	18.99.99.0906	378,00
☐ 833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	104,00
☐ 721	Beckengurt für ISO-Transportsicherung	18.99.99.0999	392,00
☐ 4646	Therapietisch seitlich abschwenkbar	18.99.99.0801	696,00
☐ 590	Abduktionskeil  nur i. V. mit ErgoSeat CODE 948 oder Sitzplatte CODE 4276	18.99.99.0999	316,00
☐ 260	Memory-Funktion für Kopfstütze		60,00
☐ 957	Starre Pelotten (Paar)		264,00
☐ 954	abschwenkbare Pelotten (Paar)  nicht i. V. mit Seitenteil CODE 24		736,00
☐ 781	USB-Ladebuchse		228,00
☐ 782	Aufnahme für Handy-Halterung  Handy-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten		134,00
☐ 2721	Adapterset Dahl-Dockingstation  Rollstuhlseitiges Adapterset für die Vorbereitung der Dahl-Dockingstation		520,00
☐ 969	Gepäckablage mit satinierter Oberfläche, transparent		0,00
☐ 994	Gepäckablage mit Metallstäben	18.99.99.0999	162,00
☐ 2676	Heckmarkierungsfolie		126,00
☐ 676	Heckmarkierungstafel	18.99.99.0999	126,00

22 Service

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 55704	Klientenspezifische Parametrisierungspauschale  beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Paramtersätzen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.	646,00