

NICHT
NUR FÜR
ZU HAUSE...

... auch für unterwegs der ideale Begleiter!

Dank kompakter Maße und einfacher Zerlegbarkeit ist der iGo der treue Begleiter für unterwegs. Genießen Sie einen Ausflug ins Shoppingcenter – ohne Probleme beim Laufen.

PERFEKT
FÜR URLAUB
IM HOTEL



TECHNISCHE DATEN

	iGo	iGo up
Länge in mm	760	
Breite in mm	580	
Sitzhöhe in mm verstellbar	370 – 450	
Sitztiefe in mm	400	
Rückenhöhe in mm	400	
Sitzbreite in mm verstellbar	470 – 570	
Transporthöhe (bei umgeklappter Lenksäule und ohne Sitz) in mm	470	
Anzahl der Räder	5	
Raddurchmesser Lenkrad in mm	110	
Raddurchmesser Antriebsrad in mm	220	
Bodenfreiheit in mm	50	
Hindernisüberwindung, max. in mm	15	
Wendekreis (Radius) in mm	500	
Zul. Steigungen / Gefälle in Grad (Prozent)	3° (6%)	

	iGo	iGo up
Motor-Dauerleistung in W	200	
Motor-Spitzenleistung in W	800	
Batterien in Ah	20,8 bei Lithium Batterien 14 bei Bleibatterien	
Ladegerät in A	2	
Elektronik in A	50	
Reichweite, max. (unter Testbedingungen) in km	17 bei Lithium Batterien 10 bei Bleibatterien	
Leergewicht in kg mit Batterie	42 bei Lithium Batterien 47 bei Bleibatterien	47 bei Lithium Batterien 52 bei Bleibatterien
Zulässiges Nutzergewicht in kg	120	
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	170	
Geschwindigkeit, max. in km/h	6	
Hubhöhe in mm	-	100

MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf

Tel +49 5733 922-0
Fax +49 5733 922-9311

info@meyra.de

www.meyra.de

AMG ACTIVE MOBILITY GENERATION

Der MEYRA iGo ist Teil des AMG-Konzeptes.



Cityliner 412
Der kompakte Scooter



Chelino
Der Aufstehstuhl



Mobilus
Der Premiumrollator



iGo
Das Raumwunder

Die neue MEYRA-Serie für ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden.



iGO
FOR YOU

DAS WELTWEIT ERSTE MICRO ELEKTROMOBIL



EIN ECHTES RAUMWUNDER

Das wendige Elektromobil für kleinste Räume
Der iGo ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität entwickelt. Dank kompakter Bauweise und Mittelradantrieb hat das Micro-Elektromobil einen Wenderadius von 500mm und ist daher perfekt für den Innenbereich geeignet.



ERLEICHTERT IHREN ALLTAG

Wendig
Durch den kleinen Wenderadius von 500 mm dreht er auf der Stelle. Somit sind auch kleine Räume und enge Türen kein Problem.

Mittelradantrieb
Der Mittelradantrieb ist ein Fahrsystem der Extraklasse. Auch Hochflor-Teppiche sind kein Hindernis.

Drehbar
Mit dem drehbaren und höhenverstellbaren Sitz kann die Hausarbeit problemlos im Sitzen erledigt werden.

Zerlegbar & Platzsparend
Durch die einfache Zerlegbarkeit in drei Teile lässt er sich problemlos verladen, auch in kleine PKWs.

Stark
Starke 200 Watt Motoren ermöglichen ein Benutzergewicht von 120 kg.

Einfach & Unkompliziert
Die Bedienung ist selbsterklärend und somit einfach zu verstehen. Das unkomplizierte Aufladen über Nacht garantiert Fahrvergnügen jeden Tag.

NEU: iGO UP
Der Hub bietet die Möglichkeit, verschiedenste Tätigkeiten im gewohnten Umfeld zu verrichten, z.B. Kochen, morgendliche Hygiene, das Erreichen höher gelegener Schränke oder Einstellung der perfekte Sitzposition an Tischen.

100 mm Hubhöhe, separater Schalter für Hubbedienung