


# TA IQ MWD

1.518

HMV: 18.99.06.1087

 **Zugelassenes Benutzergewicht**  
140 kg





---

### **EIGENSCHAFTEN**

- Vollgefederte Powerbase (individuelles Federungskonzept für den persönlichen Bedarf)
- Biomechanische Rückenlehne und Fußstütze
- In 3 verschiedenen Geschwindigkeiten (6/10/13 km/h) verfügbar

### **EINSATZBEREICH**

- Für den Innen- und Außenbereich
- Die niedrigste Sitzhöhe von 38 cm ermöglicht ein Unterfahren von niedrigen Gegenständen und Möbeln
- Hindernisüberwindung von bis zu 10 cm
- Zur selbständigen Mobilität, für den dauerhaften und ganz täglichen Gebrauch

### **THERAPEUTISCHER NUTZEN**

- Das vollgefederte Fahrwerk vermeidet durch das individualisierte Federungskonzept unangenehme und schmerzhaftes Erschütterungen und gibt Stabilität auch auf unebenen Gelände
- Insbesondere für Benutzer mit stärkeren Funktionsstörungen, wie z. B. hohen erworbenen oder angeborenen Querschnittslähmungen, Schädel-Hirn-Trauma, Muskelerkrankungen im fortgeschrittenen Stadium (z. B. Muskeldystrophie), MS-Kranke im fortgeschrittenen Stadium, Cerebraler Parese, Spina Bifida

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

**Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311**

**Kundenservice: 05733 922 311**

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

**MEYRA**

HMV: 18.99.06.1087



### Preis Grundmodell

(ohne Sitz-/Rückensystem)

**14.044,00 €**



### Grundausrüstung

- Mittelradantrieb
- Batterien
- Ladegerät
- Beleuchtung inkl. Blinker, Warnblinklicht und Bremslicht

- Sitzlift
- Vollfederungssystem
- R-NET-Elektronik
- Rahmenfarbe schwarz



### Zugelassenes Benutzergewicht

140 kg



### Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!  
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) finden  
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)

Gültig vom 01.01.2021 – 31.12.2021.  
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de)  
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Produktinformationen finden Sie unter [www.meyra.de](http://www.meyra.de)

**Technische Daten**

Fahrgeschwindigkeiten	6 / 10 / 13 km/h
Gyroskop	optional
Reichweite	30 - 40 km
Max. Nutzergewicht	140 kg
Elektrischer Sitzlift in mm	300
LED-Beleuchtung	Serie
Wenderadius in mm	450
Batterien	2 x 80 Ah
Motorleistung	2 x 350 W
Elektronik	R-Net
Länge ohne Beinstützen in mm	900
Chassis Breite in mm	630
Sitzhöhe in mm	380
Sitzbreiten in mm	380 / 400 / 450 / 500 / 550
Sitztiefe in mm	stufenlos von 250 - 600
Hindernishöhe max. in mm	100
Bodenfreiheit in mm	70
Befestigungsösen	
Elektrische Sitzwinkelverstellung in °	45°
Elektrische Rückenlehnenverstellung	mehrere Optionen
Elektrische Beinstütze	mehrere Optionen
Elektrischer Sitzvorschub in mm	150

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 01 Antrieb

CODE	BEZEICHNUNG	REICHWEITE	EUR €
<input type="checkbox"/> 115	6 km/h-Variante	40 km	
<input type="checkbox"/> 117	10 km/h-Variante	35 km	770,00
<input type="checkbox"/> 120	13 km/h-Variante	35 km	846,00

## 02 Räder

Antriebsrad	Felge	Luftbereifung		Vollgummibereifung	
		Bereifung grau	Bereifung schw.	Bereifung grau	Bereifung schw.
Antriebsrad 3.00-8	schwarz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 270,00 €	<input type="checkbox"/> 270,00 €
Antriebsrad 3.00-8	silber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 270,00 €	<input type="checkbox"/> 270,00 €
Antriebsrad 12,5"-2,25"	schwarz	<input type="checkbox"/> 180,00 €	<input type="checkbox"/> 180,00 €	<input type="checkbox"/> 216,00 €	<input type="checkbox"/> 216,00 €

Lenkrad	Felge	Luftbereifung		Vollgummibereifung	
		Bereifung grau	Bereifung schw.	Bereifung grau	Bereifung schw.
Schwenkrad 200 x 50	schwarz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 133,00 €	<input type="checkbox"/> 133,00 €
Schwenkrad 210 x 65 verstärkte Gabeln	silber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 133,00 €
	schwarz	<input type="checkbox"/> 265,00 €	<input type="checkbox"/> 235,00 €	<input type="checkbox"/> 398,00 €	<input type="checkbox"/> 398,00 €

### Räder Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
<input type="checkbox"/> 816	Kunststoffabdeckung für Schwenkräder 200 x 50 (Paar) <b>⚠</b> Nicht i.V. mit Schwenkräder verstärkt	174,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 03 Sitzbreite / Sitztiefe

Sitzbreite	Sitztiefe (mm)															
	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
SB 380 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SB 400 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SB 450 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SB 500 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SB 550 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sitzbreite	Sitztiefe (mm)															
	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600						
SB 380 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
SB 400 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
SB 450 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
SB 500 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
SB 550 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

## 04 Rückeneinheit

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
<input type="checkbox"/> 401	Manuelle Rückenlehne 90°	
<input type="checkbox"/> 26	Manuelle Rückenlehne, einstellbar über Gasdruckfeder	423,00
<input type="checkbox"/> 25	Elektrische Rückenlehne, 95°-135° ⚠ Start-, Endposition und Verstellbereich sind von Sitztiefe abhängig und können um 15° variieren	2.135,00
<input type="checkbox"/> 4326	Elektrische Rückenlehne, 95°-150° ⚠ Start-, Endposition und Verstellbereich sind von Sitztiefe abhängig und können um 15° variieren	2.558,00

⚠ Rücken mit physiologischem Drehpunkt

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

**Varilite-Rückensystem**

System	Tiefe	Systembreite						
			350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm
VL ICON-Back Deep	....		<input type="checkbox"/> 799,00 €	<input type="checkbox"/> 799,00 €	<input type="checkbox"/> 799,00 €	<input type="checkbox"/> 799,00 €	<input type="checkbox"/> 799,00 €	<input type="checkbox"/> 799,00 €
VL ICON-Back Tall	....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ohne Rückensystem	....	<input type="checkbox"/>						

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 05 Sitzeinheit

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
<input type="checkbox"/> 27	Sitzlift 30 cm	
<input type="checkbox"/> 4320	Elektrisches Sitzgleit-System (0-150 mm)	3.771,00
<input type="checkbox"/> 118	Elektrische Sitzkantelung (0 - 45°)	2.360,00

### Rücken-/Sitzoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
<input type="checkbox"/> 913	Kopfstütze mit Aufnahme	443,00
<input type="checkbox"/> 4506	Kopfstütze medium mit Aufnahme	358,00
<input type="checkbox"/> 957	Rumpfpelottenpolster (Paar)	10,25
<input type="checkbox"/> 4336	Transporthaken am Rücken montiert	154,00
<input type="checkbox"/> 4946	Lendenstützenpolster klein	20,25
<input type="checkbox"/> 4523	Lendenstützenpolster medium	81,00
<input type="checkbox"/> 4524	Lendenstützenpolster groß	81,00
<input type="checkbox"/> 4525	Lendenstützenpolster einstellbar	154,00
<input type="checkbox"/> 292	Netzgewebe schwarz	
<input type="checkbox"/> 4980	Inkontinenzbezug schwarz	
<input type="checkbox"/> 4333	Oberschenkelstützen (Paar), 75 x 100 mm	684,00
<input type="checkbox"/> 4334	Oberschenkelstützen (Paar) 100 x 130 mm	684,00
<input type="checkbox"/> 4335	Oberschenkelstützen (Paar) 130 x 150 mm	684,00

### ohne Sitzsystem

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
<input type="checkbox"/> 727	ohne Sitzsystem	



Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Varilite-Sitzsystem Evolution

Varilite Evolution	KB	Kissentiefe							
			350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm	550 mm
Einkammer-Luftsitzkissen	380 mm			<input type="checkbox"/> 834,00 €		<input type="checkbox"/> 834,00 €			
	400 mm				<input type="checkbox"/> 834,00 €		<input type="checkbox"/> 834,00 €		
	430 mm					<input type="checkbox"/> 834,00 €			
	450 mm				<input type="checkbox"/> 834,00 €		<input type="checkbox"/> 834,00 €	<input type="checkbox"/> 834,00 €	
	500 mm						<input type="checkbox"/> 834,00 €	<input type="checkbox"/> 834,00 €	
	550 mm								

## Varilite-Sitzsystem Meridian

Varilite Meridian	KB	Kissentiefe							
			350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm	550 mm
Zweikammer-Luftkissen	380 mm			<input type="checkbox"/> 378,00 €		<input type="checkbox"/> 378,00 €			
	400 mm		<input type="checkbox"/> 378,00 €		<input type="checkbox"/> 378,00 €		<input type="checkbox"/> 378,00 €	<input type="checkbox"/> 378,00 €	
	430 mm					<input type="checkbox"/> 378,00 €			
	450 mm				<input type="checkbox"/> 378,00 €		<input type="checkbox"/> 378,00 €	<input type="checkbox"/> 378,00 €	<input type="checkbox"/> 447,00 €
	500 mm				<input type="checkbox"/> 378,00 €		<input type="checkbox"/> 378,00 €	<input type="checkbox"/> 378,00 €	
	550 mm						<input type="checkbox"/> 447,00 €	<input type="checkbox"/> 447,00 €	

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Varilite-Sitzsystem Stratus

		Kissentiefe							
Varilite Stratus	KB		350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm	550 mm
Einkammer-Luftkissen	380 mm			<input type="checkbox"/> 488,00 €		<input type="checkbox"/> 488,00 €			
	400 mm				<input type="checkbox"/> 488,00 €		<input type="checkbox"/> 488,00 €		
	430 mm					<input type="checkbox"/> 488,00 €			
	450 mm				<input type="checkbox"/> 488,00 €		<input type="checkbox"/> 488,00 €	<input type="checkbox"/> 488,00 €	
	500 mm						<input type="checkbox"/> 488,00 €	<input type="checkbox"/> 488,00 €	

### 06 Armlehnen hochschwenkbar

		mit Stabilisator (Höhe 280-370mm)		ohne Stabilisator (Höhe 240-380mm)	
Ausrichtung	Polsterlänge	430 mm	320 mm	430 mm	320 mm
Armlehne links		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 454,00 €	<input type="checkbox"/> 454,00 €

		mit Stabilisator (Höhe 280-370mm)		ohne Stabilisator (Höhe 240-380mm)	
Ausrichtung	Polsterlänge	430 mm	320 mm	430 mm	320 mm
Armlehne rechts		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 454,00 €	<input type="checkbox"/> 454,00 €

**!** Längen- und Breitenposition einstellbar

### Armlehnen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
<input type="checkbox"/> 106	Armlehne am Sitz, höheneinstellbar, abnehmbar	580,00
<input type="checkbox"/> 4502	Adapter für seitliche schwenkbare Armlehne - Rechts <b>!</b> nur i.V. mit CODE 14 abschwenkbare Armlehne	136,00
<input type="checkbox"/> 4503	Adapter für seitliche schwenkbare Armlehne - Links <b>!</b> nur i.V. mit CODE 14 abschwenkbare Armlehne	136,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 07 Beinstützen

### Zentrale Beinstützen

Maße ab Sitzplatte

USL (mm) 240 250 260 270 280 290 300 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430

A

B

CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	TYP	EUR €
<input type="checkbox"/> 5104	<input checked="" type="radio"/> A	Multifunktionale Beinstütze Zentral inkl. Wadenpolster <b>!</b> mit elektrischer Winkel- und Unterschenkel- Längenverstellung von 150mm	Fußplatte	3.209,00
<input type="checkbox"/> 5105	<input checked="" type="radio"/> B	Multifunktionale Beinstütze Zentral inkl. Wadenpolster kurz <b>!</b> mit elektrischer Winkel- und Unterschenkel- Längenverstellung von 80mm	Fußplatte	3.209,00
<input type="checkbox"/> 4510	<input checked="" type="radio"/> A	Multifunktionale Beinstütze Zentral inkl. Wadenpolster <b>!</b> mit elektrischer Winkel- und Unterschenkel- Längenverstellung von 150mm	Einzelfußplatten	4.724,00
<input type="checkbox"/> 4511	<input checked="" type="radio"/> B	Multifunktionale Beinstütze Zentral inkl. Wadenpolster kurz <b>!</b> mit elektrischer Winkel- und Unterschenkel- Längenverstellung von 80mm	Einzelfußplatten	4.724,00
<input type="checkbox"/> 4512	<input checked="" type="radio"/> A	Multifunktionale Beinstütze Zentral inkl. Wadenpolster <b>!</b> mit elektrischer Winkel- und Unterschenkel- Längenverstellung von 150mm	elek. Fußplatte	5.312,00
<input type="checkbox"/> 4513	<input checked="" type="radio"/> B	Multifunktionale Beinstütze Zentral inkl. Wadenpolster kurz <b>!</b> mit elektrischer Winkel- und Unterschenkel- Längenverstellung von 80mm	elek. Fußplatte	5.312,00
<input type="checkbox"/> 5101		Manuelle Beinstütze Zentral winkelverstellbar	Fußplatte	265,00
<input type="checkbox"/> 5103		Manuelle Beinstütze Zentral winkelverstellbar	Einzelfußplatten	265,00
<input type="checkbox"/> 4517		Manuelle Beinstütze Zentral winkelverstellbar	elek. Fußplatte	2.860,00

### Einzelbeinstütze links

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
<input type="checkbox"/> 4450	Elektrische Beinstütze	1.519,00
<input type="checkbox"/> 4451	Manuelle Beinstütze	201,00
<input type="checkbox"/> 4508	Amputationsbeinstütze	572,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Einzelbeinstütze rechts

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
<input type="checkbox"/> 4330	Elektrische Beinstütze	1.519,00
<input type="checkbox"/> 4331	Manuelle Beinstütze	201,00
<input type="checkbox"/> 4507	Amputationsbeinstütze	572,00

## Beinstützen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
<input type="checkbox"/> 4329	Adduktion-Protektion <b>⚠</b> nur i.V. mit multifunktionaler Beinstütze	278,00
<input type="checkbox"/> 4498	Kniepolster rechte Seite <b>⚠</b> nur i.V. mit CODE 4330 elektrischer Beinstütze	342,00
<input type="checkbox"/> 4499	Kniepolster linke Seite <b>⚠</b> nur i.V. mit CODE 4450 elektrische Beinstütze	342,00

## 08 Batterien und Ladegeräte

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
<input type="checkbox"/> 5158	Wartungsfreie Batterien 80 Ah		
<input type="checkbox"/> 732	Ladegerät 8 A	18.99.99.0399	
<input type="checkbox"/> 4316	Ladegerät 10 A		

## 09 Bedienmodule / Steuerung

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
<input type="checkbox"/> 4328	Steuerung links	
<input type="checkbox"/> 4327	Steuerung rechts	
<input type="checkbox"/> 4317	R-Net Bedienmodul CJS2	896,00
<input type="checkbox"/> 398	R-Net Bedienmodul CJS2 Bluetooth	996,00
<input type="checkbox"/> 416	R-Net Bedienmodul CJS2 und Licht	796,00
<input type="checkbox"/> 839	OMNI II Umfeldsteuerung für Sondersteuerungen	1.985,00
<input type="checkbox"/> 4789	Zusätzliches Bedienmodul für Begleitperson <b>⚠</b> nur i.V. mit CODE 4472, 4473 oder 4467 Halterung	874,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Bedienmodulhalterungen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
<input type="checkbox"/> 4472	Halterung für zusätzliches Bedienmodul Code 4789		238,00
<input type="checkbox"/> 4473	Halterung schwenkbar für zusätzliches Bedienmodul 4789		708,00
<input type="checkbox"/> 4504	Bedienmodulhalter absenkbar		398,00

## Steuerung Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
<input type="checkbox"/> 565	Halterung für Kinnbedienung, elektrisch seitlich abschwenkbar	5.318,00
<input type="checkbox"/> 810	Halterung für Kinnbedienung, manuell seitlich abschwenkbar	3.184,00
<input type="checkbox"/> 4495	All-round Joystick <b>⚠</b> nur i.V. mit CODE 839 OMNI II	2.314,00
<input type="checkbox"/> 4496	Switch Satellite Twister Black	3.212,00
<input type="checkbox"/> 4497	Multi-Joystick <b>⚠</b> nur i.V. mit CODE 839 OMNI II	4.556,00
<input type="checkbox"/> 4500	Micro-Joystick <b>⚠</b> nur i.V. mit CODE 839 OMNI II	4.990,00
<input type="checkbox"/> 4469	Heavy Duty Joystick <b>⚠</b> nur i.V. mit CODE 416 R-Net Joystick CJSM	585,00
<input type="checkbox"/> 4505	All-round Joystick, leichte Ausführung <b>⚠</b> nur i.V. mit CODE 839 OMNI II	4.544,00
<input type="checkbox"/> 4318	Multischalterbox (Armlehne) Links oder Rechts	425,00
<input type="checkbox"/> 4467	Bügel und NOT-AUS Schalter am Rücken für zusätzliches Bedienmodul Code 4789 <b>⚠</b> nicht i.V. mit Transporthaken	2.328,00
<input type="checkbox"/> 564	Hinterkopfsteuerung <b>⚠</b> nur i.V. mit CODE 839 OMNI II	4.640,00
<input type="checkbox"/> 4337	Adapter für Batterie-Abschaltung (Transport)	476,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Externer Taster

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
<input type="checkbox"/> 4520	PIKO PB50, schwarz	236,00
<input type="checkbox"/> 4521	PIKO PB30, schwarz	236,00
<input type="checkbox"/> 4522	PIKO PB30, rot	236,00
<input type="checkbox"/> 779	PIKO PB30, gelb	236,00
<input type="checkbox"/> 778	PIKO PB30, grün	236,00

## Joystick Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
<input type="checkbox"/> 4359	Schaumstoffball 80 mm	144,20
<input type="checkbox"/> 4360	Golfball weiß	57,00
<input type="checkbox"/> 4478	Golfball schwarz	57,00
<input type="checkbox"/> 4479	Golfball pink	57,00
<input type="checkbox"/> 4480	Golfball gelb	57,00
<input type="checkbox"/> 4481	Golfball orange	57,00
<input type="checkbox"/> 4358	Tetra Gabel schmal 76 mm Vertikal	176,00

## 10 Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
<input type="checkbox"/> 932	LED-Beleuchtung inkl. Blinker, Warnblinklicht und Bremslicht	

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 11 Gurte für Sitz-/Rückensystem

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
<b>Brustschultergurt</b>		
<input type="checkbox"/> 4401	XS	242,00
<input type="checkbox"/> 4433	S	242,00
<input type="checkbox"/> 4434	M	242,00
<input type="checkbox"/> 4435	L	242,00
<b>2-Punkt-Beckengurt</b>		
<input type="checkbox"/> 4436	XS	145,00
<input type="checkbox"/> 4437	S	145,00
<input type="checkbox"/> 4438	M	145,00
<input type="checkbox"/> 4439	L	145,00
<b>4-Punkt-Beckengurt</b>		
<input type="checkbox"/> 4440	XS	168,00
<input type="checkbox"/> 4441	S	168,00
<input type="checkbox"/> 4442	M	168,00
<input type="checkbox"/> 4443	L	168,00

## 20 Zubehör / Sonderanfertigungen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
<input type="checkbox"/> 929	Therapietisch transparent	986,00
<input type="checkbox"/> 2721	Dahl Docking Adapterplatte	986,00
<input type="checkbox"/> 2237	Funkstopp	406,00
<input type="checkbox"/> 662	Stützrollen, paar	782,00
<input type="checkbox"/> 953	Armlehentasche	476,00

Anmerkungen

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift