

iCHAIR XXL

1.614

HMV-Nr. 18.50.04.5004 (bis 200/250 kg)

HMV-Nr. 18.99.06.6001 (mit Sitzlift bis 180 kg)



Zugelassenes Benutzergewicht

XXL: 200 kg (inkl. Zuladung) Standard
HD: 250 kg (inkl. Zuladung) Option

Bei Sitzhub CODE 27

180 kg (inkl. Zuladung)






Höchste Stabilität durch verstärkte Komponenten



Kraftvolle Motoren



Sitzkantelung



Langlebige LED-Beleuchtung

Der Ideale für starke Typen

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iCHAIR-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 200 kg

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Ideal zur Mobilitäts-erhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche
- Verschiedene Sitzsysteme entsprechend der individuellen Bedürfnissen

EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für den dauerhaften und gantztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung und optional erhältliche 10 km/h- Variante
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311 Kundenservice: 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

MEYRA®

HMV-Nr. 18.50.04.5004 (bis 200/250 kg)

HMV-Nr. 18.99.06.6001 (mit Sitzlift bis 180 kg)



Zugelassenes Benutzergewicht

XXL: 200 kg (inkl. Zuladung) Standard Bei Sitzhub CODE 27
 HD: 250 kg (inkl. Zuladung) Option 180 kg (inkl. Zuladung)

iCHAIR XXL 1.614

(Preis für Grundmodell inkl. Sitzplatte, Batterien und Ladegerät, inkl. Standard Seitenteile, inkl. Beinstützen):

14.138,00 €

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer! Gültig vom 01.01.2022 – 31.12.2022.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.

Weitere Produktinformationen finden Sie unter: www.meyra.de.

Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren.

Bestellmenge:



Technische Daten

Sitzbreite ^{1) 2)}	530 - 770
Sitztiefe ²⁾	430 - 600
Rückenhöhe ²⁾	530 - 570
Unterschenkellänge ²⁾	370 - 510
Armlehnenhöhe ²⁾	170 - 280
Sitzhöhe vorne (ohne/mit Kissen) ²⁾	460 - 560 / 530 - 630
Länge mit Fußstütze	1.150
Länge ohne Fußstütze	850
Breite fahrbereit ⁹⁾	680 - 920

Höhe ohne Kopfstütze ²⁾	1.020 - 1.150
Transportlänge	850
Transporthöhe min.	650
Radgröße vorne	260 x 70 (10")
Radgröße hinten	356 x 75 (14")
Hindernishöhe max.	60
Wenderadius	950
Reichweite mit Batterie	
63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max.	30 - 35
in km ⁶⁾	

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Technische Daten

GEWICHT IN KG

Transportleergewicht Grundausstattung min. ⁴⁾	130
Personengewicht max.	200 / 250
Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen	340
Zuladung max.	10

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Geschwindigkeiten in km/h, Maßtoleranzen ± 10 mm
Die Daten sind unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

EIGENSCHAFTEN

Fahrgeschwindigkeiten km/h	6 / 10
Motorleistung W	2 x 300 / 2 x 350
Max. Reichweite ^{5) 6)}	35
Zulässige Steigungen / Gefälle	15 %
Lenkungsart	indirekt
Sitzkantelung elektrisch ⁸⁾	0° bis 18°
Sitzkantelung mechanisch	0° bis 10°
Rückenwinkel elektrisch	-10° bis 50°
Rückenwinkel mechanisch	-10° bis 30°
Antrieb	Heck

- ¹⁾ siehe Kategorie 01 Sitzbreite
- ²⁾ ErgoSeat Sitzwinkel ist 4°
- ⁴⁾ Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen
- ⁵⁾ unter Testbedingungen 6 / 10 km/h mit Batterie 73 Ah (20h)
- ⁶⁾ siehe Kategorie 00 Fahrwerk/Motorisierung
- ⁸⁾ Der Verstellbereich kann je SH um max. +/-3° abweichen.
- ⁹⁾ abhängig von Sitzbreite

HD-Optionen für ein Benutzergewicht von 201 kg bis 250 kg finden Sie unter Kategorie **21**

00 Fahrwerk/Motorisierung

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
		Geschwindigkeit	Motorleistung	Reichweite
<input type="checkbox"/>	115	6 km/h	2 x 300 W	max. 35 km
<input type="checkbox"/>	117	10 km/h	2 x 350 W	max. 30 km
<input type="checkbox"/>	893	Verstärkte XXL-Federung für Benutzergewichte von 160 bis 200 kg		

01 Sitzbreite (SB)

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	53	SB 530 mm Sitzbreite stufenlos einstellbar von 530 bis 650 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 530 mm)	0,00
<input type="checkbox"/>	358	SB 580 mm Sitzbreite stufenlos einstellbar von 580 bis 700 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 580 mm)	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Sitztiefe (ST)

Ihre gewünschte Sitztiefe bestimmen Sie in Kategorie 07 Sitz und Sitzsysteme in Verbindung mit dem Sitzsystem!

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

*VSH gemessen bei 4° Sitzneigung, Oberkante Sitzplatte

CODE	BEZEICHNUNG	Ø INCH / MM	VORDERE SITZHÖHE VSH IN MM*			EURO €
			460	510	560	
142	Bereifung mit Alu-Felge	10" 260	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00

Bitte beachten Sie die Höhe des Sitzkissens: Standard-Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70 mm

** CODE 142 nur in Verbindung mit Antriebsrad 14" CODE 460

*** in Verbindung mit CODE 27, jeweils nur die max. Sitzhöhe je Lenkrad einstellbar

Lenkradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 146	Pannengeschützte Luftbereifung		0,00
<input type="checkbox"/> 900	Pannensichere Bereifung	18.99.99.0401	180,00
<input type="checkbox"/> 816	Spritzschutz für Lenkräder		128,00

04 Antriebsräder

CODE	BEZEICHNUNG	Ø IN MM	EURO €
<input type="checkbox"/> 460	14"-Antriebsräder mit Alu-Felgen	356	0,00

Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 846	Pannengeschützte Luftbereifung		0,00
<input type="checkbox"/> 904	Pannensichere Bereifung	18.99.99.0402	212,00
<input type="checkbox"/> 824	Spritzschutz für Antriebsräder	18.99.99.0999	120,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05 Farbe der Bereifung

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	908	Schwarz (abriebresistent), Felge carbonfarbig	0,00
<input type="checkbox"/>	909	Grau, Felge carbonfarbig	0,00

Hinweis: Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware). Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

06 Sitzkantelung / Sitzlift

	CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG	LIFT	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	119	Mechanische Sitzkantelung, in Stufen	0° bis 10°	-		0,00
<input type="checkbox"/>	118	Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 18 Grad* XXL-Ausführung	0° bis 18°	-	18.99.99.0199	1.356,00
<input type="checkbox"/>	27	Scherenlift bis 180 kg einschl. Kantelung, nur i.V.m. SB 53 oder SB 58	0° bis 30°	300 mm	18.99.06.6001	5.150,00

07 Sitz und Sitzsysteme

	CODE	BEZEICHNUNG	SITZTIEFE	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	4276 / 788*	Sitzplatte ohne Kissen für externe Sitzsysteme	430 mm	18.99.99.0105	0,00
<input type="checkbox"/>	4276 / 619*	Sitzplatte ohne Kissen für externe Sitzsysteme	460 mm	18.99.99.0105	0,00
<input type="checkbox"/>	4276 / 792*	Sitzplatte ohne Kissen für externe Sitzsysteme	490 mm	18.99.99.0105	0,00
<input type="checkbox"/>	4276 / 793*	Sitzplatte ohne Kissen für externe Sitzsysteme	530 mm	18.99.99.0105	0,00
<input type="checkbox"/>	4276 / 356*	Sitzplatte ohne Kissen für externe Sitzsysteme	560 mm	18.99.99.0105	0,00
<input type="checkbox"/>	4276 / 360*	Sitzplatte ohne Kissen, inkl. 30 mm Sitzrohrverlängerung	XL 600 mm	18.99.99.0105	45,00
<input type="checkbox"/>	948 / 788	ErgoSeat-Sitz	430 mm	18.99.99.0199	366,00
<input type="checkbox"/>	948 / 619	ErgoSeat-Sitz	460 mm	18.99.99.0199	366,00
<input type="checkbox"/>	948 / 792	ErgoSeat-Sitz	490 mm	18.99.99.0199	366,00
<input type="checkbox"/>	948 / 793	ErgoSeat-Sitz	530 mm	18.99.99.0199	366,00
<input type="checkbox"/>	948 / 356	ErgoSeat-Sitz	560 mm	18.99.99.0199	366,00
<input type="checkbox"/>	948 / 360	ErgoSeat-Sitz inkl. 30 mm Sitzrohrverlängerung	600 mm	18.99.99.0199	366,00

Bitte beachten Sie die Höhe des Sitzkissens: ErgoSeat 70 mm , *Sitztiefen 430, 460, 490, 530, 560, 600 mm einstellbar.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

08 ErgoSeat-Bezüge

CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/> 237	ErgoSeat-Bezug, Textil, schwarz, mit grauen Nähten	0,00
<input type="checkbox"/> 4980	ErgoSeat-Bezug, Inkontinenz, schwarz	0,00

09 Rücken und Rückensysteme

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €		
<input type="checkbox"/> 949	ErgoSeat-Rücken, Höhe: 530 mm, umbaubar auf 570 mm	<table border="1"> <tr> <td>Sitzplatte 4276</td> <td>ErgoSeat 948</td> </tr> </table>	Sitzplatte 4276	ErgoSeat 948	356,00
Sitzplatte 4276	ErgoSeat 948				

10 Rückenoptionen (Verstellungen)

CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/> 814	Durchgehender Schiebebügel	0,00
<input type="checkbox"/> 913	Kopfstütze, Kunstleder schwarz	18.99.99.0999 256,00
<input type="checkbox"/> 401	Mechanische Rückenverstellung	-10° bis 30° 10° Schritte 0,00
<input type="checkbox"/> 25*	Elektrische Rückenverstellung, XXL-Ausführung	-10° bis 50° stufenlos 18.99.99.0006 1.614,00
<input type="checkbox"/> 589	Vierpunktgurt	316,00

* Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden

11 Seitenteile und Armlehnen

Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar

CODE	BEZEICHNUNG	1	2	3	4	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz mit Farbeinsatz	●	●	●	●	18.99.99.0203	0,00
<input type="checkbox"/> 4960	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, schwarzem Kleiderschutz mit Farbeinsatz und leichter Mulde in der Armauflage	●	●	●	●	18.99.99.0286	70,00
<input type="checkbox"/> 21	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, schwarzem Kleiderschutz mit Farbeinsatz und abgewinkelter Armauflage lang	●	●	●	●	18.99.99.0211	324,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Beinstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	54	805	808	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	93	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar	●	●	●	18.99.99.0301	0,00
<input type="checkbox"/>	91	Beinstützen mit Längenausgleich, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar	-	●	●	18.99.99.0301	912,00
<input type="checkbox"/>	86	Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar, XXL-Ausführung	●	●	●	18.99.99.0301	2.444,00

13 Fußstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	91	93	86	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkerverstellbar	150 mm	280 - 430 mm	-	●	●	18.99.99.0302	0,00
<input type="checkbox"/>	805	Fußstützen geteilt höhenverstellbar, hochklappbar	150 mm	280 - 430 mm	●	●	●		0,00
<input type="checkbox"/>	808	Fußstützen geteilt, höhenverstellbar, hochklappbar und winkerverstellbar	150 mm	280 - 430 mm	●	●	●	18.99.99.0303	134,00
<input type="checkbox"/>	822	Schuhanschnallriemen (Paar)						18.99.99.0305	56,00
<input type="checkbox"/>	823	Fersenhalter (Paar)						18.99.99.0304	100,00

Bitte beachten Sie, dass sich die USL erhöht: ErgoSeat +70 mm

14 Batterien und Ladegeräte

	CODE	BEZEICHNUNG	REICHWEITE 6KM/H	REICHWEITE 10 KM/H	HMV-NR	EURO €	
<input type="checkbox"/>	5158	Wartungsfreie Batterien	ca. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	max. 35 km	max. 30 km	18.99.99.0999	0,00
<input type="checkbox"/>	732	Ladegerät 8 A					0,00
<input type="checkbox"/>	733	Ladegerät 12 A				18.99.99.0999	290,00

15 Beleuchtung

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	932	Aktive LED-Beleuchtung vorne und hinten nach StVZO	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Bedienmodule und Zubehör

CODE	BEZEICHNUNG	ANSTEUERUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 702/415/678	Bedienmodul R-NET mit LED-Display	6 Verstellmotoren	18.99.99.0999	0,00
<input type="checkbox"/> 702/416/678	Bedienmodul R-NET mit LCD-Farb-Display	6 Verstellmotoren	18.99.99.0999	350,00
<input type="checkbox"/> 702/398/678	Power-/Verstell-/Bedienmodul R-NET mit großem 3,5"-LCD-Farb-Display und IR/Bluetooth-Funktionen, inkl. Lichtsensor	6 Verstellmotoren		1.120,00
<input type="checkbox"/> 4795	Wegfahrsperre, Schlüssel			51,00
<input type="checkbox"/> 839*	OMNI II Umfeldsteuerung für Sondersteuerungen (nur in Verbindung mit R-Net)			2.234,00
<input type="checkbox"/> 4615/4597	Externe Verstelltastatur zum direkten Anwählen und Aktivieren von fünf Sitzfunktionen, auch im Fahren (nur in Verbindung mit R-Net), Montage auf der Bedienmodulseite			1.346,00
<input type="checkbox"/> 4615/4599	Externe Verstelltastatur zum direkten Anwählen und Aktivieren von fünf Sitzfunktionen, auch im Fahren (nur in Verbindung mit R-Net), Montage entgegengesetzt der Bedienmodulseite			1.346,00

* Nur i.V. mit CODE 998 Sonderprogrammierung
Software für die Programmierung von R-NET auf Anfrage

Optionen für Bedienmodul

CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/> 74	Montage Rechts	0,00
<input type="checkbox"/> 60	Montage Links	0,00

17 Software

CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/> <small>Neu</small> 985	Serienprogrammierung (Standard)	0,00
<input type="checkbox"/> <small>Neu</small> 998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0,00

18 Bedienmodulhalter

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar		00,00
<input type="checkbox"/> 4566	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar	18.99.99.0999	94,00
<input type="checkbox"/> 4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)	18.99.99.0999	268,00
<input type="checkbox"/> 851	Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten) Nur in Verbindung mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814. Nicht in Verbindung mit OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839	18.99.99.0701	334,00
<input type="checkbox"/> 4874	Schutzbügel für Bedienmodul, nicht in Verbindung mit OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839	18.99.99.0999	62,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

19 Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 4789	Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr	18.99.99.0701	630,00
<input type="checkbox"/> 4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwengbar montiert	18.99.99.0702	676,00
<input type="checkbox"/> 4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwengbar montiert	18.99.99.0702	676,00
<input type="checkbox"/> 813	Tischbedienung, durchschwenkbar Nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul mit LED-Display CODE 702/415	18.99.99.0702	2.798,00
<input type="checkbox"/> 543	Externer Ein/Aus-Taster, Farbe grün, Durchmesser 63 mm, für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson. Nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul mit LCD-Farb-Display CODE 702/416 oder OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839	18.99.99.0702	358,00
<input type="checkbox"/> 596	wie CODE 543, Farbe gelb, Durchmesser 63 mm	18.99.99.0702	298,00
<input type="checkbox"/> 778	wie CODE 543, Farbe grün, Durchmesser 30 mm	18.99.99.0702	262,00
<input type="checkbox"/> 779	wie CODE 543, Farbe gelb, Durchmesser 30 mm	18.99.99.0702	252,00
<input type="checkbox"/> 565*	Kinnbedienung, elektrisch seitlich abschwengbar, nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul CODE 702 und OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839	18.99.99.0702	5.978,00
<input type="checkbox"/> 810*	Kinnbedienung, mechanisch seitlich abschwengbar, nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul CODE 702 und OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839	18.99.99.0702	3.580,00
<input type="checkbox"/> 4611	MicroPilot Nullwegejoystick, nur in Verbindung mit OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839		4.510,00
<input type="checkbox"/> 4600	MicroPilot Nullwegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage, nur in Verbindung mit OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839		5.792,00
<input type="checkbox"/> 4612	MicroGuide Wegejoystick, nur in Verbindung mit OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839		5.016,00
<input type="checkbox"/> 4601	MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage, nur in Verbindung mit OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839		5.464,00
<input type="checkbox"/> 4940	Nackenbügelhalter i.V.m. CODE 4611 oder 4612		966,00

* Nur i.V.m. CODE 589 Vierpunktgurt

Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen müssen oft angepasst werden und können deshalb im Allgemeinen kein fertiges Produkt darstellen. Platzierung und Programmierung müssen unter Einbeziehung des Nutzers vorgenommen bzw. durch einen Techniker vor Ort erarbeitet werden. Weitere Sondersteuerungen sind auf Anfrage möglich.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Joystickaufsätze

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	553	Tetra-Gabel vertikal	18.99.99.0999	194,00
<input type="checkbox"/>	556	Tetra-Gabel horizontal	18.99.99.0999	194,00
<input type="checkbox"/>	734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	18.99.99.0999	128,00
<input type="checkbox"/>	4589	Pilzgriff	18.99.99.0999	61,00
<input type="checkbox"/>	4590	Kugelgriff	18.99.99.0999	61,00
<input type="checkbox"/>	4591	T-Griff	18.99.99.0999	120,00
<input type="checkbox"/>	4593	Stielgriff	18.99.99.0999	66,00
<input type="checkbox"/>	4594	Knopfgriff	18.99.99.0999	66,00
<input type="checkbox"/>	4595	Softball	18.99.99.0999	61,00
<input type="checkbox"/>	4596	Golfball klein (D=43 mm)		94,00

20 Rahmenfarben (Standardfarbe mattschwarz)

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	5220	Rahmenfarbe in Akzentfarbe	Auf Anfrage

Akzentfarben

	CODE	SITZ-/RÜCKENROHRE/AKZENT SEITENTEIL/ GETEILTE BEINSTÜTZE/FELGENEINSÄTZE	EURO €
<input type="checkbox"/>	207	mattschwarz struktur (ohne Felgeneinsätze)	0,00
<input type="checkbox"/>	212	polarweiß	114,00
<input type="checkbox"/>	186	magic blue	114,00
<input type="checkbox"/>	227	redmetallic	114,00
<input type="checkbox"/>	180	lemonreflex	114,00
<input type="checkbox"/>	214	sonnengelb	114,00

Weitere Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich, siehe Farbkarte im Katalog.
Felgeneinsätze bei 9/10/12/14" Räder möglich.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

21 Optionen rund um den Rollstuhl

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	906	Rückspiegel rechts	18.99.99.0999	90,00
<input type="checkbox"/>	927	Rückspiegel links	18.99.99.0999	90,00
<input type="checkbox"/>	2676	Heckmarkierungsfolie, nur i.V.m. ErgoSeat		104,00
<input type="checkbox"/>	676	Heckmarkierungstafel	18.99.99.0999	104,00
<input type="checkbox"/>	994	Gepäckablage mit Metallstäben		134,00
<input type="checkbox"/>	970	Gehhilfenhalter	18.99.99.0909	90,00
<input type="checkbox"/>	803	Haltegurt mit Schloss extra lang	18.99.99.0905	106,00
<input type="checkbox"/>	4646*	Therapietisch seitlich abschwenkbar	18.99.99.0801	618,00
<input type="checkbox"/>	590	Abduktionskeil	18.99.99.0999	262,00
<input type="checkbox"/>	260	Memory-Funktion für Kopfstütze		53,00
<input type="checkbox"/>	957	starre Pelotten (Paar)		220,00
<input type="checkbox"/>	954	abschwenkbare Pelotten (Paar)		564,00
<input type="checkbox"/>	781	USB-Ladebuchse		188,00
<input type="checkbox"/>	782*	Universal Adaption zur Aufnahme von Handy-Halterungen nicht i.V.m. OMNI II Umfeldsteuerung, CODE 839		110,00

*CODE 4646 nicht in der HD Variante und nur als Sonderanfertigung möglich. Preis auf Anfrage.

**Handy-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten

22 Servicedienstleistungen

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	55704*	Klientenspezifische Parametrisierungspauschale (nicht rabattfähig)	520,00

* Die Servicedienstleistung vor Ort beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Paramtersätzen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

23

HD-Optionen für ein Benutzergewicht 201 kg bis 250 kg

SONDER-VARIANTE	BEZEICHNUNG	PREIS
<input type="checkbox"/> 3060	SB 530, verstärkte Ausführung. Sitzbreite stufenlos einstellbar von 530 bis 650 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 530 mm). Nur in Verbindung mit CODE 54. Breite des Fahrwerksrahmens wie bei Mod. 1.614. Nur mit v = 6 km/h - 350 W	2.430,00
<input type="checkbox"/> 3061	SB 580, verstärkte Ausführung. Sitzbreite stufenlos einstellbar von 580 bis 700 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 580 mm). Nur in Verbindung mit CODE 54. Breite des Fahrwerksrahmens wie bei Mod. 1.614. Nur mit v = 6 km/h - 350 W	2.430,00
<input type="checkbox"/> 3062	SB 620, verstärkte Ausführung. Sitzbreite stufenlos einstellbar von 620 bis 740 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 620 mm). Nur in Verbindung mit CODE 54. Breite des Fahrwerksrahmens 50 mm breiter als bei Mod. 1.614. Nur mit v = 6 km/h	2.430,00
<input type="checkbox"/> 3063	SB 650, verstärkte Ausführung. Sitzbreite stufenlos einstellbar von 650 bis 770 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 650 mm). Nur in Verbindung mit CODE 54. Breite des Fahrwerksrahmens 50 mm breiter als bei Mod. 1.614. Nur mit v = 6 km/h	2.430,00
<input type="checkbox"/> 3064	Mechanische Sitzkantelung 0° bis 10° in Stufen. In Verbindung mit Sondervariante 3060 - 3063	0,00
<input type="checkbox"/> 3065	Elektrische Sitzkantelung 0° bis +18°. In Verbindung mit Sondervariante 3060 - 3063	2.066,00
<input type="checkbox"/> 3066	Mechanische Rückenverstellung -10° bis +30° in 10° Schritten mit Teleskoprohren und Kugelsperrbolzen. In Verbindung mit Sondervariante 3060 - 3063	0,00
<input type="checkbox"/> 3067*	Elektrische Rücklehnenverstellung, stufenlos von -10° bis +50°. In Verbindung mit Sondervariante 3060 - 3063	2.504,00
<input type="checkbox"/> 3068	CODE 91. Mechanisch höhenverstellbare Beinstütze, abnehmbar. Nur in Verbindung mit durchgehendem Fußbrett und durchgehender Wadenplatte. Das durchgehende Fußbrett kann nur nach hinten, zum Stuhl hin, hochgeklappt werden!	1.106,00
<input type="checkbox"/> 3090	Standard Beinstützen, abnehmbar, in Verbindung mit durchgehendem Fußbrett. Das durchgehende Fußbrett kann nur nach hinten, zum Stuhl hin, hochgeklappt werden	0,00
<input type="checkbox"/> 3069	CODE 86. Elektrisch höhenverstellbare Beinstütze, abnehmbar. Nur in Verbindung mit durchgehendem Fußbrett und durchgehender Wadenplatte. Das durchgehende Fußbrett kann nur nach hinten, zum Stuhl hin, hochgeklappt werden!	3.568,00

* Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden

Kommentare zur Bestellung:

Datum:

Unterschrift:

Stand: 29.07.2022

BENUTZERDATEN


Vorname*:	<input type="text"/>
Name*:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ:	<input type="text"/>
Ort*:	<input type="text"/>
Land:	<input type="text"/>
Geburtsdag*:	<input type="text"/>
Diagnose -1-:	<input type="text"/>
Diagnose -2-:	<input type="text"/>
Telefon :	<input type="text"/>
Handy :	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Auftragsnummer :	<input type="text"/>

*Pflichteingabefelder!

ANATOMISCHE MASSE (IN MM):

Zur Bestimmung siehe Skizzen in den beiliegenden Informationen!

1) Sitztiefe* :	<input type="text"/>
2) Sitzbreite* :	<input type="text"/>
3) Brustbreite :	<input type="text"/>
4) Brusttiefe :	<input type="text"/>
5) Ellenbogenhöhe :	<input type="text"/>
6) Achselhöhe :	<input type="text"/>
7) Rückenhöhe :	<input type="text"/>
8) Kopfhöhe :	<input type="text"/>
9) Unterarmlänge :	<input type="text"/>
10) USL*:	<input type="text"/>
Körpergröße*:	<input type="text"/>
Gewicht (kg)*:	<input type="text"/>



- 01 Sitztiefe
- 02 Sitzbreite
- 03 Brustbreite
- 04 Brusttiefe
- 05 Ellenbogenhöhe
- 06 Achselhöhe
- 07 Rückenhöhe
- 08 Kopfhöhe
- 09 Unterarmlänge
- 10 USL

Grundsätzlich sind alle Sitzmaße ohne Sitzkissen gemessen!

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben/Daten und die von mir gefertigten Bilder/Videos an die MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) und den Fachhandel zwecks Vertragsdurchführung/Herstellung des Produkts weitergegeben werden.

.....
Datum/Unterschrift

Hiermit wird bestätigt, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

.....
Datum/Unterschrift des Fachhändlers

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: +49 (0)5733 922 9311 Kundenservice: +49 (0)5733 922 0

Firmendaten

Ansprechpartner:

Kundennummer bei MEYRA:

Firma:

Adresse:

Telefon:

Fax:

Mobil:

E-Mail:

Eingangsdatum*:

Antragsnummer*:

*Wird von MEYRA ausgefüllt

Produkt

Modell-Nr.:

Produktname.:

Beschreibung der Individualisierung (Angaben bitte so genau wie möglich definieren: Krankheitsbild, Besonderheiten etc.):

Skizzen / Bilder (Ergänzende Skizzen können Sie gerne separat der Mail oder dem Fax beifügen):

Bitte erstellen Sie mir ein unverbindliches Angebot:

Datum

Unterschrift Fachhändler




06

CODE 118




08

CODE 237



09

CODE 948/949



10

CODE 25



11

CODE 106




11

CODE 4960



12

CODE 93/54



13

CODE 92/808



15

CODE 932



16

CODE 702/416/678




16

CODE 839



16

CODE 702/398/678



16

CODE 4615



19

CODE 4789




19

CODE 553




19

CODE 556




19

CODE 734




19

CODE 4589



19

CODE 4590




19

CODE 4591



19

CODE 4593



19

CODE 4594



19

CODE 4595



21

CODE 970



21

CODE 781



CODE 782

1. ALLGEMEINES – GELTUNGSBEREICH

1.1. Die nachstehenden Liefer- und Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma MEYRA GmbH gelten für alle mit den Kunden des Unternehmens geschlossenen Verträge. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden, auch ohne gesonderte neue Vereinbarung.

1.2. Der Kunde erkennt die AGB der MEYRA GmbH für den vorliegenden Vertrag und auch für alle zukünftigen Verträge als verbindlich an. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung. Derartige Geschäftsbedingungen verpflichten die MEYRA GmbH nicht, auch wenn diesen im Einzelfall nicht noch einmal ausdrücklich widersprochen wird.

1.3. Diese Bedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

2. ANGEBOT, VERTRAGSSCHLUSS

2.1. Angebote der MEYRA GmbH sind freibleibend und nicht verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet werden.

2.2. Bestellungen oder Aufträge des Kunden kann die MEYRA GmbH innerhalb von 14 Tagen nach Zugang durch eine Angebotsbestätigung in Textform annehmen.

2.3. Der Vertrag kommt durch die Angebotsbestätigung in Textform zustande; dies gilt auch für jegliche Änderungen oder Zusätze der Aufträge.

2.4. An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Kunden überlassenen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Kunden nicht innerhalb der Frist von 2.2. annehmen, sind diese Unterlagen unverzüglich an uns zurückzusenden.

3. PREISE

3.1. Die Preise werden ausschließlich in EURO berechnet. Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe ist zusätzlich zu entrichten.

3.2. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und Verladung. Kosten der Verpackung und Verladung werden gesondert in Rechnung gestellt.

3.3. Soweit Listenpreise zugrunde gelegt werden, gilt die zur Zeit der Auftragserteilung gültige Preisliste. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung die Löhne oder die Materialkosten, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.

3.4. Bei Anschlussaufträgen ist die MEYRA GmbH nicht an die Preise aus einem vorhergehenden Vertrag gebunden.

3.5. Sollte der Bestellwert unterhalb einer Grenze von 150,00 € Nettowarenwert liegen, so wird ein Mindermengenzuschlag inklusive Frachttanteil von 9,50 € erhoben.

4. VERSAND, GEFAHRÜBERGANG

4.1. Erfüllungsort für Lieferungen ist der Sitz der MEYRA GmbH, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist.

4.2. Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über, sobald die Ware (auch Teillieferungen) dem zur Ausführung des Versandes

bestimmten Dritten übergeben worden ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

4.3. Sollten Ansprüche wegen Transportschäden oder Verlusten gegenüber der MEYRA GmbH geltend gemacht werden, so hat der Kunde den Schaden auf den Frachtdokumenten zu vermerken oder bei Verlusten eine Protokollaufnahme unverzüglich zu veranlassen und uns dies innerhalb einer Woche anzuzeigen.

4.4. Eine Versicherung gegen Transportschäden wird nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Kunden abgeschlossen.

4.5. Bei Verzögerungen der Übergabe oder des Versandes die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

4.6. Liegen keine besonderen Weisungen des Kunden vor, erfolgt die Wahl des Transportweges und –mittels durch die MEYRA GmbH, ohne Gewährleistung und Haftung für die billigste und schnellste Versandart.

5. LIEFERZEIT, LIEFERUMFANG

5.1. In Aussicht gestellte Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten, es sei denn, es ist ausdrücklich ein bestimmter Termin schriftlich festgelegt worden.

5.2. Haben die Parteien eine Lieferfrist vereinbart, so beginnt diese mit dem Datum der Auftragsbestätigung zu laufen. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

5.3. Die Einhaltung vereinbarter Liefer- und Leistungstermine setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Kunden beizubringender Unterlagen sowie die rechtzeitige Erteilung aller erforderlichen Auskünfte und die Erfüllung aller sonstigen Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen.

5.4. Die MEYRA GmbH haftet nicht für Lieferverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder sonstigen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbaren Ereignissen (z.B. Streik, Betriebsstörungen, nicht rechtzeitige Eigenbelieferung, Transportverzögerungen, ungünstige Witterungsverhältnisse etc.), die sie nicht zu vertreten hat. Die Lieferfrist verlängert sich um die Dauer des von der MEYRA GmbH nicht zu vertretenden, vorübergehenden Leistungshindernisses zuzüglich einer angemessenen Wiederaufnahmefrist.

5.5. Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen die Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten.

5.6. Die MEYRA GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszweckes verwendbar ist, die Lieferung der restlichen Waren sichergestellt ist und dem Kunden dadurch keine Mehrkosten entstehen.

6. ZAHLUNG

6.1. Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung vollständig auf eines der von uns angegebenen Bankkonten zu zahlen. Handelt es sich bei der Rechnung nicht um eine Ersatzteil-Lieferung oder um eine Reparaturrechnung, ist der Kunde bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungszugang zum Abzug von 2 % Skonto berechtigt.

6.2. Schecks und Wechsel nehmen wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung entgegen. Die Annahme erfolgt erfüllungshalber. Rechnungskorrekturen über Schecks und Wechsel stehen unter Vorbehalt der Einlösung. Wertstellungen erfolgen an dem Tag, an dem wir über den Gegenwert endgültig verfügen.

6.3. Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, sind die ausstehenden Beträge mit 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu verzinsen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt vorbehalten.

6.4. Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, sofort zur Zahlung fällig, ohne dass es einer gesonderten Mitteilung bedarf.

6.5. Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Rechtsverhältnis beruht.

6.6. Die MEYRA GmbH ist berechtigt, ihre Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzutreten.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

7.1. Die von der MEYRA GmbH gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen gegen den Kunden im Eigentum der MEYRA GmbH.

7.2. Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb veräußern. Zu anderen Verfügungen, insbesondere zu Sicherungsübereignungen und Pfändungen, ist er nicht berechtigt. Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware (einschließlich sonstiger Forderungen wie Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung) werden bereits jetzt an die MEYRA GmbH sicherungshalber abgetreten. Die MEYRA GmbH nimmt die Abtretung an. Der Kunde ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung berechtigt, solange er seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die Einziehungsermächtigung zu widerrufen.

7.3. Wird die Vorbehaltsware durch den Kunden verarbeitet, so ist hiermit vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung der MEYRA GmbH als Herstellerin erfolgt und diese unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus oder im Zusammenhang mit Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der gelieferten Waren – das Miteigentum (Bruchteileigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Sofern die MEYRA GmbH ihr Eigentum durch Verbindung oder Vermischung verliert oder sie im Fall der Verarbeitung nicht Eigentümerin des Liefergegenstands werden sollte, so übereignet der Kunde an die MEYRA GmbH hiermit im Vorhinein einen dem anteiligen Wert des Liefergegenstandes entsprechenden Miteigentumsanteil an der einheitlichen Sache. Die MEYRA GmbH nimmt das Angebot hiermit an. Die Übergabe wird ersetzt durch unentgeltliche Verwahrung.

7.4. Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mitzuteilen und die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Gleichzeitig hat der Kunde den Dritten auf das Eigentum der MEYRA GmbH unaufgefordert hinzuweisen. Daraus entstehende Kosten hat der Kunde zu tragen.

7.5. Die MEYRA GmbH verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Kunden freizugeben, als sie den Wert der zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigen. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt der MEYRA GmbH.

7.6. Für den Fall eines den Kunden betreffenden Insolvenzantrages untersagen wir schon jetzt die Weiterveräußerung oder Verarbeitung unserer Vorbehaltsware und widerrufen unsere Einziehungsermächtigung hinsichtlich der an uns abgetretenen Forderungen.

7.7. Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden sind

wir berechtigt, die sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.

8. GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG

8.1. Der Kunde hat die gelieferten Waren unverzüglich nach Lieferung zu untersuchen. Soweit es sich um offensichtliche Mängel handelt oder um Mängel, die bei einer gründlichen Untersuchung gefunden worden wären, hat der Kunde Reklamationen innerhalb einer Woche nach Erhalt der Lieferung schriftlich bei uns anzuzeigen. Nach Ablauf dieser Frist ist für diese Mängel jede Haftung ausgeschlossen. Für verborgene Mängel bestehen Gewährleistungsansprüche nur, wenn sie uns innerhalb einer Woche nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden.

8.2. In Fällen mangelhafter Lieferung steht uns das Recht zu, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Neulieferung zu ersetzen. Der Kunde ist verpflichtet, uns die mangelhafte Sache zur Prüfung und Nachbesserung frei Haus zur Verfügung zu stellen. Misslingt die Nachbesserung oder Nachlieferung, wird sie nicht in angemessener Frist erbracht oder durch uns abgelehnt, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Einer Fristsetzung bedarf es in den Fällen nicht, in denen dieses nach dem Gesetz nicht erforderlich ist.

8.3. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall aber hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

8.4. Von den vorstehenden Regelungen wird eine etwaige Garantie, die wir gegenüber dem ersten Verwender der Rehabilitationsmittel übernehmen, nicht berührt.

8.5. Von der Gewährleistung ausgenommen ist der funktionsbedingte Verschleiß aller von uns gelieferten Artikel, Baugruppen, Batterien und Ersatzteilen sowie die ungeeignete oder unsachgemäße Lagerung, Verwendung oder Behandlung der Waren.

8.6. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Schadensersatz statt der Leistung und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – einschließlich Begleit- oder Folgeschadens, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn die MEYRA GmbH einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen hat oder der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht oder eine fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. Als wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Falle leicht fahrlässig verursachter Sach- und Vermögensschäden ist die Ersatzpflicht der MEYRA GmbH jedoch der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Ausgeschlossen sind des Weiteren nicht Körper- und/oder Gesundheitsschäden, die durch eine schuldhaft Pflichtverletzung der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstanden sind.

8.7. Unberührt bleibt eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

9. VERJÄHRUNG

Ansprüche des Kunden wegen Sachmängeln verjähren in zwei Jahren ab Übergabe/Ablieferung der Ware an den Kunden. Für Austauschgeräte und Reparaturen beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr ab Übergabe/ Ablieferung der Ware an den Kunden. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben,

Körper oder Gesundheit und/oder Schadensersatzansprüche aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden durch die MEYRA GmbH oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

9.1. AUSTAUSCHGERÄTESERVICE

Unabhängig von der Gewährleistung bietet die MEYRA GmbH den Kunden an, defekte Geräte gegen generalüberholte Geräte auszutauschen. Für diese im Austausch angebotenen Geräte gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

- Austauschgeräte sind generalüberholt und technisch in Ordnung.
- Das defekte Gerät muss innerhalb von 15 Werktagen an die MEYRA GmbH kostenfrei zurückgeschickt werden. Das zurückgeschickte Gerät geht in unser Eigentum über.
- Erhalten wir das Gerät nicht zurück, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät 95% vom Neukaufpreis.
- Das zurückgeschickte Gerät muss dem gelieferten Austauschgerät in Typ und Ausführung entsprechen. Zudem muss das Gerät wiederverwendbar sein und darf nur dem normalen Gebrauch entsprechende Abnutzungsspuren aufweisen.
- Die Beurteilung, ob das zurückgeschickte Gerät die vorgenannten Bedingungen erfüllt, obliegt der MEYRA GmbH. Sollten die Bedingungen nicht erfüllt sein, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät ebenfalls den oben genannten Betrag abzüglich des Restwertes des zurückgeschickten Geräts.

10. GEWÄHRLEISTUNG DER PRODUKTSICHERHEIT

10.1. PRODUKTRÜCKRUF

Soweit aufgrund eines Mangels der gelieferten Ware oder aufgrund bestehender gesetzlicher Verpflichtungen ein Produktrückruf erforderlich ist, ist der Kunde zur Mitwirkung bei der Durchführung des Produktrückrufes verpflichtet, um einen effizienten Durchführung des Produktrückrufes zu ermöglichen. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, die MEYRA GmbH im Falle eines notwendigen Produktrückrufes über den Verbleib der Liefergegenstände in der weiteren Lieferkette bis zum Endkunden zu informieren. Dazu muss der Kunde laufend eine geeignete Dokumentation über den Verbleib der Waren führen und diese auf Verlangen der MEYRA GmbH zur Verfügung stellen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmten Mitwirkungsverpflichtungen zur Sicherstellung der Durchführung eines effizienten Produktrückrufes auch dem Wiederverkäufer vertraglich aufzuerlegen.

10.2. Der Kunde ist verpflichtet, Endkunden in Handhabung und Gebrauch der gelieferten Produkte durch geschultes Fachpersonal einweisen zu lassen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmte Einweisungspflicht in Handhabung und Gebrauch des gelieferten Produktes vertraglich aufzuerlegen.

11. HAFTUNG BEI KONSTRUKTIVEN VERÄNDERUNGEN

Es ist zu beachten, dass bei MY INDIVIDUAL verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten. Konstruktive Veränderungen von MEYRA GmbH-Artikeln durch den Kunden oder einem von ihm beauftragten Dritten sind nur zulässig, wenn sie den sicherheitstechnischen Erfordernissen entsprechen und zuvor unsere Geschäftsleitung schriftlich ihr Einverständnis erklärt hat. Zu diesem Zweck ist uns auf Anforderung ein verändertes Modell nebst Konstruktionszeichnung zur Verfügung zu stellen. Werden konstruktive Veränderungen ohne schriftliches Einverständnis unserer Geschäftsleitung vorgenommen und entstehen Dritten aufgrund der Veränderungen Schäden, für die

wir im Außenverhältnis einzustehen haben, so ist der Kunde verpflichtet, uns im Innenverhältnis von sämtlichen Ansprüchen des Dritten freizustellen.

12A. WARENRÜCKSENDUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN UND BAUGRUPPEN

Warenrücksendungen ohne beigefügte Lieferschein- oder Rechnungskopie werden nicht zurückgenommen. Warenrücksendungen (originalverpackt und absolut neuwertig) werden mit 80 % des Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Von der Rücknahme ausgeschlossen sind Artikel, deren Lieferung älter als 3 Monate ist, MY INDIVIDUAL, Hygieneartikel, gebrauchte bzw. gefüllte Batterien und Artikel unter € 100,00 Netto-Warenwert. Des Weiteren angenommen sind individuell gefertigte Rollstühle (z.B.: Kinder- und Adaptiv-Rollstühle). Das Transportrisiko trägt der Versender. Fallen bei genehmigten Rücksendungen Reinigungs- und/oder Desinfektionskosten an, so werden diese mit einer Kostenpauschale von mindestens 79 € netto berechnet

12B. AUFTRAGSSTORNIERUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN

12B.1. Auftragsstornierungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung durch die MEYRA GmbH sind nicht möglich.

12B.2. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen.

12B.3. Ist eine Zustimmung zum Storno von fertigen, auslieferungsfähigen Produkten erfolgt, dann gilt folgendes:

- Reha-Artikel werden voll gutgeschrieben.
- Rollstühle im Sonderbau sowie Sport-Rollstühle werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.
- Bei Stornierung von Adaptiv-Rollstühlen wird ein Kostenanteil von 20 % des Nettowarenwertes einbehalten.

Die Stornogebühr für Elektro-Rollstühle und Scooter beträgt 5 %. Für Standard- bzw. Leichtgewichtrollstühle werden 10 % Stornogebühr berechnet.

12C. RÜCKNAHME / ENTSORGUNG

Unsere Preise verstehen sich ausschließlich der Kosten für die Rücknahme und Entsorgung von kompletten Altgeräten anderer Nutzer als private Haushalte. Auf Wunsch organisieren wir gegen Erstattung der anfallenden Kosten die Rücknahme und Wiederverwertung / Entsorgung auch solcher Geräte, soweit sie von uns vertrieben wurden. Rücksendungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung von der MEYRA GmbH sind nicht möglich.

13. VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Wir sind berechtigt, personenbezogene Daten des Kunden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung, zu speichern und unternehmensintern zu verarbeiten.

14. GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDENES RECHT, SALVATORISCHE KLAUSEL

14.1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist der Geschäftssitz der MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf Erfüllungsort.

14.2. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten bestimmt sich der Gerichtsstand nach unserem Firmensitz in Kalletal-Kalldorf. Wir sind zudem berechtigt, den Kunden auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.

14.3. Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.

14.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.