

FLASH

1.135

HMV-Nr. 18.50.03.1085



Zugelassenes Benutzergewicht
75 kg



MEYRA[®]



Anatomische Rückenschale, abnehmbar



Cooler Design



Perfekt einstellbare Unterschenkel­länge



Superflexibel, ein Sitz, der mit dir wächst

Der rollende Blitz

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Mitwachsendes Rollstuhlkonzept reduziert die Versorgungskosten
- Hohe Variabilität bei der Einstellung der Sitzposition und der Fahreigenschaften
- Rasche und langfristig gesicherte Ersatzteilversorgung durch ein flächendeckendes Fachhandelsnetz
- Sehr gute Wiedereinsatzmöglichkeiten

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Flexible Sitzeinheit für die perfekte Anpassung an die individuellen Maße des Kindes
- Sitztiefenverstellung nach vorne über Adapter
- Teleskopierbare Rückeneinheit um 45 mm nach hinten, ideal für Sitzschalenversorgungen
- Geringes Gewicht, anatomische Sitzeinheit und maximal Variabilität für ideales Fahrverhalten
- Enorme Beinfreiheit im vorderen Bereich durch den serienmäßigen Abduktionsrahmen
- Sehr leichte Einstellbarkeit bei gewünschten Anpassungen durch Wachstum oder Änderungen der Funktionen
- Stufenlos einstellbare Unterschenkel­länge ab 200 mm

EINSATZBEREICH

- Für den aktiven Kinder- und Jugendbereich
- Für den Einsatz zu Hause und in der Freizeit
- Für Kinder im Kindergarten-, Vorschul- und Schulalter

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311 **Kundenservice:** 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

MEYRA®

HMV-Nr. 18.50.03.1085



Zugelassenes Benutzergewicht
75 kg

Bestellmenge:

FLASH 1.135 (Preis für Grundmodell, ohne Seitenteile, ohne Beinstützen):

2.226,00 €

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer! Gültig vom 01.01.2022 – 31.12.2022.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren.



Technische Daten

	MIDI	MAXI		
Sitzbreite	240 - 300	240 - 400	Personengewicht max.	75
Gesamtbreite bei 0, 3, 6°	SB + 180 (0°) / SB + 220 (3°) / SB + 260 (6°)		Leergewicht ab	10
Sitztiefe	240 - 300	320 - 400	Zul. Gesamtgewicht max.	90
Sitzhöhe vorne / hinten	390 - 470 / 360 - 440	390 - 480 / 390 - 470	Transportgewicht	8
Gesamthöhe	HSH+RH+40	HSH+RH+40	Antriebsrad	550 (22")
Rückenhöhe	250 - 400	250 - 400	Antriebsrad	600 (24")
Rückenwinkelverstellung	75° - 105°	75° - 105°	Bremsprüfung nach NORM	7°
Unterschenkellänge	200 - 290*	250 - 320/330 - 440*		
Länge mit Fußstütze	670 - 745	855 - 930		

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm
*gemessen von Oberkante Sitzgurt bis Mitte Fußbrett

Achtung!

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Rahmenform (Rahmenlänge)

	CODE	BEZEICHNUNG	LÄNGE	SITZTIEFE	SITZBREITE	ANTRIEBSRAD	EURO €
<input type="checkbox"/>	351	Rahmenlänge Midi	472 mm	240 - 300 mm	240 - 300 mm	22" -	0,00
<input type="checkbox"/>	352	Rahmenlänge Maxi	562 mm	320 - 400 mm	240 - 400 mm	- 24"	0,00

* Beachten und vergleichen Sie Ihre Angaben in den Kategorien 03 und 05 (VSH und HSH)!

01 Sitzbreite (SB)

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	124	SB 240 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	126	SB 260 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	28	SB 280 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	30	SB 300 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	32	SB 320 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	34	SB 340 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	36	SB 360 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	38	SB 380 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	40	SB 400 mm	0,00

02 Sitztiefe (ST)

	CODE	BEZEICHNUNG	RAHMEN CODE	EURO €
<input type="checkbox"/>	524	ST 240 mm	351	0,00
<input type="checkbox"/>	526	ST 260 mm	351	0,00
<input type="checkbox"/>	528	ST 280 mm	351	0,00
<input type="checkbox"/>	390	ST 300 mm	351	0,00
<input type="checkbox"/>	392	ST 320 mm	352	0,00
<input type="checkbox"/>	394	ST 340 mm	352	0,00
<input type="checkbox"/>	366	ST 360 mm	352	0,00
<input type="checkbox"/>	368	ST 380 mm	352	0,00
<input type="checkbox"/>	615	ST 400 mm	352	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße.

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in mm Vertikale Zeilen = Ø Lenkradgrößen in mm

Sitzhöhe vorne in Kombination mit Rahmenlänge Midi CODE 351

VSH	RAHMEN	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480
Ø 100 Vollgummi	351	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Ø 125 Vollgummi	351	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

Sitzhöhe vorne in Kombination mit Rahmenlänge Maxi CODE 352

Ø 100 Vollgummi	352	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Ø 125 Vollgummi	352	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Ø 142 Soft- Vollgummi	352	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Durch Wahl der VSH wird automatisch ein StandardlenklaufRad konfiguriert. Optional wählen Sie bitte LenklaufRäder in nachfolgender Tabelle.
Beachte Auswahl in Kategorie 05 Sitzhöhe hinten!

LenklaufRäder Xtrends

	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FELGE	BEREIFUNG	Ø X B	HVM-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	689	1068963	Lightwheel (Paar)	Kunststoff	Vollgummi transparent, farbig	100 x 23 mm	18.99.99.0499	90,00
<input type="checkbox"/>	689	1072385	Lenkrad (Paar)	Alu Silber	Vollgummi	100 x 32 mm	18.99.99.0401	200,00
<input type="checkbox"/>	689	1072386	Lenkrad (Paar)	Alu Silber	Vollgummi	125 x 32 mm	18.99.99.0401	200,00

04 Sitzkissen + Sitzsysteme

	CODE	BEZEICHNUNG	HVM-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	560	Sitzkissen, Textil schwarz 30 mm	18.99.99.0101	136,00
<input type="checkbox"/>	948	Sitzpolster, geformt. Nur i.V.m. Rücken- schale CODE 940 30 mm dick, Bezug wie Rückenpolster	18.99.99.0101	184,00

Seaty Sitzsysteme

<input type="checkbox"/>	4976	1066353*	Seaty Sitzpolster, anatomisch geformter Sitz	auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	4976	1066355**	Seaty Active Sitzschale, nur in Verbindung ohne Sitz- und Rückenbezug CODE 4977	bis SB 300 mm auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	4976	1066354**	Seaty Active Sitzschale, nur in Verbindung ohne Sitz- und Rückenbezug CODE 4977	ab SB 300 mm auf Anfrage

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Seaty Anpassung

Bitte geben Sie ausschließlich **Seaty Maße** an! **Seaty Maße** siehe beiliegende Informationen.

Die Sitzhöhe erhöht sich durch Seaty um 30 mm

* SB Rollstuhl = Seaty-Sitzbreite + 30 mm

** SB Rollstuhl = Seaty-Sitzbreite + 40 mm

Die Rückenhöhe wird bis zum Schulterblatt gemessen!

Sitzbreite in mm: _____ Sitztiefe in mm: _____ Rückenhöhe in mm: _____

Seaty Bezugsstoffe und Farben

Schwarz Dunkelblau Hellblau Inkontinenzmaterial schwarz (nur für Sitzkissen)

05 Sitzhöhe hinten (HSH) in Kombination mit Antriebsrad (ohne Sitzkissen)

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße.

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in mm Vertikale Zeilen = Ø Antriebsrad

	RAHMEN	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470
Ø 22 x 1"	351	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Ø 24 x 1"	352	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>

Einstellbereich: 0°, 3° und 6°. Bei je 3° Sitzneigung verringert sich die HSH um 10 mm zu VSH.

*Nicht in Verbindung mit 125 mm Lenklaufad. Beachte Auswahl in Kategorie 03 Sitzhöhe vorne!

06 Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

	AKTIV	MITTEL	PASSIV
Position	1	2	3
Distanz*in mm	70	55	40
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Messverfahren: Vorderkante Rückenrohr bis Achsmittle in mm

07 Antriebsräder in Kombination mit Rahmenlänge

Wählen Sie dazu Ihren Greifreifen in Kategorie 08.

Optional wählen Sie bitte Xtrends Antriebsräder inkl. Greifreifen und Bereifung anstatt der Antriebsräder CODE 651 oder 752.

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 651	Standardrad inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Steckachse (Paar)	22"	24"		0,00
<input type="checkbox"/> 752	Leichtbaurad inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifring (Paar), Gewichtersparnis gegenüber Standardrad 330 g pro Rad, nur i.V.m Hochdruckbereifung CODE 496	22"	24"	18.99.99.0406	600,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsräder Xtrends

	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	688	1068705	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu Greifring (Paar)	24 x 1"	18.99.99.0499	636,00
<input type="checkbox"/>	688	1068707	CROSS-Rad inkl. Alu Felge und Grob Stollenbereifung und Edelstahl-Greifring (Paar)	24 x 1,75"	18.99.99.0404	444,00

Diese trendigen Räder liefern wir paarweise. Abweichende Ausstattung der Xtrends-Räder auf Anfrage möglich.

Radsturz

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	423	0° Radsturz	0,00
<input type="checkbox"/>	447	3° Radsturz	0,00
<input type="checkbox"/>	454	6° Radsturz	0,00

08 Greifreifen und Greifreifenoptionen (Nicht kombinierbar mit Xtrends Räder)

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	492	Maxgrepp Ergo Nur in Verbindung mit Greifreifenabstand eng CODE 692 Nicht i.V.m. Speichenschutz	22"	24"	18.99.99.0901	598,00
<input type="checkbox"/>	493	Edelstahl glänzend poliert	-	24"		0,00
<input type="checkbox"/>	494	Aluminium	22"	24"		0,00
<input type="checkbox"/>	168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	-	24"	18.99.99.0904	398,00
<input type="checkbox"/>	166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz	22"	24"	18.99.99.0901	134,00
<input type="checkbox"/>	692	Greifreifenabstand eng	22"	24"		0,00
<input type="checkbox"/>	693	Greifreifenabstand weit	22"	24"		0,00

Gesamtbreite Greifreifenabstand siehe beiliegende Informationen.

09 Bereifung (Nicht kombinierbar mit Xtrends Räder)

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	496	Hochdruckbereifung 8 bar	22 x 1"	24 x 1"		0,00
<input type="checkbox"/>	902	PU-Bereifung , pannensicher	22 x 1"	24 x 1"		0,00
<input type="checkbox"/>	897	Schwalbe Marathon Plus Evolution Bereifung, 10 bar, luftbereift, pannengeschützt	22 x 1"	24 x 1"	18.99.99.0499	79,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Bremsen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	305	Druckbremse für Fahrer		0,00
<input type="checkbox"/>	706	Trommelbremse für Begleiter, Druckbremse für Fahrer CODE 305 separat anwählen. Greifreifen Aluminium CODE 494, Hochdruckbereifung 8 bar CODE 496, Schiebegriff CODE 502	18.99.99.0502	332,00
<input type="checkbox"/>	73	Seitenteilbremse, Bremse im Kleiderschutz integriert. Nur i.V.m. CODE 100		338,00

Bremsen Optionen

<input type="checkbox"/>	681	Bremshebelverlängerung, abklappbar, fest montiert		56,00
--------------------------	-----	---	--	-------

11 Rückengurthöhe (RH)

	CODE	BEZEICHNUNG	HÖHE	EURO €
<input type="checkbox"/>	620	Rückengurt	250 mm, +/- 25 mm verstellbar, nur i.V.m. Schiebegriff CODE 502	0,00
<input type="checkbox"/>	625	Rückengurt	300 mm, +/- 25 mm verstellbar, nur i.V.m. Schiebegriff CODE 502	0,00
<input type="checkbox"/>	631	Rückengurt	350 mm, +/- 25 mm verstellbar, nur i.V.m. Schiebegriff CODE 502	0,00
<input type="checkbox"/>	632	Rückengurt	400 mm, +/- 25 mm verstellbar, nur i.V.m. Schiebegriff CODE 502	0,00

12 Rückensystem und Rückenlehne

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	735	Anpassrücken mit Rückenpolster	0,00
<input type="checkbox"/>	940*	Rückenschale aus Aluminium in Rahmenfarbe, abnehmbar	502,00
<input type="checkbox"/>	949*	Rückenpolster für Rückenschale CODE 940	356,00
<input type="checkbox"/>	593	Ohne Rückenbezug	- 30,00
<input type="checkbox"/>	4977	Ohne Sitz- und Rückenbezug, in Verbindung mit Seaty Active	- 50,00

* Weitere Informationen siehe separates Maßblatt

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückenlehnenoptionen

<input type="checkbox"/>	410	Rücken mit Schiebegriff								0,00
<input type="checkbox"/>	809	Schiebebügel durchgehend, höhenverstellbar und abnehmbar. Nicht i.V.m. Trommelbremse CODE 706						18.99.99.0907		352,00
<input type="checkbox"/>	502	Schiebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 300 mm stufenlos höhenverstellbar						18.99.99.0908		240,00
<input type="checkbox"/>	29	Rücken, +/- 15°, winkelvestellbar in 5° Schritten. Inkl. Schiebegriff CODE 502						18.99.99.0005		274,00
<input type="checkbox"/>	913	Kopfstütze, abnehmbar, höhen-, winkel-, tiefenverstellbar Nur mit höhenverstellbaren Schiebegriffen CODE 502						18.99.99.0999		442,00

13 Seitenteile und Armlehnen

Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	BEZEICHNUNG	1	2	3	4	5	6	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	100 Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe	●					●	18.99.99.0299	270,00
<input type="checkbox"/>	748 Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt)	●				●	●		486,00

14 Beinstützen und Fußstützen

Hochklappbar

Höhenverstellbar

Tiefenverstellbar

Winkelverstellbar

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	Fußstütze durchgehend, seitlich hochklappbar, höhen-, tiefen- und winkelvestellbar, für kurze Unterschenkellängen	200	200 - 290 bei Midi Rahmen CODE 351 250 - 320 bei Maxi Rahmen CODE 352		376,00
<input type="checkbox"/>	Fußstütze durchgehend, seitlich hochklappbar, höhen-, tiefen- und winkelvestellbar für lange Unter- schenkelängen, nur in Verbindung mit Maxi Rahmen CODE 352	200	330 - 440	18.99.99.0302	376,00

Gewünschte USL in mm (gemessen ohne Sitzkissen)

Fußstützen Optionen

<input type="checkbox"/>	359	Wadengurt			46,50
<input type="checkbox"/>	664	Fußbrettverriegelung			134,00
<input type="checkbox"/>	822	Schuhanschnallriemen (Paar)			51,00
<input type="checkbox"/>	823	Fersenkante			100,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

15 Rahmenfarben

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	4923	Orangemetallic	0,00
<input type="checkbox"/>	4922	Greenmetallic	0,00
<input type="checkbox"/>	4925	Chromsilber	0,00
<input type="checkbox"/>	4066	Tornadorot	0,00
<input type="checkbox"/>	206	Mattschwarz	0,00
<input type="checkbox"/>	180	Lemmonreflex	0,00
<input type="checkbox"/>	224	Blaumetallic	0,00

Weitere Rahmenfarben sind gegen Aufpreis auf Anfrage möglich. Siehe Farbpalette in der Katalogeinleitung.

16 Sitz- und Rückengurtfarben

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	235	Trevira schwarz	18.99.99.0999	0,00
<input type="checkbox"/>	292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	18.99.99.0999	0,00

17 Optionen rund um den Rollstuhl Hand- und Speichenschutz

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	489	Transparent	18.99.99.0999	170,00
<input type="checkbox"/>	4974	Transparent mit Flash Schriftzug		170,00

Auftrittrohr

<input type="checkbox"/>	309	1 Stück, nicht i.V.m. Stützrollen CODE 728	18.99.99.0999	120,00
--------------------------	-----	--	---------------	--------

Stützrollen

<input type="checkbox"/>	728	Stützrollen, 1 Paar, abschwenkbar	18.99.99.0408	292,00
<input type="checkbox"/>	729	1 Stützrolle, abschwenkbar, links montiert	18.99.99.0408	146,00
<input type="checkbox"/>	730	1 Stützrolle, abschwenkbar, rechts montiert	18.99.99.0408	146,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Therapietische

<input type="checkbox"/>	929	Therapietisch aus Kunststoff, transparent, verstellbar nur i.V.m. Seitenteil CODE 748	18.99.99.0801	228,00
--------------------------	-----	---	---------------	--------

Sonstige Optionen

<input type="checkbox"/>	679	Faltfixierung	18.99.99.0999	23,50
<input type="checkbox"/>	970	Gehhilfenhalter in Verbindung mit Auftrittrohr CODE 309	18.99.99.0999	40,00
<input type="checkbox"/>	819	Passive Beleuchtung	18.99.99.0999	15,90
<input type="checkbox"/>	205542100	Handkompressor	18.99.99.0999	104,00
<input type="checkbox"/>	833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0999	67,00

Xtrends Optionen

<input type="checkbox"/>	261519300	X-TREME Rucksack		61,00
<input type="checkbox"/>	261519600	Rädertasche „Black Wheel Case“, passend für max. 2 x 24“ Räder bzw. je 1 x 25“ oder 26“ Rad	18.99.99.0999	130,00
<input type="checkbox"/>	206964600	3M Speichenreflektoren	18.99.99.0999	36,50

Kommentare zur Bestellung:

Datum:

Unterschrift:

Stand: 07.02.2022

BENUTZERDATEN


Vorname*:	<input type="text"/>
Name*:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ:	<input type="text"/>
Ort*:	<input type="text"/>
Land:	<input type="text"/>
Geburtsdag*:	<input type="text"/>
Diagnose -1-:	<input type="text"/>
Diagnose -2-:	<input type="text"/>
Telefon :	<input type="text"/>
Handy :	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Auftragsnummer :	<input type="text"/>

*Pflichteingabefelder!

ANATOMISCHE MASSE (IN MM):

Zur Bestimmung siehe Skizzen in den beiliegenden Informationen!

1) Sitztiefe* :	<input type="text"/>
2) Sitzbreite* :	<input type="text"/>
3) Brustbreite :	<input type="text"/>
4) Brusttiefe :	<input type="text"/>
5) Ellenbogenhöhe :	<input type="text"/>
6) Achselhöhe :	<input type="text"/>
7) Rückenhöhe :	<input type="text"/>
8) Kopfhöhe :	<input type="text"/>
9) Unterarmlänge :	<input type="text"/>
10) USL*:	<input type="text"/>
Körpergröße*:	<input type="text"/>
Gewicht (kg)*:	<input type="text"/>



- 01 Sitztiefe
- 02 Sitzbreite
- 03 Brustbreite
- 04 Brusttiefe
- 05 Ellenbogenhöhe
- 06 Achselhöhe
- 07 Rückenhöhe
- 08 Kopfhöhe
- 09 Unterarmlänge
- 10 USL

Grundsätzlich sind alle Sitzmaße ohne Sitzkissen gemessen!

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben/Daten und die von mir gefertigten Bilder/Videos an die MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) und den Fachhandel zwecks Vertragsdurchführung/Herstellung des Produkts weitergegeben werden.

.....
Datum/Unterschrift

Hiermit wird bestätigt, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

.....
Datum/Unterschrift des Fachhändlers

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: +49 (0)5733 922 9311 Kundenservice: +49 (0)5733 922 0

Firmendaten

Ansprechpartner:
Kundennummer bei MEYRA:

Telefon:
Fax:
Mobil:
E-Mail:

Firma:
Adresse:

Eingangsdatum*:
Antragsnummer*:

*Wird von MEYRA ausgefüllt

Produkt

Modell-Nr.:

Produktname.:

Beschreibung der Individualisierung (Angaben bitte so genau wie möglich definieren: Krankheitsbild, Besonderheiten etc.):

Skizzen / Bilder (Ergänzende Skizzen können Sie gerne separat der Mail oder dem Fax beifügen):

Bitte erstellen Sie mir ein unverbindliches Angebot:

Datum

Unterschrift Fachhändler



Artikel 1072385



Artikel 1072386




Artikel 1066353




Artikel 1066354



CODE 651



CODE 752



Artikel 1068705



Artikel 1068707



CODE 940



CODE 100



CODE 748



CODE 55/128



CODE 55/762



CODE 4974

04 SEATY Sitzpolster Artikel 1066353 SEATY Active Sitzschale Artikel 1066355

ROLLSTUHLMASS		SEATY		ROLLSTUHLMASS		SEATY	
Sitzbreite*	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzbreite**	Sitzbreite	Sitztiefe	Rückenhöhe	
240	<input type="checkbox"/> 210	<input type="checkbox"/> 240	240	<input type="checkbox"/> 200	<input type="checkbox"/> 240	<input type="checkbox"/> 240	
260	<input type="checkbox"/> 230	<input type="checkbox"/> 260	260	<input type="checkbox"/> 220	<input type="checkbox"/> 260	<input type="checkbox"/> 260	
280	<input type="checkbox"/> 250	<input type="checkbox"/> 280	280	<input type="checkbox"/> 240	<input type="checkbox"/> 280	<input type="checkbox"/> 280	
300	<input type="checkbox"/> 270	<input type="checkbox"/> 300	300	<input type="checkbox"/> 260	<input type="checkbox"/> 300	<input type="checkbox"/> 300	
320	<input type="checkbox"/> 290	<input type="checkbox"/> 320			<input type="checkbox"/> 320	<input type="checkbox"/> 320	
340	<input type="checkbox"/> 310	<input type="checkbox"/> 340			<input type="checkbox"/> 340	<input type="checkbox"/> 340	
360	<input type="checkbox"/> 330	<input type="checkbox"/> 360			<input type="checkbox"/> 360	<input type="checkbox"/> 360	
380	<input type="checkbox"/> 350	<input type="checkbox"/> 380			<input type="checkbox"/> 380	<input type="checkbox"/> 380	
400	<input type="checkbox"/> 370	<input type="checkbox"/> 400			<input type="checkbox"/> 400	<input type="checkbox"/> 400	

SEATY Active Sitzschale Artikel 1066354

ROLLSTUHLMASS	SEATY	
Sitzbreite**	Sitzbreite	Sitztiefe Rückenhöhe
320	<input type="checkbox"/> 280	<input type="checkbox"/> 240 <input type="checkbox"/> 240
340	<input type="checkbox"/> 300	<input type="checkbox"/> 260 <input type="checkbox"/> 260
360	<input type="checkbox"/> 320	<input type="checkbox"/> 280 <input type="checkbox"/> 280
380	<input type="checkbox"/> 340	<input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 300
400	<input type="checkbox"/> 360	<input type="checkbox"/> 320 <input type="checkbox"/> 320
		<input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 340
		<input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 360
		<input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 380
		<input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 400

* SB Rollstuhl = Seaty-Sitzbreite + 30 mm
 ** SB Rollstuhl = Seaty-Sitzbreite + 40 mm.

Durch das anatomisch geformte Sitzkissen erhöht sich die Sitzhöhe um 30 mm!

09 Gesamtbreite in mm mit Greifreifenabstand eng

SITZBREITE IN MM	MIDI				MAXI				
	240	260	280	300	320	340	360	380	400
mit 0° Radsturz (mm)	420	440	460	480	500	520	540	560	580
mit 3° Radsturz (mm)	460	480	500	520	540	560	580	600	620
mit 6° Radsturz in mm	500	520	540	560	580	600	620	640	660

1. ALLGEMEINES – GELTUNGSBEREICH

1.1. Die nachstehenden Liefer- und Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma MEYRA GmbH gelten für alle mit den Kunden des Unternehmens geschlossenen Verträge. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden, auch ohne gesonderte neue Vereinbarung.

1.2. Der Kunde erkennt die AGB der MEYRA GmbH für den vorliegenden Vertrag und auch für alle zukünftigen Verträge als verbindlich an. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung. Derartige Geschäftsbedingungen verpflichten die MEYRA GmbH nicht, auch wenn diesen im Einzelfall nicht noch einmal ausdrücklich widersprochen wird.

1.3. Diese Bedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

2. ANGEBOT, VERTRAGSSCHLUSS

2.1. Angebote der MEYRA GmbH sind freibleibend und nicht verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet werden.

2.2. Bestellungen oder Aufträge des Kunden kann die MEYRA GmbH innerhalb von 14 Tagen nach Zugang durch eine Angebotsbestätigung in Textform annehmen.

2.3. Der Vertrag kommt durch die Angebotsbestätigung in Textform zustande; dies gilt auch für jegliche Änderungen oder Zusätze der Aufträge.

2.4. An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Kunden überlassenen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Kunden nicht innerhalb der Frist von 2.2. annehmen, sind diese Unterlagen unverzüglich an uns zurückzusenden.

3. PREISE

3.1. Die Preise werden ausschließlich in EURO berechnet. Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe ist zusätzlich zu entrichten.

3.2. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und Verladung. Kosten der Verpackung und Verladung werden gesondert in Rechnung gestellt.

3.3. Soweit Listenpreise zugrunde gelegt werden, gilt die zur Zeit der Auftragserteilung gültige Preisliste. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung die Löhne oder die Materialkosten, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.

3.4. Bei Anschlussaufträgen ist die MEYRA GmbH nicht an die Preise aus einem vorhergehenden Vertrag gebunden.

3.5. Sollte der Bestellwert unterhalb einer Grenze von 150,00 € Nettowarenwert liegen, so wird ein Mindermengenzuschlag inklusive Frachttanteil von 9,50 € erhoben.

4. VERSAND, GEFAHRÜBERGANG

4.1. Erfüllungsort für Lieferungen ist der Sitz der MEYRA GmbH, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist.

4.2. Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über, sobald die Ware (auch Teillieferungen) dem zur Ausführung des Versandes

bestimmten Dritten übergeben worden ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

4.3. Sollten Ansprüche wegen Transportschäden oder Verlusten gegenüber der MEYRA GmbH geltend gemacht werden, so hat der Kunde den Schaden auf den Frachtdokumenten zu vermerken oder bei Verlusten eine Protokollaufnahme unverzüglich zu veranlassen und uns dies innerhalb einer Woche anzuzeigen.

4.4. Eine Versicherung gegen Transportschäden wird nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Kunden abgeschlossen.

4.5. Bei Verzögerungen der Übergabe oder des Versandes die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

4.6. Liegen keine besonderen Weisungen des Kunden vor, erfolgt die Wahl des Transportweges und –mittels durch die MEYRA GmbH, ohne Gewährleistung und Haftung für die billigste und schnellste Versandart.

5. LIEFERZEIT, LIEFERUMFANG

5.1. In Aussicht gestellte Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten, es sei denn, es ist ausdrücklich ein bestimmter Termin schriftlich festgelegt worden.

5.2. Haben die Parteien eine Lieferfrist vereinbart, so beginnt diese mit dem Datum der Auftragsbestätigung zu laufen. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

5.3. Die Einhaltung vereinbarter Liefer- und Leistungstermine setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Kunden beizubringender Unterlagen sowie die rechtzeitige Erteilung aller erforderlichen Auskünfte und die Erfüllung aller sonstigen Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen.

5.4. Die MEYRA GmbH haftet nicht für Lieferverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder sonstigen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbaren Ereignissen (z.B. Streik, Betriebsstörungen, nicht rechtzeitige Eigenbelieferung, Transportverzögerungen, ungünstige Witterungsverhältnisse etc.), die sie nicht zu vertreten hat. Die Lieferfrist verlängert sich um die Dauer des von der MEYRA GmbH nicht zu vertretenden, vorübergehenden Leistungshindernisses zuzüglich einer angemessenen Wiederaufnahmefrist.

5.5. Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen die Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten.

5.6. Die MEYRA GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszweckes verwendbar ist, die Lieferung der restlichen Waren sichergestellt ist und dem Kunden dadurch keine Mehrkosten entstehen.

6. ZAHLUNG

6.1. Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung vollständig auf eines der von uns angegebenen Bankkonten zu zahlen. Handelt es sich bei der Rechnung nicht um eine Ersatzteil-Lieferung oder um eine Reparaturrechnung, ist der Kunde bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungszugang zum Abzug von 2 % Skonto berechtigt.

6.2. Schecks und Wechsel nehmen wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung entgegen. Die Annahme erfolgt erfüllungshalber. Rechnungskorrekturen über Schecks und Wechsel stehen unter Vorbehalt der Einlösung. Wertstellungen erfolgen an dem Tag, an dem wir über den Gegenwert endgültig verfügen.

6.3. Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, sind die ausstehenden Beträge mit 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu verzinsen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt vorbehalten.

6.4. Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, sofort zur Zahlung fällig, ohne dass es einer gesonderten Mitteilung bedarf.

6.5. Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Rechtsverhältnis beruht.

6.6. Die MEYRA GmbH ist berechtigt, ihre Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzutreten.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

7.1. Die von der MEYRA GmbH gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen gegen den Kunden im Eigentum der MEYRA GmbH.

7.2. Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb veräußern. Zu anderen Verfügungen, insbesondere zu Sicherungsübereignungen und Pfändungen, ist er nicht berechtigt. Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware (einschließlich sonstiger Forderungen wie Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung) werden bereits jetzt an die MEYRA GmbH sicherungshalber abgetreten. Die MEYRA GmbH nimmt die Abtretung an. Der Kunde ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung berechtigt, solange er seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die Einziehungsermächtigung zu widerrufen.

7.3. Wird die Vorbehaltsware durch den Kunden verarbeitet, so ist hiermit vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung der MEYRA GmbH als Herstellerin erfolgt und diese unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus oder im Zusammenhang mit Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der gelieferten Waren – das Miteigentum (Bruchteileigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Sofern die MEYRA GmbH ihr Eigentum durch Verbindung oder Vermischung verliert oder sie im Fall der Verarbeitung nicht Eigentümerin des Liefergegenstands werden sollte, so übereignet der Kunde an die MEYRA GmbH hiermit im Vorhinein einen dem anteiligen Wert des Liefergegenstandes entsprechenden Miteigentumsanteil an der einheitlichen Sache. Die MEYRA GmbH nimmt das Angebot hiermit an. Die Übergabe wird ersetzt durch unentgeltliche Verwahrung.

7.4. Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mitzuteilen und die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Gleichzeitig hat der Kunde den Dritten auf das Eigentum der MEYRA GmbH unaufgefordert hinzuweisen. Daraus entstehende Kosten hat der Kunde zu tragen.

7.5. Die MEYRA GmbH verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Kunden freizugeben, als sie den Wert der zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigen. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt der MEYRA GmbH.

7.6. Für den Fall eines den Kunden betreffenden Insolvenzantrages untersagen wir schon jetzt die Weiterveräußerung oder Verarbeitung unserer Vorbehaltsware und widerrufen unsere Einziehungsermächtigung hinsichtlich der an uns abgetretenen Forderungen.

7.7. Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden sind

wir berechtigt, die sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.

8. GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG

8.1. Der Kunde hat die gelieferten Waren unverzüglich nach Lieferung zu untersuchen. Soweit es sich um offensichtliche Mängel handelt oder um Mängel, die bei einer gründlichen Untersuchung gefunden worden wären, hat der Kunde Reklamationen innerhalb einer Woche nach Erhalt der Lieferung schriftlich bei uns anzuzeigen. Nach Ablauf dieser Frist ist für diese Mängel jede Haftung ausgeschlossen. Für verborgene Mängel bestehen Gewährleistungsansprüche nur, wenn sie uns innerhalb einer Woche nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden.

8.2. In Fällen mangelhafter Lieferung steht uns das Recht zu, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Neulieferung zu ersetzen. Der Kunde ist verpflichtet, uns die mangelhafte Sache zur Prüfung und Nachbesserung frei Haus zur Verfügung zu stellen. Misslingt die Nachbesserung oder Nachlieferung, wird sie nicht in angemessener Frist erbracht oder durch uns abgelehnt, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Einer Fristsetzung bedarf es in den Fällen nicht, in denen dieses nach dem Gesetz nicht erforderlich ist.

8.3. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall aber hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

8.4. Von den vorstehenden Regelungen wird eine etwaige Garantie, die wir gegenüber dem ersten Verwender der Rehabilitationsmittel übernehmen, nicht berührt.

8.5. Von der Gewährleistung ausgenommen ist der funktionsbedingte Verschleiß aller von uns gelieferten Artikel, Baugruppen, Batterien und Ersatzteilen sowie die ungeeignete oder unsachgemäße Lagerung, Verwendung oder Behandlung der Waren.

8.6. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Schadensersatz statt der Leistung und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – einschließlich Begleit- oder Folgeschadens, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn die MEYRA GmbH einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen hat oder der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht oder eine fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. Als wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Falle leicht fahrlässig verursachter Sach- und Vermögensschäden ist die Ersatzpflicht der MEYRA GmbH jedoch der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Ausgeschlossen sind des Weiteren nicht Körper- und/oder Gesundheitsschäden, die durch eine schuldhaft Pflichtverletzung der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstanden sind.

8.7. Unberührt bleibt eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

9. VERJÄHRUNG

Ansprüche des Kunden wegen Sachmängeln verjähren in zwei Jahren ab Übergabe/Ablieferung der Ware an den Kunden. Für Austauschgeräte und Reparaturen beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr ab Übergabe/ Ablieferung der Ware an den Kunden. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben,

Körper oder Gesundheit und/oder Schadensersatzansprüche aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden durch die MEYRA GmbH oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

9.1. AUSTAUSCHGERÄTESERVICE

Unabhängig von der Gewährleistung bietet die MEYRA GmbH den Kunden an, defekte Geräte gegen generalüberholte Geräte auszutauschen. Für diese im Austausch angebotenen Geräte gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

- Austauschgeräte sind generalüberholt und technisch in Ordnung.
- Das defekte Gerät muss innerhalb von 15 Werktagen an die MEYRA GmbH kostenfrei zurückgeschickt werden. Das zurückgeschickte Gerät geht in unser Eigentum über.
- Erhalten wir das Gerät nicht zurück, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät 95% vom Neukaufpreis.
- Das zurückgeschickte Gerät muss dem gelieferten Austauschgerät in Typ und Ausführung entsprechen. Zudem muss das Gerät wiederverwendbar sein und darf nur dem normalen Gebrauch entsprechende Abnutzungsspuren aufweisen.
- Die Beurteilung, ob das zurückgeschickte Gerät die vorgenannten Bedingungen erfüllt, obliegt der MEYRA GmbH. Sollten die Bedingungen nicht erfüllt sein, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät ebenfalls den oben genannten Betrag abzüglich des Restwertes des zurückgeschickten Geräts.

10. GEWÄHRLEISTUNG DER PRODUKTSICHERHEIT

10.1. PRODUKTRÜCKRUF

Soweit aufgrund eines Mangels der gelieferten Ware oder aufgrund bestehender gesetzlicher Verpflichtungen ein Produktrückruf erforderlich ist, ist der Kunde zur Mitwirkung bei der Durchführung des Produktrückrufes verpflichtet, um einen effizienten Durchführung des Produktrückrufes zu ermöglichen. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, die MEYRA GmbH im Falle eines notwendigen Produktrückrufes über den Verbleib der Liefergegenstände in der weiteren Lieferkette bis zum Endkunden zu informieren. Dazu muss der Kunde laufend eine geeignete Dokumentation über den Verbleib der Waren führen und diese auf Verlangen der MEYRA GmbH zur Verfügung stellen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmten Mitwirkungsverpflichtungen zur Sicherstellung der Durchführung eines effizienten Produktrückrufes auch dem Wiederverkäufer vertraglich aufzuerlegen.

10.2. Der Kunde ist verpflichtet, Endkunden in Handhabung und Gebrauch der gelieferten Produkte durch geschultes Fachpersonal einweisen zu lassen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmte Einweisungspflicht in Handhabung und Gebrauch des gelieferten Produktes vertraglich aufzuerlegen.

11. HAFTUNG BEI KONSTRUKTIVEN VERÄNDERUNGEN

Es ist zu beachten, dass bei MY INDIVIDUAL verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten. Konstruktive Veränderungen von MEYRA GmbH-Artikeln durch den Kunden oder einem von ihm beauftragten Dritten sind nur zulässig, wenn sie den sicherheitstechnischen Erfordernissen entsprechen und zuvor unsere Geschäftsleitung schriftlich ihr Einverständnis erklärt hat. Zu diesem Zweck ist uns auf Anforderung ein verändertes Modell nebst Konstruktionszeichnung zur Verfügung zu stellen. Werden konstruktive Veränderungen ohne schriftliches Einverständnis unserer Geschäftsleitung vorgenommen und entstehen Dritten aufgrund der Veränderungen Schäden, für die

wir im Außenverhältnis einzustehen haben, so ist der Kunde verpflichtet, uns im Innenverhältnis von sämtlichen Ansprüchen des Dritten freizustellen.

12A. WARENRÜCKSENDUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN UND BAUGRUPPEN

Warenrücksendungen ohne beigefügte Lieferschein- oder Rechnungskopie werden nicht zurückgenommen. Warenrücksendungen (originalverpackt und absolut neuwertig) werden mit 80 % des Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Von der Rücknahme ausgeschlossen sind Artikel, deren Lieferung älter als 3 Monate ist, MY INDIVIDUAL, Hygieneartikel, gebrauchte bzw. gefüllte Batterien und Artikel unter € 100,00 Netto-Warenwert. Des Weiteren angenommen sind individuell gefertigte Rollstühle (z.B.: Kinder- und Adaptiv-Rollstühle). Das Transportrisiko trägt der Versender. Fallen bei genehmigten Rücksendungen Reinigungs- und/oder Desinfektionskosten an, so werden diese mit einer Kostenpauschale von mindestens 79 € netto berechnet

12B. AUFTRAGSSTORNIERUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN

12B.1. Auftragsstornierungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung durch die MEYRA GmbH sind nicht möglich.

12B.2. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen.

12B.3. Ist eine Zustimmung zum Storno von fertigen, auslieferungsfähigen Produkten erfolgt, dann gilt folgendes:

- Reha-Artikel werden voll gutgeschrieben.
- Rollstühle im Sonderbau sowie Sport-Rollstühle werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.
- Bei Stornierung von Adaptiv-Rollstühlen wird ein Kostenanteil von 20 % des Nettowarenwertes einbehalten.

Die Stornogebühr für Elektro-Rollstühle und Scooter beträgt 5 %. Für Standard- bzw. Leichtgewichtrollstühle werden 10 % Stornogebühr berechnet.

12C. RÜCKNAHME / ENTSORGUNG

Unsere Preise verstehen sich ausschließlich der Kosten für die Rücknahme und Entsorgung von kompletten Altgeräten anderer Nutzer als private Haushalte. Auf Wunsch organisieren wir gegen Erstattung der anfallenden Kosten die Rücknahme und Wiederverwertung / Entsorgung auch solcher Geräte, soweit sie von uns vertrieben wurden. Rücksendungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung von der MEYRA GmbH sind nicht möglich.

13. VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Wir sind berechtigt, personenbezogene Daten des Kunden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung, zu speichern und unternehmensintern zu verarbeiten.

14. GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDENES RECHT, SALVATORISCHE KLAUSEL

14.1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist der Geschäftssitz der MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf Erfüllungsort.

14.2. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten bestimmt sich der Gerichtsstand nach unserem Firmensitz in Kalletal-Kalldorf. Wir sind zudem berechtigt, den Kunden auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.

14.3. Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.

14.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.