


Netti III HD

1.290

HMV: Sonderbau

 **Zugelassenes Benutzergewicht**
160 kg

 **Für Personentransport geeignet**
ISO 7176-19 (160 kg)
Ab Personengröße 185 cm nur i.V. mit
Alu-Kopfstützenadapter, Rückenhöhe 600 mm und
vertikaler Kopfstützenstange 500 mm



Inspire joy of life

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Der Netti III HD ist ein äusserst anpassbarer, stabiler und flexibler Rollstuhl, der für seine sehr hohe Qualität und Haltbarkeit bekannt ist
- Wirtschaftliche Vorteile durch Ersatzteilkompatibilität zu anderen Netti Stühlen
- Lange Lebensdauer
- 5 Jahre Garantie auf den Rahmen

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Flexible Sitztiefe
- Gleitsitz als Standard für einfache Positionierung
- Rücken- und Sitzkantelung stufenlos einstellbar - als Option auch vom Nutzer bedienbar
- Auch für grosse Nutzer einsetzbar mit Sitztiefenoption bis 575 mm und Sitzhöhe bis 530 mm
- Als Option bis 45° Sitzkantelung für Nutzer die häufig die Sitzposition wegen Druckentlastung ändern müssen

EINSATZBEREICH

- Er eignet sich für Nutzer mit sehr komplexen Anforderungen wie extralanger Sitztiefe, Geräteträger oder erweiterter Kantelung in den Sitzbreiten 350 - 600 mm
- Der Netti III HD eignet sich auf Grund der vielen Optionen, die ein individuelles Anpassen ermöglichen, besonderes für Langzeitsitzen (8+ Stunden pro Tag)
- Durch die Möglichkeit der einstellbaren und austauschbaren Ausziehstücke ist der Stuhl auch bei Nutzern mit Hüftrotation oder Beckenrotation einsetzbar

○ BESTELLUNG

○ KOSTENVORANSCHLAG

○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 0800 888 4568

Kundenservice: 0800 888 4560

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

Sitz bei Autotransport:

Netti®

HMV: Sonderbau



Preis GM Sonderbau

4.767,00 €



Grundausrüstung

- Sitztiefe 475 mm
- Schiebegriffe 300 mm
- Antikippstützen nach oben drehbar
- Kniehebelbremsen
- Rückenkissen Netti Smart mit 3D Bezug
- Rückenhöhe 500 mm
- Sitzkissen Netti Uno mit 3D Bezug (SB 350-500 mm)
- Sitzkissen Netti Sit mit 3D Bezug (SB 550-600 mm)

- Gleitsitz
- Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen
- Abnehmbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen
- Armlehnenpolster 385 x 58 mm (SB 350-500 mm)
- Armlehnenpolster 420 x 80 mm (SB 550-600 mm)
- Antriebsräder 24 x 1 3/8" PU
- Lenkräder 7" - 175 x 45 PU



Zugelassenes Benutzergewicht

160 kg



Für Personentransport geeignet

ISO 7176-19 (160 kg)

Ab Personengröße 185 cm nur i.V. mit Alu-Kopfstützenadapter, Rückenhöhe 600 mm und vertikaler Kopfstützenstange 500 mm



Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden

Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kiss-by-meyra.de Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Gültig vom 01.01.2022 - 31.12.2022.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**Technische Daten**

Sitzbreiten in mm	350 / 380 / 400 / 430 / 450 / 500 / 550 / 600
Optionale Sitzbreitenflexibilität in mm	2x -25/ 2x +12 mm
Sitztiefe in mm	400 - 500 (525 - 570)
Rückenhöhe in mm	500 - 600
Sitzhöhen gemessen bis Sitzplatte in mm	460 - 490 (480 - 530)
Max. Nutzergewicht	160
Max. Nutzergewicht für Autotransport	160
Sitzwinkel	-9° - +16° mit doppelter Gasdruckfeder
Rückenwinkel	86° - 133°
Zusätzliche Breite zur SB mit Standardräder in mm	+220 (Std. Räder/TBB-Räder) +190 (12" + 16" TBB-Räder)
Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen in mm	360 - 640
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) in mm	170 - 310
Gesamthöhe in mm	1050
Länge mit Beinstützen in mm	1020
Rahmenfarbe	Silber

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage


Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite/Sitztiefe

Die Sondersitztiefen 525 mm - 575 mm beinhalten eine Rahmenverlängerung sowie eine Komfortplatte. In Kombination mit den Sitzbreiten 550 mm und 600 mm eine feste Sitzplatte.

Für die Sitzbreiten 550 - 600 mm ist die Standardausstattung Netti Sit, Flexel Antriebs- und Lenkräder und Armlehnen 420 x 80 mm.

Sitzbreite	Sitztiefe							
	400 mm	425 mm	450 mm	475 mm	500 mm	525 mm	550 mm	575 mm
350 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 642,00 €	<input type="checkbox"/> 642,00 €	<input type="checkbox"/> 642,00 €
380 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 642,00 €	<input type="checkbox"/> 642,00 €	<input type="checkbox"/> 642,00 €
400 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 642,00 €	<input type="checkbox"/> 642,00 €	<input type="checkbox"/> 642,00 €
430 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 642,00 €	<input type="checkbox"/> 642,00 €	<input type="checkbox"/> 642,00 €
450 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 642,00 €	<input type="checkbox"/> 642,00 €	<input type="checkbox"/> 642,00 €
500 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 642,00 €	<input type="checkbox"/> 642,00 €	<input type="checkbox"/> 642,00 €
550 mm	<input type="checkbox"/> 674,00 €	<input type="checkbox"/> 674,00 €	<input type="checkbox"/> 674,00 €	<input type="checkbox"/> 674,00 €	<input type="checkbox"/> 674,00 €	<input type="checkbox"/> 1.316,00 €	<input type="checkbox"/> 1.316,00 €	<input type="checkbox"/> 1.316,00 €
600 mm	<input type="checkbox"/> 674,00 €	<input type="checkbox"/> 674,00 €	<input type="checkbox"/> 674,00 €	<input type="checkbox"/> 674,00 €	<input type="checkbox"/> 674,00 €	<input type="checkbox"/> 1.316,00 €	<input type="checkbox"/> 1.316,00 €	<input type="checkbox"/> 1.316,00 €

-  SB 550 - 600 mm nicht i.V. mit Sitzkissen Netti Uno
- ST 525 - 575 mm inklusiv Rahmenverlängerung
- SB 350 - 500 mm und ST 525 - 575 mm inklusiv Komfortplatte
- SB 550 - 600 mm und ST 525 - 575 mm inklusiv fester Sitzplatte
- SB 550 - 600 mm nicht i.V. mit Armlehnenpolster 385 x 58 mm

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sitzbreite Option

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7090	SB - Reduzierungspolster ⚠ reduziert die SB um 2 x 25 mm	D22149	148,00
<input type="checkbox"/> 7862	SB - Erweiterungskit um 12 mm je Seite ⚠ nur i.V. mit SB 350 - 450 mm nur i.V. mit Standardräder	D40501	676,00
<input type="checkbox"/> 7863	SB - Erweiterungskit um 12 mm je Seite ⚠ nur i.V. mit SB 350 - 450 mm nur i.V. mit TBB-Räder	D40502	676,00

02 Räder

Bereifung: PU - pannensicher mit Schaumfüllung / LU - Luftbereift / LW - Loopwheels mit integrierter Federung

SH (mm)	460	465	475	480	485	490	495	500	505	530
A	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>				
B		<input type="checkbox"/>								
C			<input type="checkbox"/>							
D				<input type="checkbox"/>						
E					<input type="checkbox"/>					
F						<input type="checkbox"/>				
G							<input type="checkbox"/>			
H								<input type="checkbox"/>		
I									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lenkrad	ø	Antriebsrad (Sitzhöhe in mm)							
		12" TBB PU	16" TBB PU	22x1 3/8" PU	24x1 3/8" PU	24x1 3/8" LU	24x1 3/8" PUHD	24x1" LW	26x1 3/8" PU
175x45 PU 7"		<input type="checkbox"/> D 388,00 €	<input type="checkbox"/> E 388,00 €	<input type="checkbox"/> B 150,00 €	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> A 68,00 €	<input type="checkbox"/> A 466,00 €	<input type="checkbox"/> A 2.194,00 €	<input type="checkbox"/> F 156,00 €
175x45 LU 7"		<input type="checkbox"/> D 478,00 €	<input type="checkbox"/> E 478,00 €	<input type="checkbox"/> B 240,00 €	<input type="checkbox"/> A 90,00 €	<input type="checkbox"/> A 158,00 €	<input type="checkbox"/> A 556,00 €	<input type="checkbox"/> A 2.284,00 €	<input type="checkbox"/> F 246,00 €
200x50 PU 8"		<input type="checkbox"/> H 478,00 €	<input type="checkbox"/> G 478,00 €	<input type="checkbox"/> C 240,00 €	<input type="checkbox"/> F 90,00 €	<input type="checkbox"/> F 158,00 €	<input type="checkbox"/> F 556,00 €	<input type="checkbox"/> F 2.284,00 €	<input type="checkbox"/> I 246,00 €

⚠ i.V. mit Komfortplatte verringert sich die Sitzhöhe um 15mm

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Räder Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	∅	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7842	Einhandantrieb links (Trommelbremse)  nur i.V. mit Trommelbremse nicht i.V. mit SB 550 - 600 mm	24x1 3/8"	D20831	1.908,00
<input type="checkbox"/> 7843	Einhandantrieb rechts (Trommelbremse)  nur i.V. mit Trommelbremse nicht i.V. mit SB 550 - 600 mm	24x1 3/8"	D20832	1.908,00
<input type="checkbox"/> 7148	<input checked="" type="checkbox"/> Einhandantrieb links  nicht i.V. mit Trommelbremse nicht i.V. mit SB 600 mm	24x1"	D20834	1.244,00
<input type="checkbox"/> 7149	Einhandantrieb rechts  nicht i.V. mit Trommelbremse nicht i.V. mit SB 600 mm	24x1"	D20836	1.244,00
<input type="checkbox"/> 7150	<input checked="" type="checkbox"/> Einhandantrieb links  nicht i.V. mit Trommelbremse nicht i.V. mit SB 600 mm	22x1"	D20837	1.244,00
<input type="checkbox"/> 7151	<input checked="" type="checkbox"/> Einhandantrieb rechts  nicht i.V. mit Trommelbremse nicht i.V. mit SB 600 mm	22x1"	D20838	1.244,00
<input type="checkbox"/> 7144	Hand- und Speichenschutz - Transparent, Paar  nicht i.V. mit Einhandantrieb nicht i.V. mit Loopwheels	22"/24"/26"	D22009	158,00
<input type="checkbox"/> 7145	<input checked="" type="checkbox"/> Greifreifenüberzüge, Paar	22"/24"/26"	D22013	128,00
<input type="checkbox"/> 7845	Abstandsstücke für Lenkräder  optimal i.V. mit Universalbeinstützen zum leichteren Trippeln bei Hemiplegie oder bei kontrakten Beinsituationen		D20664	180,00

04 Bremse

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
305	Kniehebelbremse mit 90 mm Hebel		
<input type="checkbox"/> 986	Bremshebelverlängerung + 60 mm - Länge 150 mm	D21029	90,00
<input type="checkbox"/> 7832	Bremshebelverlängerung + 160 mm - Länge 250 mm	D21031	102,00
<input type="checkbox"/> 706	Trommelbremse mit Steckachse	D21010	260,00
<input type="checkbox"/> 7834	Einhandbremse rechts  nur i.V. mit Trommelbremse	D27282	382,00
<input type="checkbox"/> 7833	Einhandbremse links  nur i.V. mit Trommelbremse	D27283	382,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05 Bezug

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7070	Easy Care Bezug	D21022	
7071	3D Bezug		

06 Kopfstützen

Meyra/Netti	Kopfstütze	Waagerechtes Kopfstützenrohr		
		150 mm	250 mm	380 mm
7040 / D20575	Netti A mit Seitenführung	<input type="checkbox"/> 238,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 328,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 340,00 €
7044 / D82566	Netti A mit Seitenführung/Stirnband	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 366,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 456,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 468,00 €
7041 / D20574	Netti B klein, oval	<input type="checkbox"/> 238,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 328,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 340,00 €
7042 / D20573	Netti C groß, rechteckig	<input type="checkbox"/> 238,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 328,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 340,00 €
7039 / D82746	Netti Dynamic C	<input type="checkbox"/> 1.350,00 €		
7043 / D20576	Netti D mit Komfortpolster, druckverteilend	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 304,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 394,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 406,00 €
7045 / D27575	Netti E mit justierbaren Seitenteilen	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 372,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 462,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 474,00 €
7046 / D27579	Netti E mit kurzer Seitenführung rechts	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 474,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 564,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 576,00 €
7047 / D27580	Netti E mit kurzer Seitenführung links	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 474,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 564,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 576,00 €
7048 / D27576	Netti F mit Kinnunterstützung	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 490,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 580,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 592,00 €
7049 / D45372	Savant inkl. Stirnband, Small, Höhe 130 mm	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 1.004,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 1.072,00 €	
7050 / D45374	Savant inkl. Stirnband, Normal, Höhe 150 mm	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 1.004,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 1.072,00 €	




⚠ Alle Kopfstützen inkl. einer Standard Vertikalstange Länge 350 mm
 Netti Dynamic Kopfstütze inkl. Aluminium Adapter
 Savant Kopfstützen nicht i.V. mit Autotransport

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Kopfstützen Optionen (Netti / Savant)

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7030	Vertikalstange für die Kopfstütze (Ges. 350 mm)		
<input type="checkbox"/> 7031	<input checked="" type="checkbox"/> S Vertikalstange für die Kopfstütze +150 mm (Ges. 500 mm)  i.V. mit dynamischer Kopfstütze nur im Sonderbau	D21054	90,00
<input type="checkbox"/> 7837	Kopfstützenstabilisator  nur i.V. mit SB 350 - 500 mm empfohlen bei Autotransport	D23017	292,00
<input type="checkbox"/> 7869	Kopfstützenstabilisator  nur i.V. mit SB 550 - 600 mm empfohlen bei Autotransport	D23023	348,00

Kopfstützen Optionen (Netti)

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7032	Kopfstützenadapter Aluminium	D82025	254,00
<input type="checkbox"/> 7055	Easycare Kopfstützenbezug abnehmbar/abwaschbar  nur i.V. mit Kopfstütze A, B oder C	D23012	90,00
<input type="checkbox"/> 7056	3D Kopfstützenbezug abnehmbar  nur i.V. mit Kopfstütze A, B oder C	D23013	90,00
<input type="checkbox"/> 7053	<input checked="" type="checkbox"/> S Extra Komfortpolsterungen für das Stirnband von Kopfstütze A	D82568	34,00
<input type="checkbox"/> 7054	<input checked="" type="checkbox"/> S Komfortkissen abnehmbar, Mars Bezug  nur i.V. mit Kopfstütze C	D23004	184,00
<input type="checkbox"/> 7057	<input checked="" type="checkbox"/> S Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband, Mars Bezug	D23015	242,00
<input type="checkbox"/> 7027	<input checked="" type="checkbox"/> S Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°  nur i.V. mit Netti Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D89558	980,00
<input type="checkbox"/> 7028	<input checked="" type="checkbox"/> S Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°  nur i.V. mit Netti Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D89559	980,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

S Kopfstützen Optionen (Savant)

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7052	Seitenführungen für Savant Kopfstütze Für extra laterale Unterstützung Für die oberen Arme der Kopfstütze ! nicht kompatibel mit dem Stirnband nur i.V. mit einer Savant-Kopfstütze	D45373	134,00
<input type="checkbox"/> 7025	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 60° ! nur i.V. mit Savant Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D45368	844,00
<input type="checkbox"/> 7026	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 90° ! nur i.V. mit Savant Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D45376	844,00

07 Rückeneinheit

Code	Kissenart	Anpassrücken (Klett)		Aluminium (fest)	
		RH 500 mm	RH 600 mm	RH 500 mm	RH 600 mm
7209 / Standard	Netti Smart (seitl. Führungspolster 120 mm)	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> S 332,00 €	<input type="checkbox"/> S 374,00 €	<input type="checkbox"/> S 784,00 €
7207 / D21023	Netti Stabil (seitl. Führungspolster 170 mm)	<input type="checkbox"/> S 560,00 €	<input type="checkbox"/> S 892,00 €	<input type="checkbox"/> S 934,00 €	<input type="checkbox"/> S 1.344,00 €
7210 / D21123	Netti Super Stabil (seitl. Führungspolster 170 mm, verstärkt)	<input type="checkbox"/> S 652,00 €	<input type="checkbox"/> S 984,00 €	<input type="checkbox"/> S 1.026,00 €	<input type="checkbox"/> S 1.436,00 €
7205 / D20630	Netti Kyphotic	<input type="checkbox"/> S 752,00 €			

! Netti Smart/Stabil/Super Stabil mit Bezug Easy Care oder 3D
Netti Kyphotic nur mit 3D/Mars Bezug

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Dynamic FREE Gaszylinder

Erlaubt bis zu 40° Bewegung des Oberkörpers nach hinten. Die normale Rückenkantelung kann in jeder gewünschten Position fest eingestellt werden indem die dynamische Bewegung gleichzeitig blockiert wird, was z.B. bei Transport und Positionierung erforderlich ist.


Gurt OHNE L M XS

A

CODE	EVOFLEX GURT	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7170	<input checked="" type="checkbox"/> A	200N	D82226	1.676,00
<input type="checkbox"/> 7171	<input checked="" type="checkbox"/> A	300N	D82227	1.676,00
<input type="checkbox"/> 7172	<input checked="" type="checkbox"/> A	400N	D82228	1.676,00
<input type="checkbox"/> 7173	<input checked="" type="checkbox"/> A	500N	D82229	1.676,00
<input type="checkbox"/> 7174	<input checked="" type="checkbox"/> A	600N	D82230	1.676,00
<input type="checkbox"/> 7175	<input checked="" type="checkbox"/> A	700N	D82231	1.676,00
<input type="checkbox"/> 7176	<input checked="" type="checkbox"/> A	800N	D82232	1.676,00
<input type="checkbox"/> 7177	<input checked="" type="checkbox"/> A	900N	D82233	1.676,00
<input type="checkbox"/> 7178	<input checked="" type="checkbox"/> A	1000N	D82234	1.676,00
<input type="checkbox"/> 7179	<input checked="" type="checkbox"/> A	1100N	D82235	1.676,00
<input type="checkbox"/> 7180	<input checked="" type="checkbox"/> A	1200N	D82236	1.676,00
<input type="checkbox"/> 7181	<input checked="" type="checkbox"/> A	1300N	D82237	1.676,00

 *inklusive Rahmenverlängerung
inklusive Bodypoint Evoflex Beckenstabilisator 2-Punkt Gurt*

Dynamic FREE Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7185	Rückenwinkelbegrenzer - von 116° - 134° begrenzbar  <i>nur i.V. mit Dynamic FREE Gaszylinder Montage durch den Fachhändler</i>	D87903	62,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Anpassrücken

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7117	Anpassbare Rückenbespannung mit Aussparung für Seitenpelotten ⚠ nur i.V. mit SB 350 - 500 mm	D44992	268,00
<input type="checkbox"/> 7805	Anpassbare Rückenbespannung mit Aussparung für Seitenpelotten ⚠ nur i.V. mit SB 550 - 600 mm	D44993	308,00

Rücken Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7121	Seitenpelotte Korrektur gepolstert Höhen- Seiten und Körperanpassbar, rechts ⚠ nur i.V. mit Netti Smart Rückenkissen	D27378	220,00
<input type="checkbox"/> 7122	Seitenpelotte Korrektur gepolstert Höhen- Seiten und Körperanpassbar, links ⚠ nur i.V. mit Netti Smart Rückenkissen	D27376	220,00
<input type="checkbox"/> 7114	<input checked="" type="checkbox"/> Laterale Unterstützung Stabil rechts ⚠ nur i.V. mit Netti Stabil, Netti Super Stabil oder Netti Kyphotic	D26843	250,00
<input type="checkbox"/> 7113	<input checked="" type="checkbox"/> Laterale Unterstützung Stabil links ⚠ nur i.V. mit Netti Stabil, Netti Super Stabil oder Netti Kyphotic	D26830	250,00
<input type="checkbox"/> 7115	<input checked="" type="checkbox"/> Polsterung für laterale Unterstützung Stabil, Paar	D27541	154,00
<input type="checkbox"/> 7130	Rückenkeil	D21084	186,00
<input type="checkbox"/> 7129	Lendenwirbelkissen, klettbar	D21042	186,00
<input type="checkbox"/> 7182	<input checked="" type="checkbox"/> Libertas: 15° Rückenbeweglichkeit 80N ⚠ inklusive Rahmenverlängerung nicht für Autotransport zugelassen	D82414	1.226,00
<input type="checkbox"/> 7183	<input checked="" type="checkbox"/> Libertas: 15° Rückenbeweglichkeit 120N ⚠ inklusive Rahmenverlängerung nicht für Autotransport zugelassen	D82415	1.226,00
<input type="checkbox"/> 7184	<input checked="" type="checkbox"/> Libertas: 15° Rückenbeweglichkeit 160N ⚠ inklusive Rahmenverlängerung nicht für Autotransport zugelassen	D82416	1.226,00

08 Ride System Rücken

Nutzen Sie für das Ride Rückensystem bitte den Ride System Bestellbogen

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 Rahmenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7127	Antikippstützen als Ankipphilfe verwendbar		
<input type="checkbox"/> 7146	Rahmenverlängerung, inkl. Bremsen auf dem unteren Rohr	D20824	304,00
<input type="checkbox"/> 7092	<input checked="" type="checkbox"/> Sitzkantelung-Begrenzungsschiene ⚠ keine negative Kantelung nach vorne nicht möglich bei 45° Kantelung	D21032	56,00
<input type="checkbox"/> 7861	Sitzkantelungssperre Tilt lock ⚠ zur stufenlosen Fixierung des Sitzwinkels nicht möglich bei 45° Kantelung	D43032	362,00
<input type="checkbox"/> 7876	45° Sitzkantelung -10° bis +35°, Sitzhöhe erhöht sich um 80 mm ⚠ inklusiv Rahmenverlängerung SB 350 - 500 mm inklusiv Komfortplatte SB 550 - 600 mm inklusiv fester Sitzplatte inklusive Lenkradadapter	D28000	1.424,00
<input type="checkbox"/> 7273	Rollstuhl-Befestigungskit für Autotransport	D41074	180,00
7804	<input checked="" type="checkbox"/> Schiebegriff 300 mm, höhenverstellbar und drehbar		
<input type="checkbox"/> 7860	Schiebegriff 500 mm, höhenverstellbar und drehbar	D21808	216,00
<input type="checkbox"/> 7126	Schiebebügel, winkel- und höheneinstellbar	D81740	382,00

Bedienung Sitzkantelung

Hebel SK Rechts Links

A

CODE	POSITION	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7864	<input checked="" type="checkbox"/> A	Auslösehebel Sitzkantelung Armlehnenposition	D21020	294,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Bedienung Rückenkantelung





Hebel RK Rechts Links




CODE	POSITION	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7865	<input checked="" type="checkbox"/> B	Auslösehebel Rückenkantelung Armlehnenposition	D21040	294,00

Beide Funktionen auf einer Seite, bieten wir als Sonderbaulösung an. Zusammen mit Free Rückenzyylinder D82226-D82237 nur als Sonderbau.

10 Sitzeinheit

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7193	Gleitsitz		
<input type="checkbox"/> 7194	Sitzplatte fest (mit Komfortloch bis SB 500mm)  nicht i.V. mit Gleitsitz	D21074	134,00
7206	Netti Uno Sitzkissen  nur i.V. mit SB 350 - 500 mm Bezug Easy Care oder 3D		
<input type="checkbox"/> 7898	<input checked="" type="checkbox"/> S Netti Sit Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzeinlage  Standard i.V. mit SB 550 - 600 mm Bezug Easy Care oder 3D		
<input type="checkbox"/> 7203	<input checked="" type="checkbox"/> S Netti Sit Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzeinlage  nur i.V. mit SB 350 - 500 mm Bezug Easy Care oder 3D	D21007	402,00
<input type="checkbox"/> 7208	<input checked="" type="checkbox"/> S Netti Sit °C Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem temperaturregulierendem 3D Bezug	D21017	560,00

Sitz Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7190	<input checked="" type="checkbox"/> S Abduktionskeil klein (B: 80 mm x L: 140 mm x H: 80 mm)	D27490	266,00
<input type="checkbox"/> 7191	Abduktionskeil mittel (B: 110 mm x L: 150 mm x H: 80 mm)	D27491	266,00
<input type="checkbox"/> 7192	<input checked="" type="checkbox"/> S Abduktionskeil groß (B: 140 mm x L: 170 mm x H: 80 mm)	D27492	266,00
<input type="checkbox"/> 7204	Netti Dry Inkontinenz-Überbezug für Sitzkissen  nicht i.V. mit Ride Java Kissen oder Ride Forward	D21048	240,00

<input type="checkbox"/>	Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an	<input checked="" type="checkbox"/> S	SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage		
<input type="checkbox"/>	Standard-Ausführung:	Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.		D20830	212,00
				D20830	424,00

11 Ride System Sitz

Nutzen Sie für das Ride Sitzsystem bitte den Ride System Bestellbogen

12 Beinstützen

CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	KENNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 91	320-680 mm	Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit automatischem Beinlängenausgleich Höhen- und tiefenverstellbare Wadenplatten Höhen- und winkelverstellbare Fußplatten	A	D21111	134,00
<input type="checkbox"/> 7081	<input checked="" type="checkbox"/> S 360-500 mm	Universalbeinstützen mit Kniewinkeleinstellung einstellbar unter 90° für kontrakte Beinsituationen bei Kantelung der Sitzeinheit im Schiebemodus	B	D24006	134,00
7811	360-640 mm	Netti Grandis winkelregulierbare Beinstütze	C		
<input type="checkbox"/> 7818		Netti Grandis Amputationsbeinstütze links Netti Grandis Beinstütze rechts	D	D88611	512,00
<input type="checkbox"/> 7819		Netti Grandis Amputationsbeinstütze rechts Netti Grandis Beinstütze links	D	D88610	512,00
<input type="checkbox"/> 7818/7819		Netti Grandis Amputationsbeinstütze links Netti Grandis Amputationsbeinstütze rechts	D	D88610/111.024,00	
⚠ nur i.V. mit Rahmenverlängerung					
<input type="checkbox"/> 7820	380-550 mm	Netti Grandis feste Beinstütze	E	D88612	134,00

Netti Dynamic Beinstützen

Netti Dynamic (Kennung F)	winkelregulierbare Beinstützen inkl. Wadenplatten und Fußbrett - 100 N	
	USL 450-550 mm	USL 350-450 mm
gleiche Oberschenkel­längen	<input type="checkbox"/> 3.682,00 €	<input type="checkbox"/> 3.682,00 €
unters. Oberschenkel­längen	<input type="checkbox"/> 3.984,00 €	<input type="checkbox"/> 3.984,00 €

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Beinstützen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	TYP	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7080	Hebel statt Sterngriff für einfache Winkeleinstellung ! nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen oder Dynamic Beinstützen	A-F	D88211	92,00
<input type="checkbox"/> 7082 S	Tiefenverstellbares Scharnier für Fussplatten (50 mm insgesamt) ! vormontiert nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen oder Universalbeinstützen	A-B	D80087	502,00
<input type="checkbox"/> 7806	Gasdruckfeder für die Winkeleinstellung ! nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen	A	D21008	988,00
<input type="checkbox"/> 7813	Winkelbegrenzer ! ermöglicht Begrenzung nach oben nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen	C	D88604	66,00
<input type="checkbox"/> 7814	Fußfixationsband, Paar inkl. Montagesatz ! nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen	C	D88014	240,00
<input type="checkbox"/> 7821	Verstärktes automatisches Fussbrettsschloss ! Durch die Montage ist das Fussbrett nicht winkeleinstellbar nur i.V. mit Netti Dynamic Beinstütze nicht i.V. mit unterschiedlichen Oberschenkelängen	F	D45245	582,00
<input type="checkbox"/> 7814	Fussfixationsband ! nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen		D88014	240,00
<input type="checkbox"/> 7810	Wadenplatte nach hinten abklappbar, Paar		D24000	188,00

S Bodypoint Fußgelenkriemen

CODE	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	EINSTELLBAR	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7226	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	S	170-200 mm	D44863	240,00
<input type="checkbox"/> 7227	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	M	190-230 mm	D44864	226,00
<input type="checkbox"/> 7228	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	L	220-290 mm	D44865	254,00
<input type="checkbox"/> 7233	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	XL	280-330 mm	D44904	276,00
<input type="checkbox"/> 7940	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS	S	170-200 mm	D88863	332,00
<input type="checkbox"/> 7941	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS	M	190-230 mm	D88864	332,00
<input type="checkbox"/> 7942	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS	L	220-290 mm	D88865	342,00
<input type="checkbox"/> 7943	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS	XL	280-330 mm	D88866	366,00
<input type="checkbox"/> 7234	Bodypoint Wadenband	M	410 mm	D86900	184,00
<input type="checkbox"/> 7235	Bodypoint Wadenband	L	450 mm	D86901	184,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus. D21293 90,00

Beinstützen Polster

CODE	BEZEICHNUNG	TYP	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7100	<input checked="" type="checkbox"/> Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug ⚠ nur i.V. mit winkelregulierbare Beinstützen	A-C	D21745	56,00
<input type="checkbox"/> 7101	<input checked="" type="checkbox"/> Wadenplattenpolster extraweich - Paar ⚠ Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls nur i.V. mit winkelregulierbare Beinstützen oder Dynamic Beinstützen	A-F	D41617	216,00
<input type="checkbox"/> 7831	Wadenplattenpolster extraweich - Paar ⚠ Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen	C	D88602	216,00
<input type="checkbox"/> 7102	<input checked="" type="checkbox"/> Fußplattenpolsterung - Paar - Skai Bezug ⚠ nicht i.V. mit Universal-, Grandis- oder Dynamic Beinstütze	A	D28453	304,00
<input type="checkbox"/> 7823	Kniepolster für den oberen Unterschenkel ⚠ Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen	C	D88607	118,00

Fußbrett/Fußkasten

CODE	BEZEICHNUNG	TYP	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7808	Durchgehendes Fussbrett ⚠ nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen oder Universalbeinstützen	A-B	D21044	326,00
<input type="checkbox"/> 7815	Durchgehendes Fussbrett - hochklappbar und verriegelbar ⚠ nur i.V. mit Netti Grandis Beinstützen	C-E	D88603	392,00
<input type="checkbox"/> 7809	Fusskasten, gepolstert ⚠ nicht i.V. mit Autotransport nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen oder Universalbeinstützen	A-B	D21041	518,00
<input type="checkbox"/> 7816	Fusskasten, gepolstert ⚠ nur i.V. mit Netti Grandis Beinstützen	C-E	D88605	736,00

Beinstützen Abduktion

CODE	BEZEICHNUNG	TYP	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7807	Extra Abduktion bei Beinstützen (+50 mm) ⚠ nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen, Universalbeinstützen oder Dynamic Beinstützen nicht möglich bei SB 430 mm eingeschränkte Wadenplatteneinstellung	A-B-F	D21081	430,00
<input type="checkbox"/> 7812	Extra Abduktion bei Beinstützen (+50 mm) ⚠ nicht möglich bei SB 430 mm nur i.V. mit Grandis Beinstützen eingeschränkte Wadenplatteneinstellung	C-E	D88608	424,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

13 Armlehnen

Meyra / Netti	Armlehne	Armlehnen		Komplettpolster
		Polster Standard	Polster extraweich	20mm Skai Polster
Standard SB 350-500 mm	385 x 58 mm H395 mm		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 114,00 €	
Standard SB 550-600 mm	420 x 80 mm H395 mm SB 550-600 mm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 140,00 €	
7062 / D21077	420 x 80 mm H395 mm SB 350-500 mm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 128,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 268,00 €	
7872 / D80735	420 x 80 mm H395 mm verstärkt Alu	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 774,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 914,00 €	
7857 / D21078	445 x 70 mm H395 mm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 128,00 €		
7856 / D21079	525 x 80 mm H395 mm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 128,00 €		
7859 / D21927	525 x 80 mm H395 mm abgewinkelt	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 168,00 €		
7854 / D89710	450x100 mm H395 mm			<input type="checkbox"/> 616,00 €
7853 / D89711	450x100 mm H445 mm			<input type="checkbox"/> 668,00 €
7852 / D89712	450x100 mm H500 mm			<input type="checkbox"/> 724,00 €

⚠ Polster extraweich nicht i.V. mit Therapietisch (verstärkt, abschwenkbar oder verriegelbar)
 Skai Polster kann nur mit verstärkten Tisch Code 7240 bis SB 450 mm kombiniert werden
 Skai Polster in SB 500 mm nur mit Tisch im Sonderbau kombinierbar

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.


S Armlehnenpolster Option

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7063	Hemiplegie-Armlagerungskissen, Stück	D23003	222,00
<input type="checkbox"/> 7064	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, links ⚠ nicht möglich mit Therapietisch	D22185	334,00
<input type="checkbox"/> 7065	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, rechts ⚠ nicht möglich mit Therapietisch	D22186	334,00
<input type="checkbox"/> 7855	Führungrohrverlängerung der Armlehne + 100 mm (Länge 495 mm)	D21015	428,00
<input type="checkbox"/> 7871	Verstärkte Armlehnenhalterung ⚠ nicht i.V. mit Sitzbreitenerweiterung nicht i.V. mit SB 350 - 380 mm	D29398	288,00



14 **S** Therapietische

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7243	Therapietisch, standard (SB 350 - 500 mm) ⚠ nur i.V. mit SB 350 - 500 mm bei SB 500 mm nur i.V. mit Standard Armlehnenpolster 385x58 mm	D21059	184,00
<input type="checkbox"/> 7826	Therapietisch, standard (SB 550 - 600 mm) ⚠ nur i.V. mit SB 550 - 600 mm bei SB 500 mm nicht i.V. mit Standard Armlehnenpolster 385x58 mm	D21063	270,00
<input type="checkbox"/> 7240	Therapietisch, verstärkt ⚠ nur i.V. mit SB 350 - 500 mm bei SB 500 mm nur i.V. mit Standard Armlehnenpolster 385x58 mm	D21050	402,00
<input type="checkbox"/> 7241	Therapietisch, abschwenkbar ⚠ nur i.V. mit SB 350 - 500 mm bei SB 500 mm nur i.V. mit Standard Armlehnenpolster 385x58 mm	D24001	274,00
<input type="checkbox"/> 7242	Therapietisch, verriegelbar ⚠ nur i.V. mit SB 350 - 500 mm bei SB 500 mm nur i.V. mit Standard Armlehnenpolster 385x58 mm	D24002	274,00
<input type="checkbox"/> 7231	Polsterung für Therapietischplatte	D21052	128,00
<input type="checkbox"/> 7846	Gepolsterte Halbtisch Armlehne, links	D23006	406,00
<input type="checkbox"/> 7847	Gepolsterte Halbtisch Armlehne, rechts	D23005	406,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**15 Diverses Zubehör**

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7824	Klinikkit  Werkzeug und Rändelschrauben statt Inbusschrauben für winkelregulierbare Beinstützen	D21087	122,00
<input type="checkbox"/> 7272	<input checked="" type="checkbox"/> Werkzeug Kit	D21239	102,00
<input type="checkbox"/> 7271	Infusionsständer (Montage am Rücken-Querrohr)	D41987	336,00

Sauerstoff- und Beatmungsversorgungen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7873	Universalgerätehalter (Max. Belastung 10kg)  inklusiv Rahmenverlängerung	D21186	1.908,00
<input type="checkbox"/> 7874	2. Trägerebene für Universalgerätehalter  nur i.V. mit Universalgerätehalter	D21187	506,00
<input type="checkbox"/> 7875	Extra Fixationswinkel für Zusatzgeräte (4 Stück)	D42900	266,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Gurte und Zubehör für den Sitz

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7314	<input checked="" type="checkbox"/> Universal Gurtbefestigungsset - Sitz	D86282	112,00
<input type="checkbox"/> 7300	Hüftgurt mit Autoverriegelung, gepolstert	D20845	122,00
<input type="checkbox"/> 7237	<input checked="" type="checkbox"/> Abduktionsgurt (SB 350-600 mm)	D60001	560,00
<input type="checkbox"/> 7215	<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsschutzkappe <input type="checkbox"/> für Bodypoint 2-Punkt Beckenstabilisator, Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt und Bodypoint 4-Punkt Beckenstabilisator	D45040	66,00
<input checked="" type="checkbox"/> S	Bodypoint 2-Punkt Beckenstabilisator EVOFLEX inkl. Befestigung		
<input type="checkbox"/> 7216	XS / Länge Gurtpolsterung 380 mm	D86902	286,00
<input type="checkbox"/> 7217	M / Länge Gurtpolsterung 460 mm	D86891	286,00
<input type="checkbox"/> 7301	L / Länge Gurtpolsterung 620 mm	D86892	286,00
<input checked="" type="checkbox"/> S	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt inkl. Befestigung		
<input type="checkbox"/> 7302	XS / Länge Gurtpolsterung 360 mm	D45273	256,00
<input type="checkbox"/> 7303	S / Länge Gurtpolsterung 400 mm	D45274	256,00
<input type="checkbox"/> 7304	M / Länge Gurtpolsterung 460 mm	D45275	256,00
<input checked="" type="checkbox"/> S	Bodypoint 4-Punkt Beckenstabilisator inkl. Befestigung		
<input type="checkbox"/> 7305	XS / Länge Gurtpolsterung 360 mm	D86889	430,00
<input type="checkbox"/> 7306	M / Länge Gurtpolsterung 460 mm	D86893	430,00
<input type="checkbox"/> 7307	L / Länge Gurtpolsterung 620 mm	D86894	430,00
<input checked="" type="checkbox"/> S	Bodypoint - Elastisches Universalband		
<input type="checkbox"/> 7218	S / Höhe 80 mm / Länge 1420 mm	D45084	194,00
<input type="checkbox"/> 7308	L / Höhe 110 mm / Länge 1420 mm	D45085	194,00
<input type="checkbox"/> 7309	XL / Höhe 150 mm / Länge 1420 mm <input type="checkbox"/> Länge der Bodypoint Universalbänder kann gekürzt werden	D45086	194,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

17 Gurte und Zubehör für den Rücken

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7310	S H-Gurt Adapter Kit i empfohlen für alle Oberkörpergurtsysteme	D86890	282,00
<input type="checkbox"/> 589	S H-Gurt, gepolstert mit Verschluss	D20881	258,00
<input type="checkbox"/> 7311	S Brust-Schulter Gurt	D41645	198,00
	S Bodypoint Stayflex Brust-Gurt ohne Reissverschluss		
<input type="checkbox"/> 7219	XS / Schulterbreite 240 - 280 mm	D89805	278,00
<input type="checkbox"/> 7220	S / Schulterbreite 280 - 330 mm	D89898	278,00
<input type="checkbox"/> 7221	M / Schulterbreite 330 - 410 mm	D86895	278,00
<input type="checkbox"/> 7312	L / Schulterbreite 410 - 480 mm	D86896	278,00
	S Bodypoint Pivofit Brust-Gurt		
<input type="checkbox"/> 7223	XS / Schulterbreite 240 - 280 mm	D89802	278,00
<input type="checkbox"/> 7224	S / Schulterbreite 280 - 330 mm	D89803	278,00
<input type="checkbox"/> 7225	M / Schulterbreite 330 - 410 mm	D86898	278,00
<input type="checkbox"/> 7313	L / Schulterbreite 410 - 480 mm	D86899	278,00

18 Decon Antriebssysteme

Nutzen Sie für die Decon Antriebssysteme bitte die Decon E-Drive und Decon E-Move Bestellbögen

i Bitte beachten Sie auch, dass die Kombination von Decon Antriebssysteme mit einem Stuhl inkl. dynamischer Rückeneinheit eine Halterung der Batterie im Sonderbau erfordert
Gerne senden Sie uns hierzu Ihre Anfrage

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsdag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift