

Netti III XHD

1.295


HMV: Sonderbau

 **Zugelassenes Benutzergewicht**

200 kg

160 kg bei Autotransport





Inspire joy of life

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Der Netti III XHD ist ein äusserst stabiler und flexibler Rollstuhl, der für seine sehr hohe Qualität und Haltbarkeit bekannt ist
- Lange Lebensdauer
- 5 Jahre Garantie auf den Rahmen

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Verstärkte Rahmenkonstruktion mit doppelter Gasdruckfeder für sowohl Rücken als Sitz
- Rücken- und Sitzkantelung stufenlos einstellbar
- Verstärkte Elemente wie zB Rückenteilhalter, Kopfstützenstabilisator, Räder und Sitzplatte
- Netti Stabil und Netti Sit Kissen

EINSATZBEREICH

- Der Netti III XHD lässt sich leicht an den individuellen Benutzer anpassen
- Für Nutzer mit einem hohen Nutzergewicht
- In den Sitzbreiten 500 bis 600 mm erhältlich (als Option minus 50 mm)
- Bis Nutzergewicht 200 kg zugelassen

○ BESTELLUNG

○ KOSTENVORANSCHLAG

○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 0800 888 4568

Kundenservice: 0800 888 4560

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.: | |
| Lieferanschrift: | |
| Kommission / Bemerkungen: | |
| Bestellmenge: | Sitz bei Autotransport: |

Netti®

HMV: Sonderbau



Preis GM Sonderbau

8.076,00 €



Grundausstattung

- Sitztiefe 475 mm
- Schiebegriffe 300 mm
- Antikippstützen nach oben drehbar
- Kniehebelbremsen
- Rückenkissen Netti Stabil mit 3D Bezug
- Rückenhöhe 500 mm
- Sitzkissen Netti Sit mit Inkontinenzbezug unter dem 3D Bezug
- Verstärkte Sitzplatte

- Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen
- Abnehmbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen
- Armlehnenpolster 420 x 80 mm
- Verstärkte Armlehnenhalterung
- Antriebsräder 24 x 1 3/8" HD Flexel
- Verstärkte Gabeln mit Lenkräder 8" - 200 x 50 PU Schaum
- Kopfstützenstabilisator



Zugelassenes Benutzergewicht

200 kg

160 kg bei Autotransport



Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden

Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Gültig vom 01.01.2022 - 31.12.2022.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



Technische Daten

| | |
|---|--|
| Sitzbreiten in mm | 500 / 550 / 600 |
| Optionale Sitzbreitenflexibilität in mm | 2 x -25 |
| Sitztiefe in mm | 400 / 425 / 450 / 475 / 500 |
| Rückenhöhe in mm | 500 - 600 |
| Sitzhöhen gemessen bis Sitzplatte in mm | 475 - 485 |
| Max. Nutzergewicht | 200 |
| Max. Nutzergewicht für Autotransport | 160 |
| Sitzwinkel | -9° - +16° mit doppelter Gasdruckfeder |
| Rückenwinkel | 86° - 133° mit doppelter Gasdruckfeder |
| Zusätzliche Breite zur SB mit Standardräder in mm | +240 (Std. Räder/TBB-Räder) / +210 (12" TBB-Räder) |
| Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen in mm | 360 - 640 |
| Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) in mm | min. 185 / max. 325 |
| Gesamthöhe in mm | 1050 |
| Länge mit Beinstützen in mm | 1020 |
| Rahmenfarbe | Silber |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite/Sitztiefe

| Sitzbreite | Sitztiefe | | | | |
|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 400 mm | 425 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm |
| 500 mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 550 mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 600 mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Sitzbreite Option

| CODE | BEZEICHNUNG | Netti | EUR € |
|-------------------------------|--|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> 7090 | SB - Reduzierungspolster ! reduziert die SB um 2 x 25 mm | D22149 | 148,00 |

02 Räder

| CODE | BEZEICHNUNG | ∅ | Netti | EUR € |
|-------------------------------|---|-----------|--------|--------|
| 7140 | Antriebsrad HD Flexel | 24x1 3/8" | | |
| <input type="checkbox"/> 7142 | Antriebsrad TBB Flexel ohne Kniehebelbremse ! inklusiv Rahmenverlängerung | 12 1/2" | X21035 | 388,00 |
| 7844 | Lenkräder PU Schaum mit verstärkter Gabel | 8" | | |

04 Bremse

| CODE | BEZEICHNUNG | Netti | EUR € |
|-------------------------------|--|--------|--------|
| 305 | Kniehebelbremse mit 90 mm Hebel | | |
| <input type="checkbox"/> 986 | Bremshebelverlängerung + 60 mm - Länge 150 mm | D21029 | 90,00 |
| <input type="checkbox"/> 7832 | Bremshebelverlängerung + 160 mm - Länge 250 mm | D21031 | 102,00 |
| <input type="checkbox"/> 706 | Trommelbremse mit Steckachse | D21010 | 260,00 |

05 Bezug

| CODE | BEZEICHNUNG | Netti | EUR € |
|-------------------------------|-----------------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> 7070 | Easy Care Bezug | X21022 | 334,00 |
| 7071 | 3D Bezug | | |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

06 Kopfstützen

| Meyra/Netti | Kopfstütze | Waagerechtes Kopfstützenrohr | | |
|---------------|---|---|---|---|
| | | 150 mm | 250 mm | 380 mm |
| 7040 / D20575 | Netti A mit Seitenführung | <input type="checkbox"/> 238,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> 328,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> 340,00 € |
| 7044 / D82566 | Netti A mit Seitenführung/Stirnband | <input checked="" type="checkbox"/> 366,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> 456,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> 468,00 € |
| 7041 / D20574 | Netti B klein, oval | <input type="checkbox"/> 238,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> 328,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> 340,00 € |
| 7042 / D20573 | Netti C groß, rechteckig | <input type="checkbox"/> 238,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> 328,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> 340,00 € |
| 7043 / D20576 | Netti D mit Komfortpolster, druckverteilend | <input checked="" type="checkbox"/> 304,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> 394,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> 406,00 € |
| 7045 / D27575 | Netti E mit justierbaren Seitenteilen | <input checked="" type="checkbox"/> 372,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> 462,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> 474,00 € |
| 7046 / D27579 | Netti E mit kurzer Seitenführung rechts | <input checked="" type="checkbox"/> 474,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> 564,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> 576,00 € |
| 7047 / D27580 | Netti E mit kurzer Seitenführung links | <input checked="" type="checkbox"/> 474,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> 564,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> 576,00 € |
| 7048 / D27576 | Netti F mit Kinnunterstützung | <input checked="" type="checkbox"/> 490,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> 580,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> 592,00 € |
| 7049 / D45372 | Savant inkl. Stirnband, Small, Höhe 130 mm | <input checked="" type="checkbox"/> 1.004,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> 1.072,00 € | |
| 7050 / D45374 | Savant inkl. Stirnband, Normal, Höhe 150 mm | <input checked="" type="checkbox"/> 1.004,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> 1.072,00 € | |

! Alle Kopfstützen inkl. einer Standard Vertikalstange Länge 350 mm
Savant Kopfstützen nicht i.V. mit Autotransport

Kopfstützen Optionen (Netti / Savant)





| CODE | BEZEICHNUNG | Netti | EUR € |
|---|---|--------|-------|
| <input type="checkbox"/> 7030 | Vertikalstange für die Kopfstütze (Ges. 350 mm) | | |
| <input type="checkbox"/> 7031 <input checked="" type="checkbox"/> | Vertikalstange für die Kopfstütze +150 mm (Ges. 500 mm) | D21054 | 90,00 |
| 7837 | Kopfstützenstabilisator | | |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Kopfstützen Optionen (Netti)




| CODE | BEZEICHNUNG | Netti | EUR € |
|-------------------------------|--|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> 7055 | Kopfstützenbezug abnehmbar/abwaschbar  nur i.V. mit Kopfstütze A, B oder C | D23012 | 90,00 |
| <input type="checkbox"/> 7056 | 3D Kopfstützenbezug abnehmbar  nur i.V. mit Kopfstütze A, B oder C | D23013 | 90,00 |
| <input type="checkbox"/> 7053 | <input checked="" type="checkbox"/> S Extra Komfortpolsterungen für das Stirnband von Kopfstütze A | D82568 | 34,00 |
| <input type="checkbox"/> 7054 | <input checked="" type="checkbox"/> S Komfortkissen abnehmbar, Mars Bezug  nur i.V. mit Kopfstütze C | D23004 | 184,00 |
| <input type="checkbox"/> 7057 | <input checked="" type="checkbox"/> S Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband, Mars Bezug | D23015 | 242,00 |
| <input type="checkbox"/> 7027 | <input checked="" type="checkbox"/> S Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°  nur i.V. mit Netti Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen | D89558 | 980,00 |
| <input type="checkbox"/> 7028 | <input checked="" type="checkbox"/> S Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°  nur i.V. mit Netti Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen | D89559 | 980,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

S Kopfstützen Optionen (Savant)



| CODE | BEZEICHNUNG | Netti | EUR € |
|-------------------------------|---|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> 7052 | Seitenführungen für Savant Kopfstütze Für extra laterale Unterstützung Für die oberen Arme der Kopfstütze  nicht kompatibel mit dem Stirnband nur i.V. mit einer Savant-Kopfstütze | D45373 | 134,00 |
| <input type="checkbox"/> 7025 | Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°  nur i.V. mit Savant Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen | D45368 | 844,00 |
| <input type="checkbox"/> 7026 | Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°  nur i.V. mit Savant Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen | D45376 | 844,00 |

07 Rückeneinheit

| Code | Kissenart | Anpassrücken (Klett) | | Aluminium (fest) | |
|-----------------|---|--|--|--|--|
| | | RH 500 mm | RH 600 mm | RH 500 mm | RH 600 mm |
| 7207 / Standard | Netti Stabil (seitl. Führungspolster 170 mm) | <input checked="" type="checkbox"/> S | <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> |
| | | | 332,00 € | 374,00 € | 784,00 € |
| 7210 / D21123 | Netti Super Stabil (seitl. Führungspolster 170 mm, verstärkt) | <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> |
| | | 652,00 € | 984,00 € | 1.026,00 € | 1.436,00 € |

 Netti Stabil/Super Stabil mit Bezug Easy Care oder 3D

Anpassrücken

| CODE | BEZEICHNUNG | Netti | EUR € |
|-------------------------------|---|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> 7117 | Anpassbare Rückenbespannung mit Aussparung für Seitenpelotten  nur i.V. mit SB 350 - 500 mm | D44992 | 268,00 |
| <input type="checkbox"/> 7805 | Anpassbare Rückenbespannung mit Aussparung für Seitenpelotten  nur i.V. mit SB 550 - 600 mm | D44993 | 308,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rücken Optionen

| CODE | BEZEICHNUNG | Netti | EUR € |
|-------------------------------|--|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> 7114 | <input checked="" type="checkbox"/> Laterale Unterstützung Stabil rechts | D26843 | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> 7113 | <input checked="" type="checkbox"/> Laterale Unterstützung Stabil links | D26830 | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> 7115 | <input checked="" type="checkbox"/> Polsterung für laterale Unterstützung Stabil, Paar | D27541 | 154,00 |
| <input type="checkbox"/> 7130 | Rückenkeil | D21084 | 186,00 |
| <input type="checkbox"/> 7129 | Lendenwirbelkissen, klettbar | D21042 | 186,00 |

08 Rahmenoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | Netti | EUR € |
|-------------------------------|---|--------|--------|
| 7127 | Antikippstützen als Ankipphilfe verwendbar | | |
| <input type="checkbox"/> 7146 | Rahmenverlängerung, inkl. Bremsen auf dem unteren Rohr | D20824 | 304,00 |
| <input type="checkbox"/> 7273 | Rollstuhl-Befestigungskit für Autotransport | D41074 | 180,00 |
| 7804 | <input checked="" type="checkbox"/> Schiebegriff 300 mm, höhenverstellbar und drehbar | | |
| <input type="checkbox"/> 7860 | Schiebegriff 500 mm, höhenverstellbar und drehbar | D21808 | 216,00 |
| <input type="checkbox"/> 7126 | Schiebebügel, winkel- und höheneinstellbar | D81740 | 382,00 |

09 Sitzeinheit

| CODE | BEZEICHNUNG | Netti | HMV-Nr. | EUR € |
|-------------------------------|--|--------|---------------|--------|
| 7203 | <input checked="" type="checkbox"/> Netti Sit Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem temperaturregulierendem 3D Bezug | | 18.99.99.0399 | |
| <input type="checkbox"/> 7208 | <input checked="" type="checkbox"/> Netti Sit °C Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem temperaturregulierendem 3D Bezug | D21017 | 18.99.99.0399 | 560,00 |

Sitz Optionen

| CODE | BEZEICHNUNG | Netti | EUR € |
|-------------------------------|--|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> 7190 | <input checked="" type="checkbox"/> Abduktionskeil klein (B: 80 mm x L: 140 mm x H: 80 mm) | D27490 | 266,00 |
| <input type="checkbox"/> 7191 | Abduktionskeil mittel (B: 110 mm x L: 150 mm x H: 80 mm) | D27491 | 266,00 |
| <input type="checkbox"/> 7192 | <input checked="" type="checkbox"/> Abduktionskeil groß (B: 140 mm x L: 170 mm x H: 80 mm) | D27492 | 266,00 |
| <input type="checkbox"/> 7204 | Netti Dry Inkontinenz-Überbezug für Sitzkissen | D21048 | 240,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Beinstützen

| CODE | USL (mm) | BEZEICHNUNG | KENNUNG | Netti | EUR € |
|--|------------|---|---------|-------------------|--------|
| 7811 | 360-640 mm | Netti Grandis winkelregulierbare Beinstütze | C | | |
| <input type="checkbox"/> 7818 | | Netti Grandis Amputationsbeinstütze links Netti Grandis Beinstütze rechts | D | D88610 | 512,00 |
| <input type="checkbox"/> 7819 | | Netti Grandis Amputationsbeinstütze rechts Netti Grandis Beinstütze links | D | D88611 | 512,00 |
| <input type="checkbox"/> 7819/7818 | | Netti Grandis Amputationsbeinstütze links Netti Grandis Amputationsbeinstütze rechts | D | D88610/111.024,00 | |
| ! nur i.V. mit Rahmenverlängerung | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 7820 | 380-550 mm | Netti Grandis feste Beinstütze | E | D88612 | 134,00 |

Netti Dynamic Beinstützen

| Netti Dynamic (Kennung F) | winkelregulierbare Beinstützen inkl. Wadenplatten und Fußbrett - 100 N | |
|-----------------------------|--|--|
| | USL 450-550 mm | USL 350-450 mm |
| gleiche Oberschenkel­längen | <input type="checkbox"/> 3.682,00 € | <input type="checkbox"/> 3.682,00 € |
| unters. Oberschenkel­längen | <input type="checkbox"/> 3.984,00 € | <input type="checkbox"/> 3.984,00 € |

Beinstützen Optionen

| CODE | BEZEICHNUNG | TYP | Netti | EUR € |
|-------------------------------|--|-----|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> 7813 | Winkelbegrenzer ! ermöglicht Begrenzung nach oben nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen | C | D88604 | 66,00 |
| <input type="checkbox"/> 7814 | Fußfixationsband, Paar inkl. Montagesatz ! nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen | C | D88014 | 240,00 |
| <input type="checkbox"/> 7821 | Verstärktes automatisches Fußbrettschloss ! Durch die Montage ist das Fußbrett nicht winkleinstellbar nur i.V. mit Netti Dynamic Beinstütze nicht i.V. mit unterschiedlichen Oberschenkel­längen | F | D45245 | 582,00 |
| <input type="checkbox"/> 7814 | Fußfixationsband ! nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen | | D88014 | 240,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Beinstützen Polster

| CODE | BEZEICHNUNG | TYP | Netti | EUR € |
|-------------------------------|---|-----|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> 7823 | Kniepolster für den oberen Unterschenkel ⚠ Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen | C | D88607 | 118,00 |
| <input type="checkbox"/> 7100 | Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug ⚠ nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen | C-F | D21745 | 56,00 |
| <input type="checkbox"/> 7101 | Wadenplattenpolster extraweich ⚠ Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls für SB 550 - 600 nur 3D möglich | F | D41617 | 216,00 |
| <input type="checkbox"/> 7831 | Wadenplattenpolster extraweich - Paar ⚠ Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen | C | D88602 | 216,00 |

Fußbrett/Fußkasten

| CODE | BEZEICHNUNG | TYP | Netti | EUR € |
|-------------------------------|---|-----|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> 7815 | Durchgehendes Fußbrett - hochklappbar und verriegelbar ⚠ nur i.V. mit Netti Grandis Beinstützen | C-E | D88603 | 392,00 |
| <input type="checkbox"/> 7816 | Fußkasten, gepolstert ⚠ nur i.V. mit Netti Grandis Beinstützen | C-E | D88605 | 736,00 |

Beinstützen Abduktion

| CODE | BEZEICHNUNG | TYP | Netti | EUR € |
|-------------------------------|--|-----|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> 7807 | Extra Abduktion bei Beinstützen (+50 mm) ⚠ nur i.V. mit Dynamic Beinstützen nicht i.V. mit SB 600 mm eingeschränkte Wadenplatteneinstellung | F | D21081 | 430,00 |
| <input type="checkbox"/> 7812 | Extra Abduktion bei Beinstützen (+50 mm) ⚠ nur i.V. mit Grandis Beinstützen bei SB 600 mm nur i.V. mit Fußbrett eingeschränkte Wadenplatteneinstellung | C-E | D88608 | 424,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Bodypoint Fußgelenkriemen

| CODE | BEZEICHNUNG | GRÖSSE | EINSTELLBAR | Netti | EUR € |
|-------------------------------|--|--------|-------------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> 7226 | Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert | S | 170-200 mm | D44863 | 240,00 |
| <input type="checkbox"/> 7227 | Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert | M | 190-230 mm | D44864 | 240,00 |
| <input type="checkbox"/> 7228 | Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert | L | 220-290 mm | D44865 | 254,00 |
| <input type="checkbox"/> 7233 | Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert | XL | 280-330 mm | D44904 | 276,00 |
| <input type="checkbox"/> 7940 | Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS | S | 170-200 mm | D88863 | 332,00 |
| <input type="checkbox"/> 7941 | Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS | M | 190-230 mm | D88864 | 332,00 |
| <input type="checkbox"/> 7942 | Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS | L | 220-290 mm | D88865 | 342,00 |
| <input type="checkbox"/> 7943 | Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS | XL | 280-330 mm | D88866 | 366,00 |

Bodypoint Wadenbänder

| CODE | BEZEICHNUNG | GRÖSSE | LÄNGE | Netti | EUR € |
|-------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> 7234 | Bodypoint Wadenband | M | 410 mm | D86900 | 184,00 |
| <input type="checkbox"/> 7235 | Bodypoint Wadenband | L | 450 mm | D86901 | 184,00 |
| <input type="checkbox"/> 7817 | Wadenband, gepolstert | | | D21293 | 90,00 |

11 Armlehnen

| Meyra / Netti | Armlehne | Armlehnen | |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| | | Polster Standard | Polster extraweich |
| Standard SB | 420 x 80 mm H395 | <input checked="" type="checkbox"/> S | <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 140,00 € |
| 7857 / D21078 | 445 x 70 mm H395 mm | <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 128,00 € | |
| 7856 / D21079 | 525 x 80 mm H395 mm | <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 128,00 € | |
| 7859 / D21927 | 525 x 80 mm H395 mm abgewinkelt | <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 168,00 € | |



 bei Auswahl Polster extraweich ist die Anbringung eines Therapietisches nicht möglich
Kleiderschutz aus Aluminium

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Armlehnenpolster Option

| CODE | BEZEICHNUNG | Netti | EUR € |
|-------------------------------|---|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> 7063 | Hemiplegie-Armlagerungskissen, Stück | D23003 | 222,00 |
| <input type="checkbox"/> 7064 | Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, links  nicht möglich mit Therapietisch | D22185 | 334,00 |
| <input type="checkbox"/> 7065 | Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, rechts  nicht möglich mit Therapietisch | D22186 | 334,00 |
| <input type="checkbox"/> 7855 | Führungrohrverlängerung der Armlehne + 100 mm (Länge 495 mm) | D21015 | 428,00 |
| <input type="checkbox"/> 7871 | Verstärkte Armlehnenhalterung | | |



12 Therapietische

| CODE | BEZEICHNUNG | Netti | EUR € |
|-------------------------------|------------------------------------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> 7826 | Therapietisch, standard | D21063 | 270,00 |
| <input type="checkbox"/> 7231 | Polsterung für Therapietischplatte | D21052 | 128,00 |

13 Diverses Zubehör

| CODE | BEZEICHNUNG | Netti | EUR € |
|-------------------------------|--|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> 7272 | <input checked="" type="checkbox"/> Werkzeug Kit | D21239 | 102,00 |
| <input type="checkbox"/> 7271 | Infusionsständer (Montage am Rücken-Querrohr) | D41987 | 336,00 |

Sauerstoff- und Beatmungsversorgungen

| CODE | BEZEICHNUNG | Netti | EUR € |
|-------------------------------|---|--------|----------|
| <input type="checkbox"/> 7873 | Universalgerätehalter (T:348 mm/B:SB minus 36 mm/Max. Belastung 10kg)  inklusive Rahmenverlängerung | D21186 | 1.908,00 |
| <input type="checkbox"/> 7874 | 2. Trägerebene für Universalgerätehalter  nur i.V. mit Universalgerätehalter T: 193 mm / B: SB minus 37 mm / H (freier Raum): 237 mm | D21187 | 506,00 |
| <input type="checkbox"/> 7875 | Extra Fixationswinkel für Zusatzgeräte (4 Stück) | D42900 | 266,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

14 Gurte und Zubehör für den Sitz

| CODE | BEZEICHNUNG | Netti | EUR € |
|-------------------------------|---|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> 7314 | <input checked="" type="checkbox"/> Universal Gurtbefestigungsset - Sitz | D86282 | 112,00 |
| <input type="checkbox"/> 7300 | Hüftgurt mit Autoverriegelung, gepolstert | D20845 | 122,00 |
| <input type="checkbox"/> 7237 | <input checked="" type="checkbox"/> Abduktionsgurt | D60001 | 560,00 |
| <input type="checkbox"/> 7215 | <input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsschutzkappe  für Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt und Bodypoint 4-Punkt Beckenstabilisator | D45040 | 66,00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint 2-Punkt Beckenstabilisator EVOFLEX inkl. Befestigung | | |
| <input type="checkbox"/> 7301 | L / Länge Gurtpolsterung 620 mm | D86892 | 286,00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint 2-Punkt Beckenstabilisator inkl. Befestigung | | |
| <input type="checkbox"/> 7827 | XL / Länge Gurtpolsterung 820 mm | D45276 | 366,00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint 4-Punkt Beckenstabilisator inkl. Befestigung | | |
| <input type="checkbox"/> 7307 | L / Länge Gurtpolsterung 620 mm | D86894 | 430,00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint - Elastisches Universalband | | |
| <input type="checkbox"/> 7218 | S / Höhe 80 mm / Länge 1420 mm | D45084 | 194,00 |
| <input type="checkbox"/> 7308 | L / Höhe 110 mm / Länge 1420 mm | D45085 | 194,00 |
| <input type="checkbox"/> 7309 | XL / Höhe 150 mm / Länge 1420 mm  Länge der Bodypoint Universalbänder kann gekürzt werden | D45086 | 194,00 |

15 Gurte und Zubehör für den Rücken

| CODE | BEZEICHNUNG | Netti | EUR € |
|-------------------------------|--|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> 7310 | <input checked="" type="checkbox"/> H-Gurt Adapter Kit  empfohlen für alle Oberkörpergurtsysteme | D86890 | 282,00 |
| <input type="checkbox"/> 589 | <input checked="" type="checkbox"/> H-Gurt, gepolstert mit Verschluss | D20881 | 258,00 |
| <input type="checkbox"/> 7311 | <input checked="" type="checkbox"/> Brust-Schulter Gurt | D41645 | 198,00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint Stayflex Brust-Gurt ohne Reissverschluss | | |
| <input type="checkbox"/> 7221 | M / Schulterbreite 330 - 410 mm | D86895 | 278,00 |
| <input type="checkbox"/> 7312 | L / Schulterbreite 410 - 480 mm | D86896 | 278,00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint Pivofit Brust-Gurt | | |
| <input type="checkbox"/> 7225 | M / Schulterbreite 330 - 410 mm | D86898 | 278,00 |
| <input type="checkbox"/> 7313 | L / Schulterbreite 410 - 480 mm | D86899 | 278,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Decon Antriebssysteme

Nutzen Sie für die Decon Antriebssysteme bitte die Decon E-Drive und Decon E-Move Bestellbögen

Anmerkungen

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift

1. ALLGEMEINES – GELTUNGSBEREICH

1.1. Die nachstehenden Liefer- und Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma MEYRA GmbH gelten für alle mit den Kunden des Unternehmens geschlossenen Verträge. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden, auch ohne gesonderte neue Vereinbarung.

1.2. Der Kunde erkennt die AGB der MEYRA GmbH für den vorliegenden Vertrag und auch für alle zukünftigen Verträge als verbindlich an. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung. Derartige Geschäftsbedingungen verpflichten die MEYRA GmbH nicht, auch wenn diesen im Einzelfall nicht noch einmal ausdrücklich widersprochen wird.

1.3. Diese Bedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

2. ANGEBOT, VERTRAGSSCHLUSS

2.1. Angebote der MEYRA GmbH sind freibleibend und nicht verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet werden.

2.2. Bestellungen oder Aufträge des Kunden kann die MEYRA GmbH innerhalb von 14 Tagen nach Zugang durch eine Angebotsbestätigung in Textform annehmen.

2.3. Der Vertrag kommt durch die Angebotsbestätigung in Textform zustande; dies gilt auch für jegliche Änderungen oder Zusätze der Aufträge.

2.4. An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Kunden überlassenen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Kunden nicht innerhalb der Frist von 2.2. annehmen, sind diese Unterlagen unverzüglich an uns zurückzusenden.

3. PREISE

3.1. Die Preise werden ausschließlich in EURO berechnet. Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe ist zusätzlich zu entrichten.

3.2. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und Verladung. Kosten der Verpackung und Verladung werden gesondert in Rechnung gestellt.

3.3. Soweit Listenpreise zugrunde gelegt werden, gilt die zur Zeit der Auftragserteilung gültige Preisliste. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung die Löhne oder die Materialkosten, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.

3.4. Bei Anschlussaufträgen ist die MEYRA GmbH nicht an die Preise aus einem vorhergehenden Vertrag gebunden.

3.5. Sollte der Bestellwert unterhalb einer Grenze von 150,00 € Nettowarenwert liegen, so wird ein Mindermengenzuschlag inklusive Frachttanteil von 9,50 € erhoben.

4. VERSAND, GEFAHRÜBERGANG

4.1. Erfüllungsort für Lieferungen ist der Sitz der MEYRA GmbH, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist.

4.2. Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über, sobald die Ware (auch Teillieferungen) dem zur Ausführung des Versandes

bestimmten Dritten übergeben worden ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

4.3. Sollten Ansprüche wegen Transportschäden oder Verlusten gegenüber der MEYRA GmbH geltend gemacht werden, so hat der Kunde den Schaden auf den Frachtdokumenten zu vermerken oder bei Verlusten eine Protokollaufnahme unverzüglich zu veranlassen und uns dies innerhalb einer Woche anzuzeigen.

4.4. Eine Versicherung gegen Transportschäden wird nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Kunden abgeschlossen.

4.5. Bei Verzögerungen der Übergabe oder des Versandes die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

4.6. Liegen keine besonderen Weisungen des Kunden vor, erfolgt die Wahl des Transportweges und –mittels durch die MEYRA GmbH, ohne Gewährleistung und Haftung für die billigste und schnellste Versandart.

5. LIEFERZEIT, LIEFERUMFANG

5.1. In Aussicht gestellte Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten, es sei denn, es ist ausdrücklich ein bestimmter Termin schriftlich festgelegt worden.

5.2. Haben die Parteien eine Lieferfrist vereinbart, so beginnt diese mit dem Datum der Auftragsbestätigung zu laufen. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

5.3. Die Einhaltung vereinbarter Liefer- und Leistungstermine setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Kunden beizubringender Unterlagen sowie die rechtzeitige Erteilung aller erforderlichen Auskünfte und die Erfüllung aller sonstigen Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen.

5.4. Die MEYRA GmbH haftet nicht für Lieferverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder sonstigen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbaren Ereignissen (z.B. Streik, Betriebsstörungen, nicht rechtzeitige Eigenbelieferung, Transportverzögerungen, ungünstige Witterungsverhältnisse etc.), die sie nicht zu vertreten hat. Die Lieferfrist verlängert sich um die Dauer des von der MEYRA GmbH nicht zu vertretenden, vorübergehenden Leistungshindernisses zuzüglich einer angemessenen Wiederaufnahmefrist.

5.5. Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen die Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten.

5.6. Die MEYRA GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszweckes verwendbar ist, die Lieferung der restlichen Waren sichergestellt ist und dem Kunden dadurch keine Mehrkosten entstehen.

6. ZAHLUNG

6.1. Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung vollständig auf eines der von uns angegebenen Bankkonten zu zahlen. Handelt es sich bei der Rechnung nicht um eine Ersatzteil-Lieferung oder um eine Reparaturrechnung, ist der Kunde bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungszugang zum Abzug von 2 % Skonto berechtigt.

6.2. Schecks und Wechsel nehmen wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung entgegen. Die Annahme erfolgt erfüllungshalber. Rechnungskorrekturen über Schecks und Wechsel stehen unter Vorbehalt der Einlösung. Wertstellungen erfolgen an dem Tag, an dem wir über den Gegenwert endgültig verfügen.

6.3. Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, sind die ausstehenden Beträge mit 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu verzinsen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt vorbehalten.

6.4. Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, sofort zur Zahlung fällig, ohne dass es einer gesonderten Mitteilung bedarf.

6.5. Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Rechtsverhältnis beruht.

6.6. Die MEYRA GmbH ist berechtigt, ihre Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzutreten.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

7.1. Die von der MEYRA GmbH gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen gegen den Kunden im Eigentum der MEYRA GmbH.

7.2. Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb veräußern. Zu anderen Verfügungen, insbesondere zu Sicherungsübereignungen und Pfändungen, ist er nicht berechtigt. Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware (einschließlich sonstiger Forderungen wie Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung) werden bereits jetzt an die MEYRA GmbH sicherungshalber abgetreten. Die MEYRA GmbH nimmt die Abtretung an. Der Kunde ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung berechtigt, solange er seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die Einziehungsermächtigung zu widerrufen.

7.3. Wird die Vorbehaltsware durch den Kunden verarbeitet, so ist hiermit vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung der MEYRA GmbH als Herstellerin erfolgt und diese unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus oder im Zusammenhang mit Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der gelieferten Waren – das Miteigentum (Bruchteileigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Sofern die MEYRA GmbH ihr Eigentum durch Verbindung oder Vermischung verliert oder sie im Fall der Verarbeitung nicht Eigentümerin des Liefergegenstands werden sollte, so übereignet der Kunde an die MEYRA GmbH hiermit im Vorhinein einen dem anteiligen Wert des Liefergegenstandes entsprechenden Miteigentumsanteil an der einheitlichen Sache. Die MEYRA GmbH nimmt das Angebot hiermit an. Die Übergabe wird ersetzt durch unentgeltliche Verwahrung.

7.4. Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mitzuteilen und die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Gleichzeitig hat der Kunde den Dritten auf das Eigentum der MEYRA GmbH unaufgefordert hinzuweisen. Daraus entstehende Kosten hat der Kunde zu tragen.

7.5. Die MEYRA GmbH verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Kunden freizugeben, als sie den Wert der zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigen. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt der MEYRA GmbH.

7.6. Für den Fall eines den Kunden betreffenden Insolvenzantrages untersagen wir schon jetzt die Weiterveräußerung oder Verarbeitung unserer Vorbehaltsware und widerrufen unsere Einziehungsermächtigung hinsichtlich der an uns abgetretenen Forderungen.

7.7. Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden sind

wir berechtigt, die sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.

8. GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG

8.1. Der Kunde hat die gelieferten Waren unverzüglich nach Lieferung zu untersuchen. Soweit es sich um offensichtliche Mängel handelt oder um Mängel, die bei einer gründlichen Untersuchung gefunden worden wären, hat der Kunde Reklamationen innerhalb einer Woche nach Erhalt der Lieferung schriftlich bei uns anzuzeigen. Nach Ablauf dieser Frist ist für diese Mängel jede Haftung ausgeschlossen. Für verborgene Mängel bestehen Gewährleistungsansprüche nur, wenn sie uns innerhalb einer Woche nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden.

8.2. In Fällen mangelhafter Lieferung steht uns das Recht zu, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Neulieferung zu ersetzen. Der Kunde ist verpflichtet, uns die mangelhafte Sache zur Prüfung und Nachbesserung frei Haus zur Verfügung zu stellen. Misslingt die Nachbesserung oder Nachlieferung, wird sie nicht in angemessener Frist erbracht oder durch uns abgelehnt, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Einer Fristsetzung bedarf es in den Fällen nicht, in denen dieses nach dem Gesetz nicht erforderlich ist.

8.3. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall aber hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

8.4. Von den vorstehenden Regelungen wird eine etwaige Garantie, die wir gegenüber dem ersten Verwender der Rehabilitationsmittel übernehmen, nicht berührt.

8.5. Von der Gewährleistung ausgenommen ist der funktionsbedingte Verschleiß aller von uns gelieferten Artikel, Baugruppen, Batterien und Ersatzteilen sowie die ungeeignete oder unsachgemäße Lagerung, Verwendung oder Behandlung der Waren.

8.6. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Schadensersatz statt der Leistung und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – einschließlich Begleit- oder Folgeschadens, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn die MEYRA GmbH einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen hat oder der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht oder eine fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. Als wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Falle leicht fahrlässig verursachter Sach- und Vermögensschäden ist die Ersatzpflicht der MEYRA GmbH jedoch der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Ausgeschlossen sind des Weiteren nicht Körper- und/oder Gesundheitsschäden, die durch eine schuldhaft Pflichtverletzung der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstanden sind.

8.7. Unberührt bleibt eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

9. VERJÄHRUNG

Ansprüche des Kunden wegen Sachmängeln verjähren in zwei Jahren ab Übergabe/Ablieferung der Ware an den Kunden. Für Austauschgeräte und Reparaturen beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr ab Übergabe/ Ablieferung der Ware an den Kunden. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben,

Körper oder Gesundheit und/oder Schadensersatzansprüche aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden durch die MEYRA GmbH oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

9.1. AUSTAUSCHGERÄTESERVICE

Unabhängig von der Gewährleistung bietet die MEYRA GmbH den Kunden an, defekte Geräte gegen generalüberholte Geräte auszutauschen. Für diese im Austausch angebotenen Geräte gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

- Austauschgeräte sind generalüberholt und technisch in Ordnung.
- Das defekte Gerät muss innerhalb von 15 Werktagen an die MEYRA GmbH kostenfrei zurückgeschickt werden. Das zurückgeschickte Gerät geht in unser Eigentum über.
- Erhalten wir das Gerät nicht zurück, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät 95% vom Neukaufpreis.
- Das zurückgeschickte Gerät muss dem gelieferten Austauschgerät in Typ und Ausführung entsprechen. Zudem muss das Gerät wiederverwendbar sein und darf nur dem normalen Gebrauch entsprechende Abnutzungsspuren aufweisen.
- Die Beurteilung, ob das zurückgeschickte Gerät die vorgenannten Bedingungen erfüllt, obliegt der MEYRA GmbH. Sollten die Bedingungen nicht erfüllt sein, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät ebenfalls den oben genannten Betrag abzüglich des Restwertes des zurückgeschickten Geräts.

10. GEWÄHRLEISTUNG DER PRODUKTSICHERHEIT

10.1. PRODUKTRÜCKRUF

Soweit aufgrund eines Mangels der gelieferten Ware oder aufgrund bestehender gesetzlicher Verpflichtungen ein Produktrückruf erforderlich ist, ist der Kunde zur Mitwirkung bei der Durchführung des Produktrückrufes verpflichtet, um einen effizienten Durchführung des Produktrückrufes zu ermöglichen. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, die MEYRA GmbH im Falle eines notwendigen Produktrückrufes über den Verbleib der Liefergegenstände in der weiteren Lieferkette bis zum Endkunden zu informieren. Dazu muss der Kunde laufend eine geeignete Dokumentation über den Verbleib der Waren führen und diese auf Verlangen der MEYRA GmbH zur Verfügung stellen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmten Mitwirkungsverpflichtungen zur Sicherstellung der Durchführung eines effizienten Produktrückrufes auch dem Wiederverkäufer vertraglich aufzuerlegen.

10.2. Der Kunde ist verpflichtet, Endkunden in Handhabung und Gebrauch der gelieferten Produkte durch geschultes Fachpersonal einweisen zu lassen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmte Einweisungspflicht in Handhabung und Gebrauch des gelieferten Produktes vertraglich aufzuerlegen.

11. HAFTUNG BEI KONSTRUKTIVEN VERÄNDERUNGEN

Es ist zu beachten, dass bei MY INDIVIDUAL verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten. Konstruktive Veränderungen von MEYRA GmbH-Artikeln durch den Kunden oder einem von ihm beauftragten Dritten sind nur zulässig, wenn sie den sicherheitstechnischen Erfordernissen entsprechen und zuvor unsere Geschäftsleitung schriftlich ihr Einverständnis erklärt hat. Zu diesem Zweck ist uns auf Anforderung ein verändertes Modell nebst Konstruktionszeichnung zur Verfügung zu stellen. Werden konstruktive Veränderungen ohne schriftliches Einverständnis unserer Geschäftsleitung vorgenommen und entstehen Dritten aufgrund der Veränderungen Schäden, für die

wir im Außenverhältnis einzustehen haben, so ist der Kunde verpflichtet, uns im Innenverhältnis von sämtlichen Ansprüchen des Dritten freizustellen.

12A. WARENRÜCKSENDUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN UND BAUGRUPPEN

Warenrücksendungen ohne beigefügte Lieferschein- oder Rechnungskopie werden nicht zurückgenommen. Warenrücksendungen (originalverpackt und absolut neuwertig) werden mit 80 % des Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Von der Rücknahme ausgeschlossen sind Artikel, deren Lieferung älter als 3 Monate ist, MY INDIVIDUAL, Hygieneartikel, gebrauchte bzw. gefüllte Batterien und Artikel unter € 100,00 Netto-Warenwert. Des Weiteren angenommen sind individuell gefertigte Rollstühle (z.B.: Kinder- und Adaptiv-Rollstühle). Das Transportrisiko trägt der Versender. Fallen bei genehmigten Rücksendungen Reinigungs- und/oder Desinfektionskosten an, so werden diese mit einer Kostenpauschale von mindestens 79 € netto berechnet

12B. AUFTRAGSSTORNIERUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN

12B.1. Auftragsstornierungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung durch die MEYRA GmbH sind nicht möglich.

12B.2. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen.

12B.3. Ist eine Zustimmung zum Storno von fertigen, auslieferungsfähigen Produkten erfolgt, dann gilt folgendes:

- Reha-Artikel werden voll gutgeschrieben.
- Rollstühle im Sonderbau sowie Sport-Rollstühle werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.
- Bei Stornierung von Adaptiv-Rollstühlen wird ein Kostenanteil von 20 % des Nettowarenwertes einbehalten.

Die Stornogebühr für Elektro-Rollstühle und Scooter beträgt 5 %. Für Standard- bzw. Leichtgewichtrollstühle werden 10 % Stornogebühr berechnet.

12C. RÜCKNAHME / ENTSORGUNG

Unsere Preise verstehen sich ausschließlich der Kosten für die Rücknahme und Entsorgung von kompletten Altgeräten anderer Nutzer als private Haushalte. Auf Wunsch organisieren wir gegen Erstattung der anfallenden Kosten die Rücknahme und Wiederverwertung / Entsorgung auch solcher Geräte, soweit sie von uns vertrieben wurden. Rücksendungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung von der MEYRA GmbH sind nicht möglich.

13. VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Wir sind berechtigt, personenbezogene Daten des Kunden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung, zu speichern und unternehmensintern zu verarbeiten.

14. GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDENES RECHT, SALVATORISCHE KLAUSEL

14.1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist der Geschäftssitz der MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf Erfüllungsort.

14.2. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten bestimmt sich der Gerichtsstand nach unserem Firmensitz in Kalletal-Kalldorf. Wir sind zudem berechtigt, den Kunden auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.

14.3. Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.

14.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.