

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311 Kundenservice: 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:
.....
Lieferanschrift:
.....
Kommission / Bemerkungen:

ORTOPEDIA
EINE MARKE VON MEYRA



BANDSCHEIBEN- UND ARTHRODESENSTUHL 1.200

(Preis für Standard-Ausführung):

AB 786,00 €

Bestellmenge:

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer! Gültig vom 01.01.2017 - 31.12.2017.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Technische Änderungen und Fehler vorbehalten.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Rücken

CODE	BEZEICHNUNG	RÜCKENBREITE	RÜCKENHÖHE	EURO €
<input type="checkbox"/> 4255	Ergonomisch geformter Standard-Rücken	460 mm	500 - 570 mm	0,00
<input type="checkbox"/> 4257	Rücken mit Lumbalstütze (Schukra-Verstärkung)	460 mm	500 - 570 mm	174,00

01 Rückenlehnenbezug

Bitte wählen Sie Ihren gewünschte Rückenlehnenbezug durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Bezugstoff und Bezugstofffarbe.

Horizontale Spalten = Bezugstofffarben Vertikale Zeilen = Bezugstoff

CODE	SCHWARZ	MITTEL- BLAU	BLAU	GRAU	GRÜN/ TÜRKIS	ROT	GELB	BLAU	SCHWARZ	WEISS	SCHWARZ	EURO €
Stoffgruppe 2 Bezugsstoff Textil CODE 4095	4038 <input type="checkbox"/>	4058 <input type="checkbox"/>	4059 <input type="checkbox"/>	4056 <input type="checkbox"/>	4057 <input type="checkbox"/>	4055 <input type="checkbox"/>	4054 <input type="checkbox"/>					0,00
Stoffgruppe 2 Bezugsstoff Kunstleder CODE 4096								4063 <input type="checkbox"/>	4061 <input type="checkbox"/>	4060 <input type="checkbox"/>		0,00
Stoffgruppe 6 Bezugsstoff Rind-Nappa- Leder CODE 4097											4050 <input type="checkbox"/>	39,00

02 Kopfstütze

CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/> 4261	Kopfstütze	190,00

03 Kopfstützenbezug

Bitte wählen Sie Ihren gewünschte Kopfstützenbezug durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Bezugstoff und Bezugstofffarbe.

Horizontale Spalten = Bezugstofffarben Vertikale Zeilen = Bezugstoff

CODE	SCHWARZ	MITTEL- BLAU	BLAU	GRAU	GRÜN/ TÜRKIS	ROT	GELB	BLAU	SCHWARZ	WEISS	SCHWARZ	EURO €
Stoffgruppe 2 Bezugsstoff Textil CODE 4085	4036 <input type="checkbox"/>	4033 <input type="checkbox"/>	4034 <input type="checkbox"/>	4031 <input type="checkbox"/>	4032 <input type="checkbox"/>	4030 <input type="checkbox"/>	4029 <input type="checkbox"/>					0,00
Stoffgruppe 2 Bezugsstoff Kunstleder CODE 4086								4026 <input type="checkbox"/>	4025 <input type="checkbox"/>	4017 <input type="checkbox"/>		0,00
Stoffgruppe 6 Bezugsstoff Rind-Nappa- Leder CODE 4087											4048 <input type="checkbox"/>	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Sitz

CODE	BEZEICHNUNG	SITZBREITE	SITZTIEFE	EURO €
<input type="checkbox"/> 4235	Bandscheibensitz	460 mm	430 mm	0,00
<input type="checkbox"/> 4236	Arthrodesensitz	460 mm	450 mm	542,00

Sitzoptionen

<input type="checkbox"/> 119	Sitzneigungsvorwahl bis zu 8°, nur in Verbindung mit Bandscheibensitz CODE 4235			40,50
<input type="checkbox"/> 4715	Sitztiefenverstellung bis 50 mm, nur in Verbindung mit Bandscheibensitz CODE 4235			48,50

05 Sitzbezug

Bitte wählen Sie Ihren gewünschte Sitzbezug durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Bezugsstoff und Bezugsstofffarbe.

Horizontale Spalten = Bezugsstofffarben Vertikale Zeilen = Bezugsstoff

CODE	SCHWARZ	MITTEL- BLAU	BLAU	GRAU	GRÜN/ TÜRKIS	ROT	GELB	BLAU	SCHWARZ	WEISS	SCHWARZ	EURO €
Stoffgruppe 2 Bezugsstoff Textil CODE 4090	4037 <input type="checkbox"/>	4076 <input type="checkbox"/>	4077 <input type="checkbox"/>	4070 <input type="checkbox"/>	4071 <input type="checkbox"/>	4069 <input type="checkbox"/>	4068 <input type="checkbox"/>					0,00
Stoffgruppe 2 Bezugsstoff Kunstleder CODE 4091								4080 <input type="checkbox"/>	4079 <input type="checkbox"/>	4078 <input type="checkbox"/>		0,00
Stoffgruppe 6 Bezugsstoff Rind-Nappa- Leder CODE 4092											4022 <input type="checkbox"/>	43,50

06 Armlehnen

Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!

1 = höhenverstellbar 2 = breitenverstellbar 3 = tiefenverstellbar 4 = Armauflage drehbar

CODE	BEZEICHNUNG	1	2	3	4	EURO €
<input type="checkbox"/> 4403	Armlehnenpolster aus Kunststoff, schwarz					98,00
<input type="checkbox"/> 4408	Armlehnenpolster aus Kunststoff, schwarz		●	●		150,00
<input type="checkbox"/> 4411	Armlehnenpolster aus Kunststoff, gerade Form, schwarz		●	●		150,00
<input type="checkbox"/> 4412	Armlehnenpolster aus Kunststoff, gerade Form, schwarz		●	●	●	196,00
<input type="checkbox"/> 4418	Armlehnenpolster aus Kunststoff, gerade Form, schwarz		●	●	●	252,00

Bitte beachten bei der Bestellung eines Arthrodesenstuhls:

Eine nachträgliche Ausrüstung mit Armlehnen kann nur direkt durch den Hersteller erfolgen, da der Stuhl komplett demontiert werden muss.

Bitte bestellen Sie Armlehnen daher stets mit dem Stuhl zusammen.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Sitzhöhe und Hubsäule

	CODE	BEZEICHNUNG	HUB	EURO €
<input type="checkbox"/>	4555	440-530 mm	80 mm	19,15
<input type="checkbox"/>	4556	480-580 mm	125 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	4557	560-690 mm nur in Verbindung mit Code 5121, 5123, 5124	135 mm	19,15
<input type="checkbox"/>	4558	630-830 mm (nur in Verbindung mit Gleitern)	200 mm	25,50
<input type="checkbox"/>	4559	420-560 mm Verdrehsichere Gasdruckfeder zur Fixierung der Sitzfläche.		46,50

08 Untergestell

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	EURO €
<input type="checkbox"/>	4546	Fußkreuz, Kunststoff schwarz	720 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	4550	Fußkreuz, Alu schwarz	720 mm	48,50
<input type="checkbox"/>	4551	Fußkreuz, Alu poliert	720 mm	75,00

09 Räder

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	EURO €
<input type="checkbox"/>	5120	Leichtlaufende Räder für Teppichboden	60 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	5121	Leichtlaufende Räder für Teppichboden, mit Bremsfeststellung	60 mm	93,00
<input type="checkbox"/>	5122	Leichtlaufend Räder für harte Böden	60 mm	56,00
<input type="checkbox"/>	5123	Leichtlaufend Räder für harte Böden, mit Bremsfeststellung	60 mm	112,00
<input type="checkbox"/>	5124	Teppichbodengleiter		0,00

Kommentare zur Bestellung:

Datum:	Unterschrift:
--------	---------------




00

CODE 4255



00

CODE 4257



04

CODE 4235



04

CODE 4236



06

CODE 4403



06

CODE 4408



06

CODE 4411



06

CODE 4412



06

CODE 4418