

iTRAVEL

1.054 Lagervariante

HMV: 18.51.05.3004

 **Zugelassenes Benutzergewicht**
120 kg






Einstellbare Rückenlehne



Komfort Sitzsystem



Hochklappbare Armlehnen



Geringes Packmaß

Der Reiserollstuhl

ANPASSUNG

- Mit seinem Gewicht von 22 kg ist er das Leichtgewicht unter den Elektro Rollstühlen
- Das leicht einklappbare Faltsystem macht den iTravel zu einem perfektem Reisebegleiter

BEDIENUNG

- Sehr einfache Bedienung

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311

Kundenservice: 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

ORTOPEDIA
BY MEYRA
HMV: 18.51.05.3004



Grundausrüstung

- Hochschwenkbare Armlehnen
- Einfache Bedienung mit Geschwindigkeitsvorwahl
- Ladegerät

- Signalgeber
- Sitz faltbar
- Batterie herausnehmbar mit zusätzlicher Ladebuchse



Zugelassenes Benutzergewicht

120 kg



Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden

Gültig vom 01.01.2021 - 31.12.2021.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kiss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung



Technische Daten

Länge in mm	970
Breite in mm	560
Sitztiefe in mm	400
Sitzbreiten in mm	440
Höhe in mm	870
Rückenhöhe in mm	460
Höhe gefaltet in mm	300
Fußplatte bis Sitz (Unterschenkellänge) in mm	440
Leergewicht	22 kg
Personengewicht	120 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h
Raddurchmesser Lenkrad in mm	170
Raddurchmesser Antriebsrad in mm	200
Bodenfreiheit in mm	70
Hindernishöhe max. in mm	60
Wenderadius in mm	970
Motor-Dauerleistung	200 W
Motor-Spitzenleistung	800 W
Batterien	10,4 Ah mit Lithium Batterie
Ladegerät	2 A
Elektronik	50 A
Leergewicht mit Lithium Batterien	23 kg
Zul. Gesamtgewicht	150 kg

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

01 iTravel E-Mobile

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
<input type="text"/> 9105414	MEYRA iTravel REISEROLLSTUHL	18.51.05.3004	3.266,36

20 Zubehör

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
<input type="text"/> 10542837	Zusätzliche Lithium Batterie	556,07

Anmerkungen

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift