

Kostenträger

Individuelle Lösungen

Versorgungskonzeptbogen (kurz)




Schritt 1 - Aktueller Status & Erwartungen

(Welche aktuellen Diagnosen, Symptome, Hilfsmittel, welches Wohnumfeld und welche Problemstellung liegen vor und welche Erwartungen haben NutzerIn, Therapeuten/innen, Pflege, Angehörige...?)



Schritt 2 - Beobachtung und Bewertung (Was sehe ich? Wann sehe ich es? Warum sehe ich es?)

Bitte beachten: Kyphose, Skoliose, Kontrakturen, Bewegungsmuster (Spastik), Sitzstabilität und Hautdefekte beschreiben. Maße siehe Zusatzblatt. Kognitive Funktionen und Visus erfragen.



Schritt 3 - Strategie & Ziele (Welche Ziele möchte ich mit der Versorgung erreichen?)

Die Ziele sollten spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und zeitlich definiert sein.



Schritt 4 - Konfiguration (mit welchem Rollstuhl/Zubehör erreiche ich meine Ziele?)

kurze Beschreibung und Rollstuhl-Modell, zur finalen Konfiguration bitte Bestellblatt auf www.meyra.de nutzen.



Schritt 5 - Evaluation (Werden mit dieser Konfiguration die Ziele erreicht?)



Sonstiges

Bitte möglichst Bilder, Videos (auch Live) übertragen. Datenschutz ist zu beachten.


Kostenträger

E-Power Rollstuhl

Versorgungskonzeptbogen (kurz)

Zusatzblatt Anatomische Maße

Wichtige Maße für die Rollstuhl-Versorgung (E-Power Rollstuhl) * Pflichtfelder



01 - Sitztiefe _____ cm

02 - Sitzbreite _____ cm

03 - Brustbreite _____ cm

04 - Brusttiefe _____ cm

05 - Ellebogenhöhe _____ cm

06 - Achselhöhe _____ cm

07 - Rückenhöhe _____ cm

08 - Kopfhöhe _____ cm

09 - Unterarmlänge _____ cm

10 - Unterschenkellänge* _____ cm

Körpergröße* _____ cm

Gewicht* _____ kg

Sonstige wichtige Informationen für die Rollstuhl-Versorgung

Kommentare zu aktuellen Lösungen, Zusatzantriebe, sonstige Anbauten, Wohnumfeld (Gesamt-Maße beachten inkl. Anbauten), Aktivitäten des täglichen Lebens usw.

E-Power Rollstuhl
Versorgungskonzeptbogen (kurz)
Zusatzblatt MY Individual

Wichtige Informationen für die individuelle Rollstuhl-Versorgung (E-Power Rollstuhl)

Produktname _____

Modell-Nr. _____

Beschreibung der Individualisierung

(Angaben bitte so genau wie möglich definieren: Krankheitsbild, Besonderheiten etc.):

Skizzen / Bilder

(Ergänzende Skizzen können Sie gerne separat der Mail oder dem Fax beifügen):