NANO X

1.156

HMV: 18.50.03.0254

Zugelassenes Benutzergewicht

130 kg

Für Personentransport geeignet

Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 130 kg)



MEYRA GROUP



Varioelement



Formschönes Rahmenkonzept



Lenkradanbindung aus Vollmaterial gefräst



Doppelkreuzstrebe für ein starrrahmenähnliches Fahrverhalten

Design your Freedom

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Dauerversorgung mit Anpassmöglichkeiten an Funktionsveränderungen reduziert Folgekosten
- Umfangreiche Serienausstattung minimiert den Bedarf an teuren Sonderanfertigungen
- Geringster Verschleiß durch hochqualitative Anbauteile

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die optimale Leichtläufigkeit und das geringe Eigengewicht unterstützen die Unabhängigkeit des Benutzers
- Anpassbar an Funktionsveränderungen und individuelle Bedürfnisse des Anwenders durch feinstufige Einstellung von Rückenteil, Sitz und Fahrwerk
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitnutzer

EINSATZBEREICH

- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Für Querschnittversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Anwender ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)

● BESTELLUNG ❍ KOSTENVORANSCHLAG ❍ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.03.0254



Preis Grundmodell ***3.496,00 €***

Zugelassenes Benutzergewicht
130 kg

Für Personentransport geeignet
Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 130 kg)

Hinweise
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.

ACTIVE

Technische Daten

Sitzbreiten in mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480
Breite fahrbereit in mm ab	480/500/520/540/560/580/600/620/640/660/680
Sitztiefe in mm	380/400/420/440/460/480/500
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	450 bis 530 / 360 bis 510
Gesamthöhe in mm	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe
Rückenhöhe in mm	variable von 250 bis 450 +30mm (15mm Schritte)
Länge mit Fußstütze in mm	720 - 920 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition)
Personengewicht	130 kg
Leergewicht ab	ab 9 kg
Zul. Gesamtgewicht in kg	145 kg
Transportgewicht	ab 6,5 kg
Antriebsrad	600 mm(24 Zoll) / 635 mm(25 Zoll) / 660 mm(26 Zoll)
Bremsprüfung nach NORM	7°

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite / Sitztiefe

	Rahmen kurz (C-351)			Rahmen mittel (C-352)		Rahmen lang (C-353)	
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Sitzbreite/Sitztiefe	**ST 380 mm**	**ST 400 mm**	**ST 420 mm**	**ST 440 mm**	**ST 460 mm**	**ST 480 mm**	**ST 500 mm**
SB 320 mm (C-32)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
SB 340 mm (C-34)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
SB 360 mm (C-36)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
SB 380 mm (C-38)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
SB 400 mm (C-40)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
SB 420 mm (C-342)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
SB 440 mm (C-344)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
SB 460 mm (C-46)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
SB 480 mm (C-48)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

⚠ *Sitzbreite gemessen von Außenkante Rahmenrohr zu Außenkante Rahmenrohr*
Sitztiefe gemessen von Innenkante Rückenrohr bis Ende Sitzbespannung

inklusive Utensilientasche unter dem Sitzgurt

ACTIVE

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Rahmenform

	CODE	BEZEICHNUNG	WINKEL	EUR €
❑	346	Standardvorderrahmen	80°	0,00
❑	347	Kompaktvorderrahmen ⚠ *Nur i.V. mit Rahmeneinzug CODE 4950* *nicht i.V. mit CODE 327 Lenkrad 142 mm*	88°	0,00

Rahmenoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	4950	Mit Rahmeneinzug (20 mm je Seite)	0,00
❑	4959	Ohne Rahmeneinzug	0,00
❑	721	Transportöse für fahrzeugseitige Befestigung des Rollstuhles ⚠ *Nicht i.V.m. CODE 818 Rücken auf den Sitz klappbar*	558,00
❑	903	Verstärkte Lenkradgabeln ⚠ *Empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben und höheren Nutzergewichten*	55,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße. Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm!

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)								
Code/Art.	**Lenkrad**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**
151/908	Ø 100 Vollgummi schwarz	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		
151/909	Ø 100 Vollgummi grau	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		
325/908	Ø 125 Vollgummi schwarz		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
325/909	Ø 125 Vollgummi grau		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
327/908	Ø 142 Soft-Vollgummi schwarz			❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
327/909	Ø 142 Soft-Vollgummi grau			❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

⚠ *Gemessen vom Boden bis Oberkante Rahmenrohr*

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)								
Code/Art.	**Lenkrad**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel schwarz	❑ 146,00	❑ 146,00	❑ 146,00	❑ 146,00	❑ 146,00	❑ 146,00	❑ 146,00		
2481	Ø 100 x 32 Lenkrad Aluminium silber	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00		
2482	Ø 125 x 32 Lenkrad Aluminium silber		❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	

⚠ *Gemessen vom Boden bis Oberkante Rahmenrohr*

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Carbon Lenkrad (ohne Sitzkissen)

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)								
Code	**Lenkrad**	**450**	**4560**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**
2495	Ø 100 x 30 mm, Schwarz	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00		
2496	Ø 125 x 30 mm, Schwarz		❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	

⚠ *Gemessen vom Boden bis Oberkante Rahmenrohr*

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Aluminium Lenkrad (ohne Sitzkissen)

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)								
Code	**Lenkrad**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**
2483	Ø 100 x 37 mm, Silber	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00		
2484	Ø 100 x 37 mm, Schwarz	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00		
2485	Ø 100 x 37 mm, Weiß	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00		
2486	Ø 100 x 37 mm, Rot	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00		
2487	Ø 100 x 37 mm, Blau	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00		
2488	Ø 100 x 37 mm, Orange	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00		
2489	Ø 125 x 37 mm, Silber		❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	
2490	Ø 125 x 37 mm, Schwarz		❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	
2491	Ø 125 x 37 mm, Weiß		❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	
2492	Ø 125 x 37 mm, Rot		❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	
2493	Ø 125 x 37 mm, Blau		❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	
2494	Ø 125 x 37 mm, Orange		❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	

⚠ *Gemessen vom Boden bis Oberkante Rahmenrohr*

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (Bereifung KAT 07 und Greifreifen KAT 06)

HSH (mm)	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
A	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑			
B			❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C					❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

	CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
❑	651	A	Standardrad, inkl. Steckachse (Paar)	24"		0,00
❑	2651	A	Standardrad SCHWARZ, inkl. Steckachse (Paar) ⚠ *nicht i.V. mit Trommelbremse CODE 706*	24"		0,00
❑	706	A	Trommelbremsrad mit Radialspeichung und Trommelbremse für Begleitperson ⚠ *Nur in Verbindung mit Schiebegriffe CODE 502* *nur i.V. mit CODE 423 Radsturz 0°* *nur i.V. mit Seitenteilen CODE 98, 81, 84 oder 748*	24"	18.99.99.0502	424,00
❑	848	A	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24"		148,00
❑	695	A	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ *Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise* *nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853* *nicht i.V.m. mit PU-Bereifung CODE 474*	24"		252,00
❑	695	B	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ *Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise* *nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853*	25"		252,00
❑	695	C	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ *Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise* *nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853*	26"		252,00
❑	2469	A	Spinergy CLX, Carbon Antriebsrad, Speichen und Nabe schwarz ⚠ *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474*	24"		1.312,00
❑	2470	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Speichen, Felge und Nabe schwarz ⚠ *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474*	24"		954,00
❑	2471	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen weiß ⚠ *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474*	24"		954,00
❑	2472	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen orange ⚠ *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474*	24"		954,00

⚠ *Sitzhöhenangaben ohne Sitzkissen*

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (inkl. Bereifung und Greifreifen)

HSH (mm)	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
A	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		
B			❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

	CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	EUR €
❑	2465	A	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifreifen (Paar)	24x1"	762,00
❑	752	A	Light-Rad inkl. RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz ⚠ *nur i.V. mit 0° Radsturz CODE 423* *nicht i.V. mit Transportöse CODE 721* *Empfohlen bis max. 90kg Nutzergewicht*	24"	416,00
❑	2473	A	Blacklight Aluminium Antriebsrad, inkl. Schwalbe Marathon Plus Bereifung und Aluminium Greifreifen, Felge, Nabe und Speichen schwarz	24x1"	360,00
❑	2466	A	Cross-Rad inkl. Grobstollenbereifung und Edelstahlgreifreifen (Paar) ⚠ *Empfehlung: Seitenteil CODE 98*	24x1,75"	526,00
❑	2461	A	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, Felge, Nabe und Speichen schwarz. Schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Gazelle Bereifung ⚠ *max. Nutzergewicht 100kg*	24x1"	406,00
❑	2468	B	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Speedlite Bereifung ⚠ *max. Nutzergewicht 100kg*	25x1"	360,00

⚠ *Sitzhöhenangaben ohne Sitzkissen*

Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

	PASSIV (Pos./mm)			MITTEL (Pos./mm)			AKTIV (Pos./mm)**			
	1/35	2/45	3/57	4/69	5/81	6/93	7/105	8/115	9/135	10/147
Position	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

⚠ *Achsposition in mm (Hinterkante Rückenrohr bis Mitte Achse)*

05 Antriebsradoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	865	Performance Varioblock ⚠ *nicht i.V. mit CODE 61 24 Zoll und HSH 480mm* *nicht i.V. mit CODE 62 25 Zoll und HSH 500mm* *nicht i.V. mit CODE 68 26 Zoll und HSH 510mm*		194,00

ACTIVE

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Radsturz

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	423	0°-Radsturz	0,00
❑	447	3°-Radsturz (Spur einstellbar)	47,00

06 Greifreifen

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
❑	493	Edelstahl, glänzend poliert	24"/25"/26"		0,00
❑	487	Aluminium, schwarz eloxiert	24"	18.99.99.0901	0,00
❑	494	Aluminium ⚠ *Nicht i.V. mit Aktiv-Rad CODE 695*	24"		0,00
❑	445	Titan, mit 6 Haltern ⚠ *Nur i.V. mit Aktiv-Rad CODE 695 oder Spinergy-Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472*	24"/25"/26"		416,00
❑	168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	24"	18.99.99.0904	476,00
❑	849	Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm ⚠ *Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695)*	24"		490,00
❑	850	Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm ⚠ *Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695)*	24"		490,00
❑	853	Gekko, Aluminium schwarz eloxiert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm ⚠ *Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695)*	24"		608,00

Greifreifen Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG		HMV-Nr.	EUR €
❑	166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz ⚠ *Nicht i.V. mit Cross-Rad (C-2466), Aluminium Greifreifen (C-494)*	24"	18.99.99.0901	162,00
❑	692	Greifreifenabstand eng	24"		0,00
❑	693	Greifreifenabstand weit	24"		0,00

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Bereifung

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø			HMV-Nr.	EUR €
❑	496	Luftbereifung 8 bar	24x1"				0,00
❑	395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	24x1"	25x1"	26x1"		50,00
❑	897	Schwalbe Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt	24x1"	25x1"	26x1"	18.99.99.0499	96,00
❑	363	Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt	24x1"				138,00
❑	474	PU-Bereifung, pannensicher schwarz ⚠ *Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695*	24x1"			18.99.99.0999	0,00

08 Bremsen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	305	Druckbremse für Fahrer ⚠ *Max. Antriebsradposition 6 i.V.m. Rahmen kurz CODE 351*		0,00
❑	2595	Light Druckbremse aus Aluminium, wegschwenkbar		168,00
❑	652	Druckbremse, Kröpfung seitenteilnah ⚠ *nicht i.V. mit Seitenteil CODE 81 und Seitenteil CODE 84*		0,00
❑	986	Bremshebelverlängerung, aufsteckbar ⚠ *Nur i.V. mit Druckbremse (C-305)*		57,00
❑	681	Bremshebelverlängerung, abklappbar ⚠ *Nur i.V. mit Druckbremse, Kröpfung seitenteilnah (C-652)*	18.99.99.0504	110,00

09 Rückengurthöhe (RH)

	Rückengurthöhe in mm				
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)
BEZEICHNUNG	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**
Die Rückenhöhe kann nachträglich um +30mm in 15mm Schritten angepasst werden	❑	❑	❑	❑	❑

⚠ *Bei CODE 502 nachträgliche Höhenanpassung nicht möglich*
Gemessen Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Rückenrohr

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückenwinkel

Pos. A	Pos. B	Pos. C	Pos. D
95°	90°	85°	80°
❑	❑	❑	❑

⚠ *Je kleiner der Winkel, desto stärker ist der Rücken zum Sitz geneigt*

Rückengurtoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	2002	Rückenbezug 20 mm breiter ⚠ *nur i.V. mit CODE 235 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz*		0,00
❑	2003	Rückenbezug 40 mm breiter ⚠ *nur i.V. mit CODE 235 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz*		0,00
❑	593	Ohne Rückenbezug ⚠ *empfohlen bei Verwendung von RIDE Rückensystemen*		0,00

ACTIVE

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Rückenlehne

Standard 90° zum Sitz
Verstellbar im Winkel und verriegelbar
Rückenlehnenwinkel: -5°/ +5°/ + 10°

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	410	Rücken mit Schiebegriff kurz	0,00
❑	411	Rücken ohne Schiebegriff	0,00
❑	502	Rücken mit Schiebegriff am Rückenrohr montiert, bis 150 mm stufenlos höheneinstellbar	288,00
❑	141	Schiebegriffe, abschwenkbar	238,00
❑	2310	Rückenrohre ausgestellt 15 mm pro Seite ⚠ *i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm* *i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm* *nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502*	332,00
❑	2311	Rückenrohre ausgestellt 25 mm pro Seite ⚠ *i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm* *i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm* *nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502*	332,00
❑	2312	Rückenrohre eingezogen 15 mm pro Seite ⚠ *i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm* *i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm* *nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502*	332,00
❑	2313	Rückenrohre eingezogen 25 mm pro Seite ⚠ *i.V.m. Schiebegriff CODE 410 ab RH 400mm* *i.V. ohne Schiebegriff CODE 411 ab RH 350mm* *nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502*	332,00

Rückenlehne Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	818	Rücken nach vorne auf den Sitz klappbar ⚠ *Nicht i.V.m. CODE 721 Transportöse*		330,00
❑	2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar ⚠ *Empfohlen bei Rückenhöhe 300 - 400 mm*		336,00
❑	238	Stabilisierungsbügel für den Rücken, mitfaltend ⚠ *Nicht i.V. mit Schiebegriffe CODE 502* *ab SB 320mm*	18.99.99.0907	154,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückengurtfarben

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	235	Textil schwarz		0,00
❑	292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz		176,00

11 Ride System Rücken

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

ACTIVE

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Sitzkissen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	560	Sitzkissen 30 mm		164,00
❑	561	Sitzkissen 60 mm	18.99.99.0102	164,00
❑	7199	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug		190,00
❑	562	Flauschstreifen auf Sitzgurt	18.99.99.0102	0,00

13 Ride System Sitz

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

14 Seitenteile und Armlehnen

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

	CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	EUR €
❑	748	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Kälteschutzeinlage ⚠ *inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt)*	1,5,6	486,00
❑	81	Seitenteil, Armlehne kurz, höhenverstellbar mit Einhandbedienung ⚠ *Ab HSH 450 mm möglich* *nicht i.V.m. Bremse CODE 652* *nur bis Antriebsradposition 7 möglich*	2,3,4,5	416,00
❑	84	Seitenteil, Armlehne lang, höhenverstellbar mit Einhandbedienung ⚠ *Ab HSH 440 mm möglich* *nicht i.V.m. Bremse CODE 652* *nur bis Antriebsradposition 7 möglich*	2,3,4,5	416,00
❑	100	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Kälteschutzeinlage ⚠ *inkl. Radspritzschutz 35mm*	1,6	0,00
❑	98	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Kälteschutzeinlage ⚠ *inkl. Radspritzschutz 50mm*	1,6	398,00
❑	783	Seitenteil aus Carbon ⚠ *inkl. Radspritzschutz 35mm*	1,6	536,00

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Seitenteil Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	11	Seitenteil abnehmbar ⚠ *nur i.V. mit CODE 100 oder 783*		0,00
❑	2903	Seitenteilhalter verstärkt aus Aluminium schwarz ⚠ *nicht i.V.m. Seitenteil abnehmbar CODE 11* *nicht i.V.m. Seitenteil CODE 81 und 84*		156,00

15 *Fußstützen*

USL (mm)	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480
A	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
B					❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

	CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	312	A	Fußstütze durchgehend aus stabilem Aluminiumprofil in schwarz hochklappbar, höhen und winkelverstellbar		416,00
❑	311	A	Fußstütze durchgehend aus Aluminium in schwarz hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar		0,00
❑	4313	A	LED Fußstütze aus stabilem Aluminium in schwarz durchgehend, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar ⚠ *i.V. mit CODE 4959 ab SB 360mm* *i.V. mit CODE 4950 ab SB 400mm*		438,00
❑	808	A	Einzelfußplatten aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, tiefen- und winkelverstellbar	18.99.99.0303	350,00
❑	312/663	B	Fußstütze nach außen wegschwenkbar	18.99.99.0301	578,00
	⚠ *Die Differenz zwischen Sitzhöhe vorne und der Unterschenkellänge muss min. 50mm betragen*				
❑	359		Wadengurt		0,00
❑	97		Fußstütze mitfaltend		162,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

(S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Rahmenfarben

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	130	Titangrau	0,00
❑	206	Mattschwarz	0,00
❑	224	Blaumetallic	0,00
❑	227	Redmetallic	0,00
❑	4044	Redmetallic Matt	0,00
❑	4049	Oliv-Grün Matt	0,00
❑	4050	Sky Blue	0,00
❑	4051	Kreide	0,00
❑	4922	Greenmetallic	0,00
❑	4919	Silverline	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

17 Rahmendesign

	CODE	BEZEICHNUNG	FARBE	EUR €
❑	2300	Reflective Sticker ⚠ *nur i.V.m. einem Stickerdesign*	weiß	25,00
❑	2301	Reflective Sticker ⚠ *nur i.V.m. einem Stickerdesign*	schwarz	25,00
❑	2302	Reflective Sticker ⚠ *nur i.V.m. einem Stickerdesign*	Tricolore	25,00
❑	2303	Reflective Sticker ⚠ *nur i.V.m. einem Stickerdesign*	Regenbogen	25,00

Stickerdesign

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	2304	MEYRA Design ⚠ *nur i.V.m. einem Rahmendesign*	0,00
❑	2305	STRIPE Design ⚠ *nur i.V.m. einem Rahmendesign*	0,00
❑	2306	Montage bei MEYRA ⚠ *Nur .i.V. mit den Farben weiß, schwarz und tricolore und dem MEYRA Design*	130,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

18 Optionen

Hand- und Speichenschutz

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	489	Transparent ⚠ *Nicht i.V. mit Spinergy-Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472*	18.99.99.0999	204,00

Stützrollen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	691	Stützrollen, 1 Paar, unter den Sitz schwenkbar (empfohlen) ⚠ *Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309* *ab HSH 380mm*		350,00
❑	712	Stützrolle, links montiert, unter den Sitz schwenkbar ⚠ *Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4930* *ab HSH 380mm*		176,00
❑	713	Stützrolle, rechts montiert, unter den Sitz schwenkbar ⚠ *Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4931* *ab HSH 380mm*		176,00

Auftrittrohre

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	309	Auftrittrohre (1 Paar) ⚠ *nicht i.V. mit CODE 691/712/713 Stützrolle(n)*		146,00
❑	4930	Auftrittrohr, links montiert ⚠ *nicht i.V. mit CODE 691/712 Stützrolle(n)*	18.99.99.0999	73,00
❑	4931	Auftrittrohr, rechts montiert ⚠ *nicht i.V. mit CODE 691/713 Stützrolle(n)*		73,00

Sonstige Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	833	Haltegurt mit Schloss		81,00
❑	970	Gehhilfenhalter ⚠ *nur i.V.mit Auftrittrohr CODE 309/4390/4391*	18.99.99.0999	48,50
❑	819	Passive Beleuchtung ⚠ *nicht i.V.m. CODE 752, 2473, 2461 und 2468*		27,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Xtrends Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
❑	962	Rucksack "X-TREME"		60,00
❑	2080	Rädertasche "BLACK WHEEL CASE" ⚠ *Kapazität: 2x 24" oder 1x 25" bzw. 1x 26"*		162,00
❑	2081	Rädertasche "MEYRA ACTIVE" ⚠ *Kapazität: 3x 24" / 25" / 26" (bis max. 28")*		232,00
❑	2082	Speichenreflektoren		46,00



14 Code 100




14 Code 98



08 Code 305



10 Code 410



00 Code 418



00 Code 419



10 Code 502




08 Code 652



14 Code 748



14 Code 783



08 Code 2595



15 Code 4312



08 Code 681



18 Code 729