SMART F


2.360

HMV: 18.50.03.0228

Zugelassenes Benutzergewicht
150 kg

Für Personentransport geeignet
Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 136 kg)





Fließender Übergang vom Vorderrahmen zum Sitz



Innovative Light-Bremse schwenkbar aus Aluminium



Individuell einstellbares Fahrwerk



Optimiertes Faltsystem mit geringem Faltmaß

New Active Line

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Dauerversorgung mit Anpassmöglichkeiten an Funktionsveränderungen reduziert Folgekosten
- Umfangreiche Serienausstattung minimiert den Bedarf an teuren Sonderanfertigungen
- Geringster Verschleiß und Reparaturanfälligkeit durch die Integralbauweise des Rahmens und die Qualität der Anbaukomponenten

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die optimale Leichtläufigkeit und das geringe Eigengewicht unterstützen die Unabhängigkeit des Benutzers
- Anpassbar an Funktionsveränderungen und individuelle Bedürfnisse des Anwenders durch feinstufige Einstellung von Rückenteil, Sitz und Fahrwerk
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitnutzer
- Kompakt sitzen, fahren und transportieren durch den optimierten Rahmen
- Sitz- und Rückengurt anpassbar, Rückenhöhen individuell einstellbar
- Optimierte Fahreigenschaften: leichter, sportlicher, kipp- und drehfreudiger

EINSATZBEREICH

- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Für Querschnittversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Anwender ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)
- Für sehr aktive Rollstuhlfahrer, Handbiker und Vielreisende

● BESTELLUNG ❍ KOSTENVORANSCHLAG ❍ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.03.0228

Preis Grundmodell ***2.882,00 €***

Zugelassenes Benutzergewicht
150 kg

Für Personentransport geeignet
Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 136 kg)

Hinweise
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

ACTIVE

Technische Daten

1) i.V. mit Zusatzantrieben darf das zul. Gesamtgewicht nicht überschritten werden

Sitzbreiten in mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480/500/520
Breite fahrbereit in mm ab	Sitzbreite +180
Breite gefaltet in mm ab	280 bei Radsturz 0° / 330 bei Radsturz 3°
Sitztiefe in mm	380/400/420/440/460/480/500
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	440 bis 530 / 400 bis 530
Gesamthöhe in mm	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe
Rückenhöhe in mm	variabel von 250 bis 500 +25 mm
Armlehnenhöhe in mm	ca. 170 - 245
Länge mit Fußstütze in mm	880 - 1030 (abhängig von Rahmenlänge, Radgrösse und Achsposition)
Personengewicht	150 kg
Leergewicht ab	9,5 kg
Zul. Gesamtgewicht in kg	165 kg 1)
Transportgewicht	7,4 kg
Antriebsrad	600 mm (24") / 635 mm (25") / 660 mm (26")
Bremsprüfung nach NORM	7°

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

01 Rahmenform / Sitzbreite / Sitztiefe

	Rahmen kurz (C-351)			Rahmen mittel (C-352)		Rahmen lang (C-353)	
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Sitzbreite/Sitztiefe	**ST 380 mm**	**ST 400 mm**	**ST 420 mm**	**ST 440 mm**	**ST 460 mm**	**ST 480 mm**	**ST 500 mm**
SB 320 mm (C-32)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 250,00
SB 340 mm (C-34)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 250,00
SB 360 mm (C-36)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 250,00
SB 380 mm (C-38)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 250,00
SB 400 mm (C-40)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 250,00
SB 420 mm (C-342)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 250,00
SB 440 mm (C-344)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 250,00
SB 460 mm (C-46)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 250,00
SB 480 mm (C-48)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 250,00
SB 500 mm (C-350)	❑ 146,00	❑ 146,00	❑ 146,00	❑ 146,00	❑ 146,00	❑ 146,00	❑ 396,00
SB 520 mm (C-952)	❑ 330,00	❑ 330,00	❑ 330,00	❑ 330,00	❑ 330,00	❑ 330,00	❑ 580,00

inklusive Utensilientasche unter dem Sitzgurt

ACTIVE

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Rahmenoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	WINKEL	EUR €
❑	346	Standardvorderrahmen	79°	0,00
❑	347	Kompaktvorderrahmen ⚠ *Die Sitzhöhendifferenz VSH zu HSH muss min. 20 mm betragen* *nur i.V.m. Rahmeneinzug CODE 4950*	86°	0,00
❑	4950	Mit Rahmeneinzug (10 mm je Seite)		0,00
❑	4959	Ohne Rahmeneinzug		0,00

Varioblock

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	992	Varioblock für Zusatzantriebe ⚠ *Nur i.V. mit CODE 81 Seitenteil Armlehne kurz oder CODE 84 Seitenteil Armlehne lang* *Nicht i.V. mit CODE 2595 Light-Bremse* *nur i.V.m. Radsturz 0 Grad CODE 423*	184,00

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm!

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)									
Code	Lenkrad	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
151/908	Ø 100 Vollgummi schwarz	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		
151/909	Ø 100 Vollgummi grau	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		
325/908	Ø 125 Vollgummi schwarz		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
325/909	Ø 125 Vollgummi grau		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
327/908	Ø 142 Soft-Vollgummi schwarz			❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
327/909	Ø 142 Soft-Vollgummi grau			❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

(S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)									
Code	**Lenkrad**	**440**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel schwarz	❑ 146,00	❑ 146,00	❑ 146,00	❑ 146,00	❑ 146,00	❑ 146,00	❑ 146,00	❑ 146,00		
2481	Ø 100 x 32 Lenkrad Aluminium silber	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00		
2482	Ø 125 x 32 Lenkrad Aluminium silber		❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	

⚠ *Bereifung: CODE 2480 Vollgummi, transparent/farbig - CODE 2481/2482 Vollgummi schwarz*

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Carbon Lenkrad (ohne Sitzkissen)

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)									
Code	**Lenkrad**	**440**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**
2495	Ø 100 x 30 mm, Schwarz	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00		
2496	Ø 125 x 30 mm, Schwarz		❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	

⚠ *Bereifung: Vollgummi, schwarz*

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Aluminium Lenkrad (ohne Sitzkissen)

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)									
Code	**Lenkrad**	**440**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**
2483	Ø 100 x 37 mm, Silber	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00		
2484	Ø 100 x 37 mm, Schwarz	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00		
2485	Ø 100 x 37 mm, Weiß	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00		
2486	Ø 100 x 37 mm, Rot	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00		
2487	Ø 100 x 37 mm, Blau	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00		
2488	Ø 100 x 37 mm, Orange	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00		
2489	Ø 125 x 37 mm, Silber		❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	
2490	Ø 125 x 37 mm, Schwarz		❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	
2491	Ø 125 x 37 mm, Weiß		❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	
2492	Ø 125 x 37 mm, Rot		❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	
2493	Ø 125 x 37 mm, Blau		❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	
2494	Ø 125 x 37 mm, Orange		❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	

⚠ *Bereifung: Vollgummi, schwarz*

Lenkrad Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	903	Verstärkte Lenkradgabeln ⚠ *empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben und höheren Nutzergewichten*		55,00

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (Bereifung KAT 07 und Greifreifen KAT 06)

	HSH (mm)	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
	(A)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

	CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
❑	651	A	Standardrad, inkl. Steckachse (Paar)	24"		0,00
❑	2651	A	Standardrad SCHWARZ, inkl. Steckachse (Paar)	24"		0,00
❑	706	A	Trommelbremsrad mit Radialspeichung und Trommelbremse für Begleitperson ⚠ *Nur in Verbindung mit Schiebegriffe CODE 412 bzw. 502* *nur i.V. mit CODE 423 Radsturz 0°*	24"	18.99.99.0502	424,00
❑	848	A	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24"		148,00
❑	695	A	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ *Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise* *nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853* *nicht i.V.m. mit PU-Bereifung CODE 474*	24"		252,00
❑	2469	A	Spinergy CLX, Carbon Antriebsrad, Speichen und Nabe schwarz ⚠ *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902*	24"		1.312,00
❑	2470	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Speichen, Felge und Nabe schwarz ⚠ *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902*	24"		954,00
❑	2471	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen weiß ⚠ *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902*	24"		954,00
❑	2472	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen orange ⚠ *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902*	24"		954,00

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (inkl. Bereifung und Greifreifen)

	HSH (mm)	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
	A	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		
	B			❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

	CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	EUR €
❑	2465	A	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifreifen (Paar)	24x1"	762,00
❑	752	A	Light-Rad inkl. RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz	24x1"	416,00
❑	2473	A	Blacklight Aluminium Antriebsrad, inkl. Schwalbe Marathon Plus Bereifung und Aluminium Greifreifen, Felge, Nabe und Speichen schwarz	24x1"	360,00
❑	2466	A	Cross-Rad inkl. Grobstollenbereifung und Edelstahlgreifreifen (Paar)	24x1,75"	526,00
❑	2461	A	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, Felge, Nabe und Speichen schwarz. Schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Gazelle Bereifung ⚠ *max. Nutzergewicht 100kg*	24x1"	406,00
❑	2468	B	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Speedlite Bereifung ⚠ *max. Nutzergewicht 100kg*	25x1"	360,00

05 Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

	AKTIV (Pos.-mm)			MITTEL (Pos.-mm)		PASSIV (Pos.-mm)	
	1-100	2-90	3-80	4-70	5-60	6-50	7-40
Position	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

⚠ *Messverfahren: Mitte Rückenrohr bis Achsmitte in mm*

Antriebsradoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	697	Entriegelung für Tetraplegiker, erleichtert das Abnehmen des Antriebsrades ⚠ *Nur in Verbindung mit Antriebsräder CODE 848 und 695* *Nicht in Verbindung mit X-Trends-Räder* *Empfohlen in Verbindung mit 3°-Radsturz CODE 447*		402,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Radsturz

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	423	0°-Radsturz	0,00
❑	447	3°-Radsturz (Spur einstellbar)	47,00

06 Greifreifen und Greifreifenoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	445	Titan, mit 6 Haltern ⚠ *Nur in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695 und Spinergy Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472*		416,00
❑	493	Edelstahl, glänzend poliert		0,00
❑	494	Aluminium ⚠ *Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695*		0,00
❑	168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	18.99.99.0904	476,00
❑	849	Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm ⚠ *Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695)*		490,00
❑	850	Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm ⚠ *Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695)*		490,00
❑	853	Gekko, Aluminium schwarz eloxiert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm ⚠ *Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695)*		608,00
❑	871	Einhandantrieb für Sitzbreiten bis 480 mm ⚠ *Nur i.V. mit PU-Bereifung CODE 902* *Nicht i.V. mit Trommelbremsen CODE 706* *nicht für sehr aktive Nutzung geeignet*		1.042,00
❑	166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz ⚠ *Nicht i.V. mit Cross-Rad (C-2466), Aluminium Greifreifen (C-494)*	18.99.99.0901	162,00
❑	692	Greifreifenabstand eng		0,00
❑	693	Greifreifenabstand weit		0,00

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Bereifung

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
❑	496	Hochdruckbereifung 8 bar	24x1"		0,00
❑	486	Luftbereifung mit Rillenprofil	24x1 3/8"		0,00
❑	902	PU-Bereifung, pannensicher, Reifenbreite 1", grau ⚠ *Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695)* *Nicht i.V. mit Spinergy (C-2469, C-2470, C-2471, C-2472)*	24x1"		0,00
❑	897	Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt	24x1"	18.99.99.0499	96,00
❑	363	Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt	24x1"		138,00
❑	395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	24x1"		50,00
❑	474	PU-Bereifung, pannensicher, Reifenbreite 1", schwarz ⚠ *Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695)* *Nicht i.V. mit Spinergy (C-2469, C-2470, C-2471, C-2472)*	24x1"	18.99.99.0999	0,00

⚠ *Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware).*
Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

08 Bremsen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	305	Druckbremse		0,00
❑	2595	Light Druckbremse, Aluminium ⚠ *Nicht i.V. mit Seitenteil CODE 748 / CODE 81 / 84* *Nicht i.V. mit Varioblock für Zusatzantriebe CODE 992*		168,00
❑	986	Bremshebelverlängerung aufsteckbar		57,00

09 Rückengurthöhe (RH)

	Rückengurthöhe in mm					
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)	(C-637)
BEZEICHNUNG	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**
Rückengurt, über Klettbänder anpassbar nachträglich einstellbar +25 mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑

⚠ *Rückengurthöhe 500 mm nur in Verbindung mit Schiebegriff kurz CODE 410*

ACTIVE

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückengurtoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	2002	Rückenbezug 20 mm breiter ⚠ *nur i.V. mit CODE 235 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz*		0,00
❑	2003	Rückenbezug 40 mm breiter ⚠ *nur i.V. mit CODE 235 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz*		0,00
❑	593	Ohne Rückenbezug ⚠ *empfohlen bei Verwendung von RIDE Rückensystemen*		0,00

Rückengurtfarben (Sitzgurt immer schwarz)

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	235	Trevira schwarz		0,00
❑	292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	18.99.99.0999	176,00
❑	296	Netzgewebe, atmungsaktiv, rot	18.99.99.0999	164,00

10 *Rückenlehne*

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	410	Rücken mit Schiebegriff kurz	0,00
❑	412	Rücken mit Schiebegriff lang	84,00
❑	411	Rücken ohne Schiebegriff	0,00
❑	141	Schiebegriffe, abschwenkbar ⚠ *nur i.V.m. Rücken ohne Lumbalknick CODE 621*	238,00
❑	502	Rücken mit Schiebegriff am Rückenrohr montiert, bis 150 mm stufenlos höheneinstellbar ⚠ *Nicht i.V. mit Schiebegriff Code 140/ 141*	288,00
❑	140	Schiebegriff im Rückenrohr integriert, bis 100 mm stufenlos höhenverstellbar ⚠ *Nicht i.V.m. Lumbalknick Code 622* *nicht i.V.m. Rückenhöhe 250mm CODE 62*	366,00
❑	238	Mitfaltende Schiebestange ⚠ *Nicht i.V. mit Schiebegriffe CODE 502*	154,00

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückenlehnenoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	621	Rücken ohne Lumbalknick		0,00
❑	622	Rücken mit Lumbalknick ⚠ *ab RH 300 mm möglich*		0,00
❑	29	Rücken, winkelverstellbar ab Sitzfläche, +/- 15° in 5° Schritten, nachträglich verstellbar ⚠ *ab RH 300 mm* *nur i.V. m. Schiebegriff CODE 410 / 412* *Nicht i.V.m. Lumbalknick Code 622* *Nicht i.V.m. RH 250 mm* *nicht i.V.m. Seitenteilbügel CODE 24*		328,00
❑	2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar ⚠ *Empfohlen bei Rückenhöhe 300 - 400 mm*		336,00
❑	814	Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung ⚠ *nicht i.V. mit Schiebegriffe CODE 141* *Empfohlen ab SB 460*		162,00
❑	913	Kopfstütze, 300 mm stufenlos höhenverstellbar ⚠ *nur i.V. mit Schiebestange CODE 814*	18.99.99.0999	410,00

ACTIVE

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Sitzkissen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	560	Sitzkissen 30 mm	18.99.99.0102	164,00
❑	7199	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug		190,00
❑	562	Flauschstreifen auf Sitzgurt	18.99.99.0102	0,00

14 Seitenteile und Armlehnen

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

	CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
❑	100	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Carboneinlage	1,6		324,00
❑	98	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Carboneinlage und 50 mm Radüberdeckung	1,6		398,00
❑	81	Seitenteil, Armlehne kurz, höhenverstellbar mit Einhandbedienung ⚠ *ab HSH 450 mm* *nicht i.V.m. 3° Radsturz und dem Trommelbremse*	2,3,4,5	18.99.99.0299	416,00
❑	84	Seitenteil, Armlehne lang, höhenverstellbar mit Einhandbedienung ⚠ *ab HSH 440 mm* *nicht i.V.m. 3° Radsturz und dem Trommelbremse*	2,3,4,5	18.99.99.0299	416,00
❑	748	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Carboneinlage, inkl. höhenverstellbarer Armlehne ⚠ *Nicht in Verbindung mit Light Druckbremse CODE 595* *ab HSH 440 mm*	1,5,6		616,00
❑	783	Seitenteil aus Carbon	1,6		536,00
❑	302	Light Seitenteil aus Aluminium in schwarz ⚠ *ab HSH 430 mm*	1		226,00

14 Seitenteiloption

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	24	Seitenteilbügel abschwenkbar ⚠ *nur .i.V.m. CODE 98, 100, 783 oder ohne Seitenteil* *nicht i.V.m. Rücken winkelverstellbar CODE 29*		274,00

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

15 Beinstützen und Fußstützen

USL (mm)	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480
A	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑										
B							❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

	CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	TIEFE	HMV-Nr.	EUR €
❑	97/311	B	„Light“ Fußstütze durchgehend aus Aluminium in schwarz, selbstmitfaltend, höhen- und winkelverstellbar ⚠ *Ohne Rahmeneinzug CODE 4959 ab SB 340-500mm* *mit Rahmeneinzug CODE 4950 ab SB 360-520mm*	100 mm		489,00
❑	312	B	Fußstütze durchgehend aus stabilem Aluminiumprofil in schwarz hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	100 mm		416,00
❑	315	B	Fußstütze durchgehend aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150 mm		406,00
❑	808	B	Einzelfußplatten aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, tiefen- und winkelverstellbar. ⚠ *Nur i.V. ohne Rahmeneinzug CODE 4959*	150 mm	18.99.99.0303	350,00
❑	54/123	A	Fußstütze durchgehend aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar ⚠ *Nur i.V. ohne Rahmeneinzug CODE 4959*	150 mm		452,00
❑	4313	B	LED Fußstütze aus stabilem Aluminium in schwarz durchgehend, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar, inkl. Rücklicht ⚠ *ohne Rahmeneinzug CODE 4959 ab SB 360mm* *mit Rahmeneinzug CODE 4950 ab SB 400mm*	100mm		438,00

⚠ *Die Differenz zwischen Sitzhöhe vorne und der Unterschenkellänge muss min. 50mm betragen*

Fußstützen Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	663	Fußstütze, nach außen wegschwenkbar ⚠ *nur i.V. mit CODE 312* *ab Unterschenkellänge 420mm*	18.99.99.0301	162,00
❑	359	Wadengurt		0,00

ACTIVE

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Rahmenfarben

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	130	Titangrau	0,00
❑	224	Blaumetallic	0,00
❑	227	Redmetallic	0,00
❑	4044	Redmetallic Matt	0,00
❑	4049	Oliv-Grün Matt	0,00
❑	4050	Sky Blue	0,00
❑	4051	Kreide	0,00
❑	4922	Greenmetallic	0,00
❑	4919	Silverline	0,00
❑	206	Mattschwarz	0,00

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

17 Optionen

Hand- und Speichenschutz

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	489	Transparent	18.99.99.0999	204,00

Stützrollen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	691	Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar (empfohlen) ⚠ *Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309*	18.99.99.0408	372,00
❑	712	1 Stützrolle, wegschwenkbar, links montiert ⚠ *nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4930* *nicht i.V. mit Rangierrollen CODE 746*	18.99.99.0408	188,00
❑	713	1 Stützrolle, wegschwenkbar, rechts montiert ⚠ *nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4931* *nicht i.V. mit Rangierrollen CODE 746*	18.99.99.0408	188,00

Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	746	1 Paar Rangierrollen, z.B. für enge Räumlichkeiten oder im Flugzeug ⚠ *Nicht i.V.m. Auftrittrohr CODE 309 oder Stützrollen CODE 691, ab HSH 420 mm*		322,00
❑	833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	81,00
❑	970	Gehhilfenhalter	18.99.99.0999	48,50
❑	819	Passive Beleuchtung ⚠ *nicht i.V.m. CODE 752, 2473, 2461 und 2468*	18.99.09.0999	27,00
❑	309	Auftrittrohr (1 Paar)		146,00
❑	4930	1 Auftrittrohr, links montiert ⚠ *nicht i.V.m. Stützrollen CODE 691/712 und Rangierrollen CODE 746*	18.99.99.0999	73,00
❑	4931	1 Auftrittrohr, rechts montiert ⚠ *nicht i.V.m. Stützrollen CODE 691/713 und Rangierrollen CODE 746*	18.99.99.0999	73,00
❑	679	Faltfixierung		28,50

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Therapietische

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	929	Therapietisch aus Kunststoff, transparent ⚠ *Nur i.V.m. Seitenteil CODE 84* *nur i.V. mit Sitzbreite 400 - 480 mm*		290,00
❑	930	Therapietisch für Selbstfahrer, aus Kunststoff, transparent zum Aufschieben für definierte Sitzbreite ⚠ *nur i.V.m. Seitenteil CODE 84*	18.99.99.0801	344,00

⚠ *Bei 24"-Rädern und einer hinteren Sitzhöhe kleiner als 470 mm ergibt sich beim Einsatz vom Therapietisch Code 929/Code 930 eine Einschränkung bei der Armlehnenhöhe*

Xtrends Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
❑	962	Rucksack "X-TREME"		60,00
❑	2080	Rädertasche "BLACK WHEEL CASE" ⚠ *Kapazität: 2x 24" oder 1x 25" bzw. 1x 26"*		162,00
❑	2081	Rädertasche "MEYRA ACTIVE" ⚠ *Kapazität: 3x 24" / 25" / 26" (bis max. 28")*		232,00
❑	2082	Speichenreflektoren		46,00




10 Code 29



14 Code 81



14 Code 84



14 Code 98



14 Code 100




10 Code 140



10 Code 141



10 Code 238




14 Code 302




08 Code 305



15 Code 315



02 Code 346



02 Code 347




10 Code 410



00 Code 418



00 Code 419



05 Code 423



05 Code 447



10 Code 621



10 Code 622




05 Code 679



00 Code 681



14 Code 748



14 Code 783



15 Code 808



10 Code 814




10 Code 913



08 Code 986



02 Code 992



08 Code 2595

ACTIVE