iTRAVEL

1.054 Lagervariante

HMV: 18.46.06.0006

Zugelassenes Benutzergewicht
120 kg

MEYRA QUALITY TESTED



ORTOPEDIA
EINE MARKE VON MEYRA



Einstellbare Rückenlehne



Komfort Sitzsystem



Hochklappbare Armlehnen



Geringes Packmaß

Der Reiserollstuhl

ANPASSUNG

- Mit seinem Gewicht von 22 kg ist er das Leichtgewicht unter den Elektro Rollstühlen
- Das leicht einklappbare Faltsystem macht den iTravel zu einem perfektem Reisebegleiter
- Ein Gehstockhalter ist serienmäßig montiert

BEDIENUNG

- Sehr einfache Bedienung

● BESTELLUNG ❍ KOSTENVORANSCHLAG ❍ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

ORTOPEDIA
EINE MARKE VON MEYRA
HMV: 18.46.06.0006

MEYRA QUALITY TESTED



Grundausstattung
- Hochschwenkbare Armlehnen
- Einfache Bedienung mit Geschwindigkeitsvorwahl
- Ladegerät
- Signalgeber
- Sitz faltbar
- Batterie herausnehmbar mit zusätzlicher Ladebuchse

Zugelassenes Benutzergewicht
120 kg

Hinweise
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

SCOOTER

Technische Daten

Länge in mm	970
Breite in mm	560
Sitztiefe in mm	400
Sitzbreiten in mm	440
Höhe in mm	870
Rückenhöhe in mm	460
Höhe gefaltet in mm	300
Fußplatte bis Sitz (Unterschenkellänge) in mm	440
Leergewicht ab	22 kg
Personengewicht	120 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h
Raddurchmesser Lenkrad in mm	200
Raddurchmesser Antriebsrad in mm	229
Bodenfreiheit in mm	70
Hindernishöhe max. in mm	40
Wenderadius in mm	970
Motor-Dauerleistung	200 W
Motor-Spitzenleistung	800 W
Batterien	10,4 Ah mit Lithium Batterie
Ladegerät	2 A
Elektronik	50 A
Leergewicht mit Lithium Batterien	23 kg
Zul. Gesamtgewicht in kg	150 kg

Versions-Nr.: #1599 - 20.08.2026 / 2026-10-21 09:34:05

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

01 iTravel E-Mobile

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	CHASSISFARBE	HMV-Nr.	EUR €
9105414	MEYRA iTRAVEL - der Reiserollstuhl	Weiß	18.46.06.0006	4.367,70

02 Zubehör

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
10542837	Zusätzliche Lithium Batterie	753,30