MICRO ELECTRO MOBIL

1.064 Lagervariante

Zugelassenes Benutzergewicht
120 kg



MEYRA GROUP



Wenderadius von 500 mm



Zerlegbar in drei Teile



Einfache Bedienung



Mittelradantrieb

Das Raumwunder

ANPASSUNG

- Kompakte Baumaße
- Leichte Bauweise, in drei Teile zerlegbar, dadurch wird ein umkomplizierter Transport ermöglicht

BEDIENUNG

- Sehr einfache Bedienung
- Problemloses Wenden dank Mittelradantrieb und einem Wenderadius von 500 mm

MICRO ELECTRO MOBIL 1.064

● BESTELLUNG ❍ KOSTENVORANSCHLAG ❍ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:



Grundausstattung

- Hochschwenkbare Armlehnen
- Selbsterklärendes Display
- Ladegerät
- Signalgeber
- Sitz drehbar
- Sitz höhenverstellbar
- Sitz abnehmbar
- Batteriekasten herausnehmbar mit zusätzlicher Ladebuchse

Zugelassenes Benutzergewicht

120 kg

Hinweise

Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Technische Daten

Länge in mm	760
Breite in mm	580
Sitzhöhe verstellbar in mm	370 - 450
Sitztiefe in mm	400
Sitzbreite verstellbar in mm	470 - 570
Rückenhöhe in mm	400
Transporthöhe in mm	470
Raddurchmesser Lenkrad in mm	110
Raddurchmesser Antriebsrad in mm	220
Bodenfreiheit in mm	50
Hindernishöhe max. in mm	15
Wenderadius in mm	500
Motor-Dauerleistung	200 W
Motor-Spitzenleistung	800 W
Batterien	20,8 Ah Lithiumbatterie / 14 Ah Bleibatterie
Ladegerät	2 A
Elektronik	50 A
Reichweite mit Lithium Batterien	17 km
Reichweite mit Bleibatterien	10 km
Zulässige Steigungen / Gefälle	3° (6°)
Leergewicht mit Lithium Batterien	42 kg
Leergewicht mit Bleibatterien	47 kg
Personengewicht	120 kg
Zul. Gesamtgewicht in kg	170 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h

Versions-Nr.: #1599 - 20.08.2026 / 2026-10-22 12:25:05

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

01 1.064 E-Mobile

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	CHASSISFARBE	HMV-Nr.	EUR €
9106404	MICRO-ELECTRO-MOBIL Bleibatterien	Weiß		2.420,30
9106414	MICRO-ELECTRO-MOBIL Lithium Ionen Batterien	Weiß		3.334,10
9106424	MICRO-ELECTRO-MOBIL UP Bleibatterien	Weiß		3.051,60
9106434	MICRO-ELECTRO-MOBIL UP Lithium Ionen Batterien	Weiß		3.963,30

02 Optionen

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
1083217	Einkaufskorb mit Halterung	141,20
1081860	Softräder vorne 2x und hinten 1x	103,80