iTRAVEL CARBON W5905

1.074 Lagervariante

HMV: 18.46.06.0015

Zugelassenes Benutzergewicht
120 kg

MEYRA QUALITY TESTED



ORTOPEDIA
EINE MARKE VON MEYRA







Der Reiserollstuhl

ANPASSUNG

- Mit seinem Gewicht von 16 kg ist er das Leichtgewicht unter den Elektro Rollstühlen
- Das leicht einklappbare Faltsystem macht den iTravel zu einem perfektem Reisebegleiter

BEDIENUNG

- Sehr einfache Bedienung
- Die Armlehnen-Stütze klappt mit nach hinten
- Seitenteil mit hochklappbaren Armlehnen für Einhandbedienung und einfachen Transfer

BESTELLFORMULAR

iTRAVEL CARBON W5905 1.074

Versions-Nr.: #1553 - 15.04.2026 / 2026-08-12 09:08:20

● BESTELLUNG ○ KOSTENVORANSCHLAG ○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

ORTOPEDIA
EINE MARKE VON MEYRA
HMV: 18.46.06.0015



Zugelassenes Benutzergewicht
120 kg

Hinweise
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

SCOOTER

Technische Daten

Länge in mm	923
Breite in mm	570
Sitztiefe in mm	420
Sitzbreiten in mm	450
Höhe in mm	930
Rückenhöhe in mm	460
Höhe gefaltet in mm	370
Fußplatte bis Sitz (Unterschenkellänge) in mm	430
Leergewicht ab	16 kg
Personengewicht	120 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h
Raddurchmesser Lenkrad in mm	178
Raddurchmesser Antriebsrad in mm	215
Bodenfreiheit in mm	70
Hindernishöhe max. in mm	40
Wenderadius in mm	980
Motor-Dauerleistung	2x 250 W
Motor-Spitzenleistung	1000 W
Batterien	12 Ah mit Lithium Batterie
Reichweite	8 km
Ladegerät	2 A
Elektronik	35 Ah
Leergewicht mit Lithium Batterien	17,8 kg
Zul. Gesamtgewicht in kg	140 kg

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

01 iTravel Carbon E-Mobile

	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	CHASSISFARBE	HMV-Nr.	EUR €
	9107414	MEYRA iTRAVEL CARBON Lithium Ionen Batterie	Carbon	18.46.06.0015	5.951,30