CL510

1.264 Lagervariante

HMV: 18.51.05.1047

HMV: 18.51.05.2001 +Variante

Zugelassenes Benutzergewicht

165 kg (inklusive Zuladung)



ORTOPEDIA

EINE MARKE VON MEYRA



Neuste LED-Technik



1.600 Watt Motor



Äußerst robuster Kassettenrahmen



Gefedertes KomfortSitzsystem

Der kraftvolle Zuverlässige

ANPASSUNG

- Der Winkel der Rückenlehne, Rückenverlängerung sowie Höhe von Sitz und Armlehnen sind einstellbar
- Die Sitzbreite kann stufenlos über die Armlehnen verstellt werden
- Der Sitz verfügt über Verstellschienen und ist um 360° drehbar

BEDIENUNG

- Sehr einfache Bedienung
- Manuelle leichtgängige Lenkung
- Fahrhebelwippe für Daumenbetätigung und Fingerbetätigung
- Mechanische Entriegelung der Federdruckbremse
- Selbsterklärendes Bedienfeld mit Geschwindigkeitsvorwahlmöglichkeiten

BESTELLFORMULAR

CL510 1.264

Versions-Nr.: #1643 - 14.10.2026 / 2026-10-14 17:47:53

● BESTELLUNG ❍ KOSTENVORANSCHLAG ❍ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

ORTOPEDIA
EINE MARKE VON MEYRA

HMV: 18.51.05.1047

HMV: 18.51.05.2001 +Variante



Grundausstattung

- Alufelgen
- 2 x Rückspiegel
- Umklappbare und arretierbare Lenksäule
- Gefederter Komfort-Sitz
- Höhen- und winkelverstellbarer Rückenlehne, drehbar um 360°
- Sitzverstellschiene
- Hochschwenkbare Armlehnen
- Doppelfahrhebelwippe für Daumenbetätigung
- Beleuchtung inkl. Blinker, Warnblinklicht und Bremslicht
- Selbsterklärendes Display
- Ladegerät
- Hupe
- Geschwindigkeitsvorwahl

Zugelassenes Benutzergewicht

165 kg (inklusive Zuladung)

Hinweise

Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

SCOOTER

Technische Daten

Länge in mm	1200
Breite in mm	610
Sitzhöhe in mm	420 - 480
Sitztiefe in mm	410
Sitzbreite verstellbar in mm	450 - 670
Rückenhöhe in mm	450
Transporthöhe (bei umgeklappter Lenksäule und ohne Sitz) in mm	600
Raddurchmesser Lenkrad in mm	260
Raddurchmesser Antriebsrad in mm	260
Bodenfreiheit in mm	100
Hindernishöhe max. in mm	60
Wenderadius in mm	1500
Anzahl der Räder	4
Gefederter Sitz	
Motor-Dauerleistung	400 W
Motor-Spitzenleistung	1600 W
Batterien	2x 12V 50AH
Ladegerät	6A
Elektronik	120A
Reichweite	30 km
Zulässige Steigungen / Gefälle	9° / 16%
Leergewicht ab	93 kg
Zul. Nutzergewicht in kg	165 kg
Zul. Gesamtgewicht in kg	260 kg

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

01 Cityliner

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
9126406	6 km/h - Dolphin grey metallic	18.51.05.1047	4.898,00
9126416	6 km/h - Dolphin grey metallic - Handbremssystem für Bustransport	18.51.05.1047	5.288,40
9126410	10 km/h - Dolphin grey metallic		5.228,90
9126420	10 km/h - Dolphin grey metallic - Handbremssystem für Bustransport		5.581,10

20 Optionen

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
3086642	Gehhilfenhalter	211,80
3075902	Schlupfsack	197,50
1058996	Einkaufskorb zusätzlich, nicht i.V. mit Gehhilfenhalter Code 3086642	169,00
1058988	Heckmarkierungstafel	173,70
1061128	TÜV Gutachten	145,20
12642001	Sitzbreite Plus Variante 450 - 700 mm HMV-Nr.: 18.51.05.2001	0,00