iCHAIR MC2

1.611

HMV: 18.50.04.0125
HMV: 18.99.06.1121 (mit Sitzlift)

Zugelassenes Benutzergewicht
140 kg mit Sitzlift CODE 27 (inkl. Zuladung)
160 kg (inkl. Zuladung)



MEYRA GROUP



Elektrisch verstellbare Beinstütze
Aktive LED-Beleuchtung Lenkräder mit Alufelge optional erhältlich



Komfortable Bedienung



Aktive LED-Beleuchtung



Lenkräder mit Alufelge

Der intelligente und variable Allrounder

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 160 kg

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Ideal zur Mobilitätserhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche
- Verschiedene Sitzsysteme entsprechend der individuellen Bedürfnissen

EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung und optional erhältliche 10 km/h- Variante
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern

● BESTELLUNG ❍ KOSTENVORANSCHLAG ❍ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.04.0125

HMV: 18.99.06.1121 (mit Sitzlift)



Preis Grundmodell ***7.065,00 €***

Zugelassenes Benutzergewicht
140 kg mit Sitzlift CODE 27 (inkl. Zuladung)
160 kg (inkl. Zuladung)

Hinweise
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

EPOWER

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

❑ Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)
https://www.meyra.de/agb/

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift

EPOWER

Technische Daten

Maßtoleranzen +/- 15 mm, +/- 2°

1) *siehe Kategorie Sitzbreite*
2) *Sitzwinkel ist 4°*
3) *Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen*
4) *60 mm bei 9"/12" und 70 mm bei 10"/14" Radgröße, 120 mm inkl. Stufenüberwinder*
5) *Der Verstellbereich kann je SH und Größe der Lenkräder um max. +/-3° abweichen*
6) *mit Armlehne CODE 106*
7) *bis Höhe Sitzplatte*
8) *Sitzsysteme Gurt / ErgoSeat / ERGOSTAR / RECARO*
9) *9"/10"-Lenkrad*

Sitzbreiten in mm	380 - 650 [1) 2)]
Sitztiefe in mm	400 - 560 / 400 - 560 / 500 / 480 - 530 [2) 8)]
Rückenhöhe in mm	450 - 500 / 530 - 570 / 640 / 640 [2) 8)]
Unterschenkellänge in mm	280 - 430 [2) 7)]
Armlehnenhöhe in mm	240 - 350 [7) 9)]
Sitzhöhe vorne in mm	440 - 530
Sitzhöhe mit Code 27 Sitzlift in mm	460 - 760 / 490 - 790
Länge mit Fußstütze in mm	1130
Länge ohne Fußstützen in mm	830
Breite fahrbereit in mm ab	590 - 630
Höhe ohne Kopfstütze in mm	930 - 1130
Transportlänge in mm	830
Transporthöhe in mm	570
Radgröße vorne in mm	230 x 70 (9") / 260 x 70 (10")
Radgröße hinten in mm	320 x 60 (12,5") / 356 x 75 (14")
Hindernishöhe max. in mm	70 [4)]
Wenderadius in mm	840
Zulässige Steigungen / Gefälle	8,5° (15%)
Rückenlehnenwinkel elektrisch	80° - 140° (Code 25)
Rückenlehnenwinkel mechanisch	80° - 120° (Code 401)

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Fahrwerk/Motorisierung

	CODE	GESCHWINDIGKEIT	REICHWEITE	MOTORLEISTUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	115	6 km/h	max. 40 km	2 x 220 W		0,00
❑	115/903	6 km/h ⚠ *nur in Verbindung mit R-NET*	max. 40 km	2 x 300 W (verstärkt)		1.126,00
❑	117	10 km/h	max. 35 km	2 x 300 W	18.99.99.0999	1.036,00
❑	117/903	10 km/h ⚠ *nur in Verbindung mit R-NET*	max. 35 km	2 x 350 W (verstärkt)	18.99.99.0999	2.162,00

ESP-Fahrstabilisierung

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	918	ESP-Fahrstabilisierungsmodul ⚠ *nur i.V. mit R-NET LCD*		1.762,00

Fahrwerkoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	892	Standard-Federung für Nutzergewichte bis 120 kg		0,00
❑	891	Verstärkte Federung für Nutzergewichte 120 - 160 kg		0,00

01 Sitzbreite

	CODE	BEZEICHNUNG	SITZFLÄCHENBREITE	EUR €
❑	38	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 500 mm über Armlehnen	380 mm	0,00
❑	43	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 430 bis 550 mm über Armlehnen	430 mm	0,00
❑	48	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 480 bis 600 mm über Armlehnen	480 mm	0,00
❑	53	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 530 bis 650 mm über Armlehnen	530 mm	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

VSH gemessen bei 4° Sitzneigung, Oberkante Sitzplatte

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)					
Code	**Ø Felge**	**440**	**460**	**480**	**500**	**510**	**530**
163/146	9" Alu Pannengeschützte Luftbereifung	❑		❑		❑	
163/900	9" Alu Pannensichere Bereifung	❑ 228,00		❑ 228,00		❑ 228,00	
142/146	10" Alu Pannengeschützte Luftbereifung		❑		❑		❑
142/900	10" Alu Pannensichere Bereifung		❑ 228,00		❑ 228,00		❑ 228,00

⚠ *in Verbindung mit C. 27 und c. 4118 sind nur VSH 510 mm bei 9" (C. 163) oder VSH 530 mm bei 10" (C. 142) möglich.*

Lenkradoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	816	Spritzschutz für Lenkräder		146,00

03 Antriebsräder

		Pannengeschützte Luftbereifung CODE 846		Pannensichere Bereifung CODE 904	
		(C-909)	(C-908)	(C-909)	(C-908)
Code	**Ø Felge**	**grau**	**schwarz**	**grau**	**schwarz**
815	12" Alu-Felge	❑	❑	❑ 256,00	❑ 256,00
460	14" Alu-Felge	❑	❑	❑ 256,00	❑ 256,00

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsradoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	824	Spritzschutz für Antriebsräder	18.99.99.0999	146,00

05 Sitzkantelung

	CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	119	Mechanische Sitzkantelung, in Stufen	0° bis +10°		0,00
❑	118	Elektrische Sitzkantelung stufenlos um 28 Grad ⚠ *Nicht möglich mit VR2 ohne Verstellungen*	-2° bis +26°	18.99.99.0199	1.618,00
❑	4118	Elektrische Sitzkantelung stufenlos um 50 Grad ⚠ *Die Sitztiefe 56 cm CODE 356 ist in Kombination mit ErgoSeat-Rücken CODE 949 nicht möglich* *Nur i.V. mit R-NET* *Sitzhöhe 460-760 mm bei 9" Lenkräder oder 490-790 mm bei 10" Lenkräder (gemessen bei 0° Sitzneigung)*	0° - 50°		2.166,00
❑	27	Scherenlift 300 mm Hub einschl. Sitzkantelung ⚠ *Nur i.V. mit R-NET* *Sitzhöhe 460-760mm bei 9" Lenkräder oder 490-790mm bei 10" Lenkräder (gemessen bei 0° Sitzneigung)*	0° bis +30°	18.99.06.1121	5.544,00

06 Sitztiefe

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400mm	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm
Sitztiefe	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 50,00

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
Ⓢ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Sitzsystem

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	287/738	Sitzgurt ohne Kissen		0,00
❑	287/561	Sitzgurt mit Sitzkissen		164,00
❑	4276	Sitzplatte ohne Kissen		104,00
❑	948	ErgoSeat-Sitz	18.99.99.0199	412,00
❑	7206	Netti Uno Seat		344,00
❑	7203	Netti Sit		564,00

08 Rückensystem

	CODE	BEZEICHNUNG	RÜCKENHÖHE	HMV-Nr.	EUR €
❑	287/737	Standard-Rückengurt			0,00
❑	608	Rundrohre, 22 mm, einschl. durchgehendem Schiebebügel ⚠ *vorbereitet für externe Rückensysteme*			0,00
❑	735	Anpassrückengurt ohne Polster	500 mm, umbaubar auf 450 mm		81,00
❑	287/736	Anpassrückengurt mit Polster	500 mm, umbaubar auf 450 mm	18.99.99.0099	154,00
❑	949	ErgoSeat-Rücken	590 mm, umbaubar auf 630 mm	18.99.99.0004	428,00
❑	2019	ErgoSeat Pro Komfortrücken	590 mm, umbaubar auf 630 mm		562,00
❑	7201	Netti Uno Back	620 mm, umbaubar auf 670 mm		477,00
❑	7209	Netti Smart	620 mm, umbaubar auf 670 mm		475,00
❑	221/7207	Netti Stabil	620 mm		729,00
❑	638/7207	Netti Stabil	670 mm	18.99.99.0909	729,00
❑	221/7210	Netti Super Stabil	620 mm		825,00
❑	638/7210	Netti Super Stabil	670 mm	18.99.99.0909	825,00
❑	7205	Netti Kyphotic	620 mm, umbaubar auf 670 mm		963,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Optionale Sitzeinheiten

Bitte beachten Sie die vordere Höhe des Sitzkissens: ERGOSTAR +120 mm und RECARO +150 mm

		Rücken	
CODE	**Sitzeinheit**	**mechanisch**	**elektrisch**
961	ERGOSTAR anatomisch geformtes Sitzsystem	❑ 1.070,00	
579/567	RECARO S/F kurze Sitzfläche mit wenig ausgeführter Seitenfläche	❑ 4.426,00	❑ 5.918,00
580/578	RECARO M/W lange Sitzfläche mit sehr langen Seitenwangen	❑ 4.038,00	❑ 6.878,00
581/584	RECARO L/X lange Sitzfläche mit ausgeprägter Seitenführung	❑ 4.676,00	❑ 6.878,00

⚠ *ERGOSTAR Sitz CODE 961 ist nur mit Sitzbreite 48 cm möglich*

08 ErgoSeat-Bezüge

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	237	ErgoSeat-Bezug, Textil, schwarz mit grauen Nähten	0,00
❑	4980	ErgoSeat-Bezug, Inkontinenz, schwarz	0,00

ErgoSeatPRO Zubehör Rücken

	CODE	BEZEICHNUNG	MASSE IN MM (H X B INNEN/AUSSEN X T)	EUR €
❑	2021	Thoraxpelotten, Paar, groß	310 x 125/70 x 140	334,00
❑	2032	Thoraxpelotten, Paar, klein	230 x 120/60 x 125	318,00

09 Recaro-Bezüge

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	235	Recaro-Bezug, Textil, schwarz	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Rückenoptionen (Verstellungen)

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	814	Durchgehender Schiebebügel ⚠ *nicht i.V. mit RECARO oder ERGOSTAR Sitzsystem*		0,00
❑	410	Einzelschiebegriffe inkl. Stabilisations-Stange	18.99.99.0999	158,00
❑	2814	Durchgehender Schiebebügel für RECARO/ERGOSTAR Sitzsystem ⚠ *nur in Verbindung mit RECARO oder ERGOSTAR*	18.99.99.0907	348,00
❑	913	Kopfstütze, Kunstleder schwarz	18.99.99.0999	308,00
❑	589	Vierpunktgurt	18.99.99.0906	378,00
❑	401	Mechanische Rückenverstellung -10° bis 30°/10° Schritte		0,00
❑	25	Elektrische Rückenverstellung -10° bis 50°/stufenlos ⚠ *Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden*	18.99.99.0006	1.660,00

11 Seitenteile und Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar 5 = hochschwenkbar 6 = winkelverstellbar

	CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
❑	106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz	1,2,3,4	18.99.99.0203	0,00
❑	4960	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und leichter Mulde in der Armauflage	1,2,3,4	18.99.99.0999	80,00
❑	21	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und abgewinkelter Armauflage lang	1,2,3,4		388,00
❑	24	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, hochschwenkbar und winkelverstellbar Abweichende Armlehnenhöhe 190 - 230 mm ⚠ *Nur i.V.mit Bedienmodul-Halterung Code 4859*	2,5,6		226,00
❑	14	Hochwertige Armlehnen an der Rückenlehne, in der Breite-, Höhe- und Winkelverstellbar ⚠ *nicht i.V.m. Code 954 und 957 Pelotten (Paar)*	2,3,4,5,6		1.140,00
❑	769	Satinierter Kleiderschutz ohne Armlehne ⚠ *nur i. V. mit Seitenteil CODE 24*			308,00
❑	4422	Armlehnenfixierung in Grundposition ⚠ *Nur i.V. mit Armlehne CODE 14*			63,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Armlehne Hemiplegie

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4982	Hemi-Unterarmschale, schwenk- u. höhenverstellbar ⚠ *nicht i.V. mit CODE 24 Seitenteil hochschwenkbar* *immer entgegengesetzt der Bedienmodulseite* *Für Unteramlänge bis Handmitte 36cm +/- 2cm*		440,00
❑	4983	Verlängerungsstück für Hemi-Unterarmschale ⚠ *Nur i.V. mit CODE 4982 Hemi-Unterarmschale* *Für Unteramlänge bis Handmitte 43cm +/- 2cm*		60,00

Handauflagen Hemiplegie

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4985	Hemi-Handauflage flach ⚠ *Nur i.V. mit CODE 4983 Hemi-Unterarmschale*		67,00
❑	4987	Hemi-Handauflage mit ergon. Griff links ⚠ *Nur i.V. mit CODE 4983 Hemi-Unterarmschale* *Bedienmodulseite rechts CODE 60*		67,00
❑	4986	Hemi-Handauflage mit ergon. Griff rechts ⚠ *Nur i.V. mit CODE 4983 Hemi-Unterarmschale* *Bedienmodulseite links CODE 74*		67,00

12 Beinstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	93	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar	18.99.99.0399	0,00
❑	92	Beinstützen, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar ⚠ *Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54*	18.99.99.0399	288,00
❑	86	Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar ⚠ *Nur i. V. mit Bedienmodul R-NET CODE 702* *Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54*	18.99.99.0399	2.078,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

13 Fußstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	HMV-Nr.	EUR €
❑	54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar ⚠ *Nur i. V. mit Beinstütze CODE 93*	150mm	280-430mm	18.99.99.0302	358,00
❑	798	Fußstützen geteilt höhenverstellbar, hochklappbar, Winkelverstellbar	150mm	280-430mm	18.99.99.0303	0,00
❑	105	Fußbrett Verbreiterung (Abduktion) +/- 45 mm je Seite				130,00
❑	822	Schuhanschnallriemen (Paar)			18.99.99.0305	62,00
❑	823	Fersenhalter (Paar)			18.99.99.0304	120,00

14 Batterien und Ladegeräte

	CODE	BEZEICHNUNG	REICHWEITE	HMV-Nr.	EUR €
❑	5159	Wartungsfreie Batterien ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	25 km		0,00
❑	5158	Wartungsfreie Batterien ca.66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	40 km	18.99.99.0999	358,00
❑	732	Ladegerät 6 A für 50 Ah (20h)			0,00
❑	733	Ladegerät 12 A empfohlen für 80 Ah (20h)		18.99.99.0999	348,00

15 Beleuchtung

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Bedien-/Verstellmodule

		Ansteuerung Verstellmotoren			
Code	**Bedienmodul**	**ohne**	**2-fach / 682**	**6-fach / 678**	**8-fach / 780**
408	VR2	❑	❑ 418,00		
702/415	R-NET LED			❑ 1.110,00	
702/416	R-NET LCD			❑ 1.528,00	
702/398	R-NET LCD IR/BT			❑ 2.446,00	
702/839	R-NET OMNI II			❑ 4.086,00	

⚠ *Code 839 OMNI II Blinkfunktion und Hupfunktion nur über Menü anwählbar*

Bedienmodul Montage

	CODE	BEZEICHNUNG	ANSTEUERUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	74	Montage Rechts			0,00
❑	60	Montage Links			0,00

17 Bedienmodulhalter

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar		0,00
❑	4566	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar	18.99.99.0999	104,00
❑	4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)	18.99.99.0999	322,00
❑	4874	Schutzbügel für Bedienmodul VR2 und R-NET	18.99.99.0999	75,00
❑	851	Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten) ⚠ *Nicht i. V. mit Einzelschiebegriffe inkl. Stabilisations-Stange CODE 410*	18.99.99.0701	402,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

18 Sonderbedienmodule

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar	18.99.99.0702	762,00
❑	4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar	18.99.99.0702	762,00
❑	4789	Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr	18.99.99.0701	710,00
❑	596	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, gelb ⚠ *Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NET OMNI II CODE 702/839*		358,00
❑	778	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, grün ⚠ *Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NET OMNI II CODE 702/839*		340,00
❑	779	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, gelb ⚠ *Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NET OMNI II CODE 702/839*		340,00

Nullwegejoystick

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4940	Nackenbügelhalter ⚠ *Nur i.V.mit CODE 4611 oder 4612*		1.086,00
❑	4612	MicroGuide Wegejoystick ⚠ *nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839* *vorübergehend nicht lieferbar*		5.976,00
❑	4601	MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage ⚠ *nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839* *vorübergehend nicht lieferbar*		8.642,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Joystickaufsätze

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	553	Tetra-Gabel vertikal	18.99.99.0999	228,00
❑	556	Tetra-Gabel horizontal	18.99.99.0999	228,00
❑	734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	18.99.99.0999	156,00
❑	4589	Pilzgriff	18.99.99.0999	70,00
❑	4590	Kugelgriff	18.99.99.0999	70,00
❑	4591	T-Griff	18.99.99.0999	146,00
❑	4593	Stielgriff	18.99.99.0999	82,00
❑	4594	Knopfgriff	18.99.99.0999	74,00
❑	4595	Softball	18.99.99.0999	188,00
❑	4596	Golfball d=43 mm		76,00

19 Rahmenfarben/Akzentfarben

	CODE	RAHMEN	AKZENTE	EUR €
❑	207	Mattschwarz		0,00
❑	212	Mattschwarz	Polarweiß	130,00
❑	186	Mattschwarz	Magic Blue	130,00
❑	227	Mattschwarz	Redmetallic	130,00
❑	180	Mattschwarz	Lemonreflex	130,00
❑	214	Mattschwarz	Sonnengelb	130,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

20 Optionen rund um den Rollstuhl

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	906	Rückspiegel Rechts	18.99.99.0999	110,00
❑	927	Rückspiegel Links	18.99.99.0999	110,00
❑	994	Gepäckablage mit Metallstäben	18.99.99.0999	162,00
❑	970	Gehhilfenhalter	18.99.99.0909	110,00
❑	4795	Wegfahrsperre, Schlüssel ⚠ *nur i.V.m. R-Net*		57,00
❑	833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	104,00
❑	721	Beckengurt für ISO-Transportsicherung	18.99.99.0999	392,00
❑	4646	Therapietisch seitlich abschwenkbar	18.99.99.0801	696,00
❑	590	Abduktionskeil ⚠ *nur i. V. mit ErgoSeat CODE 948 oder Sitzplatte CODE 4276*	18.99.99.0999	316,00
❑	862	Stufenüberwinder	18.99.99.0999	616,00
❑	260	Memory-Funktion für Kopfstütze		60,00
❑	957	Starre Pelotten (Paar) ⚠ *nicht i. V. mit Seitenteil CODE 14*		264,00
❑	954	abschwenkbare Pelotten (Paar) ⚠ *nicht i. V. mit Seitenteil CODE 24* *nicht i. V. mit Seitenteil CODE 14*		736,00
❑	781	USB-Ladebuchse		228,00
❑	782	Aufnahme für Handy-Halterung		134,00
❑	2721	Adapterset für DAHL-Dockingstation		1.302,00
❑	2676	Heckmarkierungsfolie		126,00
❑	676	Heckmarkierungstafel	18.99.99.0999	126,00

21 Service

	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
❑		55704	Klientenspezifische Parametrisierungspauschale	646,00

⚠ *beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Paramtersätzen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.*

EPOWER