iCHAIR MC FRONT

1.613

HMV: 18.50.04.0173

HMV: 18.99.06.1125 (mit Sitzlift)

Zugelassenes Benutzergewicht

140 kg mit Sitzlift CODE 27 (inkl. Zuladung)

160 kg (inkl. Zuladung)



MEYRA GROUP



Die zentrale Beinstütze ermöglicht einen 90° Kniewinkel



14" Antriebsräder vorne



Verschiedene optionale Sitzsysteme



Hohe Wendigkeit durch kompakte Abmessungen

Mit voller Kraft voraus

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 160 kg

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die zentrale Beinstütze ermöglicht einen 90° Kniewinkel
- Ideal zur Mobilitätserhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche

EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung und optional erhältliche 10 km/h- Variante
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern

● BESTELLUNG ❍ KOSTENVORANSCHLAG ❍ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.04.0173

HMV: 18.99.06.1125 (mit Sitzlift)



Preis Grundmodell ***8.899,00 €***

Grundausstattung

- Batterien
- Ladegerät
- Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar
- Standard-Seitenteil

Zugelassenes Benutzergewicht

140 kg mit Sitzlift CODE 27 (inkl. Zuladung)
160 kg (inkl. Zuladung)

Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

EPOWER

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

❑ Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)
https://www.meyra.de/agb/

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift

EPOWER

Technische Daten

1) siehe Kategorie Sitzbreite
2) bis Sitzplatte ohne Kissen
3) Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen
4) Mit Anpassrücken
5) Sitzsysteme: Standard / ErgoSeat / Recaro
6) siehe Kategorie Bein- und Fußstützen

Sitzbreiten in mm	380 - 650 [1]
Sitztiefe in mm	400 - 560 / 400 - 560 / 480 - 530 [5]
Rückenhöhe in mm	450 - 500 / 530 - 570 / 640 [5]
Unterschenkellänge in mm	280 - 430 / 330 - 450 [2] [6]
Armlehnenhöhe in mm	240 - 350 [2]
Sitzhöhe vorne in mm	440 - 510 [2]
Sitzhöhe mit Code 27 Sitzlift in mm	460 - 760 [2]
Länge mit Fußstütze in mm	1065 - 1130
Länge ohne Fußstützen in mm	910
Breite fahrbereit in mm ab	630
Höhe ohne Kopfstütze in mm	960 - 1080 [4]
Transportlänge in mm	910
Transporthöhe in mm	610
Radgröße vorne in mm	352 x 75 (14")
Radgröße hinten in mm	230 x 70 (9")
Hindernishöhe max. in mm	60
Wenderadius in mm	650
Reichweite mit Batterie 38 Ah (5h), 45 Ah (20h)	max. 25 km
Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 80 Ah (20h)	max. 40 km
Transportgewicht	108 kg [3]
Personengewicht	140 kg mit Sitzlift, max.160 kg bei ST 46, max. 140 kg bei ST 49/53, max. 100 kg bei ST 40/43
Zul. Gesamtgewicht in kg	280 kg
max. Zuladung	10 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h / 10 km/h
Motorleistung	2 x 220 W / 2 x 300 W
Zulässige Steigungen / Gefälle	6° (11%)
Lenkungsart	indirekt
Sitzkantelung elektrisch	4° - 26° / 0° - 50°
Sitzkantelung mechanisch	4° - 10°
Rückenwinkel elektrisch	80° - 140° (Code 25)

Technische Daten *** Fortsetzung

Rückenwinkel mechanisch	80° - 120° (Code 401)
Antrieb	Front

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Fahrwerk/Motorisierung

	CODE	GESCHWINDIGKEIT	REICHWEITE	MOTORLEISTUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	115	6 km/h	max. 40 km	2 x 220 W		0,00
❑	117/918	10 km/h inkl. ESP-Fahrstabilisierungsmodul ⚠ *nicht i.V. mit R-NET LED CODE 702/415* *nicht i.V. mit VR-Steuerung CODE 408* *nur i.V. mit CODE Sicherheitsgurt 833* *nur i.V. mit TÜV-Gutachten CODE 4772*	max. 35 km	2 x 300 W	18.99.99.0999	2.798,00

Fahrwerkoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	892	Standard-Federung für Nutzergewichte bis 120 kg		0,00
❑	891	Verstärkte Federung für Nutzergewichte 120 - 160 kg		0,00

01 Sitzbreite

	CODE	BEZEICHNUNG	SITZFLÄCHENBREITE	EUR €
❑	38	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 500 mm über Armlehnen	380 mm	0,00
❑	43	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 430 bis 550 mm über Armlehnen	430 mm	0,00
❑	48	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 480 bis 600 mm über Armlehnen	480 mm	0,00
❑	53	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 530 bis 650 mm über Armlehnen	530 mm	0,00

⚠ *i.V. mit ErgoSeat Pro nur SB 430 und 480 mm möglich*
Bei RECARO ist die reale Sitzbreite ca. 500 mm
Übersicht RECARO-Sitze auf Anfrage

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

VSH gemessen bei 4° Sitzneigung, Oberkante Sitzplatte

				Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)		
Code	**Ø**	**Felge**	**Bereifung**	**440**	**480**	**510**
163/146	9"	Alu-Felge	Pannengeschützte Luftbereifung	❑	❑	❑
163/900	9"	Alu-Felge	Pannensichere Bereifung	❑ 228,00	❑ 228,00	❑ 228,00

⚠ *In Verbindung mit C. 27 oder c. 4118 ist nur VSH 480 mm möglich*

Lenkradoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	816	Spritzschutz für Lenkräder		146,00

03 Antriebsräder

			Pannengeschützte Luftbereifung CODE 846		Pannensichere Bereifung CODE 904	
Code	**Ø**	**Felge**	**grau**	**schwarz**	**grau**	**schwarz**
460	14"	Alu-Felge	❑	❑	❑ 256,00	❑ 256,00

Antriebsradoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	824	Spritzschutz für Antriebsräder	18.99.99.0999	146,00

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05 Sitzkantelung/Sitzlift

Der Verstellbereich kann je Sitzhöhe und Größe der Lenkräder um max. +/- 3° abweichen.

	CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG/LIFT	HMV-Nr.	EUR €
❑	119	Mechanische Sitzkantelung	4° bis +10°		0,00
❑	118	Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 22 Grad° ⚠ *Nur in Verbindung mit Verstellmodul VR2 CODE 682*	4° bis +26°	18.99.99.0199	1.618,00
❑	27	Scherenlift 300 mm Hub einschl. Kantelung ⚠ *Nur i.V.m. R-Net CODE 702* *nur i.V. mit VSH 480 mm*	0° bis +30°	18.99.06.1125	5.544,00
❑	4118	Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 50 Grad° ⚠ *Die Sitztiefe 56 cm CODE 356 ist in Kombination mit ErgoSeat-Rücken CODE 949 nicht möglich* *nur i.V. mit CODE 833 Haltegurt mit Schloss* *nur i.V. mit VSH 480 mm*	0° - 50°	18.99.99.0199	2.166,00

06 Sitztiefe

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400mm	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm
Sitztiefe	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 50,00

⚠ *CODE 615 Sitztife 400 mm nur i.V. mit CODE 5158 Wartungsfreie Batterien ca.66 Ah (5h), 80 Ah (20h)*

07 Sitzsystem

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	561/4276	Sitzplatte mit Sitzkissen		268,00
❑	4276	Sitzplatte ohne Sitzkissen		104,00
❑	948	ErgoSeat-Sitz	18.99.99.0199	412,00
❑	7206	Netti Uno Seat		208,00
❑	7203	Netti Sit		564,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

08 Rückensystem

	CODE	BEZEICHNUNG	RÜCKENHÖHE	HMV-Nr.	EUR €
❑	608	Rundrohre, 22 mm, einschl. durchgehendem Schiebebügel ⚠ *vorbereitet für externe Rückensysteme*			0,00
❑	287/735	Anpassrückengurt ohne Polster	500 mm, umbaubar auf 450 mm		81,00
❑	287/736	Anpassrückengurt mit Polster	500 mm, umbaubar auf 450 mm	18.99.99.0099	154,00
❑	949	ErgoSeat-Rücken	590 mm, umbaubar auf 630 mm	18.99.99.0004	428,00
❑	2019	ErgoSeat Pro Komfortrücken	590 mm, umbaubar auf 630 mm		562,00
❑	7201	Netti Uno Back	620 mm, umbaubar auf 670 mm		477,00
❑	7209	Netti Smart	620 mm, umbaubar auf 670 mm		475,00
❑	221/7207	Netti Stabil	620 mm		801,00
❑	638/7207	Netti Stabil	670 mm	18.99.99.0909	801,00
❑	221/7210	Netti Super Stabil	620 mm		825,00
❑	638/7210	Netti Super Stabil	670 mm	18.99.99.0909	825,00
❑	7205	Netti Kyphotic	620 mm, umbaubar auf 670 mm		963,00

Optionale Sitzeinheiten inkl. Kopfstützen

		Rücken	
CODE	Sitzeinheit	mechanisch	elektrisch
579/567	RECARO S/F kurze Sitzfläche mit wenig ausgeführter Seitenfläche	❑ 4.426,00	❑ 5.918,00
580/578	RECARO M/W lange Sitzfläche mit sehr langen Seitenwangen	❑ 4.038,00	❑ 6.878,00
581/584	RECARO L/X lange Sitzfläche mit ausgeprägter Seitenführung	❑ 4.676,00	❑ 6.878,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

ErgoSeat-Bezüge

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	237	ErgoSeat-Bezug, Textil, schwarz-grau kariert	0,00
❑	4980	ErgoSeat-Bezug, Inkontinenz, schwarz	0,00

ErgoSeatPRO Komfortrücken Zubehör

	CODE	BEZEICHNUNG	MASSE IN MM (H X B INNEN/AUSSEN X T)	HMV-Nr.	EUR €
❑	2021	Thoraxpelotten, Paar, groß	310 x 125/70 x 140		334,00
		⚠ *nur i.V. mit ErgoSeatPRO Rücken CODE 2019*			
❑	2032	Thoraxpelotten, Paar, klein	230 x 120/60 x 125		318,00
		⚠ *nur i.V. mit ErgoSeatPRO Rücken CODE 2019*			

09 RECARO-Bezüge

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	235	RECARO-Bezug, Textil, schwarz	0,00

10 Rückenoptionen (Verstellungen)

	CODE	BEZEICHNUNG	VERSTELLUNGEN		HMV-Nr.	EUR €
❑	814	Durchgehender Schiebebügel				0,00
❑	410	Einzelschiebegriffe inkl. Stabilisations-Stange			18.99.99.0999	158,00
❑	2814	Durchgehender Schiebebügel für RECARO Sitzsystem			18.99.99.0907	348,00
		⚠ *nur in Verbindung mit RECARO*				
❑	913	Kopfstütze, Kunstleder schwarz			18.99.99.0999	308,00
❑	589	Vierpunktgurt				0,00
❑	401	Mechanische Rückenverstellung	-10° bis 30°	10° Schritte		0,00
❑	25	Elektrische Rückenverstellung	-10° bis 50°	stufenlos	18.99.99.0006	1.660,00
		⚠ *nur i.V. mit Ansteuerung Verstellmotoren CODE 682 oder CODE 678* *nur i.V. mit Haltegurt CODE 833* *Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden*				

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

11 Seitenteile und Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar

	CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
❑	106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz	1,2,3,4	18.99.99.0203	0,00
❑	4960	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, schwarzem Kleiderschutz und leichter Mulde in der Armauflage	1,2,3,4	18.99.99.0203	80,00
❑	21	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, schwarzem Kleiderschutz und abgewinkelter Armauflage lang	1,2,3,4		388,00
❑	14	Hochwertige Armlehnen an der Rückenlehne, in der Breite-, Höhe- und Winkelverstellbar			1.140,00
❑	4422	Armlehnenfixierung in Grundposition ⚠ *Nur i.V. mit Armlehne CODE 14*			63,00

Armlehne Hemiplegie

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4982	Hemi-Unterarmschale, schwenk- u. höhenverstellbar ⚠ *nur i.V. mit Seitenteil CODE 106 oder CODE 4920* *Für Unteramlänge bis Handmitte 36cm +/- 2cm*		440,00
❑	4983	Verlängerungsstück für Hemi-Unterarmschale ⚠ *Nur i.V. mit CODE 4982 Hemi-Unterarmschale* *Für Unteramlänge bis Handmitte 43cm +/- 2cm*		60,00
❑	4985	Hemi-Handauflage flach		67,00
❑	4987	Hemi-Handauflage mit ergon. Griff links		67,00
❑	4986	Hemi-Handauflage mit ergon. Griff rechts		67,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Beinstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	93	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar	18.99.99.0399	0,00
❑	92	Beinstützen, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar ⚠ *Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54*	18.99.99.0399	288,00
❑	86	Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar ⚠ *Nur i. V. mit Bedienmodul R-NET CODE 702* *Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54*	18.99.99.0399	2.078,00

⚠ *Standard Abduktion +/- 20 mm je Seite*

Zentrale Beinstütze

Bitte beachten Sie, dass die zentralen Beinstützen nicht abnehmbar sind.
Bitte beachten Sie die Höhe des Sitzkissens: Standard Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70 mm.

	CODE	BEZEICHNUNG	BS-WINKEL	USL	EUR €
❑	5100	Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar	85°-95°	280-400mm	640,00
❑	5101	Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar	85°-95°	330-450mm	640,00
❑	4935	Zentrale Beinstütze, für VSH 440mm, elektrisch winkel- / längen - verstellbar, ergonomischer Längenausgleich bis BS-Winkel 150° ⚠ *nur i.V. mit Ansteuerung Verstellmotoren CODE 682 oder CODE 678* *nur i.V. mit Wadenpolster CODE 945* *nicht i.V. mit ST 400 mm CODE 615 und ST 560 mm RECARO*	90°-170°	200-360mm	2.548,00
❑	5104	Zentrale Beinstütze, für VSH 480mm und 510mm, elektrisch win - kel- / längenverstellbar, ergonomischer Längenausgleich bis BS-Winkel 150° ⚠ *nur i.V. mit Ansteuerung Verstellmotoren CODE 682 oder CODE 678* *nur i.V. mit Wadenpolster CODE 945* *nicht i.V. mit ST 400 mm CODE 615 und ST 560 mm RECARO*	90°-170°	200-360mm	2.704,00
❑	4949	Zentrale Beinstütze, elektrisch winkel- /längenverstellbar, elektrisch bis zum Boden absenkbar, ergonomischer Längenausgleich bis BS-Winkel 150° ⚠ *nur i.V. mit Ansteuerung Verstellmotoren CODE 682 oder CODE 678* *nur i.V. mit Wadenpolster CODE 945* *nicht i.V. mit ST 400 mm CODE 615 und ST 560 mm RECARO*	90°-170°	330-450mm	3.120,00

Fußplattenoptionen für zentrale Beinstütze

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	5108	Standard Fußplatte	18.99.99.0909	0,00
❑	5107	Einzelfußplatten, separat einstellbar ⚠ *nicht i.V. mit Code 4949*	18.99.99.0909	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

13 Fußstützen für geteilte Beinstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	HMV-Nr.	EUR €
❑	54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar ⚠ *Nur i. V. mit Beinstütze CODE 93*	150mm	280-430mm	18.99.99.0302	358,00
❑	798	Fußstützen geteilt höhenverstellbar, hochklappbar, Winkelverstellbar	150mm	280-430mm	18.99.99.0303	0,00

⚠ *USL erhöht sich bei Standard-Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70mm, RECARO +150 mm*

Bein-/Fußstützenoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	105	Fußbrett Adapter: Abduktion +/- 45 mm je Seite		130,00
❑	822	Schuhanschnallriemen (Paar)	18.99.99.0305	62,00
❑	823	Fersenhalter (Paar)	18.99.99.0304	120,00
❑	945	Wadenpolster		332,00

14 Batterien und Ladegeräte

	CODE	BEZEICHNUNG	REICHWEITE	HMV-Nr.	EUR €
❑	5159	Wartungsfreie Batterien ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h) ⚠ *Nicht i.V. mit ST 400 mm CODE 615*	10 km/h 25 km / 6 km/h 30 km		0,00
❑	5158	Wartungsfreie Batterien ca.66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	10 km/h 35 km / 6 km/h 40 km	18.99.99.0999	358,00
❑	732	Ladegerät 8 A für 50 Ah (20h)			0,00
❑	733	Ladegerät 12 A empfohlen für 80 Ah (20h)		18.99.99.0999	348,00

15 Beleuchtung

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Bedien-/Verstellmodule

		Ansteuerung Verstellmotoren			
Code	**Bedienmodul**	**ohne**	**2-fach / 682**	**6-fach / 678**	**8-fach / 780**
408	VR2	❑	❑ 418,00		
702/415	R-NET LED			❑ 1.110,00	
702/416	R-NET LCD			❑ 1.528,00	
702/398	R-NET LCD IR/BT			❑ 2.446,00	
702/839	R-NET OMNI II			❑ 4.086,00	

⚠ *Code 839 OMNI II Blinkfunktion und Hupfunktion nur über Menü anwählbar*

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Bedienmodul Montage

	CODE	BEZEICHNUNG	ANSTEUERUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	74	Montage Rechts			0,00
❑	60	Montage Links			0,00

Software

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	985	Serienprogrammierung (Standard)	0,00
❑	998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0,00

17 Bedienmodulhalter

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar		0,00
❑	4566	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar	18.99.99.0999	104,00
❑	4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)	18.99.99.0999	322,00
❑	4874	Schutzbügel für Bedienmodul VR2 und R-NET ⚠ *nicht i.V. mit R-NET OMNI II 702/839*	18.99.99.0999	75,00
❑	851	Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten) ⚠ *Nur i. V. mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814*	18.99.99.0701	402,00
❑	4789	Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr ⚠ *Nur i. V. mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814*	18.99.99.0701	710,00

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

18 Sonderbedienmodule

Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen müssen oft angepasst werden und können deshalb im Allgemeinen kein fertiges Produkt darstellen. Platzierung und Programmierung müssen unter Einbeziehung des Nutzers vorgenommen bzw. durch deinen Techniker vor Ort erarbeitet werden. Weitere Sondersteuerungen sind auf Anfrage möglich.

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar	18.99.99.0702	762,00
❑	4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar	18.99.99.0702	762,00
❑	813	Tischbedienung, durchschwenkbar ⚠ *Nur i.V. mit R-NET Bedienmodul mit LED-Display CODE 702/415*	18.99.99.0702	3.144,00
❑	596	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, gelb ⚠ *Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NRT OMNI II CODE 702/839*		358,00
❑	778	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, grün ⚠ *Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NRT OMNI II CODE 702/839*		340,00
❑	779	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, gelb ⚠ *Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NRT OMNI II CODE 702/839*		358,00
❑	4612	MicroGuide Wegejoystick ⚠ *nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839* *vorübergehend nicht lieferbar*		5.976,00
❑	4601	MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage ⚠ *nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839* *vorübergehend nicht lieferbar*		8.642,00

Externer Ein/Aus-Taster für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Joystickaufsätze

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	553	Tetra-Gabel vertikal	18.99.99.0999	234,00
❑	556	Tetra-Gabel horizontal	18.99.99.0999	234,00
❑	734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	18.99.99.0999	156,00
❑	4589	Pilzgriff	18.99.99.0999	74,00
❑	4590	Kugelgriff	18.99.99.0999	74,00
❑	4591	T-Griff	18.99.99.0999	146,00
❑	4593	Stielgriff	18.99.99.0999	82,00
❑	4594	Knopfgriff	18.99.99.0999	74,00
❑	4595	Softball	18.99.99.0999	74,00
❑	4596	Golfball d=43 mm klein		76,00

19 Rahmenfarben/Akzentfarben

	CODE	RAHMEN	AKZENTE	EUR €
❑	207	Mattschwarz		0,00
❑	212	Mattschwarz	Polarweiß	130,00
❑	186	Mattschwarz	Magic Blue	130,00
❑	227	Mattschwarz	Redmetallic	130,00
❑	180	Mattschwarz	Lemonreflex	130,00
❑	214	Mattschwarz	Sonnengelb	130,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

20 Optionen rund um den Rollstuhl

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	906	Rückspiegel Rechts	18.99.99.0999	110,00
❑	927	Rückspiegel Links	18.99.99.0999	110,00
❑	970	Gehhilfenhalter	18.99.99.0909	110,00
❑	4795	Wegfahrsperre, Schlüssel ⚠ *nur i.V.m. R-Net*		57,00
❑	833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	104,00
❑	4646	Therapietisch seitlich abschwenkbar	18.99.99.0801	696,00
❑	590	Abduktionskeil ⚠ *nur i.V. mit Sitzplatte CODE 4276 oder ErgoSeat CODE 948*	18.99.99.0999	316,00
❑	260	Memory-Funktion für Kopfstütze		60,00
❑	957	Starre Pelotten (Paar)		264,00
❑	954	abschwenkbare Pelotten (Paar)		736,00
❑	781	USB Ladebuchse		228,00
❑	782	Aufnahme für Handy-Halterung ⚠ *nicht i.V. mit R-NET OMNI II CODE 839* *Handy-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten*		134,00
❑	4772	TÜV Gutachten		0,00
❑	2676	Heckmarkierungsfolie ⚠ *nur i. V. mit ErgoSeat*		126,00
❑	676	Heckmarkierungstafel	18.99.99.0999	126,00

21 Service

	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
❑		55704	Klientenspezifische Parametrisierungspauschale	646,00

⚠ *beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Paramtersätzen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.*

EPOWER