iCHAIR XXL bis 200 kg

1.614

HMV: 18.50.04.5004

HMV: 18.99.06.6001 (mit Sitzlift bis 180 kg)

Zugelassenes Benutzergewicht

180 kg mit Sitzlift CODE 27 (inkl. Zuladung)

200 kg XXL Standard (inkl. Zuladung)

250 kg HD Option (inkl. Zuladung)



MEYRA GROUP



Höchste Stabilität durch verstärkte Komponenten



Kraftvolle Motoren



Sitzkantelung



Langlebige LED-Beleuchtung

Der Ideale für starke Typen

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Verbesserter Wirkungsgrad erhöht die Selbstständigkeit und unterstützt die optimale Ausnutzung der vorhandenen Antriebskräfte, leichtere Fortbewegung, größere Wendigkeit
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 200 kg

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Ideal zur Mobilitätserhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche
- Verschiedene Sitzsysteme entsprechend der individuellen Bedürfnissen

EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung und optional erhältliche 10 km/h- Variante
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern

● BESTELLUNG ❍ KOSTENVORANSCHLAG ❍ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.04.5004

HMV: 18.99.06.6001 (mit Sitzlift bis 180 kg)



Preis Grundmodell ***16.576,00 €***

Zugelassenes Benutzergewicht

180 kg mit Sitzlift CODE 27 (inkl. Zuladung)
200 kg XXL Standard (inkl. Zuladung)
250 kg HD Option (inkl. Zuladung)

Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

EPOWER

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

❑ Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)
https://www.meyra.de/agb/

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift

EPOWER

Technische Daten

1) siehe Kategorie Sitzbreite
2) Sitzwinkel ist 4°
4) Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen
5) unter Testbedingungen 6 / 10 km/h mit Batterie 73 Ah (20h)
6) siehe Kategorie 00 Fahrwerk/Motorisierung
8) Der Verstellbereich kann je SH um max. +/-3° abweichen
9) abhängig von Sitzbreite

Sitzbreiten in mm	530 - 770 [1) 2)]
Sitztiefe in mm	430 - 600 [2)]
Rückenhöhe in mm	530 - 570 [2)]
Unterschenkellänge in mm	370 - 510 [2)]
Armlehnenhöhe in mm	170 - 280 [2)]
Sitzhöhe vorne in mm	460 - 560 / 530 - 630 [2)]
Länge mit Fußstütze in mm	1150
Länge ohne Fußstützen in mm	850
Breite fahrbereit in mm ab	680 - 920 [9)]
Höhe ohne Kopfstütze in mm	1020 - 1150 [2)]
Transportlänge in mm	850
Transporthöhe in mm	650
Radgröße vorne in mm	260 x 70 (10")
Radgröße hinten in mm	356 x 75 (14")
Hindernishöhe max. in mm	60
Wenderadius in mm	950
Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 80 Ah (20h)	30 - 35 km
Transportleergewicht Grundausstattung min.	130 kg
Personengewicht	max. 200 kg/250 kg
Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen	340 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h / 10 km/h
Motorleistung	2 x 300 W / 2 x 350 W
Reichweite	max. 35
Zulässige Steigungen / Gefälle	8,5° (15%)
Lenkungsart	indirekt
Sitzkantelung elektrisch	0° bis 18°
Sitzkantelung mechanisch	0° bis 10°
Rückenlehnenwinkel elektrisch	80° - 140° (Code 25)
Rückenlehnenwinkel mechanisch	80° - 120° (Code 401)

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Fahrwerk/Motorisierung

	CODE	GESCHWINDIGKEIT	REICHWEITE	MOTORLEISTUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	115	6 km/h	max. 35 km	2 x 300 W		0,00
❑	117	10 km/h	max. 30 km	2 x 350 W		1.036,00

Fahrwerkoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	893	Verstärkte XXL-Federung für Nutzergewichte 160 - 200 kg	18.99.99.0999	0,00

01 Sitzbreite

	CODE	BEZEICHNUNG	SITZFLÄCHENBREITE	EUR €
❑	53	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 530 bis 650 mm über Armlehnen	530 mm	0,00
❑	358	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 580 bis 700 mm über Armlehnen	580 mm	0,00

02 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)		
Code	Felge	460	510	560
142/146	10" Alu-Felge Pannengeschützte Luftbereifung	❑	❑	❑
142/900	10" Alu-Felge Pannensichere Bereifung	❑ 218,00	❑ 218,00	❑ 218,00

Lenkradoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	816	Spritzschutz für Lenkräder		156,00

❑ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

03 Antriebsräder

			Pannengeschützte Luftbereifung CODE 846		Pannensichere Bereifung CODE 904	
Code	**Ø**	**Felge**	**grau**	**schwarz**	**grau**	**schwarz**
460	14"	Alu-Felge	❑	❑	❑ 228,00	❑ 228,00

Antriebsradoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	824	Spritzschutz für Antriebsräder	18.99.99.0999	146,00

05 Sitzkantelung

	CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG/HUB	HMV-Nr.	EUR €
❑	119	Mechanische Sitzkantelung, in Stufen	0° bis +10°		0,00
❑	118	Elektrische Sitzkantelung stufenlos um 18 Grad - XXL-Ausführung	0° bis +18°		1.618,00
❑	27	Scherenlift 300 mm Hub bis 180 kg einschl. Sitzkantelung	0° bis +30°	18.99.06.6001	6.136,00

06 Sitztiefe

	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)	(C-360)
	430mm	**460mm**	**490mm**	**530mm**	**560mm**	**600mm**
Sitztiefe	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 55,00

⚠ *ST 600 mm inkl. 30 mm Sitzrohrverlängerung*

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Sitz-/Rückensysteme

		Rückensystem
CODE	Sitz	ErgoSeat Rücken CODE 949
4276	Sitzplatte (für externe Sitzsysteme)	❑ 406,00
948	ErgoSeat-Sitz	❑ 844,00

08 ErgoSeat-Bezüge

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	237	ErgoSeat-Bezug, Textil, schwarz	0,00
❑	4980	ErgoSeat-Bezug, Inkontinenz, schwarz	0,00

10 Rückenoptionen (Verstellungen)

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	814	Durchgehender Schiebebügel		0,00
❑	913	Kopfstütze, Kunstleder schwarz	18.99.99.0999	308,00
❑	401	Mechanische Rückenverstellung		0,00
❑	25	Elektrische Rückenverstellung ⚠ *Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden*	18.99.99.0006	1.924,00

11 Seitenteile und Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar

	CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
❑	106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz	1,2,3,4	18.99.99.0203	0,00
❑	4960	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und leichter Mulde in der Armauflage	1,2,3,4	18.99.99.0203	84,00
❑	21	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und abgewinkelter Armauflage lang	1,2,3,4		388,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Beinstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	93	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar	18.99.99.0399	0,00
❑	91	Beinstützen mit Längenausgleich, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar ⚠ *Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54*	18.99.99.0399	1.088,00
❑	86	Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar	18.99.99.0399	2.912,00

13 Fußstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	HMV-Nr.	EUR €
❑	54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar ⚠ *Nur i. V. mit Beinstütze CODE 93*	150mm	280-430mm	18.99.99.0302	0,00
❑	805	Fußstützen geteilt höhenverstellbar, hochklappbar	150mm	280-430mm		0,00
❑	808	Fußstützen geteilt, höhenverstellbar, hochklappbar und winkelverstellbar	150mm	280-430mm	18.99.99.0303	162,00
❑	822	Schuhanschnallriemen (Paar)			18.99.99.0305	69,00
❑	823	Fersenhalter (Paar)			18.99.99.0304	120,00

14 Batterien und Ladegeräte

	CODE	BEZEICHNUNG	REICHWEITE	HMV-Nr.	EUR €
❑	5158	Wartungsfreie Batterien ca.66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	35 km	18.99.99.0999	0,00
❑	732	Ladegerät 8 A			0,00
❑	733	Ladegerät 12 A		18.99.99.0999	348,00

15 Beleuchtung

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Bedien-/Verstellmodule

		Ansteuerung Verstellmotoren			
Code	**Bedienmodul**	**ohne**	**2-fach / 682**	**6-fach / 678**	**8-fach / 780**
702/415	R-NET LED			❑	
702/416	R-NET LCD			❑ 418,00	
702/398	R-NET LCD IR/BT			❑ 1.336,00	
702/839	R-NET OMNI II			❑ 2.976,00	

Bedienmodul Montage

	CODE	BEZEICHNUNG	ANSTEUERUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	74	Montage Rechts			0,00
❑	60	Montage Links			0,00

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

17 Bedienmodulhalter

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar		0,00
❑	4566	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar	18.99.99.0999	114,00
❑	4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)	18.99.99.0999	322,00
❑	851	Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten) ⚠ *Nur i. V. mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814*	18.99.99.0701	402,00
❑	4789	Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr	18.99.99.0701	754,00
❑	4874	Schutzbügel für Bedienmodul ⚠ *nicht i.V. mit CODE 839 OMNI II*	18.99.99.0999	75,00

18 Sonderbedienmodule

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar	18.99.99.0702	810,00
❑	4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar	18.99.99.0702	810,00

Externer Ein/Aus-Taster

für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson.

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	596	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, gelb		358,00
❑	778	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, grün		358,00
❑	779	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, gelb		358,00

⚠ *Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NET OMNI II CODE 702/839*

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sonstige

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4612	MicroGuide Wegejoystick ⚠ *nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839* *vorübergehend nicht lieferbar*		5.976,00
❑	4601	MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage ⚠ *nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839* *vorübergehend nicht lieferbar*		8.642,00

Joystickaufsätze

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	553	Tetra-Gabel vertikal	18.99.99.0999	234,00
❑	556	Tetra-Gabel horizontal	18.99.99.0999	234,00
❑	734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar		156,00
❑	4589	Pilzgriff	18.99.99.0999	70,00
❑	4590	Kugelgriff	18.99.99.0999	70,00
❑	4591	T-Griff	18.99.99.0999	146,00
❑	4593	Stielgriff	18.99.99.0999	87,00
❑	4594	Knopfgriff	18.99.99.0999	70,00
❑	4595	Softball	18.99.99.0999	188,00
❑	4596	Golfball d=43 mm		76,00

19 Software

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	985	Serienprogrammierung (Standard)	0,00
❑	998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0,00

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

20 Rahmenfarben

	CODE	RAHMEN	AKZENTE	EUR €
❑	207	Mattschwarz		0,00
❑	212	Mattschwarz	Polarweiß	140,00
❑	186	Mattschwarz	Magic Blue	140,00
❑	227	Mattschwarz	Redmetallic	140,00
❑	180	Mattschwarz	Lemonreflex	140,00
❑	214	Mattschwarz	Sonnengelb	140,00

21 Optionen rund um den Rollstuhl

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	906	Rückspiegel Rechts	18.99.99.0999	110,00
❑	927	Rückspiegel Links	18.99.99.0999	110,00
❑	970	Gehhilfenhalter		110,00
❑	803	Haltegurt mit Schloss (extralang)	18.99.99.0905	130,00
❑	4646	Therapietisch seitlich abschwenkbar	18.99.99.0801	738,00
❑	590	Abduktionskeil	18.99.99.0999	316,00
❑	260	Memory-Funktion für Kopfstütze		65,00
❑	957	Starre Pelotten (Paar)		264,00
❑	954	abschwenkbare Pelotten (Paar)		736,00
❑	994	Gepäckablage mit Metallstäben	18.99.99.0999	162,00
❑	4795	Wegfahrsperre, Schlüssel ⚠ *nur i.V.m. R-Net*		62,00
❑	781	USB-Ladebuchse		228,00
❑	782	Universal Adaption zur Aufname von Handy-Halterungen ⚠ *nicht i.V. mit OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839* *Handy-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten*		134,00
❑	2676	Heckmarkierungsfolie		126,00
❑	676	Heckmarkierungstafel	18.99.99.0999	126,00

Versions-Nr.: #1599 - 20.08.2026 / 2026-09-15 14:52:01

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

22 Service

	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
❑		55704	Klientenspezifische Parametrisierungspauschale ⚠ *beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Paramtersätzen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.*	646,00

EPOWER