iCHAIR MC S

1.616

HMV: 18.50.05.0014

Zugelassenes Benutzergewicht

75 kg (inkl. Zuladung)



MEYRA GROUP



Zentrale Beinstütze, 90° Kniewinkel



200 mm Sitzhub, Kantelung



Langlebige LED-Beleuchtung



Seitenteil transparent

Der Kleine ganz groß

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche
- Die zentrale Beinstütze ermöglicht einen 90° Kniewinkel
- Anpassrücken und Vorbereitung für externe Sitzsysteme entsprechend den individuellen Bedürfnissen
- Effektive Druckentlastung durch elektrische Sitzwinkelverstellung um 22° und um 30° in Verbindung mit Hublift

EINSATZBEREICH

- Der bewährte mc2 für den Innen- und Außenbereich mit junior-Sitz und juniorOptionen
- Außenbereich: Gute Hinterradfederung
- Innenbereich: kompaktes Fahrwerk mit integrierten Antikipprollen erleichtert Nutzung in engen Räumen
- Hublift 200 mm optional

● BESTELLUNG ○ KOSTENVORANSCHLAG ○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.05.0014



Preis Grundmodell **10.882,00 €**

Zugelassenes Benutzergewicht
75 kg (inkl. Zuladung)

Hinweise
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

EPOWER

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

❑ Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)
https://www.meyra.de/agb/

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift

EPOWER

Technische Daten

[1] gemessen bei 4° Sitzkantelung (ohne Sitzkissen)
[2] Mit Anpassrücken
[3] Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen

Sitzbreiten in mm	300 - 440
Sitztiefe in mm	300 - 400
Rückenhöhe in mm	390 / 440 [2]
Unterschenkellänge in mm	250 - 350 [1]
Armlehnenhöhe in mm	180 - 250 [1]
Sitzhöhe vorne in mm	420 - 470 [1]
Länge mit Fußstütze in mm	970
Länge ohne Fußstützen in mm	790
Breite fahrbereit in mm ab	590
Höhe ohne Kopfstütze in mm	890 - 925 [2]
Transportlänge in mm	790
Transporthöhe in mm	610
Radgröße vorne in mm	190 x 50 (8") / 225 x 70 (9")
Radgröße hinten in mm	320 x 60 (12,5")
Hindernishöhe max. in mm	60
Wenderadius in mm	840
Transportleergewicht Grundausstattung min.	89 kg [3]
Personengewicht	75 kg
Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen	200 kg
max. Zuladung	10 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 / 10 km/h
Motorleistung	2 x 180 W / 2 x 300 W
Zulässige Steigungen / Gefälle	8,5° (15%)
Lenkungsart	Indirekt
Sitzkantelung elektrisch	0° bis 22°
Sitzkantelung elektrisch i.V.m. Sitzhub	0° bis 30°
Sitzkantelung mechanisch	0° bis 10°
Rückenlehnenwinkel elektrisch	80° - 140° (Code 25)
Rückenlehnenwinkel mechanisch	80° - 120° (Code 401)
Sitzhub elektrisch	200 mm
Reichweite	38 Ah (5h), 45 Ah (20h) max. 28 km / 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. 40 km

Technische Daten *** Fortsetzung

Antrieb	Heck

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

00 Fahrwerk/Motorisierung

	CODE	GESCHWINDIGKEIT	REICHWEITE	MOTORLEISTUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	115	6 km/h	max. 40 km	2 x 180 W		0,00
❑	117	10 km/h	max. 35 km	2 x 300 W		1.036,00

Fahrwerkoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	875	Federung für Nutzergewichte bis 75 kg	18.99.08.6002	0,00

01 Sitzbreite

	CODE	BEZEICHNUNG	SITZFLÄCHENBREITE	EUR €
❑	30	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 300 bis 360 mm über Armlehnen	300 mm	0,00
❑	34	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 340 bis 400 mm über Armlehnen	340 mm	0,00
❑	38	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 440 mm über Armlehnen,	380 mm	0,00

02 Sitzhöhe vorne (VSH mm) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

VSH (mm)	420	435	440	450	455	470
A	❑		❑		❑	
B		❑		❑		❑

			Bereifung		
Code	Ø	Felge	Pannengeschützt CODE 146	Pannensicher CODE 900	Luftbereifung CODE 481
157	8"	Alu-Felge		❑ A 228,00	❑ A
163	9"	Alu-Felge	❑ B	❑ B 228,00	

⚠ *VSH 440+ / 450+ nur i.V. mit Sitzlift 200 mm Hub CODE 27*

Lenkradoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	816	Spritzschutz für Lenkräder ⚠ *nur i.V. mit Lenkräder 9" CODE 163*	18.99.99.0999	146,00

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

03 Antriebsräder

			Pannengeschützte Luftbereifung CODE 846		Pannensichere Bereifung CODE 904	
Code	**Ø**	**Felge**	**grau**	**schwarz**	**grau**	**schwarz**
815	12"	Alu-Felge	❑	❑	❑ 256,00	❑ 256,00

Antriebsradoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	824	Spritzschutz für Antriebsräder	18.99.99.0999	146,00

04 Sitzkantelung

	CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG/HUB	HMV-Nr.	EUR €
❑	119	Mechanische Sitzkantelung, in Stufen	0° bis +10°		0,00
❑	118	Elektrische Sitzkantelung stufenlos	0° bis +22°		1.618,00
❑	27	Elektrischer Sitzlift 200 mm Hub einschl. Sitzkantelung ⚠ *Nur i.V. mit R-Net CODE 702* *Nur i.V. mit Gepäckablage CODE 994*	0° bis +30°		3.406,00

05 Sitz-/Rückensysteme

		Sitzplatte mit Kissen 30 mm CODE 560			
CODE	**Rücken / RH**	**ST 300 mm-Code 390**	**ST 330 mm-Code 393**	**ST 370 mm-Code 367**	**ST 400 mm-Code 615**
444/736	Anpassgurt schwarz 440mm	❑ 104,00	❑ 104,00	❑ 104,00	❑ 104,00
439/736	Anpassgurt schwarz 390 mm	❑ 104,00	❑ 104,00	❑ 104,00	❑ 104,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

06 Rückenoptionen

	CODE	BEZEICHNUING	HMV-Nr.	EUR €
❑	2032	Thoraxpelotten, Paar, klein		318,00

Rückenoptionen (Verstellungen)

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	814	Durchgehender Schiebebügel		0,00
❑	410	Einzelschiebegriffe einschl. Stabilisations-Stange ⚠ *Nicht i.V. mit Kopfstütze CODE 913*	18.99.99.0999	158,00
❑	913	Kopfstütze, Kunstleder schwarz ⚠ *Nur i.V. mit durchgehender Schiebebügel CODE 814*		308,00
❑	401	Mechanische Rückenverstellung		0,00
❑	25	Elektrische Rückenverstellung ⚠ *Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden*		1.660,00

07 Seitenteile und Armlehnen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und matt-transparentem Kleiderschutz	18.99.99.0203	0,00

08 Beinstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	93	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar	18.99.99.0399	0,00
❑	5100	Zentrale Beinstütze mit durchgehender Fußplatte	18.99.99.0399	640,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 Fußstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	HMV-Nr.	EUR €
❑	54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar ⚠ *Nur i. V. mit Beinstütze CODE 93*	150mm	280-430mm	18.99.99.0302	358,00
❑	808	Fußstützen geteilt, höhenverstellbar, hochklappbar und winkelverstellbar ⚠ *Nur i. V. mit Beinstütze CODE 93*	150mm	280-430mm	18.99.99.0303	0,00
❑	822	Schuhanschnallriemen (Paar)			18.99.99.0305	62,00
❑	823	Fersenhalter (Paar)			18.99.99.0304	120,00

10 Batterien und Ladegeräte

	CODE	BEZEICHNUNG	REICHWEITE	EUR €
❑	5159	Wartungsfreie Batterien ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	30 km / 25 km	0,00
❑	5158	Wartungsfreie Batterien ca.66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	40 km / 35 km	358,00
❑	732	Ladegerät 8 A für 50 Ah (20h)		0,00
❑	733	Ladegerät 12 A für 73 Ah (20h)		348,00

11 Beleuchtung

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Bedien-/Verstellmodule

			Ansteuerung Verstellmotoren		
Code	**Bedienmodul**	**ohne**	**2-fach / 682**	**6-fach / 678**	**8-fach / 780**
408	VR2	❑	❑ 418,00		
702/415	R-NET LED			❑ 1.110,00	
702/416	R-NET LCD			❑ 1.726,00	
702/398	R-NET LCD IR/BT			❑ 2.446,00	
702/839	R-NET OMNI II			❑ 4.086,00	

⚠ *Code 839 OMNI II Blinkfunktion und Hupfunktion nur über Menü anwählbar*

Bedienmodul Montage

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	74	Montage Rechts		0,00
❑	60	Montage Links		0,00

13 Bedienmodulhalter

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar		0,00
❑	4566	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar	18.99.99.0999	104,00
❑	4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)	18.99.99.0999	322,00
❑	4874	Schutzbügel für Bedienmodul VR2 und R-NET	18.99.99.0999	75,00
❑	851	Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten) ⚠ *Nur i. V. mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814*	18.99.99.0701	402,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

14 Sonderbedienmodule

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar		762,00
❑	4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar		762,00
❑	4789	Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr	18.99.99.0701	710,00

Externer Ein/Aus-Taster

für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson.

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	596	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, gelb		358,00
❑	778	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, grün		358,00
❑	779	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, gelb		358,00

Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NET OMNI II CODE 702/839

Joystickaufsätze

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	553	Tetra-Gabel vertikal	18.99.99.0999	234,00
❑	556	Tetra-Gabel horizontal	18.99.99.0999	234,00
❑	734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	18.99.99.0999	156,00
❑	4589	Pilzgriff	18.99.99.0999	74,00
❑	4590	Kugelgriff	18.99.99.0999	74,00
❑	4591	T-Griff	18.99.99.0999	146,00
❑	4593	Stielgriff	18.99.99.0999	87,00
❑	4594	Knopfgriff	18.99.99.0999	74,00
❑	4595	Softball	18.99.99.0999	74,00
❑	4596	Golfball d=43 mm		114,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sonstige

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4612	MicroGuide Wegejoystick ⚠ *nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839* *vorübergehend nicht lieferbar*		5.976,00
❑	4601	MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage ⚠ *nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839* *vorübergehend nicht lieferbar*		8.642,00

15 Software

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	985	Serienprogrammierung (Standard)	0,00
❑	998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0,00

16 Rahmenfarben

	CODE	RAHMEN	AKZENTE	EUR €
❑	207	Mattschwarz		0,00
❑	212	Mattschwarz	Polarweiß	130,00
❑	186	Mattschwarz	Magic Blue	130,00
❑	227	Mattschwarz	Redmetallic	130,00
❑	180	Mattschwarz	Lemonreflex	130,00
❑	214	Mattschwarz	Sonnengelb	130,00

⚠ *Weitere Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich, siehe Farbkarte im Katalog*

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

17 Optionen rund um den Rollstuhl

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	906	Rückspiegel Rechts	18.99.99.0999	110,00
❑	927	Rückspiegel Links	18.99.99.0999	110,00
❑	589	Vierpunktgurt	18.99.99.0906	378,00
❑	833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	104,00
❑	994	Gepäckablage mit Metallstäben	18.99.99.0999	162,00
❑	781	USB-Ladebuchse		228,00
❑	4795	Wegfahrsperre, Schlüssel ⚠ *nur i.V.m. R-Net*		57,00
❑	676	Heckmarkierungstafel	18.99.99.0999	126,00

18 Service

	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	55704	Klientenspezifische Parametrisierungspauschale ⚠ *beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Paramtersätzen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.*	646,00