iCHAIR ORBIT

1.618

HMV: 18.50.04.0209

HMV: 18.99.06.1130 (mit Sitzlift)

Zugelassenes Benutzergewicht

120 kg

160 kg (mit 350 Watt-Motoren CODE 525)



MEYRA GROUP



Optimale Wendigkeit und hohe Stabilität für präzises Manövrieren



Kompakte Maße dank geringster Gesamtbreite und Sitzhöhe



Höchste Flexibilität durch einzelnes bzw. doppeltes Stützrad



Hohes max. Nutzergewicht von 160 kg

Der flexible Wendige

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 160 kg

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die zentrale Beinstütze ermöglicht einen 90° Kniewinkel
- Ideal zur Mobilitätserhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche

EINSATZBEREICH

- Für den Innen und Außenbereich, gefederte Antriebseinheit Standard
- Besonders gut für den Innenbereich: Das Drehen um die eigene Achse unterstützt bei engem Manövrieren
- Präzises Manövrieren durch starr angebundene Lenkräder
- Die optionalen seitlich aufgehängten Stützräder ermöglichen das einfache und sichere Befahren von Einzelrampen
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen

● BESTELLUNG ○ KOSTENVORANSCHLAG ○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.04.0209

HMV: 18.99.06.1130 (mit Sitzlift)



Preis Grundmodell ***8.171,00 €***

Zugelassenes Benutzergewicht
120 kg
160 kg (mit 350 Watt-Motoren CODE 525)

Hinweise
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

EPOWER

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

❑ Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)
https://www.meyra.de/agb/

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift

EPOWER

Technische Daten

Maßtoleranzen +/- 15 mm, +/- 2°
Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen
1) *siehe Kategorie Sitzbreite*
2) *bis Sitzplatte ohne Kissen*
3) *Mit Anpassrücken*
4) *Sitzsysteme: Standard / ErgoSeat / Recaro*
5) *mit 350 W Motoren*
6) *gemessen bei 0° Sitzwinkel, 12"/14"*
7) *Einzel-/Zentrale Beinstützen*
8) *CODE 38/43/48/53, bei 350 W +10 mm Gesamtbreite*

Sitzbreiten in mm	380 - 650 [1]
Sitztiefe in mm	400-560/400-560/480-530 [1]
Sitzhöhe vorne in mm	430, 465, 500/440, 475, 510 [6]
Rückenhöhe in mm	450 - 500/530 - 580/640 [4]
Unterschenkellänge in mm	280 - 450 [2]
Armlehnenhöhe in mm	240 - 350 [2]
Länge mit Fußstützen zentral in mm	1180 - 1250/1060 - 1150 [7]
Länge ohne Fußstützen in mm	930
Breite 12 Zoll fahrbereit in mm	600/600/630/680 [8]
Breite 14 Zoll fahrbereit in mm	640/640/640/680 [8]
Höhe ohne Kopfstütze in mm	980 - 1060
Transporthöhe min. in mm	630
Hindernishöhe max. in mm	60
Wenderadius mit zentraler Beinstütze in mm	700
Wenderadius mit Einzelbeinstütze in mm	800
Bodenfreiheit	70
Transportleergewicht Grundausstattung min.	120 kg - 165 kg
Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen	320 kg [5]
max. Zuladung	10 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h / 10 km/h
Motorleistung	2 x 180/2 x 300
Reichweite mit Batterie 50 Ah(20h)	25 km - 35 km
Reichweite mit Batterie 73 Ah (20h)	35 km - 40 km
Zulässige Steigungen / Gefälle	8,5° (15%)
Lenkungsart	indirekt
Sitzkantelung elektrisch	0° bis +30°/0° bis +50°
Sitzkantelung mechanisch	0°, 4°, 7°, 10°
Aufstehhilfe (0° bis -25°) mit elek. Kantelung, Lift 200 mm	Sitzneigung/Hub -25° bis 45°
Rückenwinkel elektrisch	80° - 140° (Code 25)

Technische Daten *** Fortsetzung

Rückenwinkel mechanisch	80° - 120° (Code 401)
Lift in mm	300
Antrieb	Mittelrad

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Fahrwerk/Motorisierung/Rahmenoptionen

	CODE	GESCHWINDIGKEIT	REICHWEITE	MOTORLEISTUNG	MAX. GEW.	HMV-Nr.	EUR €
❑	115	6 km/h	max. 40 km	2 x 180 W	120 kg		0,00
		⚠ *nur i.V. mit Bedienmodul VR2 CODE 408*					
❑	115/525	6 km/h	max. 40 km	2 x 350 W	160 kg		1.270,00
❑	117/525	10 km/h	max. 35 km	2 x 350 W	160 kg		1.804,00
		⚠ *in Deutschland nur i.V. mit CODE 4772 TüV-Gutachten (Rubrik Zubehör)* *in Deutschland nur i.V. mit CODE 676 Heckmarkierungstafel*					
❑	918	ESP-Fahrstabilisierungsmodul					1.762,00
		⚠ *ESP-Fahrstabilisierungsmodul, nur i.V.m. R-Net / LCD Farb-Display oder i.V.m. OMNI II (CODE 839)*					

Rahmenausführung und Stützradoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	352	Rahmen mit Heckschwinge, mit einem mittig aufgehängten Doppelstützrad	0,00
❑	690	Rahmen mit Heckschwinge, mit zwei seitlich aufgehängten Stützrädern	202,00
❑	2001	Rahmenausführung breit	0,00

01 Sitzbreite

	CODE	BEZEICHNUNG	SITZFLÄCHENBREITE	EUR €
❑	38	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 440 mm über Armlehnen	380 mm	0,00
❑	43	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 430 bis 520 mm über Armlehnen	430 mm	0,00
❑	48	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 480 bis 600 mm über Armlehnen	480 mm	0,00
❑	53	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 530 bis 650 mm über Armlehnen	530 mm	0,00

⚠ *i.V. mit ErgoSeat Pro nur SB 430 und 480 mm möglich*
Bei RECARO ist die reale Sitzbreite ca. 500 mm
Übersicht RECARO-Sitze auf Anfrage

02 Lenkrad

Code	Ø	Felge	Bereifung	
157/146	8"	Alu-Felge	Pannengeschützte Bereifung	❑
157/900	8"	Alu-Felge	Pannensichere Bereifung	❑ 218,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Gedämpfte Lenkräder

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	2145	8" gedämfte Lenkräder (empfohlen bis 100 kg Nutzergewicht)	944,00
❑	2146	8" gedämpfte Lenkräder (empfohlen bis 160 kg Nutzergewicht)	944,00

⚠ *Nur i.V. mit 14" Antriebsrad mit Aluminiumfelge CODE 460*
Nicht i.V. mit Adapterset Dahl-Dockingstation CODE 2721
Sitzhöhe mit Lenkradfederung +15 mm

03 Antriebsräder in Kombination mit vorderer Sitzhöhe (VSH)

VSH (mm)	430	440	465	475	500	510
A		❑		❑		❑
B	❑		❑		❑	

CODE	Antriebsrad/Bereifung	Farbe Bereifung (vordere Sitzhöhe) schwarz (abriebresistent)	grau	schwarz (Stollen)
460/846	14" Alu-Felgen pannengeschützte Luftbereifung	❑ A 286,00	❑ A 286,00	❑ A 286,00
460/904	14" Alu-Felgen pannensichere Bereifung	❑ A 514,00	❑ A 514,00	
815/846	12" Alu-Felgen pannengeschützte Luftbereifung	❑ B	❑ B	
815/904	12" Alu-Felgen pannensichere Bereifung	❑ B 228,00	❑ B 228,00	

⚠ *VSH gemessen bei 0° Sitzneigung, bis Höhe Sitzblech*

Antriebsradoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	824	Spritzschutz für Antriebsräder	18.99.99.0999	146,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05 Sitzkantelung

	CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG	LIFT	HMV-Nr.	EUR €
❑	119	Mechanische Sitzkantelung	0°/4°			0,00
❑	118	Elektrische Sitzkantelung ⚠ *Nur i.V. mit Verstellmodul VR2 CODE 682 oder R-Net CODE 702*	0° bis 30°			1.618,00
❑	4118	Elektrische Sitzkantelung ⚠ *Die Sitztiefe 56 cm CODE 356 ist in Kombination mit ErgoSeat-Rücken CODE 949 nicht möglich* *Nur i.V. mit Verstellmodul VR2 CODE 682 oder R-Net CODE 702*	0° bis 50°			2.166,00
❑	27	Scherenlift 300 mm einschl. Kantelung ⚠ *nur i.V. mit R-Net* *Nutzergewicht bis 140 kg*	0° bis 30°	300 mm	18.99.06.1130	6.136,00
❑	4937	Aufstehhilfe (0° bis - 25°) mit elektrischer Kantelung zum einfachen Transfer aus dem Rollstuhl ⚠ *nur i.V. mit CODE 4260 Externes Verstellmodul* *nur i.V. mit CODE 900 PU-Bereifung* *empfohlen mit CODE 5025 Elektrische Rückenverstellung mit Memory-Funktion* *Sitzhöhe kann bis zu 20 mm variieren*	0° bis 45°	200 mm		6.546,00

06 Sitztiefe

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400 mm	430 mm	460 mm	490 mm	530 mm	560 mm
Sitztiefe	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 50,00

07 Sitzsystem

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	561	Sitzplatte mit Sitzkissen		268,00
❑	4276	Sitzplatte ohne Kissen		104,00
❑	948	ErgoSeat-Sitz	18.99.99.0199	438,00
❑	7206	Netti Uno Seat		344,00
❑	7203	Netti Sit		564,00

⚠ *Netti und Ride nicht i.V. mit Sitztiefe 560 mm*

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

08 Rückensystem

	CODE	BEZEICHNUNG	RÜCKENHÖHE	HMV-Nr.	EUR €
❑	608	Rundrohre, 22 mm, einschl. durchgehendem Schiebebügel ⚠ *Nur i.V. mit der mechanischen Rückenverstellung CODE 401 oder elektrische Rückenverstellung CODE 25 vorbereitet für externe Rückensysteme*			0,00
❑	287/735	Anpassrückengurt ohne Polster	500 mm, umbaubar auf 450 mm		81,00
❑	287/736	Anpassrückengurt mit Polster	500 mm, umbaubar auf 450 mm		154,00
❑	949	ErgoSeat-Rücken	590 mm, umbaubar auf 630 mm	18.99.99.0004	428,00
❑	2019	ErgoSeat Pro Komfortrücken	590 mm, umbaubar auf 630 mm		598,00
❑	7201	Netti Uno Back	620 mm, umbaubar auf 670 mm		477,00
❑	7209	Netti Smart	620 mm, umbaubar auf 670 mm		477,00
❑	221/7207	Netti Stabil	620 mm		729,00
❑	638/7207	Netti Stabil	670 mm	18.99.99.0909	729,00
❑	221/7210	Netti Super Stabil	620 mm		825,00
❑	638/7210	Netti Super Stabil	670 mm	18.99.99.0909	825,00
❑	7205	Netti Kyphotic	620 mm, umbaubar auf 670 mm		963,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 Optionale Sitzeinheiten

Bitte beachten Sie die vordere Höhe des Sitzkissens: ERGOSTAR +120 mm und RECARO +150 mm

		Rücken	
CODE	**Sitzeinheit**	**mechanisch**	**elektrisch**
961	ERGOSTAR anatomisch geformtes Sitzsystem	❑	
579/567	RECARO S/F kurze Sitzfläche mit wenig ausgeführter Seitenfläche	❑ 4.426,00	❑ 5.918,00
580/578	RECARO M/W lange Sitzfläche mit sehr langen Seitenwangen	❑ 4.038,00	❑ 6.878,00
581/584	RECARO L/X lange Sitzfläche mit ausgeprägter Seitenführung	❑ 4.676,00	❑ 6.878,00

ERGOSTAR Sitz CODE 961 ist nur mit Sitzbreite 48 cm möglich
Elektrische Rückenverstellung nur i.V. mit R-Net Steuerung
Längere Lieferzeit für RECARO-Sitze

10 ErgoSeat-Bezüge

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	237	ErgoSeat-Bezug, Textil, schwarz, mit grauen Nähten	0,00
❑	4980	ErgoSeat-Bezug, Inkontinenz, schwarz	0,00

Optionen des ErgoSeat Pro Komfortrücken

	CODE	BEZEICHNUNG	MASSE IN MM	EUR €
❑	2021	Thoraxpelotten, Paar, groß	310 x 125/70 x 140	354,00
❑	2032	Thoraxpelotten, Paar, klein	230 x 120/60 x 125	336,00

11 Recaro-Bezüge

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	235	Recaro-Bezug, Textil, schwarz	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
(S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Rückenoptionen (Verstellungen)

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	814	Durchgehender Schiebebügel		0,00
❑	410	Einzelschiebegriffe inkl. Stabilisations-Stange		166,00
❑	2814	Durchgehender Schiebebügel für RECARO Sitzsystem ⚠ *nur in Verbindung mit RECARO*		368,00
❑	913	Kopfstütze, Kunstleder schwarz	18.99.99.0999	308,00
❑	5025	Elektrische Rückenverstellung mit Memory- Funktion nur für Aufstehhilfe Code 4937 ⚠ *Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden*		1.794,00
❑	401	Mechanische Rückenverstellung		0,00
❑	25	Elektrische Rückenverstellung ⚠ *Nur i.V. mit Verstellmodul VR2 CODE 682 oder R-Net CODE 702* *Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden*		1.660,00

13 Seitenteile und Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar

	CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
❑	106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz	1,2,3,4	18.99.99.0203	0,00
❑	4960	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, schwarzem Kleiderschutz mit Farbeinsatz und leichter Mulde in der Armauflage	1,2,3,4		84,00
❑	21	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und abgewinkelter Armauflage lang	1,2,3,4		388,00
❑	24	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, hochschwenkbar und winkelverstellbar ⚠ *nur i.V.m. CODE 4859 Bedienmodul-Halterung*	2		226,00
❑	14	Hochwertige Armlehnen an der Rückenlehne, in der Breite-, Höhe- und Winkelverstellbar			1.208,00
❑	4422	Armlehnenfixierung in Grundposition ⚠ *Nur i.V. mit Armlehne CODE 14*			69,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

(S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Armlehne Hemiplegie

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4982	Hemi-Unterarmschale, schwenk- u. höhenverstellbar ⚠ *nicht i.V. mit CODE 24 Seitenteil hochschwenkbar* *immer entgegengesetzt der Bedienmodulseite* *Für Unteramlänge bis Handmitte 36cm +/- 2cm*		440,00
❑	4983	Verlängerungsstück für Hemi-Unterarmschale ⚠ *Nur i.V. mit CODE 4982 Hemi-Unterarmschale* *Für Unteramlänge bis Handmitte 43cm +/- 2cm*		60,00

Handauflagen Hemiplegie

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4985	Hemi-Handauflage flach ⚠ *Nur i.V. mit CODE 4983 Hemi-Unterarmschale*		67,00
❑	4987	Hemi-Handauflage mit ergon. Griff links ⚠ *Nur i.V. mit CODE 4983 Hemi-Unterarmschale* *Bedienmodulseite rechts CODE 60*		67,00
❑	4986	Hemi-Handauflage mit ergon. Griff rechts ⚠ *Nur i.V. mit CODE 4983 Hemi-Unterarmschale* *Bedienmodulseite links CODE 74*		67,00

14 Beinstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	93	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar		0,00
❑	92	Beinstützen, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar ⚠ *Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54*		288,00
❑	86	Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar ⚠ *Nur i. V. mit Bedienmodul R-NET CODE 702* *Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54*		2.078,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Zentrale Beinstütze

	CODE	BEZEICHNUNG	BS-WINKEL	USL	EUR €
❑	5100	Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar	85°-95°	280-400 mm	640,00
❑	5101	Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar	85°-95°	330-450 mm	640,00
❑	4935	Zentrale Beinstütze elektrisch winkelverstellbar ⚠ *für VSH bis 440 mm* *nur i.V. mit CODE 702/678 R-Net mit Verstellmodul* *nicht i.V. mit RECARO* *nur i.V. mit CODE 945 Wadenpolster*	90°-180°	200-400mm	2.704,00
❑	5104	Zentrale Beinstütze elektrisch winkelverstellbar ⚠ *für VSH ab 475 mm* *nur i.V. mit CODE 702/678 R-Net mit Verstellmodul* *nicht i.V. mit RECARO* *nur i.V. mit CODE 945 Wadenpolster*	90°-180°	200-450mm	2.704,00
❑	4949	Zentrale Beinstütze, elektrisch winkel- /längenverstellbar, elektrisch bis zum Boden absenkbar, ergonomischer Längenausgleich bis BS-Winkel 150° ⚠ *nur i.V. mit CODE 702/678 R-Net mit Verstellmodul* *nicht i.V. mit RECARO* *nur i.V. mit CODE 945 Wadenpolster*	90°-180°	350-450mm	3.308,00

Fußplattenoptionen für zentrale Beinstütze

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	5109	Standard Fußplatte	0,00
❑	5108	große Fußplatte ⚠ *nur i.V. mit Code 2001 breite Rahmenausführung*	0,00
❑	5107	Einzelfußplatten, separat einstellbar ⚠ *nur i.V. mit Code 2001 breite Rahmenausführung* *nicht i.V. mit Code 4949*	0,00

15 Fußstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	HMV-Nr.	EUR €
❑	54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar ⚠ *Nur i. V. mit Beinstütze CODE 93*	150mm	280-430mm	18.99.99.0302	452,00
❑	798	Fußstützen geteilt höhenverstellbar, hochklappbar, Winkelverstellbar	150mm	280-430mm		0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Fußstützenoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	105	Fußbrett Verbreiterung (Abduktion) je Seite 25 mm ⚠ *Nicht i.V. mit Zentraler Beinstütze*		140,00
❑	822	Schuhanschnallriemen (Paar)	18.99.99.0305	69,00
❑	823	Fersenhalter (Paar)	18.99.99.0304	120,00
❑	2945	Wadenpolster i.V. mit mechanischer zentraler Fußstütze		434,00

16 Batterien und Ladegeräte

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	5159	Wartungsfreie Batterien ca. 43 Ah (5h), 50 Ah (20h)		0,00
❑	5158	Wartungsfreie Batterien ca. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	18.99.99.0999	358,00
❑	732	Ladegerät 8A für 50 Ah		0,00
❑	733	Ladegerät 12 A für 80 Ah	18.99.99.0999	348,00

17 Beleuchtung

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

18 Bedien-/Verstellmodule

		Ansteuerung Verstellmotoren			
Code	**Bedienmodul**	**ohne**	**2-fach / 682**	**6-fach / 678**	**8-fach / 780**
408	VR2	❑	❑ 418,00		
702/415	R-NET LED			❑ 1.110,00	❑ 2.850,00
702/416	R-NET LCD			❑ 1.528,00	❑ 3.268,00
702/398	R-NET LCD IR/BT			❑ 2.446,00	❑ 4.186,00
702/839	R-NET OMNI II			❑ 4.086,00	❑ 5.826,00

⚠ *2-fach Ansteuerung nur für elektr. Sitzkantelung und elektr. Rückenverstellung*
Code 839 OMNI II Blinkfunktion und Hupfunktion nur über Menü anwählbar

Bedienmodul Montage

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	74	Montage Rechts		0,00
❑	60	Montage Links		0,00

19 Bedienmodulhalter

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar		0,00
❑	4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)	18.99.99.0999	322,00
❑	4874	Schutzbügel für Bedienmodul VR2 und R-NET	18.99.99.0999	75,00
❑	851	Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten) ⚠ *Nur i. V. mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814*	18.99.99.0701	402,00
❑	4789	Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr ⚠ *nicht i.V. mit Schiebegriffe CODE 410*	18.99.99.0701	754,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

20 Sonderbedienmodule

Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen müssen oft angepasst werden und können deshalb im Allgemeinen kein fertiges Produkt darstellen.
Platzierung und Programmierung müssen unter Einbeziehung des Nutzers vorgenommen bzw. durch einen Techniker vor Ort erarbeitet werden.
Weitere Sondersteuerungen sind auf Anfrage möglich.

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar ⚠ *nicht i.V. mit Seitenteil CODE 24* *nicht i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839*	18.99.99.0702	810,00
❑	4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar ⚠ *nicht i.V. mit Seitenteil CODE 24* *nicht i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839*	18.99.99.0702	810,00
❑	4646	Therapietisch seitlich abschwenkbar	18.99.99.0801	738,00

Externer Ein/Aus-Taster

für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson.

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	596	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, gelb		358,00
❑	778	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, grün		340,00
❑	779	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, gelb		340,00

⚠ *Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NET OMNI II CODE 702/839*

Sonstige

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4612	MicroGuide Wegejoystick ⚠ *nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839* *vorübergehend nicht lieferbar*		5.976,00
❑	4601	MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage ⚠ *nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839* *vorübergehend nicht lieferbar*		8.642,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Joystickaufsätze

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	553	Tetra-Gabel vertikal	18.99.99.0999	228,00
❑	556	Tetra-Gabel horizontal	18.99.99.0999	234,00
❑	734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	18.99.99.0999	234,00
❑	4589	Pilzgriff	18.99.99.0999	70,00
❑	4590	Kugelgriff	18.99.99.0999	70,00
❑	4591	T-Griff	18.99.99.0999	146,00
❑	4593	Stielgriff	18.99.99.0999	82,00
❑	4594	Knopfgriff	18.99.99.0999	70,00
❑	4595	Softball	18.99.99.0999	188,00
❑	4596	Golfball klein Ø 43 mm		76,00

21 Software

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	985	Serienprogrammierung (Standard)	0,00
❑	998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0,00

22 Rahmenfarben

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	207	mattschwarz struktur (ohne Felgeneinsätze)	0,00
❑	212	polarweiß	140,00
❑	186	magic blue	140,00
❑	227	redmetallic	140,00
❑	180	lemonreflex	140,00
❑	214	sonnengelb	140,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

23 Optionen rund um den Rollstuhl

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	906	Rückspiegel Rechts	18.99.99.0999	110,00
❑	927	Rückspiegel Links	18.99.99.0999	110,00
❑	970	Gehhilfenhalter	18.99.99.0909	110,00
❑	833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	104,00
❑	4646	Therapietisch seitlich abschwenkbar	18.99.99.0801	738,00
❑	590	Abduktionskeil ⚠ *nicht i. V. mit zentraler Beinstütze CODE 5100/5101/5104/4949/4935*	18.99.99.0999	316,00
❑	260	Memory-Funktion für Kopfstütze		65,00
❑	957	Starre Pelotten (Paar)		264,00
❑	954	abschwenkbare Pelotten (Paar) ⚠ *nicht i.V. mit Seitenteil CODE 24*		736,00
❑	781	USB Ladebuchse		228,00
❑	782	Universal Adaption zur Aufname von Handy-Halterungen ⚠ *nicht i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839* *Handy-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten*		134,00
❑	4795	Wegfahrsperre, Schlüssel ⚠ *nur i.V. mit R-NET CODE 702*		62,00
❑	4772	TüV-Gutachten		0,00
❑	2721	Adapterset Dahl-Dockingstation ⚠ *Rollstuhlseitiges Adapterset für die Vorbereitung der Dahl-Dockingstation* *Nicht i.V. mit Lenkradfederung für 8" Rad CODE 2145 und 2146*		1.302,00

Heckmarkierung

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	2676	Heckmarkierungsfolie ⚠ *nur i.V. mit ErgoSeat*		126,00
❑	676	Heckmarkierungstafel	18.99.99.0999	126,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

24 Service

	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
❑		55704	Klientenspezifische Parametrisierungspauschale ⚠ *beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Paramtersätzen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.*	646,00
❑		55709	Medizinisch notwendige Parametrisierung auf klientenspezifische Einstellwerte des Steh- und Liegemoduls ⚠ *beinhaltet einfache Programmanpassungen sowie die Integration von Sondersteuerungen*	1.288,00