ICHAIR XXL HD bis 250 kg

1.614

HMV: 18.50.04.5004

Zugelassenes Benutzergewicht
250 kg HD Option (inkl. Zuladung)



MEYRA GROUP



Höchste Stabilität durch verstärkte Komponenten



Kraftvolle Motoren



Sitzkantelung



Langlebige LED-Beleuchtung

Ideal für starke Typen

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Verbesserter Wirkungsgrad erhöht die Selbstständigkeit und unterstützt die optimale Ausnutzung der vorhandenen Antriebskräfte, leichtere Fortbewegung, größere Wendigkeit
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 250 kg

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Ideal zur Mobilitätserhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche
- Verschiedene Sitzsysteme entsprechend der individuellen Bedürfnissen

EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung und optional erhältliche 10 km/h- Variante
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern

Versions-Nr.: #1599 - 20.08.2026 / 2026-09-15 14:51:31

● BESTELLUNG ❍ KOSTENVORANSCHLAG ❍ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.04.5004



Preis Grundmodell ***17.486,00 €***

Zugelassenes Benutzergewicht
250 kg HD Option (inkl. Zuladung)

Hinweise
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

EPOWER

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

❑ Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)
https://www.meyra.de/agb/

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift

EPOWER

Technische Daten

1) siehe Kategorie Sitzbreite
2) Sitzwinkel ist 4°
4) Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen
5) unter Testbedingungen 6 / 10 km/h mit Batterie 73 Ah (20h)
6) siehe Kategorie 00 Fahrwerk/Motorisierung
8) Der Verstellbereich kann je SH um max. +/-3° abweichen
9) abhängig von Sitzbreite

Sitzbreiten in mm	530 - 770 [1) 2)]
Sitztiefe in mm	430 - 600 [2)]
Rückenhöhe in mm	530 - 570 [2)]
Unterschenkellänge in mm	370 - 510 [2)]
Armlehnenhöhe in mm	170 - 280 [2)]
Sitzhöhe vorne in mm	460 - 560 / 530 - 630 [2)]
Länge mit Fußstütze in mm	1150
Länge ohne Fußstützen in mm	850
Breite fahrbereit in mm ab	680 - 920 [9)]
Höhe ohne Kopfstütze in mm	1020 - 1150 [2)]
Transportlänge in mm	850
Transporthöhe in mm	650
Radgröße vorne in mm	260 x 70 (10")
Radgröße hinten in mm	356 x 75 (14")
Hindernishöhe max. in mm	60
Wenderadius in mm	950
Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 80 Ah (20h)	30 - 35 km
Transportleergewicht Grundausstattung min.	130 kg
Personengewicht	max. 250 kg
Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen	340 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h
Motorleistung	2 x 350 W
Reichweite	max. 35
Zulässige Steigungen / Gefälle	8,5° (15%)
Lenkungsart	indirekt
Sitzkantelung elektrisch	0° bis 18°
Sitzkantelung mechanisch	0° bis 10°
Rückenlehnenwinkel elektrisch	80° - 140° (Code 25)
Rückenlehnenwinkel mechanisch	80° - 120° (Code 401)

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

00 Fahrwerk/Motorisierung

	CODE	GESCHWINDIGKEIT	REICHWEITE	MOTORLEISTUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	115	6 km/h	max. 35 km	2 x 350 W		0,00

Fahrwerkoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	893	Verstärkte XXL-Federung für Nutzergewichte 200 - 250 kg	18.99.99.0999	0,00

01 Sitzbreite

	CODE	BEZEICHNUNG	SITZFLÄCHENBREITE	EUR €
❑	3060	Verstärkte Ausführung, Sitzbreite stufenlos einstellbar von 530 bis 650 mm über Armlehnen	530 mm	2.896,00
❑	3061	Verstärkte Ausführung, Sitzbreite stufenlos einstellbar von 580 bis 700 mm über Armlehnen	580 mm	2.896,00
❑	3062	Verstärkte Ausführung, Sitzbreite stufenlos einstellbar von 620 bis 740 mm über Armlehnen	620 mm	2.896,00
❑	3063	Verstärkte Ausführung, Sitzbreite stufenlos einstellbar von 650 bis 770 mm über Armlehnen	650 mm	2.896,00

02 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)		
Code	Felge	460	510	560
142/146	10" Alu-Felge Pannengeschützte Luftbereifung	❑	❑	❑
142/900	10" Alu-Felge Pannensichere Bereifung	❑ 218,00	❑ 218,00	❑ 218,00

Lenkradoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	816	Spritzschutz für Lenkräder		156,00

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

03 Antriebsräder

			Pannengeschützte Luftbereifung CODE 846		Pannensichere Bereifung CODE 904	
Code	**Ø**	**Felge**	**grau**	**schwarz**	**grau**	**schwarz**
460	14"	Alu-Felge	❑	❑	❑ 228,00	❑ 228,00

Antriebsradoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	824	Spritzschutz für Antriebsräder		146,00

05 Sitzkantelung

	CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG/HUB	HMV-Nr.	EUR €
❑	3064	Mechanische Sitzkantelung, in Stufen	0° bis +10°		0,00
❑	3065	Elektrische Sitzkantelung stufenlos um 18 Grad - XXL-Ausführung	0° bis +18°		2.462,00

06 Sitztiefe

	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)	(C-360)
	430mm	**460mm**	**490mm**	**530mm**	**560mm**	**600mm**
Sitztiefe	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 55,00

⚠ *ST 600 mm inkl. 30 mm Sitzrohrverlängerung*

07 Sitz-/Rückensysteme

		Rückensystem
CODE	**Sitz**	**ErgoSeat Rücken CODE 949**
4276	Sitzplatte (für externe Sitzsysteme)	❑ 510,00
948	ErgoSeat-Sitz	❑ 844,00

EPOWER

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

08 ErgoSeat-Bezüge

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	237	ErgoSeat-Bezug, Textil, schwarz	0,00
❑	4980	ErgoSeat-Bezug, Inkontinenz, schwarz	0,00

10 Rückenoptionen (Verstellungen)

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	814	Durchgehender Schiebebügel		0,00
❑	913	Kopfstütze, Kunstleder schwarz		308,00
❑	3066	Mechanische Rückenverstellung		0,00
❑	3067	Elektrische Rückenverstellung ⚠ *Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden*		2.986,00

11 Seitenteile und Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar

	CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
❑	106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz	1,2,3,4		0,00
❑	4960	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und leichter Mulde in der Armauflage	1,2,3,4		84,00
❑	21	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und abgewinkelter Armauflage lang	1,2,3,4		388,00

12 Beinstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	3090	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar		0,00
❑	3068	Beinstützen mit Längenausgleich, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar		1.320,00
❑	3069	Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar		4.252,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
(S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

13 Fußstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	HMV-Nr.	EUR €
❑	54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150mm	280-430mm		0,00
		⚠ *Fußbrett kann nur nach hinten, zum Stuhl hin, hochgeklappt werden!*				

14 Batterien und Ladegeräte

	CODE	BEZEICHNUNG	REICHWEITE	HMV-Nr.	EUR €
❑	5158	Wartungsfreie Batterien ca.66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	35 km		0,00
❑	732	Ladegerät 8 A			0,00
❑	733	Ladegerät 12 A			348,00

15 Beleuchtung

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0,00

16 Bedien-/Verstellmodule

			Ansteuerung Verstellmotoren		
Code	Bedienmodul	ohne	2-fach / 682	6-fach / 678	8-fach / 780
702/415	R-NET LED			❑	
702/416	R-NET LCD			❑ 418,00	
702/398	R-NET LCD IR/BT			❑ 1.336,00	
702/839	R-NET OMNI II			❑ 2.976,00	

EPOWER

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Bedienmodul Montage

	CODE	BEZEICHNUNG	ANSTEUERUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	74	Montage Rechts			0,00
❑	60	Montage Links			0,00

17 *Bedienmodulhalter*

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar		0,00
❑	4566	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar		114,00
❑	4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)		322,00
❑	851	Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten) ⚠ *Nur i. V. mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814*		402,00
❑	4789	Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr	18.99.99.0701	754,00
❑	4874	Schutzbügel für Bedienmodul ⚠ *nicht i.V. mit CODE 839 OMNI II*		75,00

18 *Sonderbedienmodule*

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar		810,00
❑	4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar		724,00

Externer Ein/Aus-Taster

für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson.

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	596	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, gelb		358,00
❑	778	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, grün		358,00
❑	779	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, gelb		358,00

⚠ *Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NET OMNI II CODE 702/839*

EPOWER

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

MicroPilot

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4602	Joystick-Aufsatz MicroPilot kork, mit Feder, weich		514,00
❑	4603	Joystick-Aufsatz MicroPilot kork, mit Feder, mittel		514,00
❑	4604	Joystick-Aufsatz MicroPilot bunt, mit Feder, weich		514,00
❑	4605	Joystick-Aufsatz MicroPilot bunt, mit Feder, mittel		514,00
❑	4606	Joystick-Aufsatz MicroPilot blau, mit Feder, weich		514,00
❑	4607	Joystick-Aufsatz MicroPilot blau, mit Feder, mittel		514,00
❑	4608	Joystick-Aufsatz MicroGuide/MicroPilot kork, ohne Feder		84,00
❑	4609	Joystick-Aufsatz MicroGuide/MicroPilot bunt, ohne Feder		84,00
❑	4610	Joystick-Aufsatz MicroGuide/MicroPilot blau, ohne Feder		84,00

Kinnbedienung

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	565	Kinnbedienung, elektrisch seitlich abschwenkbar *nur i. V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839* *nur i.V.m. CODE 589 4-Punkt-Gurt*		7.122,00
❑	810	Kinnbedienung, mechanisch seitlich abschwenkbar *nur i. V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839* *nur i.V.m. CODE 589 4-Punkt-Gurt*		4.266,00

Sonstige

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4612	MicroGuide Wegejoystick *nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839* *vorübergehend nicht lieferbar*		5.976,00
❑	4601	MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage *nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839* *vorübergehend nicht lieferbar*		8.642,00

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Joystickaufsätze

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	553	Tetra-Gabel vertikal		234,00
❑	556	Tetra-Gabel horizontal		234,00
❑	734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	18.99.99.0999	156,00
❑	4589	Pilzgriff	18.99.99.0999	74,00
❑	4590	Kugelgriff	18.99.99.0999	74,00
❑	4591	T-Griff	18.99.99.0999	146,00
❑	4593	Stielgriff	18.99.99.0999	87,00
❑	4594	Knopfgriff	18.99.99.0999	74,00
❑	4595	Softball	18.99.99.0999	74,00
❑	4596	Golfball d=43 mm		114,00

19 Software

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	985	Serienprogrammierung (Standard)	0,00
❑	998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0,00

20 Rahmenfarben

	CODE	RAHMEN	AKZENTE	EUR €
❑	207	Mattschwarz		0,00
❑	212	Mattschwarz	Polarweiß	140,00
❑	186	Mattschwarz	Magic Blue	140,00
❑	227	Mattschwarz	Redmetallic	140,00
❑	180	Mattschwarz	Lemonreflex	140,00
❑	214	Mattschwarz	Sonnengelb	140,00

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

21 Optionen rund um den Rollstuhl

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	906	Rückspiegel Rechts		110,00
❑	927	Rückspiegel Links		110,00
❑	970	Gehhilfenhalter		110,00
❑	803	Haltegurt mit Schloss (extralang)		130,00
❑	4646	Therapietisch seitlich abschwenkbar		738,00
❑	590	Abduktionskeil		316,00
❑	260	Memory-Funktion für Kopfstütze		65,00
❑	957	Starre Pelotten (Paar)		264,00
❑	954	abschwenkbare Pelotten (Paar)		736,00
❑	994	Gepäckablage mit Metallstäben		162,00
❑	4795	Wegfahrsperre, Schlüssel ⚠ *nur i.V.m. R-Net*		0,00
❑	781	USB-Ladebuchse		228,00
❑	782	Universal Adaption zur Aufname von Handy-Halterungen ⚠ *nicht i.V. mit OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839* *Handy-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten*		134,00
❑	2676	Heckmarkierungsfolie		126,00
❑	676	Heckmarkierungstafel		126,00

22 Service

	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
❑		55704	Klientenspezifische Parametrisierungspauschale ⚠ *beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Paramtersätzen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.*	646,00