iCHAIR MEYLIFE

1.650 mit Sitzlift

HMV: 18.99.06.1140 mit Sitzlift
HMV: 18.50.04.0221

Zugelassenes Benutzergewicht
120 kg (inkl. Zuladung)
160 kg (inkl. Zuladung) bei verstärkter Federung Code 891



MEYRA GROUP



Eine umbaufreundliche Konstruktion ermöglicht eine schnelle Anpassung an den Nutzer



Neue stabile Beinstützen



Die neuentwickelte Einzelradfederung (4-fach)



Biomechanische Sitz- und Rückeneinheit

Der Intelligente

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Optimales Preis- Leistungsverhältnis für eine effektive Langzeitversorgung
- Lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit durch Verwendung von hochwertigsten Materialien
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten an die sich verändernden Bedürfnisse des Benutzers
- Das integrierte Kabelkonzept ermöglicht eine sehr schnelle Nachrüstung von elektr. Verstelloptionen
- Langfristige Sicherheit bei der Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhandels- und Versorgungsstruktur

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Ergonomische, biomechanische Sitz und Rückeneinheit mit gekoppelter Armlehnenabsenkung
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche
- Antriebsräder sind einzeln gefedert sowie von den Antriebsrädern losgelöste: Federung aller Räder verringert maßgeblich Erschütterungen auf die Wirbelsäule und den Rumpf des Nutzers. Dies ist gerade bei Krankheitsbildern wie MS, ALS, Duchenne Muskeldystrophie, Tetraplegie zwingend notwendig
- Ideal zur Mobilitätserhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro

EINSATZBEREICH

- Für den Innen und Außenbereich, gefederte Antriebseinheit Standard
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen

INDIKATIONEN

Die Funktionsvielfalt des Elektrorollstuhls erlaubt einen Einsatz bei erheblicher bis voll ausgeprägter Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u.a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen z.B. durch:

KONTRAINDIKATIONEN

Jede Versorgung sollte im Einzelfall durch eine fachlich ausgebildete Person (Medizinprodukteberater, Rehafachberater u.a.) überprüft, erprobt und auf die, aus dem definierten Krankheitsbild entstehende individuelle Fähigkeitsstörung ausgerichtet werden. Dies schließt auch ein, dass Personen, die in den Kontraindikationen genannte Problematiken aufweisen, im Einzelfall die kognitive, charakterliche und körperliche Befähigung zur Bedienung des iCHAIR Light nachweisen können

● BESTELLUNG ○ KOSTENVORANSCHLAG ○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.99.06.1140 mit Sitzlift

HMV: 18.50.04.0221



Preis Grundmodell ***19.636,00 €***

Zugelassenes Benutzergewicht

120 kg (inkl. Zuladung)

160 kg (inkl. Zuladung) bei verstärkter Federung Code 891

Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.

Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

EPOWER

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

❑ Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)
https://www.meyra.de/agb/

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift

EPOWER

Technische Daten

1) siehe Kategorie Sitzbreite
2) Sitzsysteme Konturkissen/Netti/Ride Sitzwinkel 0°
3) gemessen bei 0° Sitzwinkel
4) Angaben bis Platte
5) Max. Personengewicht inkl. Zuladung 136 kg bei Personentransport im PKW

Sitzbreiten in mm	380 - 530 [1]
Sitztiefe in mm	400 - 550
Sitzhöhe in mm	400 - 500 [2] [3]
Rückenhöhe in mm	520 - 670
Unterschenkellänge in mm	340 - 480 [2]
Armlehnenhöhe in mm	220 - 380 [2]
Länge mit Fußstütze in mm	1120 - 1220
Transportlänge in mm	860 - 910
Transportbreite im mm	640 - 820
Breite fahrbereit in mm ab	600 - 820
Höhe ohne Kopfstütze in mm	930 - 1200
Hindernishöhe max. in mm	70
Wenderadius mit Fußstütze in mm	940
Bodenfreiheit in mm	40 / 70
Transportleergewicht Grundausstattung min.	133 kg
Personengewicht	120 kg / 160 kg [5]
Zul. Gesamtgewicht in kg	370 kg
max. Zuladung	10 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h - 10 km/h
Motorleistung	350 W
Reichweite	35 / 30 km
Zulässige Steigungen / Gefälle	8,5° (15%)
Sitzkantelung elektrisch	0° bis 30°/50°
Rückenlehnenwinkel elektrisch	80° - 140° / 90° - 150° / 90° - 170° (Code 25 / Code 2947 / Code 2948) [4]
Rückenlehnenwinkel mechanisch	80° - 120° (Code 401)
Antrieb	Heck
Antriebsrad	12,5" / 14"
Lenkrad	9" / 10"

Versions-Nr.: #1599 - 20.08.2026 / 2026-09-14 09:31:41

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Fahrwerk/Motorisierung/Rahmenoptionen

	CODE	GESCHWINDIGKEIT	REICHWEITE	MOTORLEISTUNG	EUR €
❑	2115	6 km/h	max. 35 km	2 x 350 W	700,00
❑	2117	10 km/h	max. 30 km	2 x 350 W	1.190,00
		⚠ *In Deutschland nur i. V. mit TÜV-Gutachten CODE 4772*			
		In Deutschland nur i. V. mit Heckmarkierungsfolie CODE 2676 oder mit Heckmarkierungstafel CODE 676			
❑	918	ESP Fahrstabilisierungsmodul			1.490,00

Federung

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	892	Standardfederung bis 120 kg		0,00
❑	891	Verstärkte Federung für Nutzergewichte bis 160 kg		0,00

01 Antriebsräder

Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware).
Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	460	14" - Antriebsräder		0,00
❑	815	12" - Antriebsräder		0,00

Antriebsrad Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	846	Pannengeschützte Luftbereifung		0,00
❑	904	Pannensichere Bereifung	18.99.99.0402	228,00
❑	824	Spritzschutz für Antriebsräder	18.99.99.0999	146,00
❑	482	Stollenbereifung		0,00

Versions-Nr.: #1599 - 20.08.2026 / 2026-09-14 09:31:41

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

02 Lenkrad/Sitzhöhe

		VSH (mm)					
		(C-240)	(C-326)	(C-328)	(C-329)	(C-47)	(C-330)
Code	**Lenkrad Ø INCH**	**400**	**430**	**435**	**465**	**470**	**500**
163	9"	❑		❑		❑	
142	10"		❑		❑		❑

VSH gemessen bei 0° Sitzneigung, bis Höhe Sitzplatte
VSH 400mm/430mm nicht i.V. mit SB 480 und 530 mm einstellbar
9" Lenkrad nur i.V. mit CODE 815 12" Antriebsrad
10" Lenkrad nur i.V. mit CODE 460 14" Antriebsrad

Lenkrad Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	146	Pannengeschützte Luftbereifung		0,00
❑	900	Pannensichere Bereifung	18.99.99.0401	228,00
❑	816	Spritzschutz für 10" Lenkräder		146,00

03 Bereifung

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	908	Schwarz (abriebresistent), Felge carbonfarbig		0,00
❑	909	Grau, Felge carbonfarbig		0,00

EPOWER

Versions-Nr.: #1599 - 20.08.2026 / 2026-09-14 09:31:41

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Sitzbreite/-tiefe

		Sitztiefe (mm)					
		(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-4105)	(C-791)	(C-955)
Code	Sitzflächenbreite	400	430	460	490	520	550
38	380 mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑
43	430 mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑
48	480 mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑
53	530 mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑

⚠ *Zusätzliche Verstellung der Sitzbreite über die Armlehnen möglich, siehe Armlehnenoptionen*

05 Sitzkissen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	948	iCHAIR MEYLIFE Kontursitz	18.99.99.0004	412,00
❑	4276	Sitzplatte ohne Kissen		0,00
❑	7203	Netti Sit		460,00

⚠ *Netti und Ride nicht i.V. mit Sitztiefe 560 mm*

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

06 Rückensystem

Rundrohrrücken, Rückenpolster und -höhe

		Rückenhöhe (mm)			
		(C-921)	(C-922)	(C-923)	(C-928)
Code	**Bezeichnung**	**520**	**570**	**620**	**670**
608	Teleskopierbarer Rundrohrrücken ohne Rückenpolster	❑	❑		
608/736	Anpaßgurt, schwarz	❑	❑		
608/7201	Netti Uno Back			❑ 396,00	❑ 396,00
608/7209	Netti Smart			❑ 396,00	❑ 396,00
608/7207	Netti Stabil			❑ 648,00	❑ 648,00
608/7210	Netti Super Stabil			❑ 744,00	❑ 744,00
608/7205	Netti Kyphotic			❑ 882,00	❑ 882,00

Zentraler Rücken, Rückenpolster, -breite und -höhe

		Rückenhöhe (mm)			
		(C-921)	(C-922)	(C-923)	(C-928)
Code	**Bezeichnung**	**520**	**570**	**620**	**670**
949/2038	Konturrücken 380mm breit			❑ 289,00	❑ 289,00
949/2043	Konturrücken 430mm breit	❑ 289,00	❑ 289,00	❑ 289,00	❑ 289,00
949/2048	Konturrücken 480mm breit	❑ 289,00	❑ 289,00	❑ 289,00	❑ 289,00
949/2053	Konturrücken 530mm breit	❑ 289,00	❑ 289,00	❑ 289,00	❑ 289,00

⚠ *Code 921 und Code 922 nicht i.V. mit Code 2948*
Code 928 nur i.V. mit Code 2948

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

08 Sitz-/Rücken Optionen

Sitz-/Rücken-/ Kopfstützenbezug

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	237	Textil-Bezug schwarz	0,00
❑	254	Kunstleder ⚠ *wird nur auf Konturkissen 948/949 und Multifunktionale Kopfstütze 914 angewendet.*	434,00

Sitzkantelung / Sitzlift

	CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG	LIFT	EUR €
❑	27	Scherenlift einschl. Sitzkantelung	0° bis 30°	300 mm	0,00

⚠ *Der Verstellbereich kann je SH und Größe der Lenkräder um max. +/- 3° abweichen*

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückenverstellungen

	CODE	BEZEICHNUNG			HMV-Nr.	EUR €
❑	401	Mechanische Rückenverstellung für Rundrohrrücken				0,00
❑	25	Elektrische Rückenverstellung für Rundrohrrücken			18.99.99.0006	1.650,00
❑	5025	Elektrische Rückenverstellung für Konturrücken ⚠ *i.V. mit steckbarer Armlehne*	0° – 60°	stufenlos		1.836,00
❑	2947	Elektrische Rückenverstellung für Konturrücken ⚠ *i.V. mit abschwenkbarer biomechanischer Armlehne*	0° – 60°	stufenlos		2.590,00
❑	2948	Elektrische biomechanische Rückenverstellung für Konturrücken ⚠ *i.V. mit abschwenkbarer biomechanischer Armlehne*	0° – 80°	stufenlos		3.158,00

Zusatzoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	914	Multifunktionale 3D Kopfstütze mit der Möglichkeit der individuell Anpassung der Seitenwangen ⚠ *Einstellungsbereich: horizontal, vertikal und Winkelstellung* *Polster mit 3D Kugelgelenk*	490,00
❑	937	Kopfstützen-Verlängerung	84,00
❑	4275	Montageschiene, Zubehör am Rücken ⚠ *nur i.V.m. Zentralen Rückensystemen*	332,00
❑	2957	Abschwenkbare Thoraxpelotten ⚠ *nur i.V.m. Code 4275*	590,00
❑	797	Seitenwange für Sitzkissen (Oberschenkelstütze)	77,00
❑	814	Schiebegriff durchgehend für Zentralen Rücken ⚠ *Nur i.V. mit zentralen Rücken*	298,00

09 Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar 5 =hochschwenkbar 6 = winkelverstellbar 7 = biomechanik

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	106	Armlehne abnehmbar ⚠ *Nicht i.V. mit elekt. biomechanischer Rückenverstellung CODE 2948*	18.99.99.0203	0,00
❑	324	Armlehne hochschwenkbar ⚠ *Nur i.V. mit CODE 2947 oder CODE 2948 Elektrische Rückenverstellung für Konturrücken*		1.266,00

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Armlehnenoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	101	Kleiderschutz für Armlehne ⚠ *Nur i.V. mit CODE 106 Armlehne abnehmbar*		0,00
❑	4422	Armlehnenfixierung in Grundposition ⚠ *Nur i.V. mit CODE 324 Armlehne hochschwenkbar*		63,00

Armlehnenpolster LINKS

	CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
❑	975	Armauflage gepolstert (standard)	links	0,00
❑	4990	Armauflage gepolstert (standard) mit Drehgelenk	links	392,00
❑	4982	Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale	links	440,00
❑	4993	Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale mit Drehgelenk	links	468,00

Armlehnenpolster RECHTS

	CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
❑	974	Armauflage gepolstert (standard)	rechts	0,00
❑	4984	Armauflage gepolstert (standard) mit Drehgelenk	rechts	392,00
❑	4981	Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale	rechts	440,00
❑	4991	Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale mit Drehgelenk	rechts	468,00

Handauflagen für Hemiplegie-Unterarmschale LINKS

	CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
❑	4988	Handauflage flach für Hemiplegie-Unterarmschale ⚠ *Nur i.V. mit CODE 4982 oder 4993* *Nicht i.V. mit CODE 975 oder 4990*	links	67,00
❑	4987	Handauflage mit ergon. Griff für Hemiplegie-Unterarmschale ⚠ *Nur i.V. mit CODE 4982 oder 4993* *Nicht i.V. mit CODE 975 oder 4990*	links	67,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Handauflagen für Hemiplegie-Unterarmschale RECHTS

	CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
❑	4985	Handauflage flach für Hemiplegie-Unterarmschale ⚠ *Nur i.V. mit CODE 4981 oder 4991* *Nicht i.V. mit CODE 974 oder 4984*	rechts	67,00
❑	4986	Handauflage mit ergon. Griff für Hemiplegie-Unterarmschale ⚠ *Nur i.V. mit CODE 4981 oder 4991* *Nicht i.V. mit CODE 974 oder 4984*	rechts	67,00

Verlängerung für Hemiplegie-Unterarmschale

	CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
❑	4989	Verlängerung für Hemiplegie-Unterarmschale ⚠ *Nur i.V. mit CODE 4982 oder 4993* *Nicht i.V. mit CODE 975 oder 4990*	links	89,00
❑	4983	Verlängerung für Hemiplegie-Unterarmschale ⚠ *Nur i.V. mit CODE 4981 oder 4991* *Nicht i.V. mit CODE 974 oder 4984*	rechts	89,00

10 Beinstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	293	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar		0,00
❑	4092	Beinstützen mechanisch hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar		690,00
❑	2086	Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar		2.390,00

Beinstützenoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4933	Oberschenkelpelotten stufenlos, breiten- und längeneinstellbar		620,00

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

11 Fußstütze

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	808	Fußstützen geteilt, hochklappbar, höhen und winkelverstellbar	18.99.99.0303	0,00
❑	57	Fußstütze durchgehend		452,00

Fußstützenoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	822	Schuhanschnallriemen (Paar)	18.99.99.0305	69,00
❑	823	Fersenhalter (Paar	18.99.99.0304	120,00

12 Batterien und Ladegeräte

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	513	Wartungsfreie Batterien 60 Ah (20 h), 52 Ah (5 h)		0,00
❑	5158	Wartungsfreie Batterien 80 Ah (20 h), 63 Ah (5 h)	18.99.99.0999	358,00
❑	732	Ladegerät 8 A für 60 Ah (20 h)		0,00
❑	733	Ladegerät 12 A für 80 Ah (20 h)	18.99.99.0999	348,00

13 Beleuchtung

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0,00
❑	703	Ohne Aktive LED Beleuchtung	0,00

14 Bedien-/Verstellmodule

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	416/702	R-NET LCD	1.580,00
❑	398/702	R-NET LCD IR/BT	3.280,00
❑	839	OMNI II	3.566,00

⚠ *Code 839 OMNI II Blinkfunktion und Hupfunktion nur über Menü anwählbar*
2-fach Ansteuerung nur für elektr. Sitzkantelung und elektr. Rückenverstellung

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Bedienmodul Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4795	Wegfahrsperre, Schlüssel		57,00

Bedienmodul Montage

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	74	Montage Rechts		0,00
❑	60	Montage Links		0,00

Bedienmodul Software

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	985	Serienprogrammierung (Standard)	0,00
❑	998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0,00

15 Bedienmodulhalter

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar		0,00
❑	4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)	18.99.99.0999	210,00
❑	4566	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar	18.99.99.0999	330,00
❑	4789	Zusätzliches Bedienmodul für Begleitperson montiert hinter dem Rücken	18.99.99.0701	710,00
❑	851	Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten) ⚠ *Nur i. V. mit durchgehendem Schiebegriff CODE 814*	18.99.99.0701	402,00
❑	4874	Schutzbügel für Bedienmodul R-NET ⚠ *nicht i.V. mit OMNI II Code 839*	18.99.99.0999	75,00

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Sonderbedienmodule

Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen müssen oft angepasst werden und können deshalb im Allgemeinen kein fertiges Produkt darstellen.
Platzierung und Programmierung müssen unter Einbeziehung des Nutzers vorgenommen bzw. durch einen Techniker vor Ort erarbeitet werden.
Weitere Sondersteuerungen sind auf Anfrage möglich.

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar ⚠ *nicht i.V. mit abschwenkbarer Armlehne CODE 324*	18.99.99.0702	810,00
❑	4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar ⚠ *nicht i.V. mit abschwenkbarer Armlehne CODE 324*	18.99.99.0702	810,00

Externer Ein/Aus-Taster

für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson.

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	596	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, gelb		259,00
❑	778	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, grün		259,00
❑	779	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, gelb		259,00

⚠ *Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NET OMNI II CODE 702/839*

Hinterkopfsteuerung

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	2238	Hinterkopfsteuerung (schmal)		5.954,00
❑	2239	Hinterkopfsteuerung (breit)		6.378,00

⚠ *i.V. mit der 10 km/h Variante ist das ESP Fahrstabilisierungsmodul CODE 918 zwingend erforderlich*
i.V. mit der 6 km/h Variante muss die Verwendung ESP Fahrstabilisierungsmodul individuell geprüft werden aufgrund der besseren Fahreigenschaften vom iCHAIR SKY wird jedoch empfohlen dieses zu verwenden

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Joystickaufsätze

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	553	Tetra-Gabel vertikal	18.99.99.0999	228,00
❑	556	Tetra-Gabel horizontal	18.99.99.0999	220,00
❑	734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	18.99.99.0999	146,00
❑	4589	Pilzgriff	18.99.99.0999	70,00
❑	4590	Kugelgriff	18.99.99.0999	70,00
❑	4591	T-Griff	18.99.99.0999	146,00
❑	4593	Stielgriff	18.99.99.0999	82,00
❑	4594	Knopfgriff	18.99.99.0999	74,00
❑	4595	Softball	18.99.99.0999	188,00
❑	4596	Golfball (D=43 mm)		76,00

17 Rahmenfarben

	CODE	RAHMEN	AKZENTE	EUR €
❑	207	Mattschwarz		0,00
❑	212	Mattschwarz	Polarweiß	0,00
❑	186	Mattschwarz	Magic Blue	0,00
❑	227	Mattschwarz	Redmetallic	0,00
❑	180	Mattschwarz	Lemonreflex	0,00
❑	214	Mattschwarz	Sonnengelb	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

18 Optionen rund um den Rollstuhl

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	2721	Adapterset für DAHL-Dockingstation ⚠ *nur i.V. mit 14" Antriebs- und 10" Lenkrad Code 460/142*		500,00
❑	833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	59,00
❑	589	Vierpunktgurt	18.99.99.0906	378,00
❑	4646	Therapietisch, seitlich abschwenkbar	18.99.99.0801	696,00
❑	4772	TÜV-Gutachten		0,00
❑	970	Gehhilfenhalter ⚠ *Nur i.V. mit Armlehne abnehmbar, höhen- und tiefenverstellbar CODE 106*	18.99.99.0909	110,00
❑	906	Rückspiegel Rechts	18.99.99.0999	110,00
❑	927	Rückspiegel Links	18.99.99.0999	110,00

Heckmarkierung

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	2676	Heckmarkierungsfolie ⚠ *nur i.V. mit Konturrücken*		126,00
❑	676	Heckmarkierungstafel	18.99.99.0999	0,00

19 Service

	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	55704	Klientenspezifische Parametrisierungspauschale ⚠ *beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Paramtersätzen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.*	646,00
❑	55709	Medizinisch notwendige Parametrisierung auf klientenspezifische Einstellwerte ⚠ *beinhaltet einfache Programmanpassungen sowie die Integration von Sondersteuerungen*	1.288,00