TA IQ MWD

2.518

HMV: im Antragsverfahren

Zugelassenes Benutzergewicht

140 kg Zugelassenes Benutzergewicht



MySeat mit Komfort und Flexibilität

EIGENSCHAFTEN

- Neues Sitzverstellmodul (Kantelmodul) sorgt für
  mehr Stabilität & Komfort für den Nutzer
- Biomechanische Lösungen für Rücken,
  Armlehne und Beinstütze mit MYSeat System
- Das neue Design verbessert die
  Produktqualität und
  Zuverlässigkeit sowie die Servicezeiten für
  Fachhändler
- Das Beste der MEYRA Group in einem
  Produkt:
  - TA iQ Powerbase
  - MYSeat System
  - NETTI Sitzen & Positionieren
  - VARILITE Sitzen & Positionieren

EINSATZBEREICH

- Extrem kleiner Wenderadius für müheloses
  Manövrieren auf engstem Raum
- Herausragende Agilität im Innen- und
  Außenbereich
  für maximale Flexibilität im Alltag
- Stets sicherer Bodenkontakt durch sechs
  Räder
  für hohe Stabilität und ein ruhiges Fahrgefühl
- Überzeugende Geländegängigkeit für mehr
  Unabhängigkeit
  bei verschiedenen Bodenverhältnissen

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Verbesserung der funktionalen
  Selbstständigkeit im Alltag und Erweiterung
  des erreichbaren Aktionsraums zur
  selbstständigen Nutzung von Regalen,
  Arbeitsflächen und Bedienelementen
- Förderung sozialer Interaktion auf
  Augenhöhe zur
  Verbesserung der Kommunikation und
  Teilhabe
- Steigerung der selbstständigen Durchführung
  von
  Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) und
  damit der gesellschaftlichen Partizipation
- TA IQ ist geeignet für
  - Muskeldystrophie
  - Multipler Sklerose (MS)
  - Zerebralparese
  - Rückenmarkverletzungen
  - Amyotropher Lateralsklerose (ALS)
  - Traumatischen Hirnverletzungen
  - Morbus Parkinson
  - Schwerer rheumatoider Arthritis

● BESTELLUNG ❍ KOSTENVORANSCHLAG ❍ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: im Antragsverfahren



Preis Grundmodell ***16.990,00 €***

Zugelassenes Benutzergewicht
140 kg Zugelassenes Benutzergewicht

Hinweise
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

❑ Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)
https://www.meyra.de/agb/

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift

TAS

Technische Daten

Gesamtlänge (gemessen bei 0° Sitzneigung) in mm	1190 - 1350
Gesamtbreite in mm	600 - 770
Gesamthöhe in mm	910 - 1180
Zul. Nutzergewicht in kg	140
Zul. Gesamtgewicht in kg	320
Transportleergewicht in kg	100 ohne Batterie / 160 mit 80Ah mit Batterie
Motorleistung	2 x 350 Watt
Fahrgeschwindigkeiten in km/h	6 / 10 / 12
Reichweite in km	35 - 40
Hindernishöhe in mm	max. 80
Zulässige Steigungen / Gefälle	10° (18 %)
Rückenlehnenwinkel elektrisch	80° - 140° / 90° - 150° / 90° - 170° (Code 25 / Code 2947 / Code 2948)
Rückenlehnenwinkel mechanisch	80° - 120° (Code 401)
Sitzhub in mm	300
Sitzkantelung elektrisch	0° - 45°
Mindestwendekreisradius in mm	700
Bodenfreiheit in mm	60 (12,5" Antriebsrad), 70 (14" Antriebsrad)

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

01 Fahrwerk/Motorisierung/Rahmenoptionen

Fahrwerk

	CODE	BEZEICHNUNG	Antriebsart	EUR €
❑	2528	IQ MWD	Mittelradantrieb	0,00

Motorisierung

	CODE	BEZEICHNUNG	REICHWEITE	MOTORLEISTUNG	MAX. GEWICHT	EUR €
❑	2115	6 km/h	max. 40 km	2 x 350W 4-POL	140 kg	0,00
❑	2117	10 km/h	max. 35 km	2 x 350W 4-POL	140 kg	490,00
❑	2120	12 km/h	max. 35 km	2 x 350W 4-POL	140 kg	690,00

⚠ *WICHTIG:*
Bei Motorisierungen 10 km/h, 12 km/h:
in Deutschland nur i.V. mit TÜV-Gutachten CODE 4772
zusätzlich Heckmarkierungsfolie CODE 2676
oder Heckmarkierungstafel CODE 676

TÜV / Heckmarkierung für Deutschland

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	4772	TÜV-Gutachten	0,00
❑	2676	Heckmarkierungsfolie ⚠ *Nur i.V. mit zentraler Rücken CODE 2946*	120,00
❑	676	Heckmarkierungstafel	120,00

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Räder und Reifen

Antriebsräder

		VSH (mm)			
		(C-2511)	(C-2512)	(C-2511)	(C-2512)
Code	**Ø Felge**	**385**	**405**	**395**	**415**
815	12"	❑	❑		
460	14"			❑	❑

⚠ *12" Antriebsrad CODE 815 nicht i.V. mit Adapterset Dahl-Dockingstation CODE 2721*
VSH 385 mm / 395 mm CODE 2511 nur i.V.:
mit Armlehne Code 24
mit zentrale Beinstütze Code 5100
mit zentrale Fußplatte Code 5109

Antriebsräder Bereifung

	CODE	BEZEICHNUNG	Bereifung	EUR €
❑	482	Stollenprofil	Luftbereifung	0,00
❑	905	Stollenprofil	Pannensichere Bereifung	228,00

Lenkräder / Bereifung

		Bereifung	
		(C-146)	(C-900)
Code	**Ø Lenkrad**	**Luftbereifung**	**Pannensichere Bereifung**
157	8" 200 x 50 mm	❑	❑ 228,00
163	8,5" 220 x 65 mm	❑	❑ 228,00

⚠ *8,5 " Lenkrad CODE 163 nicht i. V. mit 12" Antriebsrad CODE 815*

TAS

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Farbe Felgen

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	200	Schwarz	0,00
❑	201	Silber-schwarz ⚠ *Nicht i.V. mit 8,5" Lenkrad CODE 163* *Nicht i.V. mit 12" Antriebsrad CODE 815*	0,00

Farbe Reifen

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	909	Grau	0,00
❑	908	Schwarz ⚠ *Nicht i.V. mit 12" Antriebsrad CODE 815*	0,00

Spritzschutz

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	816	Spritzschutz für Lenkräder ⚠ *Nicht i.V. mit 8,5" Lenkrad CODE 163*	146,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

03 Sitz

Sitzbreite/-tiefe

		Sitztiefe (mm)					
		(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-4105)	(C-791)	(C-955)
Code	**Sitzflächenbreite**	**400**	**430**	**460**	**490**	**520**	**550**
38	380 mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑
43	430 mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑
48	480 mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑
53	530 mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑

⚠ *Sitztiefe 550 mm CODE 955 nicht i.V. mit elekt. Sitzkantelung CODE 4118*

Sitzkissen

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑		ohne Sitzpolster	0,00
❑	948	iCHAIR MEYLIFE Kontursitz	412,00
❑	7206	Netti Uno	240,00
❑	7203	Netti Sit	460,00

⚠ *NETTI Kissen nicht i.V. mit Sitztiefe 550 mm CODE 955*

TAS

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

VARILITE Sitzkissen

Für die Auswahl der VARILITE Sitzkissen ist das separate Bestellblatt "VARILITE Sitzsystem" zu verwenden.
Das Bestellblatt "VARILITE Sitzsystem" ist bei dem Modell 2.518 TA IQ auf der MEYRA Website zu finden.
Bei Bestellung ist das ausgefüllte VARILITE Bestellblatt diesem Bestellblatt beizulegen.

⚠ *Nur i. V. mit Rundrohrrücken CODE 608*

Bezug für MYSeat Kontur-Kissen

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	237	Textil-Bezug schwarz	0,00
❑	254	Kunstleder	434,00

⚠ *wird nur auf Konturkissen 948/949 angewendet*

Sitzkantelung / Sitzlift

	CODE	BEZEICHNUNG
❑	4118	Elektrische Sitzkantelung, stufenlos 0° - 45°
❑	27	Sitzlift 300 mm

⚠ *Beide Optionen sind im Grundmodell enthalten*

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Rückensysteme

Rundrohrrücken, Rückenpolster und -höhe

		Rückenhöhe (mm)	
		(C-921)	(C-922)
Code	**Bezeichnung**	**520**	**570**
608	Rundrohre, 22 mm, vorbereitet für externe Rückensysteme	❑	❑
608/735	Anpassgurt ohne Polster	❑	❑
608/736	Anpassgurt mit Polster, schwarz	❑	❑
608/7201	Netti Uno Back, 3D, Atmungsaktiv	❑ 396,00	❑ 396,00
608/7209	Netti Smart, 3D, Atmungsaktiv	❑ 394,00	❑ 394,00
608/7207	Netti Stabil, 3D, Atmungsaktiv	❑ 648,00	❑ 648,00
608/7210	Netti Super Stabil, 3D, Atmungsaktiv	❑ 744,00	❑ 744,00
608/7205	Netti Kyphotic, 3D, Atmungsaktiv	❑ 882,00	❑ 882,00

VARILITE Rückenpolster

Für die Auswahl der VARILITE Rückenpolster ist das separate Bestellblatt "VARILITE Sitzsystem" zu verwenden.
Das Bestellblatt "VARILITE Sitzsystem" ist bei dem Modell 2.518 TA IQ auf der MEYRA Website zu finden.
Bei Bestellung ist das ausgefüllte VARILITE Bestellblatt diesem Bestellblatt beizulegen.

⚠ *Nur i. V. mit Rundrohrrücken CODE 608*

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückenverstellungen für Rundrohrrücken

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	401	Mechanische Rückenverstellung für Rundrohrrücken		0,00
❑	25	Elektrische Rückenverstellung für Rundrohrrücken	18.99.99.0006	1.650,00

Zentraler Rücken/Konturrücken

		Rückenhöhe (mm)			
		(C-921)	(C-922)	(C-923)	(C-928)
Code	Bezeichnung	520	570	620	670
949/2038/2859	Konturrücken 380mm breit	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00
949/2043/2859	Konturrücken 430mm breit	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00
949/2048/2859	Konturrücken 480mm breit	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00
949/2053/2859	Konturrücken 530mm breit	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00

⚠ *CODE 921 und CODE 922 nicht i.V. mit Elektrische biomechanische Rückenverstellung für zentralen Rücken CODE 2948*
CODE 928 nicht i.V. mit Elektrische Rückenverstellungfür zentralen Rücken CODE 2947

Rückenverstellungen für zentralen Rücken

	CODE	BEZEICHNUNG	Gradwinkel		EUR €
❑	2946/2947	Elektrische Rückenverstellung für zentalen Rücken ⚠ *Nicht i.V. mit biomechanische Armlehne CODE 324*	150°	stufenlos	2.590,00
❑	2946/2948	Elektrische biomechanische Rückenverstellung für zentralen Rücken ⚠ *Nur i.V. mit Armlehne hochschwenkbar, winkelverstellbar, biomechanisch CODE 324*	170°	stufenlos	3.158,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Zusatzoptionen/Positionierung

	CODE	BEZEICHNUNG	POSITIONIERUNG	EUR €
❑	241	Multifunktionale Kopfstütze mit Easy Care Bezug		490,00
❑	242	Multifunktionale Kopfstütze mit 3D Netzgewebe Bezug		490,00
❑	937	Kopfstützen-Verlängerung		84,00
❑	4275	Montageschiene, Zubehör am Rücken ⚠ *Nicht i.V. mit Rundrohrrücken CODE 608*	Kontur	332,00
❑	2957	Abschwenkbare Thoraxpelotten ⚠ *Nur i.V. mit Montageschienen CODE 4275*	Kontur	590,00
❑	797	Seitenwange für Sitzkissen (Oberschenkelstütze)	Sitzplatte	77,00
❑	4933	Oberschenkelpelotten stufenlos, breiten- und längeneinstellbar	Sitzplatte	620,00
❑	814	Schiebegriff durchgehend für Zentralen Rücken ⚠ *Nicht i.V. mit Rundrohrrücken CODE 608*	Kontur	298,00
❑	2958	Tiefenerweiterung für Rundrohrrücken	Rundrohr	210,00
❑	2311	Rückenrohre ausgestellt 25 mm pro Seite für Rundrohrrücken Code 608	Rundrohr	316,00
❑	2313	Rückenrohre eingezogen 25 mm pro Seite für Rundrohrrücken Code 608	Rundrohr	316,00

05 Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar 5 =hochschwenkbar 6 = biomechanik

	CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
❑	106	Armlehne abnehmbar, höhen- und tiefenverstellbar ⚠ *Nicht i.V. mit elekt. biomechanischer Rückenverstellung CODE 2948* *Nicht i.V. mit Sitzhöhe A CODE 2511*	1,2,3,4	18.99.99.0203	0,00
❑	24	Armlehne hochschwenkbar, winkelverstellbar ⚠ *Nicht i.V. mit elekt. biomechanischer Rückenverstellung CODE 2948*	2,3,4,5		640,00
❑	324	Armlehne hochschwenkbar, winkelverstellbar, biomechanisch ⚠ *Nicht i.V. mit elekt. Rückenverstellung CODE 2947*	2,3,4,5,6		1.208,00

Armlehnenoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	101	Kleiderschutz für Armlehne ⚠ *Nur i.V. mit Standard-Armlehne CODE 106*		59,00
❑	4422	Armlehnenfixierung in Grundposition ⚠ *Nur i.V. mit biomechanischer Armlehne CODE 324 oder hochschwenkbarer Armlehne CODE 24*		63,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Armlehnenpolster LINKS

	CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
❑	975	Armauflage gepolstert (standard)	links	0,00
❑	4990	Armauflage gepolstert (standard) mit Drehgelenk	links	392,00
❑	4982	Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale	links	440,00
❑	4993	Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale mit Drehgelenk	links	468,00

Armlehnenpolster RECHTS

	CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
❑	974	Armauflage gepolstert (standard)	rechts	0,00
❑	4984	Armauflage gepolstert (standard) mit Drehgelenk	rechts	392,00
❑	4981	Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale	rechts	440,00
❑	4991	Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale mit Drehgelenk	rechts	468,00

Handauflagen für Hemiplegie-Unterarmschale LINKS

	CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
❑	4988	Handauflage flach für Hemiplegie-Unterarmschale	links	67,00
❑	4987	Handauflage mit ergon. Griff für Hemiplegie-Unterarmschale	links	67,00

⚠ *Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert links CODE 975*
Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert mit Drehgelenk links CODE 4990

Handauflagen für Hemiplegie-Unterarmschale RECHTS

	CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
❑	4985	Handauflage flach für Hemiplegie-Unterarmschale	rechts	67,00
❑	4986	Handauflage mit ergon. Griff für Hemiplegie-Unterarmschale	rechts	67,00

⚠ *Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert rechts CODE 974*
Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert mit Drehgelenk rechts CODE 4984

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Verlängerung für Hemiplegie-Unterarmschale

	CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
❑	4989	Verlängerung für Hemiplegie-Unterarmschale LINKS ⚠ *Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert links CODE 975* *Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert mit Drehgelenk links CODE 4990*	links	89,00
❑	4983	Verlängerung für Hemiplegie-Unterarmschale RECHTS ⚠ *Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert rechts CODE 974* *Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert mit Drehgelenk rechts CODE 4984*	rechts	89,00

06 Beinstützen

Seitliche Beinstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	293	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar		0,00
❑	4092	Beinstützen, abnehmbar, abschwenkbar, mech. höhenverstellbar		690,00
❑	2086	Beinstützen, abnehmbar, abschwenkbar, elektr. höhenverstellbar		2.390,00

Optionen für seitliche Beinstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	HMV-Nr.	EUR €
❑	808	Fußstützen geteilt, hochklappbar, winkelverstellbar			18.99.99.0303	0,00
❑	57	Fußstütze durchgehend			18.99.99.0302	452,00

Zentrale Beinstütze

	CODE	BEZEICHNUNG	BS-WINKEL	USL	EUR €
❑	5092/5100	Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar ⚠ *Nur i.V. mit Fußplattenoption für zentrale Beinstütze CODE 5109*	85°-95°	280-400 mm	640,00
❑	4935/5086	Elektrische zentrale Beinstütze (inkl. Wadenpolster, CODE 2945), elekt. Längenausgleich ⚠ *Nur i.V. mit Fußplattenoption für zentrale Beinstütze CODE 5109*	90°-170°	200-400mm	2.350,00
❑	4949/5086	Elektrische zentrale Beinstütze (inkl. Wadenpolster), elektr. absenkbar, Längenausgleich Boden ⚠ *Nur i.V. mit Fußplattenoption für zentrale Beinstütze CODE 5109*	90°-170°	350-450mm	2.550,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Fußplattenoptionen für zentrale Beinstütze

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	5109	Standard Fußplatte für zentrale Beinstütze	0,00

⚠ *Nicht i.V. mit seitlichen Beinstützen*

Zusatz Optionen Beinstütze

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	822	Schuhanschnallriemen (Paar)	18.99.99.0305	69,00
❑	823	Fersenhalter (Paar)	18.99.99.0304	120,00
❑	2945	Wadenpolster für zentrale Beinstütze		0,00

07 Batterien/Ladegeräte/Beleuchtung

Batterien

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	5158	Batterien 66 Ah (5H), 80 Ah (20H), wartungsfrei	0,00
❑	700	Ohne Batterien	0,00

Ladegeräte

	CODE		EUR €
❑	732	Ladegerät 8 A für 73 Ah (5H)	0,00
❑	733	Ladegerät 12 A für 73 Ah (20h)	348,00
❑	701	Ohne Ladegerät	0,00

Beleuchtung

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0,00
❑	703	Ohne aktive LED Beleuchtung	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

08 Bedienmodule/Montage/Halterungen/Verstellmodule

R-NET-Steuerung

		Powermodul 120A, Verstellmodul ISM8
Code	**Bedienmodul**	
702/415	R-NET LED	❑
702/416	R-NET LCD	❑ 990,00
702/398	R-NET LCD IR/BT	❑ 2.690,00
702/839/2859	R-NET OMNI II	❑ 3.017,00

⚠ *R-NET OMNI II: Das ausgewählte Bedienmodul wird beigelegt*

Fahrstabilisierungsmodul

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	918	Gyro-Modul, Fahrstabilisierungsmodul ⚠ *Nicht i.V. mit Bedienmodul LED Code 415*	1.490,00

Bedienmodul Montage

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	74	Montage Rechts		0,00
❑	60	Montage Links		0,00

Bedienmodulhalterung

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar	0,00
❑	4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, abschwenkbar	210,00
❑	2074/4789	Begleitpersonensteuerung rechts montiert, inkl. Busverteiler 4-Fach CODE 2859	793,00
❑	2060/4789	Begleitpersonensteuerung links montiert, inkl. Busverteiler 4-Fach CODE 2859	793,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Externes Verstellmodul

	CODE	BEZEICHNUNG	MONTAGE	HMV-Nr.	EUR €
❑	4446/4597	Ext. Verstelltastatur TA, für 5 elektr. Funktionen ⚠ *Nur i.V. mit Bedienmodulhalterung CODE 4860* *Nicht i.V. mit Bedienmodul CODE 415*	Bedienmodulseite	18.99.99.0702	796,00
❑	4446/4599	Ext. Verstelltastatur TA, für 5 elektr. Funktionen ⚠ *Nicht i.V. mit Bedienmodul CODE 415*	gegenüber Bedienmodulseite	18.99.99.0702	630,00

Sondersteuerung R-NET

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4660	Tischplattensteuerung nach rechts abschwenkbar ⚠ *Nicht i.V. mit Armlehne CODE 24* *Nicht i.V. mit R-Net OMNI II CODE 839*	18.99.99.0702	810,00
❑	4661	Tischplattensteuerung nach links abschwenkbar ⚠ *Nicht i.V. mit Armlehne CODE 24* *Nicht i.V. mit R-Net OMNI II CODE 839*	18.99.99.0702	810,00
❑	2238	Hinterkopfsteuerung schmal, R-NET ⚠ *Nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 839*		5.954,00
❑	2239	Hinterkopfsteuerung breit, R-NET ⚠ *Nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 839*		5.954,00

Augensteuerung GazeDriver

	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	1096412	GazeDriver Set R-Net	34.998,00
❑	1096413	Montagesystem für Therapietisch	2.098,00
❑	1096410	Sitz- Montagesystem ⚠ *Pflichtauswahl, wenn GazeDriver ausgewählt ist*	0,00

Bedienmodul Software

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	985	Serienprogrammierung (Standard)	0,00
❑	998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Externer Taster

für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson.

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	596	Taster, Durchmesser 63 mm, gelb		259,00
❑	778	Taster, Durchmesser 30 mm, grün		259,00
❑	779	Taster, Durchmesser 30 mm, gelb		259,00

Joystickaufsätze

	CODE	BEZEICHNUNG	STEUERUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	553	TETRA-Gabel vertikal	R-NET	18.99.99.0999	228,00
❑	4590	Joystick Knopf Kugelgriff 38 mm	R-NET	18.99.99.0999	70,00
❑	4591	Joystick Knopf T-Griff	R-NET	18.99.99.0999	146,00
❑	4593	Joystick Knopf Stielgriff	R-NET	18.99.99.0999	82,00
❑	4594	Joystick Knopf-Griff	R-NET	18.99.99.0999	74,00
❑	4595	Joystick Knopf Softball 70 mm	R-NET	18.99.99.0999	188,00
❑	4596	Golfball, klein, 43 mm	R-NET		76,00

09 Akzentfarben

	CODE	RAHMEN	AKZENTE	EUR €
❑	186	Mattschwarz	Magic Blue	0,00
❑	212	Mattschwarz	Polarweiß	0,00
❑	227	Mattschwarz	Redmetallic	0,00
❑	180	Mattschwarz	Lemonreflex	0,00
❑	214	Mattschwarz	Sonnengelb	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Optionen rund um den Rollstuhl

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4646	Therapietisch seitlich abschwenkbar	18.99.99.0801	696,00
❑	589	Vierpunktgurt	18.99.99.0906	378,00
❑	833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	59,00
❑	2859	Busverteiler 4-fach		83,00

11 Service

	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	55704	Klientenspezifische Parametrisierungspauschale ⚠ *beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Paramtersätzen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.*	646,00
❑	55709	Medizinisch notwendige Parametrisierung auf klientenspezifische Einstellwerte ⚠ *beinhaltet einfache Programmanpassungen sowie die Integration von Sondersteuerungen*	1.288,00