iCHAIR MC2 NEW

2.611

HMV: 18.50.04.0236

HMV: 18.99.06.1167 mit Sitzlift

Zugelassenes Benutzergewicht

120 kg

160 kg



MEYRA GROUP

Der intelligente und variable Allrounder

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Für Nutzer: Eine langfristige Lösung, die mit den individuellen Bedürfnissen wächst
- Für den Fachhandel: Ein modularer Aufbau, der Anpassungen und Nachrüstungen vereinfacht
- Für Krankenkassen: Ein zukunftssicheres System mit hoher Wiedereinsatzfähigkeit und minimalen Folgekosten
- Mit einem durchdachten Konzept für Wartung und Service sorgt der 2.611 für minimale Ausfallzeiten und maximale Effizienz

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Der 2.611 ist nicht nur ein Fortbewegungsmittel – er ist ein therapeutisches Hilfsmittel:
  - Biomechanischer Rücken für optimale Druckverteilung und Haltungskorrektur
  - Weiches Fahrwerk zur Reduktion von Erschütterungen – ideal für Schmerzpatienten
  - Perfekte Schwerpunkteinstellung für individuelle Entlastung und Stabilität
- Neues Sicherheitskonzept im Bereich der Kippstabilität, sowie einem neuen patentierten Kippschutz

EINSATZBEREICH

- Innovatives Fahrwerkskonzept, herausragende Biomechanik und neues MY SEAT Sitzsystem
- Einsatz von der Standardlösung bis hin zur High-End-Versorgung komplexer Krankheitsbilder
- Weiches Fahrwerk absorbiert Unebenheiten und reduziert Erschütterungen
- Optimierte Kantensteigfähigkeit bis 10 cm für Bordsteine und Hindernisse
- Biomechanische Rückenlösung unterstützt natürliche Bewegung, reduziert Druckpunkte und fördert eine optimale Haltung
- Auswahl zwischen zwei hoch entwickelten Steuerungssystemen: R-net und LiNX

OPTIONEN

- Das umfassende Optionspaket ermöglicht eine maßgeschneiderte Anpassung
- Wendig & Agil für Indoor & Outdoor
- Nachhaltig & wirtschaftlich für alle Beteiligten
- Servicefreundlich & wiedereinsatzfähig
- Therapeutischer Mehrwert durch perfekte Ergonomie

● BESTELLUNG ○ KOSTENVORANSCHLAG ○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.04.0236

HMV: 18.99.06.1167 mit Sitzlift



Preis Grundmodell ***6.984,00 €***

Zugelassenes Benutzergewicht

120 kg

160 kg

Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.
Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

EPOWER

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

❑ Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)
https://www.meyra.de/agb/

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift

EPOWER

Technische Daten

Sitzbreite in mm	380, 430, 480, 530
Sitztiefe in mm	400 - 550
Sitzhöhe vorne in mm	430 - 530
Breite fahrbereit in mm	630 / 630 / 640 / 710 / 790
Hindernishöhe max. in mm	60 / 100
Transportleergewicht	100 kg - 165 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h / 10 km/h
Motorleistung	2 x 180 W / 2 x 350 W
Reichweite	30 km - 45 km
Zulässige Steigungen / Gefälle	8,5° (15%)
Rückenlehnenwinkel elektrisch	80° - 140° / 90° - 150° / 90° - 170° (Code 25 / Code 2947 / Code 2948)
Rückenlehnenwinkel mechanisch	80° - 120° (Code 401)
Sitzhub in mm	300
Sitzkantelung elektrisch	0° bis +30° / 0° bis +50°

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Fahrwerk/Motorisierung/Rahmenoptionen

	CODE	GESCHWINDIGKEIT	REICHWEITE	MOTORLEISTUNG	MAX. GEWICHT	EUR €
❑	115	6 km/h	max. 40 km	2 x 180 W	120 kg	0,00
		⚠ *Nicht i.V. mit R-NET Steuerung CODE 702* *Nicht i.V. mit 10" Lenkrad CODE 142* *Nicht i.V. mit 10" Lenkrad CODE 2142*				
❑	2115	6 km/h	max. 40 km	2 x 350 W	160 kg	700,00
❑	2117	10 km/h	max. 35 km	2 x 350 W	160 kg	1.184,00
		⚠ *In Deutschland nur i.V. mit TÜV-Gutachten CODE 4772* *In Deutschland nur i.V. mit Heckmarkierungsfolie CODE 2676 oder mit Heckmarkierungstafel CODE 676*				

TÜV / Heckmarkierung

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	4772	TÜV-Gutachten	0,00
❑	2676	Heckmarkierungsfolie ⚠ *Nur i.V. mit Zentraler Rücken CODE 2946*	126,00
❑	676	Heckmarkierungstafel	126,00

Rahmenoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	BREITE	EUR €
❑	2001	Rahmenbreite: standard	min. 650 mm	0,00
❑	2000	Rahmenbreite: schmal	min. 590 mm	390,00

Federung

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	892	Federung: eingestellt für Nutzergewichte bis 100 kg		0,00
❑	891	Federung: eingestellt für Nutzergewichte bis 160 kg		0,00

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Antriebsräder

PU = pannensichere Bereifung
LUFT = pannengeschützte Luftbereifung

		Racingprofil LUFT C-846	Racingprofil PU C-904	Stollenprofil LUFT C-482	Stollenprofil PU C-905
		(C-908)	(C-908)	(C-908)	(C-908)
Code	**Ø Felge**	**schwarz**	**schwarz**	**schwarz**	**schwarz**
815	12"	❑	❑ 228,00		
460	14"	❑	❑ 228,00	❑	❑ 228,00
2460	14" (FAT BOY)			❑ 372,00	

Farbe GRAU - auf ANFRAGE

Antriebsradoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	824	Spritzschutz für Antriebsräder, rund	18.99.99.0999	146,00
❑	2824	Spritzschutz für Antriebsräder, new edge design ⚠ *Nicht i. V. mit 12" Antriebsrad CODE 815*	18.99.99.0999	0,00

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Lenkrad/Sitzhöhe

VSH gemessen bei 0° Sitzneigung, bis Höhe Sitzplatte

		VSH (mm)					
		(C-2511)	(C-2511)	(C-2512)	(C-2512)	(C-2513)	(C-2513)
Code	**Lenkrad Ø INCH**	**425**	**450**	**460**	**485**	**495**	**520**
157/146	8" Racingprofil, pannengeschützt	❑		❑		❑	
157/900	8" Racingprofil, pannensicher	❑ 228,00		❑ 228,00		❑ 228,00	
163/146	9" Racingprofil, pannengeschützt	❑		❑		❑	
163/900	9" Racingprofil, pannensicher	❑ 228,00		❑ 228,00		❑ 228,00	
142/146	10" Racingprofil, pannengeschützt		❑		❑		❑
142/900	10" Racingprofil, pannensicher		❑ 228,00		❑ 228,00		❑ 228,00
2142/146	10" Stollenprofil, pannengeschützt		❑		❑		❑
2142/900	10" Stollenprofil, pannensicher		❑ 228,00		❑ 228,00		❑ 228,00

⚠ *10" Lenkräder nicht i.V. mit 12" Antriebsrad CODE 815*
10" Lenkräder nicht i.V. mit Rahmen schmal CODE 2000
10" Lenkräder nicht i.V. mit zentralen Beinstützen

Lenkrad Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	816	Spritzschutz für 9" und 10" Lenkrad	146,00

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	261	Lenkradgabel Standard	0,00
❑	2145	Lenkradgabel gedämpft für 8" und 9" (empfohlen bis 100 kg Nutzergewicht) ⚠ *Nicht i.V. mit 10" Lenkräder CODE 142 oder CODE 2142* *Nicht i.V. in der folgenden Kombination 12" Antriebsrad CODE 815 und 9" Lenkrad CODE 163*	944,00
❑	2146	Lenkradgabel gedämpft für 8" und 9" (empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht) ⚠ *Nicht i.V. mit 10" Lenkräder CODE 142 oder CODE 2142* *Nicht i.V. in der folgenden Kombination 12" Antriebsrad CODE 815 und 9" Lenkrad CODE 163*	944,00

Sitzhöhe mit Lenkradfederung 9" +15 mm

03 Sitzbreite/-tiefe

		Sitztiefe (mm)					
		(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-4105)	(C-791)	(C-955)
Code	Sitzflächenbreite	400	430	460	490	520	550
38	380 mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑
43	430 mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑
48	480 mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑
53	530 mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑

⚠ *Sitztiefe 550 mm CODE 955 ist nicht i.V. mit Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 50 Grad CODE 4118*

Zusätzliche Verstellung der Sitzbreite über die Armlehnen möglich, siehe Armlehnenoptionen

04 Sitzkissen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4276	Sitzplatte ohne Kissen		0,00
❑	948	iCHAIR MEYLIFE Kontursitz	18.99.99.0199	412,00
❑	7206	Netti Uno		240,00
❑	7203	Netti Sit		460,00

⚠ *NETTI Kissen nicht i.V. mit Sitztiefe 550 mm CODE 955*

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05 Sitz-/Rücken Optionen

Sitz-/Rücken-/ Kopfstützenbezug

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	237	Textil-Bezug schwarz	0,00
❑	254	Kunstleder ⚠ *wird nur auf Konturkissen 948/949 angewendet*	434,00

Sitzkantelung / Sitzlift

	CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG	LIFT	EUR €
❑	119	Mechanische Sitzkantelung in Stufen ⚠ *Nicht i.V. mit Zentraler Rücken CODE 2946*	0° bis 9°		0,00
❑	118	Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 30 Grad	0° bis 30°		1.618,00
❑	4118	Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 50 Grad	0° bis 50°		2.390,00
❑	27	Scherenlift einschl. Sitzkantelung ⚠ *Nicht i.V. mit 2-Fach Ansteuerung Verstellmotoren CODE 682* *In Kombination mit R-NET Steuerung CODE 702 wird ab 100 mm Hubhöhe, elekt. Sitz- und Rückenverstellungen nur eingeschränkt ver*	0° bis 30°	300 mm	4.600,00

⚠ *Der Verstellbereich kann je SH und Größe der Lenkräder um max. +/- 3° abweichen*

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

06 Rückensystem

Rundrohrrücken, Rückenpolster und -höhe

		Rückenhöhe (mm)		
		(C-921)	(C-922)	(C-921)
Code	**Bezeichnung**	**520**	**570**	**620**
608	Rundrohre, 22 mm, vorbereitet für externe Rückensysteme	❑	❑	
608/735	Anpassgurt ohne Polster	❑ 81,00	❑ 81,00	
608/736	Anpassgurt mit Polster, schwarz	❑	❑	
608/7201	Netti Uno Back			❑ 477,00
608/7209	Netti Smart			❑ 475,00
608/7207	Netti Stabil			❑ 729,00
608/7210	Netti Super Stabil			❑ 825,00
608/7205	Netti Kyphotic			❑ 963,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückenverstellungen für Rundrohrrücken

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	401	Mechanische Rückenverstellung für Rundrohrrücken		0,00
❑	25	Elektrische Rückenverstellung für Rundrohrrücken	18.99.99.0006	1.650,00

Zentraler Rücken/Konturrücken

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €			
			Rückenhöhe (mm)			
			(C-921)	(C-922)	(C-923)	(C-928)
	Code	Bezeichnung	520	570	620	670
	949/2038/2859	Konturrücken 380mm breit	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00
	949/2043/2859	Konturrücken 430mm breit	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00
	949/2048/2859	Konturrücken 480mm breit	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00
	949/2053/2859	Konturrücken 530mm breit	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00

⚠ *CODE 921 und CODE 922 nicht i.V. mit Elektrische biomechanische Rückenverstellung für zentralen Rücken CODE 2948*
CODE 928 nicht i.V. mit Elektrische Rückenverstellung für zentralen Rücken CODE 2947

Rückenverstellungen für zentralen Rücken

	CODE	BEZEICHNUNG	Gradwinkel		EUR €
❑	2946/2947	Elektrische Rückenverstellung für zentalen Rücken ⚠ *Nicht i.V. mit biomechanische Armlehne CODE 324*	150°	stufenlos	2.590,00
❑	2946/2948	Elektrische biomechanische Rückenverstellung für zentralen Rücken ⚠ *Nur i.V. mit Armlehne hochschwenkbar, winkelverstellbar, biomechanisch CODE 324*	170°	stufenlos	3.158,00

⚠ *Zentraler Rücken CODE 2946 ist nur i.V. mit 6-Fach Ansteuerung Verstellmotoren CODE 678 möglich*

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Zusatzoptionen/Positionierung

	CODE	BEZEICHNUNG	POSITIONIERUNG	EUR €
❑	914	Multifunktionale Kopfstütze ⚠ *Einstellungsbereich: horizontal, vertikal und Winkelstellung* *Polster mit 3D Kugelgelenk*		490,00
❑	937	Kopfstützen-Verlängerung		84,00
❑	4275	Montageschiene, Zubehör am Rücken ⚠ *Nicht i.V. mit Rundrohrrücken CODE 608*	Kontur	332,00
❑	2957	Abschwenkbare Thoraxpelotten ⚠ *Nur i.V. mit Montageschienen CODE 4275*	Kontur	590,00
❑	797	Seitenwange für Sitzkissen (Oberschenkelstütze)	Sitzplatte	77,00
❑	4933	Oberschenkelpelotten stufenlos, breiten- und längeneinstellbar	Sitzplatte	620,00
❑	814	Schiebegriff durchgehend für Zentralen Rücken ⚠ *Nicht i.V. mit Rundrohrrücken CODE 608*	Kontur	298,00
❑	2958	Tiefenerweiterung für Rundrohrrücken	Rundrohr	210,00
❑	2311	Rückenrohre ausgestellt 25 mm pro Seite für Rundrohrrücken Code 608	Rundrohr	316,00
❑	2313	Rückenrohre eingezogen 25 mm pro Seite für Rundrohrrücken Code 608	Rundrohr	316,00

07 Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar 5 =hochschwenkbar 6 = biomechanik

	CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
❑	106	Armlehne abnehmbar, höhen- und tiefenverstellbar ⚠ *Nicht i.V. mit elekt. biomechanischer Rückenverstellung CODE 2948*	1,2,3,4	18.99.99.0203	0,00
❑	24	Armlehne hochschwenkbar, winkelverstellbar ⚠ *Nicht i.V. mit elekt. biomechanischer Rückenverstellung CODE 2948*	2,3,4,5		640,00
❑	324	Armlehne hochschwenkbar, winkelverstellbar, biomechanisch ⚠ *Nur i.V. mit elekt. biomechanischer Rückenverstellung CODE 2948*	2,3,4,5,6		1.208,00

Armlehnenoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	101	Kleiderschutz für Armlehne ⚠ *Nur i.V. mit Standard-Armlehne CODE 106*		0,00
❑	4422	Armlehnenfixierung in Grundposition ⚠ *Nur i.V. mit biomechanischer Armlehne CODE 324 oder hochschwenkbarer Armlehne CODE 24*		63,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Armlehnenpolster LINKS

	CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
❑	975	Armauflage gepolstert (standard)	links	0,00
❑	4990	Armauflage gepolstert (standard) mit Drehgelenk	links	392,00
❑	4982	Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale	links	440,00
❑	4993	Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale mit Drehgelenk	links	468,00

Armlehnenpolster RECHTS

	CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
❑	974	Armauflage gepolstert (standard)	rechts	0,00
❑	4984	Armauflage gepolstert (standard) mit Drehgelenk	rechts	392,00
❑	4981	Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale	rechts	440,00
❑	4991	Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale mit Drehgelenk	rechts	468,00

Handauflagen für Hemiplegie-Unterarmschale LINKS

	CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
❑	4988	Handauflage flach für Hemiplegie-Unterarmschale	links	67,00
❑	4987	Handauflage mit ergon. Griff für Hemiplegie-Unterarmschale	links	67,00

⚠ *Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert links CODE 975*
Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert mit Drehgelenk links CODE 4990

Handauflagen für Hemiplegie-Unterarmschale RECHTS

	CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
❑	4985	Handauflage flach für Hemiplegie-Unterarmschale	rechts	67,00
❑	4986	Handauflage mit ergon. Griff für Hemiplegie-Unterarmschale	rechts	67,00

⚠ *Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert rechts CODE 974*
Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert mit Drehgelenk rechts CODE 4984

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Verlängerung für Hemiplegie-Unterarmschale

	CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
❑	4989	Verlängerung für Hemiplegie-Unterarmschale LINKS ⚠ *Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert links CODE 975* *Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert mit Drehgelenk links CODE 4990*	links	89,00
❑	4983	Verlängerung für Hemiplegie-Unterarmschale RECHTS ⚠ *Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert rechts CODE 974* *Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert mit Drehgelenk rechts CODE 4984*	rechts	89,00

08 Beinstützen

Seitliche Beinstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	293	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar		0,00
❑	4092	Beinstützen, abnehmbar, abschwenkbar, mech. höhenverstellbar		690,00
❑	2086	Beinstützen, abnehmbar, abschwenkbar, elektr. höhenverstellbar ⚠ *Nur i.V. mit 6-fach Verstellmotor CODE 678*		2.390,00

Optionen für seitliche Beinstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	HMV-Nr.	EUR €
❑	808	Fußstützen geteilt, hochklappbar, winkelverstellbar			18.99.99.0303	0,00
❑	57	Fußstütze durchgehend			18.99.99.0302	452,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Zentrale Beinstütze

	CODE	BEZEICHNUNG	BS-WINKEL	USL	EUR €
❑	5092/5100	Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar	85°-95°	280-400 mm	640,00
❑	5092/5101	Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar ⚠ *Nicht i.V. mit Sitzhöhe 425 mm CODE 2511*	85°-95°	330-450 mm	640,00
❑	4935/5086	Elektrische zentrale Beinstütze (inkl. Wadenpolster, CODE 2945), elekt. Längenausgleich ⚠ *Nur i.V. mit 6-Fach Ansteuerung Verstellmotoren CODE 678*	90°-170°	200-400mm	2.350,00
❑	5086/5104	Elektrische zentrale Beinstütze (inkl. Wadenpolster, CODE 2945), elektr. Längenausgleich ⚠ *Nicht i.V. mit Sitzhöhe 425 mm CODE 2511* *Nur i.V. mit 6-Fach Ansteuerung Verstellmotoren CODE 678*	90°-170°	200-450mm	2.350,00
❑	4949/5086	Elektrische zentrale Beinstütze (inkl. Wadenpolster), elektr. absenkbar, Längenausgleich Boden ⚠ *Nur i.V. mit 6-Fach Ansteuerung Verstellmotoren CODE 678* *Nicht i.V. mit Einzelfußplatte für zentrale Beinstütze CODE 5107*	90°-170°	350-450mm	2.550,00

Fußplattenoptionen für zentrale Beinstütze

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	5109	Standard Fußplatte für zentrale Beinstütze	0,00
❑	5108	Breite Fußplatte für zentrale Beinstütze ⚠ *Nur i.V. in Kombination 8" Lenkrad CODE 157 und Rahmenbreite standard CODE 2001*	240,00
❑	5107	Einzelfußplatten für zentrale Beinstütze ⚠ *Nicht i.V. mit elek. zentrale Beinstütze CODE 4949* *Nur i.V. in Kombination 8" Lenkrad CODE 157 und Rahmenbreite standard CODE 2001*	316,00

⚠ *Nicht i.V. mit seitlichen Beinstützen*

Zusatz Optionen Beinstütze

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	822	Schuhanschnallriemen (Paar)	18.99.99.0305	69,00
❑	823	Fersenhalter (Paar)	18.99.99.0304	120,00
❑	2945	Wadenpolster für zentrale Beinstütze		0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Batterien und Ladegeräte

Batterien

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	5159	Wartungsfreie Batterien 50 Ah (20 h)		0,00
❑	511	Batterien Gel 60 Ah (20 h)		184,00
❑	5158	Wartungsfreie Batterien 80 Ah (20 h)	18.99.99.0999	358,00

Ladegeräte

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	732	Ladegerät 8 A für 73 Ah (5 h)		0,00
❑	733	Ladegerät 12 A für 73 Ah (20 h)	18.99.99.0999	348,00

11 Beleuchtung

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Bedienmodule/Montage/Halterungen/Verstellmodule

LINX-Steuerung

		Ansteuerung Verstellmotoren	
Code	**Bedienmodul**	**2-fach (C-682)**	**6-fach (C-678)**
2838/2847	LiNX RM+LIGHTS+LTD SEAT (Rem 215)	❑	
2838/2848	LiNX RM+LIGHTS+SEAT (Rem 216)	❑	❑ 590,00
2838/2849	LiNX Touchscreen Remote (Rem 400)	❑ 1.050,00	❑ 1.640,00
2838/2849/2857	LiNX Touchscreen Remote Toggle Switches (Rem 400)	❑ 1.640,00	❑ 2.230,00
2838	LINX Sonderbedienmodule vorbereitet für Sondersteuerung		❑ 590,00

2838/2849 LiNX Touchscreen Remote (Rem 400) bietet inklusiven Eingang: für Ext. Verstelltastatur für 5 elektr. Funktionen oder Externer Taster

R-NET-Steuerung

		Ansteuerung Verstellmotoren
Code	**Bedienmodul**	**6-Fach**
702/415	R-NET LED	❑ 990,00
702/416	R-NET LCD	❑ 1.980,00
702/398	R-NET LCD IR/BT	❑ 3.680,00
702/839/2859	R-NET OMNI II	❑ 4.049,00

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Bedienmodul Montage

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	74	Montage Rechts		0,00
❑	60	Montage Links		0,00

Bedienmodulhalterung

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar	0,00
❑	4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, abschwenkbar	210,00
❑	4874	Schutzbügel für Bedienmodul	75,00
❑	2074/4789	Begleitpersonensteuerung rechts montiert, inkl. Busverteiler 4-Fach CODE 2859	793,00
❑	2060/4789	Begleitpersonensteuerung links montiert, inkl. Busverteiler 4-Fach CODE 2859	793,00

Externes Verstellmodul

Tastenbelegung
1 = Rücken - 2 = Lift - 3 = BS Sync - 4 = BS F1 - 5 = Kantelung
Tastenbelegung nach Kundenwunsch: über Sonderprogrammierung CODE 998

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	2858/4597	Ext. Verstelltastatur für 5 elektr. Funktionen (nur LINX) - Montage an der Bedienmodulseite ⚠ *Nur i.V. mit Bedienmodulhalterung CODE 4860*		1.065,00
❑	2858/4599	Ext. Verstelltastatur für 5 elektr. Funktionen (nur LINX) - Montage gegenüber Bedienmodulseite		899,00

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sondersteuerung R-NET

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	4660	Tischplattensteuerung nach rechts abschwenkbar *Nur i.V. mit R-NET CODE 702* *Nicht i.V. mit Armlehne CODE 24* *Nicht i.V. mit R-Net OMNI II CODE 839*	18.99.99.0702	810,00
❑	4661	Tischplattensteuerung nach links abschwenkbar *Nur i.V. mit R-Net CODE 702* *Nicht i.V. mit Armlehne CODE 24* *Nicht i.V. mit R-Net OMNI II CODE 839*	18.99.99.0702	724,00
❑	2238	Hinterkopfsteuerung schmal, R-NET *Nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 839*		5.954,00
❑	2239	Hinterkopfsteuerung breit, R-NET *Nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 839*		5.954,00

Sondersteuerung LINX

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	2850	LINX Specialty Touchscreen Display (Rem 500), inkl. Busverteiler 4-Fach CODE 2859 *Nur i.V. mit Bedienmodulhalterung CODE 4860*	1.973,00
❑	2854	LiNX IN 200 Module *Nur i.V. mit LINX Steuerung CODE 2838*	990,00
❑	2855	LiNX IN 500, Input Module w. S/P *Nur i.V. mit LINX Steuerung CODE 2838*	990,00
❑	2856	LiNX Output Module *Nur i.V. mit LINX Steuerung CODE 2838*	990,00
❑	2852	LiNX Comp. Rem. Low Force *Nur i.V. mit LINX Touchscreen Remote REM 400 CODE 2838/2849 und LINX Specialty Touchscreen Display REM 500 CODE 2838/2850*	1.090,00
❑	2851	LiNX Compact Remote *Nur i.V. mit LINX Touchscreen Remote REM 400 CODE 2838/2849 und LINX Specialty Touchscreen Display REM 500 CODE 2838/2850*	890,00
❑	2238	Hinterkopfsteuerung schmal, LINX *Nur i.V. mit LINX IN 500, Input Module CODE 2855*	5.954,00
❑	2239	Hinterkopfsteuerung breit, LINX *Nur i.V. mit LINX IN 500, Input Module CODE 2855*	5.954,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Augensteuerung GazeDriver

	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	1096412	GazeDriver Set R-Net	34.998,00
❑	1096413	Montagesystem für Therapietisch	2.098,00
❑	1096411	GazeDriver Set LINX	34.998,00
❑	1096410	Sitz- Montagesystem ⚠ *Pflichtauswahl, wenn GazeDriver ausgewählt ist*	0,00

Bedienmodul Software

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	985	Serienprogrammierung (Standard)	0,00
❑	998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0,00

Externer Taster

für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson.

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	596	Taster, Durchmesser 63 mm, gelb		259,00
❑	778	Taster, Durchmesser 30 mm, grün		259,00
❑	779	Taster, Durchmesser 30 mm, gelb		259,00

Joystickaufsätze

	CODE	BEZEICHNUNG	STEUERUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	553	TETRA-Gabel vertikal	R-NET	18.99.99.0999	228,00
❑	4590	Joystick Knopf Kugelgriff 38 mm	R-NET	18.99.99.0999	70,00
❑	4591	Joystick Knopf T-Griff	R-NET	18.99.99.0999	146,00
❑	4593	Joystick Knopf Stielgriff	R-NET	18.99.99.0999	82,00
❑	4594	Joystick Knopf-Griff	R-NET	18.99.99.0999	74,00
❑	4595	Joystick Knopf Softball 70 mm	R-NET	18.99.99.0999	188,00
❑	4596	Golfball, klein, 43 mm	R-NET / LINX		76,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Bodypoint Joystickaufsätze

	CODE	BEZEICHNUNG	STEUERUNG	EUR €
❑	4620	Tetragabel horizontal 102 mm	R-NET / LINX	116,00
❑	4621	Tetragabel horizontal 76 mm	R-NET / LINX	116,00
❑	4622	Gummi Pilzkopf 42 mm	R-NET / LINX	116,00
❑	4623	Flex Stielgriff 150 mm	R-NET / LINX	116,00
❑	4624	Gummi Haube 66 mm	R-NET / LINX	116,00

13 Akzentfarben

	CODE	RAHMEN	AKZENTE	EUR €
❑	207	Mattschwarz		0,00
❑	212	Mattschwarz	Polarweiß	0,00
❑	186	Mattschwarz	Magic Blue	0,00
❑	227	Mattschwarz	Redmetallic	0,00
❑	180	Mattschwarz	Lemonreflex	0,00
❑	214	Mattschwarz	Sonnengelb	0,00

14 Optionen rund um den Rollstuhl

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	918	ESP Fahrstabilisierungsmodul ⚠ *Nicht i.V. mit R-NET LED Bedienmodul CODE 702/415* *Nicht i.V. mit LINX REM215 Bedienmodul CODE 2838/2847* *Nicht i.V. mit LINX REM216 Bedienmodul CODE CODE 2838/2848*		1.490,00
❑	4646	Therapietisch seitlich abschwenkbar	18.99.99.0801	696,00
❑	589	Vierpunktgurt	18.99.99.0906	378,00
❑	833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	59,00
❑	781/2859	USB Ladebuchse		311,00
❑	2721	Adapterset Dahl-Dockingstation ⚠ *Nicht i.V. mit gedämpften Lenkrädern 8" und 9" CODE 2145 und 2146*		500,00
❑	994	Gepäckablage	18.99.99.0999	270,00
❑	970	Gehhilfenhalter ⚠ *Nur i.V. mit Armlehne abnehmbar, höhen- und tiefenverstellbar CODE 106*	18.99.99.0909	110,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Adapterset Dahl Dockingstation

Momentan nicht verfügbar

EUR €

15 Service

	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	55704	Klientenspezifische Parametrisierungspauschale ⚠ *beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Paramtersätzen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.*	646,00
❑	55709	Medizinisch notwendige Parametrisierung auf klientenspezifische Einstellwerte ⚠ *beinhaltet einfache Programmanpassungen sowie die Integration von Sondersteuerungen*	1.288,00