Clou

9.500

HMV: 18.46.05.0008

Zugelassenes Benutzergewicht
120 kg

MEYRA QUALITY TESTED



MEYRA GROUP



Langlebige LED-Beleuchtung optional erhältlich



Gefaltet



30° Rückenverstellung optional wählbar



Anpasssitz und -Rücken

Der kleine Falter

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Häuslicher und stationärer Bereich
- Hohe Lebensdauer durch Präzisionsstahlrohrrahmen und hohe Belastbarkeit wichtiger Komponenten
- Optimaler Wiedereinsatz durch einfache Anpassbarkeit an neuen Benutzer
- Verschiedene Sitzbreiten bei einem Rahmen
- Langfristige Sicherheit bei der Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhandelsstruktur
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- In engen Räumen durch kompakte Abmessungen gut einsetzbar
- Fahrelektronik längs- und höheneinstellbar, dadurch bequemes, ermüdungsfreies Fahren in ergonomischer Haltung
- Interaktiv programmierbare Fahreigenschaften gewährleisten individuelle Anpassung
- Leichtgängige Bedientasten ermöglichen Handhabung, auch mit geringsten Kräften
- Nahes Heranfahren an Gegenstände und einfacher Transfer durch seitlich abnehmbare Beinstützen

EINSATZBEREICH

- Für Nutzer, die sich auch im Innenbereich nicht mehr mit einem manuellen Rollstuhl fortbewegen können
- Bei stärkeren Funktionsstörungen der unteren Extremitäten und geringen Hand- und Armkräften
- Zum Fahren in geschlossenen Räumen
- Als Transporthilfe zur Bedienung durch Begleitperson

● BESTELLUNG ❍ KOSTENVORANSCHLAG ❍ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.46.05.0008



Preis Grundmodell ***7.302,00 €***

Zugelassenes Benutzergewicht
120 kg

Hinweise
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

EPOWER

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

❑ Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)
https://www.meyra.de/agb/

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift

EPOWER

Technische Daten

[1] Mit Standard Beinstütze CODE 93/808

[2] unter Testbedingungen mit Antriebsbatterie 38 Ah (5h), 45 Ah (20h)

Sitzbreiten in mm	380 - 500 / 430 - 550
Sitztiefe in mm	430 [1]
Rückenhöhe in mm	400
Unterschenkellänge in mm	360 - 500 [1]
Armlehnenhöhe in mm	190 - 300
Sitzhöhe vorne in mm	510
Länge mit Beinstützen in mm	1100 [1]
Länge ohne Beinstützen in mm	810
Breite min./max. in mm	600 / 700
Breite gefaltet in mm ab	380
Höhe ohne Kopfstütze in mm	910
Transportlänge in mm	810
Transporthöhe min. in mm	910
Radgröße vorne in mm	200 x 50 (8")
Radgröße hinten in mm	320 x 60 (12,5")
Hindernishöhe max. in mm	60
Wenderadius in mm	1000
Transportleergewicht Grundausstattung min.	min. 73 kg
Personengewicht	max. 120 kg
Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen	210 kg
max. Zuladung	10 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h
Motorleistung	2 x 180 W
Reichweite	30 km
Zulässige Steigungen / Gefälle	12%
Lenkungsart	indirekt
Antrieb	Heck

Versions-Nr.: #1417 - 27.08.2025 / 2026-08-03 12:40:20

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Fahrwerk/Motorisierung

	CODE	GESCHWINDIGKEIT	MOTORLEISTUNG	REICHWEITE	EUR €
❑	115	6 km/h	2 x 180 W	max. 30 km	0,00

01 Sitzbreite (SB)

	CODE	SB	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	38	SB 380 - 500 mm	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 500 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 430 mm)	0,00
❑	43	SB 430 - 550 mm	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 430 bis 550 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 430 mm)	0,00

02 Sitzsystem

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	738	Standard-Sitzgurt ohne Kissen	0,00

Sitzsystem Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	560	Sitzkissen 30 mm	110,00

03 Rückensystem

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	737	Standard-Rücken, Rückenhöhe 400 mm		0,00
❑	736	Anpass-Rücken, Rückenhöhe 400 mm	18.99.99.0099	154,00
❑	26	30° Rückenverstellung über Gasdruckfeder ⚠ *für Rückensysteme CODE 737 und 736*	18.99.99.0005	598,00

04 Seitenteile und Armlehnen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz	18.99.99.0299	0,00

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05 Beinstützen und Fußstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	93/798	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar Fußstützen geteilt, höhenverstellbar, hochklappbar, Winkelverstellbar		0,00
❑	92/798	Beinstützen, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar Fußstützen geteilt, höhenverstellbar, hochklappbar, Winkelverstellbar	18.99.99.0301	288,00

06 Bereifung Lenkräder

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	157/481	Luftbereifung 200 x 50 mm (8“)		0,00
❑	157/900	Pannensichere Bereifung 200 x 50 mm (8“)		218,00

07 Bereifung Antriebsräder

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	482/815	Luftbereifung 320 x 60 mm (12,5“)		0,00
❑	815/904	Pannensichere Bereifung 320 x 60 mm (12,5“)		240,00

08 Batterien und Ladegeräte

	CODE	BEZEICHNUNG		HMV-Nr.	EUR €
❑	4696	Wartungsfreie Batterien	38 Ah (5h), 45 Ah (20h)		0,00
❑	731	Ladegerät	24 V / 6 A		0,00

09 Bedienmodule und Halterungen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	408	Bedienmodul VR 2		0,00
❑	60	Mantage Links		0,00
❑	74	Montage Rechts		0,00
❑	4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar		0,00
❑	4860	Bedienmodulhalterung mit Parallelogramm längen-und höheneinstellbar	18.99.99.0999	304,00

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Beleuchtung

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	932	Aktive Beleuchtung	18.99.99.0911	580,00

11 Rahmen- und Bezugsfarben

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	4919	Silverline	0,00
❑	287	Sitz- und Rückengurt Schwarz	0,00

12 Optionen rund um den Rollstuhl

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	970	Gehhilfenhalter	18.99.99.0905	48,50
❑	833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	104,00

13 Software

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	985	Serienprogrammierung (Standard)	0,00