EUROCHAIR

1.750 Lagervariante

HMV: 18.50.02.2085

Zugelassenes Benutzergewicht
130 kg

Für Personentransport geeignet
Geprüft nach ISO 7176-19



MEYRA GROUP



Winkelverstellbarer Steuerkopf Alu Lenkgabel



Hohe Variabilität durch Nachrüstsätze



Umrüstung schnell und gezielt möglich ohne Teiletausch



Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar, 2 Rahmenfarben zur Auswahl

Für den universellen Einsatz

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Langlebiges Produkt durch die Verwendung hochwertiger Materialien und hoher Verarbeitungsqualität, geringer Reparaturbedarf
- Kompatibilität zum MEYRA-Baukasten
- Langfristig gesicherte Ersatzteilversorgung durch eine flächendeckende Fachhandelsstruktur
- Optimaler Wiedereinsatz durch einfache Anpassbarkeit an neuen Benutzer
- Sämtliche Grundeinstellungen sind ohne Teiletausch möglich

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Fördert die selbstständige Mobilität durch feinstufige Anpassung an den Benutzer
- Hohe Variabilität durch Nachrüstsätze
- Bessere Leichtlaufeigenschaften bei geringen Antriebskräften
- Einfache Bedienung und reduziertes Gewicht erleichtern das Alltagshandling

EINSATZBEREICH

- Für den dauerhaften Alltagsgebrauch
- Für die optimale Versorgung von zahlreichen Krankheiten durch hohe Verstellvarianz
- Vorwiegend häuslicher Einsatz, aber auch in Rehakliniken zum Erreichen therapeutischer Ziele
- Für große und breite Personen

● BESTELLUNG ❍ KOSTENVORANSCHLAG ❍ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

MEYRA

HMV: 18.50.02.2085

HMV: - Faltbarer Rollstuhl (SB 380-530mm / ST 400-460mm / Max. Nutzergewicht 130kg)



Grundausstattung

- Antriebsräder 24"
- Greifreifen Aluminium
- Greifreifenabstand weit (veränderbar auf eng)
- PU-Bereifung, pannensicher
- Lenkrad 150 mm PU
- Rücken mit Lumbalknick
- Seitenteil hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar
- Armlehnenpolster tiefenverstellbar
- Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar
- Sitztiefe 430 mm (verstellbar)
- Sitz- und Rückengurt: Polyester, schwarz
- Rahmenfarbe Silverline oder Marineblau
- Anpassrücken mit Rückentasche
- Winkelverstellbare Fußplatten
- Sitzhöhe vorn 500 mm
- Sitzhöhe hinten 470 mm (verstellbar)
- Rückenhöhe 420 mm (verstellbar)

Zugelassenes Benutzergewicht

130 kg

Für Personentransport geeignet

Geprüft nach ISO 7176-19

Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.
Bei Verwendung von Zusatzantrieben darf das zul. Gesamtgewicht nicht überschritten werden.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

MANUAL

Technische Daten

[1] gilt für Rollstuhl mit Druckbremse

[2] gilt für Rollstuhl mit Greifreifenabstand und Radabstand eng

Sitzbreiten in mm	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 500 / 530
Breite fahrbereit in mm	560 / 580 / 610 / 640 / 660 / 680 / 710 [1,2]
Breite gefaltet in mm	280
Sitztiefe in mm	400 - 460
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	420 - 530 / 430 - 530
Gesamthöhe in mm	960
Rückenhöhe in mm	400 / 420
Armlehnenhöhe in mm	ab 230
Länge mit Fußstütze in mm	ab 1000
Personengewicht	130 kg
Leergewicht ab	15 kg [1]
Zul. Gesamtgewicht in kg	150 kg
Antriebsrad	600 (24")
Bremsprüfung nach NORM	7°

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

01 Druckbremse, Rahmenfarbe silverline

ARTIKEL	SB	BEZEICHNUNG	Ø	EUR €
9173893	380 mm	Druckbremse, Rahmenfarbe silverline	24"	1.628,00
9173894	400 mm	Druckbremse, Rahmenfarbe silverline	24"	1.628,00
9173895	430 mm	Druckbremse, Rahmenfarbe silverline	24"	1.628,00
9173896	460 mm	Druckbremse, Rahmenfarbe silverline	24"	1.628,00
9173897	480 mm	Druckbremse, Rahmenfarbe silverline	24"	1.628,00
9173898	500 mm	Druckbremse, Rahmenfarbe silverline	24"	1.628,00
9173899	530 mm	Druckbremse, Rahmenfarbe silverline	24"	1.628,00

02 Trommelbremse, Rahmenfarbe silverline

ARTIKEL	SB	BEZEICHNUNG	Ø	EUR €
9173900	380 mm	Trommelbremse, Rahmenfarbe silverline	24"	1.898,00
9173901	400 mm	Trommelbremse, Rahmenfarbe silverline	24"	1.898,00
9173902	430 mm	Trommelbremse, Rahmenfarbe silverline	24"	1.898,00
9173903	460 mm	Trommelbremse, Rahmenfarbe silverline	24"	1.898,00
9173904	480 mm	Trommelbremse, Rahmenfarbe silverline	24"	1.898,00
9173905	500 mm	Trommelbremse, Rahmenfarbe silverline	24"	1.898,00
9173906	530 mm	Trommelbremse, Rahmenfarbe silverline	24"	1.898,00

03 Druckbremse, Rahmenfarbe marineblau

Der Rollstuhl in Rahmenfarbe marineblau ist nur in Grundausstattung als Direktcontainer (270 Einheiten) bestellbar!

ARTIKEL	SB	BEZEICHNUNG	Ø	EUR €
9173907	380 mm	Druckbremse, Rahmenfarbe marineblau	24"	1.628,00
9173908	400 mm	Druckbremse, Rahmenfarbe marineblau	24"	1.628,00
9173909	430 mm	Druckbremse, Rahmenfarbe marineblau	24"	1.628,00
9173910	460 mm	Druckbremse, Rahmenfarbe marineblau	24"	1.628,00
9173911	480 mm	Druckbremse, Rahmenfarbe marineblau	24"	1.628,00
9173912	500 mm	Druckbremse, Rahmenfarbe marineblau	24"	1.628,00
9173913	530 mm	Druckbremse, Rahmenfarbe marineblau	24"	1.628,00

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

Nachrüstsets

Folgende Nachrüstsets sind beigelegt und müssen vom Fachhandel montiert werden!
Weitere Informationen zur Montage, siehe Serviceanleitung!

04 Rückenlehnen

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
1090825	Rückenrohr ohne Lumbalknick, RH 400 mm / 420 mm	67,00
1090826	Rückenrohr ohne Lumbalknick mit teleskopierbarem Schiebegriff 100 mm höhenverstellbar, RH 420 mm	87,00
1090827	Rückenrohr mit Lumbalknick mit teleskopierbarem Schiebegriff 100 mm höhenverstellbar, RH 420 m	94,00
1090828	Rückenrohr 10° winkelverstellbar mit teleskopierbarem Schiebegriff 100 mm höhenverstellbar, RH 420 mm	174,00

05 Seitenteile

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
1090829	Seitenteil inkl. über Druckknopf höhenverstellbarer und abnehmbarer Armlehne, Paar, ab HSH 470 mm	150,00

06 Beinstützen

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
1090830	Beinstützoberteil, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar, Paar	298,00

07 Sitzhöhen

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
1098194	Vordere Sitzhöhe 420 - 500 mm, Lenkrad 125 mm Vollgummi	126,00
1098192	Vordere Sitzhöhe 430 - 510 mm, Lenkrad 142 mm Soft-Vollgummi	104,00
1098193	Vordere Sitzhöhe 485 - 530 mm, Lenkrad 180 mm Luftbereifung	134,00
1090832	Vordere Sitzhöhe 485 - 530 mm, Lenkrad 180 mm PU	122,00

MANUAL

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

08 Sitzkissen

ARTIKEL	SB-ST-KH (mm)	BEZEICHNUNG	EUR €
1046377	380-400-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1006685	380-430-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1006705	380-460-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1046377	400-400-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1006685	400-430-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1006705	400-460-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1006685	430-400-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1006825	430-430-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1015928	430-460-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1006705	460-400-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1015928	460-430-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1015929	460-460-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1046378	480-400-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1046382	480-430-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1046381	480-460-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1046378	500-400-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1046382	500-430-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1046381	500-460-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1049053	530-400-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1049054	530-430-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1049055	530-460-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

09 Sonstige Optionen

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
1041414	Haltegurt mit Schloss	48,50
1063168	Gehhilfenhalter	48,50
1047486	Passive Beleuchtung	18,80
1090833	Bremshebelverlängerung aufsteckbar, Paar	59,00
1090835	Stützrollen, längeneinstellbar, abnehmbar, Paar	194,00
1069874	Sicherheitspaket, bestehend aus passiver Beleuchtung, Stützrollen, Haltegurt mit Schloss, Gehhilfenhalter	308,00
3250000	Schiebehilfe V-MAX mini	2.982,00
3250001	Rollstuhlhalterung (Standard)	132,00
3250002	Zusätzlicher Akkupack für eine doppelte Reichweite	916,00