EUROCHAIR2 XXL

2.850 Lagervariante

HMV: 18.50.02.3039

Zugelassenes Benutzergewicht
200 kg

Für Personentransport geeignet
Geprüft nach ISO 7176-19



MEYRA GROUP

EUROCHAIR2 XXL 2.850

● BESTELLUNG ❍ KOSTENVORANSCHLAG ❍ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

MEYRA

HMV: 18.50.02.3039

HMV: - Faltbarer Rollstuhl (SB 500-650mm / ST 430-490mm / Max. Nutzergewicht 200kg)



Grundausstattung

- Antriebsräder 24"
- Greifreifen Aluminium
- Greifreifenabstand eng
- PU-Bereifung, pannensicher
- Lenkrad 142 mm Soft-Vollgummi
- Rücken mit Lumbalknick
- Seitenteil höhenverstellbar
- Armauflagen in der Tiefe verstellbar
- Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar
- Sitztiefe 430 mm (verstellbar)
- Rückenhöhe 420 mm (verstellbar)
- Sitz- und Rückengurt: Polyester, schwarz
- Rahmenfarbe Silverline
- Fußplatten winkelverstellbar
- Doppelschere
- Anpassrücken
- Querliegende Schiebestange
- Stützrollen, abnehmbar
- Gehhilfenhalter
- Passive Beleuchtung
- Haltegurt

Zugelassenes Benutzergewicht

200 kg

Für Personentransport geeignet

Geprüft nach ISO 7176-19

Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.
Max. Personengewicht bei Verwendung von Zusatzantrieben 140 kg.
Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.
Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

MANUAL

Technische Daten

Sitzbreiten in mm	500/530/580/650
Breite fahrbereit in mm ab	Sitzbreite + 200
Breite gefaltet in mm ab	310
Sitztiefe in mm	430/460/490
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	variabel 445 - 505 / 415 - 525
Gesamthöhe in mm	930
Rückenhöhe in mm	400/420/440
Armlehnenhöhe in mm	210 - 260
Länge mit Fußstütze in mm	1070
Länge ohne Fußstützen in mm	840
Personengewicht	200 kg
Leergewicht ab	19 kg
Zul. Gesamtgewicht in kg	225 kg
Transportgewicht	12 kg
Antriebsrad	610 mm (24 Zoll)
Bremsprüfung nach NORM	7°

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

01 Druckbremse, Rahmenfarbe silverline

ARTIKEL	SB	BEZEICHNUNG	Ø	EUR €
9285025	500 mm	Druckbremse, Rahmenfarbe silverline	24"	2.300,00
9285026	530 mm	Druckbremse, Rahmenfarbe silverline	24"	2.300,00
9285027	580 mm	Druckbremse, Rahmenfarbe silverline	24"	2.722,00
9285028	650 mm	Druckbremse, Rahmenfarbe silverline	24"	2.824,00

02 Trommelbremse, Rahmenfarbe silverline

ARTIKEL	SB	BEZEICHNUNG	Ø	EUR €
9285031	500 mm	Trommelbremse, Rahmenfarbe silverline	24"	2.606,00
9285032	530 mm	Trommelbremse, Rahmenfarbe silverline	24"	2.616,00
9285033	580 mm	Trommelbremse, Rahmenfarbe silverline	24"	3.030,00
9285034	650 mm	Trommelbremse, Rahmenfarbe silverline	24"	3.130,00

Nachrüstsets

Folgende Nachrüstsets sind beigelegt und müssen vom Fachhandel montiert werden!
Weitere Informationen zur Montage, siehe Serviceanleitung!

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

03 Sitzkissen

ARTIKEL	SB-ST-KH (mm)	BEZEICHNUNG	EUR €
1046382	500-430-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1046381	500-460-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1046380	500-490-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1049054	530-430-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1049055	530-460-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1049056	530-490-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1062204	580-430-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1062206	580-460-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1064678	580-490-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1040765	650-430-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1040766	650-460-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1040767	650-490-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00

04 Sonstige Optionen

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
1090833	Bremshebelverlängerung aufsteckbar, Paar	59,00
1096772	Hand- und Speichenschutz transparent	204,00