EUROCHAIR2 HD

2.850

Zugelassenes Benutzergewicht

300 kg





Besonders belastbar



Durchgehendes Fußbrett



Erhöhte Stabilität durch Verwendung einer Doppelschere



Verstärkter Sitzgurt

Maximale Stabilität

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Als verstärkter Rollstuhl für den dauerhaften Alltagsgebrauch individuell für schwere Nutzer bis 300 kg einsetzbar
- Der gezielte Einsatz starrer Rahmenverbindungs-Elemente gibt dem Faltrollstuhl die für diesen Einsatzzweck benötigte Festigkeit
- Langfristige Sicherheit bei der Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhandels- und Versorgungsstruktur

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Selbstständige Fortbewegung einer schwergewichtigen Person bis 300 kg Nutzergewicht, z.B. Adipositas und/oder Versorgung und Beförderung im barrierefreien Innen- und Außenbereich
- Die selbstständige Mobilität wird soweit wie möglich durch gute Anpassung von Sitz, Rückenlehne und Fahrwerk an den Benutzer unterstützt
- Durch die querliegenden Schiebestange und dem durchgehenden Fußbrett erhält der Nutzer größtmögliche Unterstützung bei der Sitzposition

EINSATZBEREICH

- Geeignet für schwere Personen bis 300 kg
- Die Versorgung und der Transfer für Benutzer und Begleitperson wird erleichtert
- Einsatz in Alten- u. Pflegeheimen, Therapie- und Rehazentren bzw. im häuslichen Bereich zur Unterstützung therapeutischer Ziele

EUROCHAIR2 HD 2.850

● BESTELLUNG ❍ KOSTENVORANSCHLAG ❍ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA



Preis Grundmodell **5.728,00 €**

Grundausstattung

- Verstärkter Rückengurt
- Verstärkter Sitzgurt
- Durchgehendes Fußbrett
- Trommelbremse
- Querliegende Schiebestange

Zugelassenes Benutzergewicht

300 kg

Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren
Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung
Normentest der Bremse bei 7° Gefälle, Betätigungskräfte am Bremshebel 80 N
Beachten Sie bitte die Gesamtbreite für die Nutzung in der häuslichen Umgebung.

Personentransport im Rollstuhl als Sitz im KfZ ist nicht erlaubt.
Zusatzantriebe sind nur erlaubt, wenn eine Kombinationserklärung vorliegt.

MANUAL

Technische Daten

Sitzbreiten in mm	700 / 750 / 800
Breite fahrbereit in mm ab	920 / 970 / 1020
Breite gefaltet in mm ab	335
Sitztiefe in mm	460 / 500
Gesamthöhe in mm	960
Rückenhöhe in mm	430
Armlehnenhöhe in mm	230 – 330
Länge mit Fußstütze in mm	maximal 1140
Länge ohne Fußstützen in mm	maximal 900
Personengewicht	300 kg
Leergewicht ab	35 kg
Zul. Gesamtgewicht in kg	335 kg
Transportgewicht	28 kg
Antriebsrad	610 (24")
Bremsprüfung nach NORM	7°

Versions-Nr.: #1554 - 16.04.2026 / 2026-09-15 12:26:09

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

(S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	3368	SB 700 mm (bis 300 kg Benutzergewicht)		0,00
❑	3370	SB 750 mm (bis 300 kg Benutzergewicht)		0,00
❑	3372	SB 800 mm (bis 300 kg Benutzergewicht)		0,00

02 Sitztiefe

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	619	ST 460 mm		57,00
❑	792	ST 500 mm		0,00

03 Sitzhöhe vorne (VSH mm) in Kombination mit Lenk- und Antriebsrad (ohne Sitzkissen)

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße.
(Nur 24 x 13/8" Antriebsrad).

Code	Ø Lenkrad	475	500
154	Ø 142 Soft-Vollgummi	❑	
157/900	Ø 200 Flexel		❑

⚠ *Durch Wahl der VSH wird automatisch ein Standardlenklaufrad sowie die passende Lenkgabel konfiguriert.*
Die hintere Sitzhöhe ergibt sich automatisch durch die Standard-Sitzneigung von ca. 4 Grad, das entspricht ca. 30 mm Differenz.

Sitzkissen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	561	Sitzkissen 60 mm		164,00
❑	714	Inkontinenzbezug für Sitzkissen, grau		154,00

MANUAL

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Greifreifen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	493	Edelstahl		0,00
❑	692	Greifenreifenabstand eng		0,00
❑	693	Greifenreifenabstand weit ⚠ *Nur i.V. mit Code 493 Edelstahlgreifreifen*		63,00

05 Bereifung

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	904	Flexel-Bereifung, pannensicher		0,00

06 Bremsen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	680/706	Druckbremse für Fahrer und Trommelbremse für Begleitperson		0,00
❑	986	Bremshebelverlängerung aufsteckbar, 1 Paar		57,00

07 Rückengurthöhe

	CODE	BEZEICHNUNG	HÖHE	HMV-Nr.	EUR €
❑	442	Rücken in verstärkter Ausführung	430 mm		0,00

08 Rückenlehne

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	622	Rücken mit Lumbalknick		0,00

Rückenlehnenoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	814	Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung		0,00

MANUAL

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 Seitenteile und Armlehnen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	106	Seitenteil höhenverstellbar, Armlehnenpolster tiefenverstellbar		0,00

10 Beinstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	94	Ohne Bein- und Fußstützen		0,00
❑	93	Beinstützen, abnehmbar und wegschwenkbar		0,00

11 Fußstützen

USL (mm)	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490
(A)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

	CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	TIEFE	HMV-Nr.	EUR €
❑	54	(A)	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150 mm		0,00

12 Bein- und Fußstützenoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	822	Schuhanschnallriemen (Paar)		62,00

13 Rahmenfarben

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	4919	Silverline	0,00

14 Sitz-/Rückengurtfarben

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	287	Tiefschwarz, Polyester		0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

15 Optionen rund um den Rollstuhl

Hand- und Speichenschutz

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	489	Transparent		204,00

Stützrollen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	691	Stützrollen, abnehmbar (1 Paar)		188,00

Sonstiges Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	585	Infusionsständer "UNIVERSAL"		712,00
❑	819	Passive Beleuchtung		27,00
❑	833	Haltegurt		81,00