FORMAT

3.940 Lagervariante

HMV: 18.50.02.2092

Zugelassenes Benutzergewicht

130 kg

Für Personentransport geeignet

Für Personentransport geeignet. Geprüft nach ISO 7176-19



ORTOPEDIA

EINE MARKE VON MEYRA




Höhenverstellbare Seitenteile serienmäßig



Höhenverstellbare Schiebegriffe serienmäßig



Hochwertiger Anpassrücken serienmäßig



Winkelverstellbare Fußplatten

Die Qualitätsalternative für den Wiedereinsatz

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Der preiswerte Einstieg in die Klasse der Leichtgewicht-Rollstühle
- Auf Grund der Anlehnung an die bewährten Modelle Service 3.600 und Eurochair 1.750 garantiert der 3.940 eine optimale und unkomplizierte Ersatzteilversorgung aus dem schon bestehenden Produktprogramm.

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Bei erhöhtem Anpassbedarf des Benutzers unterstützt der Format beim Aufstehen und Transfer, da die Sitzhöhe auf die Körpergröße abgestimmt werden kann.

EINSATZBEREICH

- Der Format eignet sich hervorragend für den Einstieg in die eigene Mobilität
- Schiebe-Greifreifenantrieb
- Häuslicher und stationärer Bereich
- Rheuma
- Geriatrische Versorgung

● BESTELLUNG ❍ KOSTENVORANSCHLAG ❍ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

ORTOPEDIA
EINE MARKE VON MEYRA

HMV: 18.50.02.2092

HMV: - Faltbarer Rollstuhl (SB 380-510mm / ST 400-430mm / Max. Nutzergewicht 130kg)



Grundausstattung

- Antriebsrad 24" Alu
- Lenkrad 180 x 50 mm
- Pannensichere Bereifung
- Anpassrücken mit Rückentasche
- Rücken mit Lumbalknick
- Schiebegriffe 100 mm höhenverstellbar, teleskopierbar
- Seitenteil höhenverstell-, hochklapp-, abschwenk-, abnehmbar
- Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar
- Fußplatten winkelverstellbar
- Sitzhöhe 510 mm
- Sitztiefe 430 mm
- Rückenhöhe 420 mm (verstellbar)
- Greifreifenabstand eng
- Rahmenfarbe Silverline

Zugelassenes Benutzergewicht

130 kg

Für Personentransport geeignet

Für Personentransport geeignet. Geprüft nach ISO 7176-19

Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.
Bei Verwendung von Zusatzantrieben darf das zul. Gesamtgewicht nicht überschritten werden.

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

MANUAL

Technische Daten

Sitzbreiten in mm	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 510
Breite fahrbereit in mm ab	Sitzbreite +180
Breite gefaltet in mm ab	280
Sitztiefe in mm	400 / 430
Sitzhöhe vorne in mm	470 - 510
Sitzhöhe hinten in mm	440 - 490
Gesamthöhe in mm	960
Rückenhöhe in mm	420
Armlehnenhöhe in mm	215
Länge mit Fußstütze in mm	1.040
Personengewicht	130 kg
Leergewicht ab	17,5 kg
Transportgewicht	10,5 kg
Antriebsrad	560 mm (22") / 610 mm (24")
Bremsprüfung nach NORM	7°

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

01 Druckbremse

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
9394025	SB 380 mm Druckbremse	1.378,00
9394026	SB 400 mm Druckbremse	1.378,00
9394027	SB 430 mm Druckbremse	1.378,00
9394028	SB 460 mm Druckbremse	1.378,00
9394029	SB 480 mm Druckbremse	1.378,00
9394030	SB 510 mm Druckbremse	1.378,00

02 Trommelbremse

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
9394045	SB 380 mm Trommelbremse	1.646,00
9394046	SB 400 mm Trommelbremse	1.646,00
9394047	SB 430 mm Trommelbremse	1.646,00
9394048	SB 460 mm Trommelbremse	1.646,00
9394049	SB 480 mm Trommelbremse	1.646,00
9394050	SB 510 mm Trommelbremse	1.646,00

03 Optionen (wird separat geliefert)

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
1069874	Sicherheitspaket, bestehend aus: passive Beleuchtung, Stützrollen, Sicherheitsgurt, Stockhalter	308,00
1064946	Therapietisch aus Kunststoff, transparent, verstellbar von 380 - 480 mm Sitzbreite	276,00

MANUAL

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

04 Sitzkissen (wird separat geliefert)

ARTIKEL	SB-ST-KH (mm)	BEZEICHNUNG	EUR €
1046377	380-400-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1006685	380-430-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1046377	400-400-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1006685	400-430-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1006685	430-400-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1006825	430-430-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1006705	450-400-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1006825	450-430-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1046378	480-400-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1046382	480-430-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00

MANUAL