HM303D HM03MS

7.010 Lagervariante



MEYRA GROUP



HM303D



HM03MS

SUPER LEICHTER ROLLSTUHL

EIGENSCHAFTEN

- Dieser Rollstuhl ist für ältere Leute entwickelt, um im Alltag mehr Flexibilität zu erlangen, für mehr Selbständigkeit
- Ein kompakter Rollstuhl, der sehr einfach zu tragen und zu verladen ist
- Für mehr Sicherheit im Alltag
- Dieser Rollstuhl ist so leicht, dass er ganz einfach ins Auto zu heben ist, er lässt sich leicht falten und sehr gut bewegen
- Antriebsräder mit Steckachse für platzsparende Aufbewahrung
- Wegschwenkbare Beinstützen für mehr Bewegungsfreiraum

● BESTELLUNG ○ KOSTENVORANSCHLAG ○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

MEYRA



Grundausstattung

- HM303D
- Rahmenfarbe mattschwarz
- Geringes Gewicht - Nur 10 kg
- Faltbarer Rücken
- Beckengurt
- Duales Bremssystem
- Transport Rollstuhl
- Tragbar
- Antriebsräder 22"

- HM03MS
- Rahmenfarbe marineblau
- Geringes Gewicht - Nur 9,6 kg
- Faltbarer Rücken
- Beckengurt
- Duales Bremssystem
- Transport Rollstuhl
- Tragbar
- Antriebsräder 12"

Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.
Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

MANUAL

Technische Daten

	HM303D	HM03MS
Sitzbreite in mm	450	450
Sitztiefe in mm	410	410
Sitzhöhe in mm	450	465
Rückenhöhe in mm	400	410
Rückenwinkel	82° +/- 1°	82° +/- 1°
Armlehnenhöhe in mm	220	220
Breite fahrbereit in mm	645	600
Gesamthöhe in mm	860	875
Gesamtgewicht in kg	10 kg	9,6 kg
Fußbrettlänge in mm	390	390
Gesamtlänge mit Fußstütze in mm	942	1075
Max. Nutzergewicht in kg	110 kg	110 kg
Räder PU	6"/22"	6"/12"
Verpackungsmaße in mm	930 x 360 x 710	910 x 350 x 720

Versions-Nr.: #1554 - 16.04.2026 / 2026-08-25 11:03:11

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

HM303D

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
9350822	HM303D 22" SB 450 - ST 410 - SH 450 DUALES-BREMSSYSTEM		814,00

HM03MS

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
9350812	HM03MS 12" SB 450 - ST 410 - SH 465 DUALES-BREMSSYSTEM		710,00