SERVICE

3.600 Lagervariante

HMV: 18.50.02.0006

Zugelassenes Benutzergewicht

120 kg



Für den universellen Einsatz

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Rasche und zuverlässige Ersatzteilversorgung, langfristig gesichert durch eine flächendeckende Fachhandelsstruktur
- Außergewöhnliche Langlebigkeit, geringer Reparaturbedarf

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Für den nicht dauerhaften Einsatz (z.B. nach einer OP) als Transport- und Mobilitätshilfe

EINSATZBEREICH

- Als Transport- oder Schiebehilfe in Krankenhäusern, Kliniken und Pflegeheimen
- Transport von mobilitätseingeschränkten Gästen, z. B. im Hotel
- Für den kurzzeitigen Einsatz im häuslichen Bereich oder nach Unfallverletzungen
- Als Gehhilfe (im Rollstuhl sitzend gehen)

● BESTELLUNG ❍ KOSTENVORANSCHLAG ❍ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

MEYRA

HMV: 18.50.02.0006



Grundausstattung

- Antriebsrad, pannensicher, abnehmbar, Steckachse, Druckbremse
- Greifreifen Alu mit 15 mm Abstand
- Lenkrad pannensicher 200 x 50 mm
- Seitenteil vorn abgeschrägt mit gepolsterter Armauflage
- Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar
- Inkl. Auftrittrohr
- Rückengurthöhe 400 mm
- Sitzhöhe 520 mm
- Sitztiefe 440 mm
- Chrom Version mit Kunstlederbezügen (nur i.V. mit SB 450 mm)
- inklusive Wadengurt, durchgehend
- Farbe: Chrom oder Silverline

Zugelassenes Benutzergewicht

120 kg

Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.
Bei Verwendung von Zusatzantrieben darf das zul. Gesamtgewicht nicht überschritten werden.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

MANUAL

Technische Daten

Sitzbreiten in mm	400 / 450 / 480 / 510
Breite fahrbereit in mm ab	620 / 670 / 700 / 730
Breite gefaltet in mm ab	310
Sitztiefe in mm	440
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	520 / 490
Gesamthöhe in mm	920
Rückenhöhe in mm	400
Armlehnenhöhe in mm	240
Länge mit Fußstütze in mm	1080
Länge ohne Fußstützen in mm	780
Personengewicht	120 kg
Leergewicht ab	19 kg
Zul. Gesamtgewicht in kg	140 kg
Antriebsrad	610 mm(24 Zoll)
Transportgewicht	11 kg
Bremsprüfung nach NORM	7°

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

01 Klinikvariante

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
9769230	Chrom/Kunstleder in SB 450 mm	18.50.02.0006	1.320,00