BUDGET

9.050 Lagervariante

HMV: 18.50.02.0117

Zugelassenes Benutzergewicht
130 kg

Für Personentransport geeignet
Geprüft nach ISO 7176-19



ORTOPEDIA
EINE MARKE VON MEYRA



Komfortentnahmefunktion des Seitenteils



Kniehebelbremse



Verriegelbare Armlehnen nach hinten abklappbar



Vordere Sitzhöhe einstellbar ohne Teiletausch

Wirtschaftlich und innovativ

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Speziell für die aktuelle Versorgungssituation ausgelegt
- Technische Varianz durch Kompatibilität zum EUROCHAIR: Seitenteile, Beinstütze, Sitz- und Rückengurt, Druck- und Trommelbremse

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Gute Falteigenschaften für ein einfaches Handling im Alltag

EINSATZBEREICH

- Schiebe-Greifreifenantrieb
- Häuslicher und stationärer Bereich
- Rheuma
- Geriatrische Versorgung

● BESTELLUNG ❍ KOSTENVORANSCHLAG ❍ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

ORTOPEDIA
EINE MARKE VON MEYRA

HMV: 18.50.02.0117

HMV: - Faltbarer Rollstuhl (SB 380-510mm / ST 430mm / Max. Nutzergewicht 130kg)



Grundausstattung

- Antriebsrad 24" Alu
- Lenkrad 180 x 50 mm
- Pannensichere Bereifung
- Seitenteil hochklappbar
- Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar
- Sitzhöhe 510 mm
- Sitztiefe 430 mm
- Rückenhöhe 420 mm
- Greifreifenabstand eng
- Rahmenfarbe Silverline
- Rücken mit Lumbalknick

Zugelassenes Benutzergewicht

130 kg

Für Personentransport geeignet

Geprüft nach ISO 7176-19

Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.
Bei Verwendung von Zusatzantrieben darf das zul. Gesamtgewicht nicht überschritten werden.

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

MANUAL

Technische Daten

Sitzbreiten in mm	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 510
Breite fahrbereit in mm ab	Sitzbreite +180
Breite gefaltet in mm ab	280
Sitztiefe in mm	430
Sitzhöhe vorne in mm	470 - 510
Sitzhöhe hinten in mm	440 - 490
Gesamthöhe in mm	960
Rückenhöhe in mm	420
Armlehnenhöhe in mm	210,5
Länge mit Fußstütze in mm	1040
Personengewicht	130 kg
Leergewicht ab	19,6 kg
Zul. Gesamtgewicht in kg	150 kg
Antriebsrad	610 mm (24")
Bremsprüfung nach NORM	7°

MANUAL

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

01 Druckbremse

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
9905141	SB 380 mm Druckbremse	18.50.02.0117	1.284,00
9905142	SB 400 mm Druckbremse	18.50.02.0117	1.284,00
9905143	SB 430 mm Druckbremse	18.50.02.0117	1.284,00
9905144	SB 460 mm Druckbremse	18.50.02.0117	1.284,00
9905145	SB 480 mm Druckbremse	18.50.02.0117	1.284,00
9905146	SB 510 mm Druckbremse	18.50.02.0117	1.284,00

02 Trommelbremse

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
9905147	SB 380 mm Trommelbremse	18.50.02.0117	1.554,00
9905148	SB 400 mm Trommelbremse	18.50.02.0117	1.554,00
9905149	SB 430 mm Trommelbremse	18.50.02.0117	1.554,00
9905150	SB 460 mm Trommelbremse	18.50.02.0117	1.554,00
9905151	SB 480 mm Trommelbremse	18.50.02.0117	1.554,00
9905152	SB 510 mm Trommelbremse	18.50.02.0117	1.554,00

MANUAL

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

03 Optionen (wird separat geliefert)

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
1069874	Sicherheitspaket, bestehend aus: passive Beleuchtung, Stützrollen, Sicherheitsgurt, Stockhalter	308,00

04 Sitzkissen (wird separat geliefert)

ARTIKEL	SB-ST-KH (mm)	BEZEICHNUNG	EUR €
1006685	380-430-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1006685	400-430-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1006825	430-430-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1015928	460-430-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1046382	480-430-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00
1046382	510-430-30	Sitzkissen Tiefschwarz	98,00

MANUAL